

BODYLIFE

Notice d'utilisation

Appareil Anti-Rides Ionique & Lumière LED

Les appareils de beauté BODYLIFE sont conçus pour accompagner une routine de soin esthétique et de bien-être. Merci de lire attentivement cette notice avant la première utilisation afin de garantir un usage optimal et sécurisé.

Utilisation responsable – Information importante

Les résultats peuvent varier selon la nature de la peau, la sensibilité individuelle et la fréquence d'utilisation. Avant toute utilisation, il est recommandé de :

- demander l'avis d'un professionnel de santé ou de l'esthétique,
- réaliser un test préalable sur une zone discrète,
- effectuer une première séance courte à faible intensité.

Présentation

Cet appareil combine les technologies ioniques, EMS, chaleur douce, micro-vibrations et thérapie LED afin d'aider à :

- Nettoyer les pores en profondeur
- Réduire l'apparence des rides et ridules
- Stimuler la production de collagène
- Améliorer l'éclat et la fermeté de la peau
- Favoriser l'absorption des soins

Caractéristiques techniques

Élément	Détail
Nom du produit	Appareil anti-rides à lumière pulsée
Modèle	ES-1081
Tension de charge	5 V ■ 1 A
Puissance	2,5 W

Batterie	3,7 V / 500 mAh
Temps de charge	2 heures
Dimensions	89 × 47 × 120 mm
Mise en veille	Automatique après 4 minutes d'inactivité

Modes d'utilisation

1. Mode CLEAN – Nettoyage ionique

Nettoie les pores, élimine l'excès de sébum et favorise la purification de la peau.

2. Mode EMS – Micro-courant

Stimule la peau, raffermi les tissus et améliore l'absorption des soins hydratants.

3. Mode HOT – Chauffant

Diffuse une chaleur douce pour détendre la peau, stimuler la circulation et raviver l'éclat.

Méthode de massage recommandée

- 1 Remonter du menton vers les joues
- 2 Remonter des joues vers les tempes
- 3 Remonter du cou vers le menton
- 4 Masser du menton vers la mâchoire

Précautions de sécurité

- Ne pas utiliser après une chirurgie esthétique récente ou sur une peau irritée.
- Interdit aux personnes porteuses de stimulateur cardiaque.
- Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.
- Ne pas utiliser sur plaies ouvertes ou zones enflées.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

Entretien

- Nettoyer la tête de soin avec un chiffon doux légèrement humide.
 - Ne pas utiliser de solvants ou produits corrosifs.
 - Conserver dans un endroit sec à température ambiante.
-

BODYLIFE

Merci pour votre confiance.

Service client : info@bodylifepro.com