



**Manuel d'utilisation mini pistolet masseur
facial portable électrique
Modèle Véga Gun
Référence : SNT210**



**IMPORTANT: Merci de prendre connaissance de ce manuel avant
toute utilisation.**

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables. - Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

Tête en V pour les vertèbres Petite tête ronde/pour les articulations

Tête souple flottante pour toutes les parties

Tête sphérique/pour les grands groupes musculaires du corps

instructions

1. Bouton marche/arrêt (appui long pour démarrer/appui long pour éteindre)

2. Appuyez sur la touche de mise en marche

3. Détachable et amovible pour démonter le détachant. Il suffit de le tirer avec force. 4. Veuillez sélectionner l'équipement pour le chargement

5. Pour la première fois, veuillez facturer les frais de port. Veuillez connecter le câble de données à l'adaptateur secteur pour le chargement.

6. Type Burton : pendant le chargement, 6 lumières allumées, pendant la charge, 6 lumières allumées, et pendant le fonctionnement, les lumières allumeront l'appareil.

Type J. Touch : pendant le chargement, le tube à essai affiche la quantité d'électricité pendant le fonctionnement, il affiche l'appareil.

Instructions de sécurité Danger : Afin de réduire les risques de choc électrique, d'incendie et d'incendies corporels, ce produit doit être utilisé conformément aux instructions suivantes.

Pour les adultes :

Il ne peut être utilisé que sur des surfaces cutanées sèches et propres du corps. Il ne peut pas être utilisé à travers les vêtements. Appuyez dessus et déplacez-le doucement sur la peau. La vibration de chaque partie dure environ 60 secondes. Utilisez cet appareil uniquement sur les parties molles du corps sans provoquer de douleur ou d'inconfort. Ne l'utilisez pas sur la tête ou sur toute partie dure ou non du corps.

Utilisez uniquement la tête vibrante qui peut produire les meilleurs résultats

Des ecchymoses peuvent survenir sous une pression moderne ou non. Vérifiez régulièrement la zone qui reçoit la physiothérapie.

Arrêtez immédiatement de l'utiliser dès qu'il y a un signe de douleur ou d'inconfort.

Éloignez les cheveux, les poils ou d'autres parties du corps de la tige et de l'arrière de la tête vibrante, car ils pourraient être pincés

Ne placez aucun objet dans le creux de la main.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou le laisser pénétrer dans l'eau. Ne pas laisser tomber l'appareil ou l'utiliser de manière inappropriée.

Charger l'appareil avec seulement 5 V CC.

Vérifier soigneusement l'appareil et la batterie avant chaque utilisation.

Ne pas changer ou modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.

Ne pas utiliser ou charger l'appareil sans surveillance.

Indications techniques:

Temps d'utilisation : 4 heures Temps de charge : 2 heures

4 têtes de massage différentes inclus charge :port Type-C

Taille du produit : 19.5*13cm Poids du produit : 550g

Matériau : ABS

Capacité de la batterie : 800mah

Puissance du produit : 30w

Tension du moteur : 7,4V

Tension de fonctionnement : 5V



SYNERFIT®

Copyright Synerfit®. All Rights Reserved.

SARL ILAN DIFFUSION

103 RUE DU MARECHAL LECLERC

94410 SAINT MAURICE FRANCE

www.synerfit.eu

*Synerfit est une marque enregistrée par ILAN DIFFUSION SARL.
Produits importés par ILAN DIFFUSION SARL. Fabriqué en Chine.
Synerfit is registered by ILAN DIFFUSION SARL.
Imported by ILAN DIFFUSION SARL.
Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*

