


**MANUEL D'UTILISATION
USER MANUAL
BENUTZER-HANDBUCH**

**MASQUE DE RELAXATION
EYE MASSAGER
MASK ENTSPANNUNG**

Réf. 15193130



Nature & Découvertes

Versailles Grand Parc
1 avenue de l'Europe
78117 Toussus-le-Noble - France
N° Service Client: +33 (0)1 8377 0000
www.natureetdecouvertes.com



Copyright © Breo. All Rights Reserved.
5121003592

breo®

FR

MANUEL D'UTILISATION MASQUE DE RELAXATION Réf. 15193130


Merci d'avoir acheté le masque de relaxation Breo iSee4
Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation, et conservez-les
soigneusement pour consultation ultérieure.

INTRODUCTION


Le fonctionnement du masser iSee4 eve repose sur une pression pneumatique intelligente et une technologie de contrôle via micropuce. Grâce à ses mouvements de pétrissage et de massage, ainsi que par des compressions chaudes, il vous permet de maintenir vos yeux en bonne santé. Cet appareil vous offre également la possibilité d'entendre une agréable musique pendant les massages. Grâce à sa forme pliable à 180 °, intégrant toutes les fonctionnalités, le masser couvre complètement vos yeux et vous rend votre vitalité et votre vigueur.

CONFIGURATION DU PRODUIT

Le masser inclut : une unité principale, un chargeur, un manuel d'utilisation.



unité principale




chargeur



manuel d'utilisation

CONFIGURATION DES FONCTIONS


1. Indicateur d'alimentation
2. Bouton Marche / Arrêt
3. Écran d'affichage
4. Boucle d'ajustement élastique
5. Entrée USB



FONCTIONNEMENT

Marche

1. Ouvrez la protection du port de charge situé sur le couvercle arrière de l'unité principale.
2. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale. Nous vous suggérons pour cela d'utiliser une barre multiprise protégée contre les surtensions, et de brancher l'autre extrémité dans la prise USB jack sous le couvercle arrière.
3. L'indicateur d'alimentation sur l'écran LCD clignote pendant la charge ; le clignotement s'arrête une fois que l'appareil est complètement chargé.
4. Le produit ne peut pas être utilisé pendant la charge (si le produit est utilisé pendant son chargement, il passera en mode d'auto-protection entraînant son arrêt automatique)
5. Le temps de charge est de 2 à 3 heures.



FONCTIONNEMENT

Sélection du mode

À l'allumage, le mode par défaut de l'appareil est le mode de VEILLE. Appuyez légèrement sur la touche Marche / Arrêt pour passer au mode suivant.

SLEEP MODE (mode veille)

Durée : 10 minutes
Pression pneumatique : MARCHÉ
Compression chaude : MARCHÉ
Vibration : ARRÊT
Musique : ARRÊT

MED MODE (mode modéré)

Durée : 15 minutes
Pression pneumatique : MARCHÉ
Compression chaude : MARCHÉ
Vibration : ARRÊT
Musique : MARCHÉ

HARD MODE (mode puissant)

Durée : 20 minutes
Pression pneumatique : MARCHÉ
Compression chaude : MARCHÉ
Vibration : MARCHÉ
Musique : MARCHÉ

Éteindre

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche / Arrêt pour éteindre l'appareil et il cessera de fonctionner.

PRÉCAUTIONS

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation pour utiliser ce produit correctement et en toute sécurité.

1. Veuillez ne pas utiliser ce produit pendant que vous conduisez.
2. Veuillez ne pas utiliser ce produit dans un environnement dont la température ou le degré d'humidité est excessivement élevé.
3. Placez d'abord l'appareil sur vos yeux puis allumez-le pour éviter d'endommager la poche gonflable due à une surpression.
4. Il est fortement déconseillé aux personnes souffrant de maladies oculaires, telles que le glaucome, la cataracte ou le décollement de la rétine, d'utiliser cet appareil.
5. Les personnes ayant subi une chirurgie oculaire ne peuvent pas utiliser ce produit.
6. Les personnes souffrant d'AVC, d'hypertension d'hypotension ne devraient pas utiliser ce produit.
7. Les personnes léthargiques ou les personnes ayant un handicap physique ou mental ou une incapacité intellectuelle ne devraient pas être autorisées à utiliser ce produit.

11. It is household electric health care product. thus can not be used for diagnosing or curing known disease or other commercial use.
12. If it requires cleaning, wipe it with cotton soaked in alcohol. Do not use water to wash the device.
13. The massager has a hot compressing function, and temperature can reach at 42°C, users not sensitive to change in temperature should be careful in use.
14. Take off your eye contact lenses or glasses before use this product.

TROUBLESHOOTING AND TECHNICAL PERFORMANCE INDEX

If there is any problem when you use the device, please follow the instructions below to check. If the problem still exists or the device can't work normally, please turn off the power supply and contact local service center. Do not disassemble or repair the device yourself.

Fault	Possible reason	Solutions
Unable to boot	Whether the cable is in good condition	Check the connection status of the cable
	Whether the battery is low	If yes, charge battery
Air pressure is too weak.	Whether the battery is low	If yes, Please charge at once

TECHNICAL PERFORMANCE INDEX

Input	DC:5V 1A
Power	5W
Ideal environment	Temperature: 5°C - 40°C - Relative Humidity: <80% Atmospheric pressure: 860hpa-1060hpa
Dimension	Master unit: L.208 mm x W.106 mm x H.76 mm
Net Weight	318 g

OPERATION

Mode Selection

After starting up, the machine's default mode is SLEEP mode; short-press On/Off key to switch next mode.

SLEEP MODE

Time: 10 minutes
Airpressure: ON
Hot compressing: ON
Vibration: OFF
Music: OFF

MED MODE

Time: 15 minutes
Airpressure: ON
Hot compressing: ON
Vibration: OFF
Music: ON

HARD MODE

Time: 20 minutes
Airpressure: ON
Hot compressing: ON
Vibration: ON
Music: ON

Shutdown

Long-press On/Off key to shut down the machine, and the machine stops working.

PRECAUTIONS

Please read User Manual carefully to correctly and safely use this product.

1. Please do not use this product while driving.
2. Please do not use this product in the environment with excessively high temperature or humidity.
3. Wear the device and then switch it on to avoid damaging the air bag due to overpressure.
4. Those suffering from eye diseases. such as glaucoma. pearl eye and detachment of retina can not use this product
5. Those who have had eye surgery can not use this product.
6. The persons suffering from strokes. hypertension. and hypotension should not use this product.
7. Sluggish patients, or people with physical or mental or intellectual disability should not allowed to use this product
8. Those who have eye surgery can not use this product.
9. Children under 7 years old cannot use this product.
10. Please use the stabilized voltage power supply provided by our company and pay attention to the safety.

8. Les personnes ayant subi une chirurgie oculaire ne peuvent pas utiliser ce produit.
9. Les enfants de moins de 7 ans ne peuvent pas utiliser ce produit.
10. Veuillez utiliser la source d'alimentation stabilisée fournie par notre entreprise et prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
11. Il s'agit d'un produit de soins de santé domestique. Il ne peut donc pas être utilisé pour diagnostiquer ou guérir une maladie connue ou pour toute autre utilisation commerciale.
12. Si vous devez nettoyer l'appareil, essayez-le avec un coton imbibé d'alcool. Ne jamais utiliser d'eau pour laver l'appareil.
13. Le masseur est doté d'une fonction de compression chaude où la température peut atteindre 42 ° C. Les utilisateurs insensibles aux variations de température doivent être prudents en l'utilisant.
14. Retirez vos lentilles de contact ou vos lunettes avant d'utiliser l'appareil.

DÉPANNAGE ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Si vous deviez rencontrer un problème lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Si le problème persiste ou que l'appareil ne fonctionne pas normalement, veuillez l'éteindre et contacter votre centre de maintenance local. Ne pas démonter ou réparer vous-même l'appareil.

Problème	Explications possibles	Solutions
Impossible de le mettre en marche	Vérifiez si le câble est en bon état	Vérifiez si le câble est bien branché
	Vérifiez si le niveau de la batterie est faible	Si oui, chargez la batterie
La pression pneumatique est trop faible	Vérifiez si le niveau de la batterie est faible	Si oui, veuillez la recharger immédiatement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	CC : 5 V - 1 A
Puissance	5 W
Environnement idéal	Température : 5°C - 40°C - Humidité relative : <80 % Pression atmosphérique : 860 hpa - 1060 hPa
Dimensions	Unité principale : L.208 mm x l.106 mm x h.76 mm
Poids net	318 g

BENUTZER-HANDBUCH

MASK ENTSPANNUNG

Ref. 15193130

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Breo iSee4 entschieden haben
Bitte lesen Sie diese Gebrauchshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf

EINLEITUNG


Der iSee4 eve Massager arbeitet mit intelligenter, Mirochip-basierter Luftdrucktechnologie. Durch Walkbewegungen, Warmkompressen und Massage wird die Gesundheit Ihrer Augen unterstützt. Dabei ist das Gerät in der Lage, entspannende Musik abzuspielen. Mit seinem einzigartigen, integrierten 180°-Design passt sich das Produkt optimal an die Augen an und verleiht dem Träger Kraft und Energie.

PRODUKTKONFIGURATION

Zum Massager gehören: Haupteinheit, Ladegerät, Handbuch.



Haupteinheit




Ladegerät



Handbuch

FUNCTION CONFIGURATION


1. Power Supply Indicator
2. On/Off Key
3. Display Area
4. Elastic Adjustment Buckle
5. USB Input Socket



OPERATION

Power on

1. Open the lid of the charging port in the bottom of the rear cover of the master unit.
2. Plug the power cord into a wall outlet. We suggest using a surge protected power bar, and plug the other end into the USB jack under the rear cover.
3. The indicator of power on the LCD screen flashes during charging; the flash stops when fully charged.
4. The product cannot be operated while charging (if the product is charged while operating, it will start the self-protection program and stop operating automatically)
5. The time of charging is 2 -3hours.



USER MANUAL

EYE MASSAGER

Ref. 15193130


Thank you for purchasing Breo iSee4
Please read these instructions carefully before using and keep it properly for future reference.

INTRODUCTION

iSee4 eye massager adopts intelligent air pressure, micro-computer chip control technology. By kneading, hot compressing and massaging on eyes, it helps to keep your eyes in the healthiest state, and while performing massage with this product, you can enjoy the wonderful music. With the unique 180°-foldable and integrated design, the product can fit eyes completely, and make people full of vim and vigor.

PRODUCT CONFIGURATION

The massager includes : Master Unit, Power Charger, User Manual.



Master Unit




Power Charger



User Manual

AUFBAU


1. Stromversorgungsanzeige
2. Ein/Aus-Taste
3. Anzeigebereich
4. Schnalle zur Anpassung des Gummibands
5. USB-Buchse



BETRIEB

Gerät an

1. Öffnen Sie die Klappe des Ladeanschlusses unten in der hinteren Abdeckung der Haupteinheit.
2. Stecken Sie das Ladekabel in eine Wandsteckdose ein. Wir empfehlen die Verwendung einer Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz. Stecken Sie das andere Ende in die USB-Buchse unter der hinteren Abdeckung ein.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige am LCD-Bildschirm. Ist das Gerät vollständig aufgeladen, hört das Blinken auf.
4. Das Produkt lässt sich nicht bedienen, während es lädt (wird das Produkt im Betrieb aufgeladen, startet es ein Selbstschutzprogramm und stellt automatisch den Betrieb ein)
5. Die Ladezeit beträgt 2 bis 3 Stunden.



BETRIEB

modusauswahl

Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät standardmäßig im RUHEZUSTAND; drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um in den nächsten Modus zu wechseln.

SLEEP MODE (ruhezustand)

Dauer: 10 minutes
Luftdruck: EIN
Warm-Komprese: EIN
Vibration: AUS
Musik: AUS

MED MODE (med modus)

Dauer: 15 minutes
Luftdruck: EIN
Warm-Komprese: EIN
Vibration: AUS
Musik: EIN

HARD MODE (harder modus)

Dauer: 20 minutes
Luftdruck: EIN
Warm-Komprese: EIN
Vibration: EIN
Musik: EIN

Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger gedrückt. Dann schaltet sich das Gerät ab.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, um das Produkt richtig und sicher zu verwenden.

1. V1. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht beim Autofahren.
2. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder sehr hoher Feuchtigkeit.
3. Setzen Sie das Gerät zunächst auf und schalten Sie es dann ein, damit das Luftkissen nicht durch Überdruck Schaden nimmt.
4. Personen mit Augenkrankheiten wie Glaukom und Netzhautablösung dürfen dieses Produkt nicht verwenden
5. Nach einer Augenoperation darf das Produkt nicht verwendet werden.
6. Personen mit niedrigem Blutdruck oder Bluthochdruck sowie Schlaganfallpatienten sollten das Produkt nicht verwenden.
7. Körperlich oder geistig eingeschränkten Personen sollte dieses Produkt nicht zur Verwendung überlassen werden.
8. Im Vorfeld einer Augenoperation darf das Produkt nicht verwendet werden.

9. Kinder unter 7 Jahren dürfen das Produkt nicht verwenden.
10. Bitte verwenden Sie das stabilisierte Netzteil unseres Unternehmens und achten Sie auf die Sicherheit.
11. Es handelt sich hier um ein elektrisches Gerät für die Gesundheitsvorsorge zur häuslichen Anwendung. Es kann nicht für die Diagnose oder Therapie von Krankheiten oder sonstige gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.
12. Reinigen Sie das Gerät ggf. mit in Alkohol getränkter Watte. Spülen Sie das Gerät nicht mit Wasser.
13. Der Massager hat eine Warmkompressen-Funktion. Die Temperatur kann 42 ° erreichen. Benutzer, die auf Temperaturwechsel empfindlich reagieren, sollten bei der Verwendung vorsichtig sein.
14. Nehmen Sie vor der Verwendung Ihre Kontaktlinsen heraus bzw. Ihre Brille ab.

FEHLERBEHEBUNG UND TECHNISCHE DATEN

Funktioniert das Produkt nicht einwandfrei, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise. Besteht das Problem fort oder lässt sich das Gerät nicht ordnungsgemäß betreiben, schalten Sie es aus und setzen Sie sich mit Ihrem Kundendienst vor Ort in Verbindung. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Gerät fährt nicht hoch	Ist das Kabel in einwandfreiem Zustand?	Prüfen Sie, ob das Kabel richtig angeschlossen ist
	Ist der Ladezustand der Batterie zu niedrig?	Falls ja, laden Sie die Batterie auf
Luftdruck baut sich unzureichend auf	Ist der Ladezustand der Batterie zu niedrig?	Falls ja, laden Sie sie sofort auf

TECHNISCHE DATEN

Leistung	DC:5V 1A
Leistung	5W
Ideale Betriebsumgebung	Temperatur: 5 °C – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: < 80 % Luftdruck: 860 hpa-1060 hpa
Maße	Haupteinheit: L.208 mm x l.106 mm x h.76 mm
Nettogewicht	318 g