




NATURE &  
DECOUVERTES

# MASSEUR CERVICAL BREO


NACKEN-MASSAGEGERÄT  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
NECK MASSAGER




Réf. 15202840

breo<sup>®</sup>



**Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.  
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.  
Please carefully read this manual and keep it in a safe place.**





## COUSSIN CERVICAL BREO

**INSTRUCTIONS IMPORTANTES.  
A CONSERVER POUR USAGE  
ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT****MISE EN GARDE**


Lire attentivement et conserver ces instructions

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des limitations physiques, sensorielles, mentales ou manquant d'expérience et de connaissances à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des consignes concernant l'usage sûr de l'appareil et qu'elles en comprennent les dangers.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de réparation agréé ou des personnes également qualifiées afin d'éviter tout danger.
- L'appareil possède une surface chauffée.
- Les personnes sensibles à la chaleur doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles utilisent l'appareil.
- N'utilisez pas le masseur cervical si la housse en tissu est endommagée.
- N'insérez aucun objet ni matériel inflammable dans le masseur cervical. Cela peut entraîner un choc électrique, une panne ou un risque d'incendie.
- N'exercez aucune pression excessive pendant l'usage du masseur cervical.
- Ne couvrez pas le masseur cervical pendant le fonctionnement. Cela peut entraîner une hausse de la température du moteur et avoir pour résultat une panne ou un incendie.
- Il est normal qu'un certain niveau de bruit se fasse entendre pendant le fonctionnement en raison de la fonction de tapotement.
- Arrêtez immédiatement l'appareil si vous ressentez une gêne.
- Cet appareil n'est pas destiné à l'auto-diagnostique ni à l'auto-traitement de maladies qui doivent être traitées par un prestataire de soins qualifié.
- Toute personne prenant des médicaments ou atteinte de troubles médicaux doit consulter son médecin avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas ce produit si vous ne vous sentez pas bien ou si vous êtes enceinte.


**Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés  
par une mauvaise utilisation de l'appareil.**

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cet emballage comprend : Masseur iNeck3, adaptateur secteur, manuel d'utilisation, manchon en tissu et manuel d'utilisation.



Masseur  
iNeck3



Adaptateur  
secteur




Manchon  
en tissu



Manuel  
d'utilisation

## FUNCTIONNEMENT



Dos

Nœuds de massage arrière

Nœuds de massage avant

Indicateur LED (rouge/vert)

Bouton de sélection du mode

Bouton marche/arrêt rapide

Boucle en silicone

Port USB pour le chargement

# PRÉPARATION

Avant l'utilisation, vérifier l'état du masseur et des accessoires.

1. Absence de dommages sur l'adaptateur secteur et le masseur.
2. Charger complètement la batterie avant l'utilisation.

## Chargement :

1. Si la batterie est faible, insérer le câble USB dans le port de chargement USB dans la sangle. Brancher l'adaptateur à la prise secteur.
2. L'indicateur d'alimentation de la batterie clignote en rouge puis arrête de clignoter une fois la batterie entièrement chargée.
3. La durée de chargement est d'environ 10 heures.
4. Ne pas utiliser le masseur pendant le chargement.

## Port :

1. Retirer le cordon de la boucle en silicone.
2. Placer l'unité centrale sur les vertèbres cervicales (à l'arrière du cou).
3. Ajuster le masseur dans la position la plus confortable et insérer le cordon dans la boucle en silicone.


## Mise en marche :

Appuyer sur le bouton  Le voyant LED s'allume en vert et le masseur démarre immédiatement.

(Préréglage par défaut : mode shiatsu 1 pendant 10 minutes, vitesse basse)

Un signal sonore pour la vitesse lente, deux signaux sonores pour la vitesse intermédiaire et trois signaux sonores pour la vitesse rapide. Pour changer de mode de massage, appuyer sur le bouton de mode. Les modes sont indiqués à la section sur les modes de ce manuel.


## Mise hors tension :

Appuyer sur le bouton et maintenir la pression  Le voyant LED et le masseur s'éteignent.

# FONCTIONNEMENT

## Sélection du mode

**Remarque : Le mode par défaut est le mode shiatsu 1**


Appuyer sur le bouton  le mode de massage change selon la séquence suivante : Mode 2 > Mode 3 > Mode 1

Les trois modes se distinguent par la direction des mouvements. Voir ci-dessous :

**Mode 1** les nœuds de massage effectuent un mouvement de rotation continu dans un sens puis dans l'autre.

**Mode 2** la rotation des nœuds de massage s'effectue pendant la transition de l'avant vers l'arrière, mais pas pendant la transition de l'arrière vers l'avant.

**Mode 3** la rotation des nœuds de massage s'effectue pendant la transition de l'arrière vers l'avant, mais pas pendant la transition de l'avant vers l'arrière.

**Remarque :** Appuyer en continu sur le bouton  pour arrêter la translation des nœuds de massage et sélectionner un massage en position fixe. Après avoir entendu un signal sonore, continuer d'appuyer sur le bouton et sélectionner la position de massage souhaitée puis relâcher le bouton pour profiter du massage.

Arrêt automatique de sécurité

L'unité s'éteint automatiquement après 10 minutes.

Nettoyage et entretien

Pour nettoyer, retirer le manchon en tissu et le laver.

## PRÉCAUTIONS

1. Lire attentivement le manuel et utiliser le masseur en conséquence.
2. Ceci n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
3. Tenir le masseur à l'abri de l'humidité, de la chaleur et des matières inflammables.
4. Pour les cheveux longs, nous recommandons d'attacher les cheveux avant d'utiliser le massage de nuque. Cela évitera aux cheveux de se prendre dans la machine
5. N'utiliser que le chargeur fourni, l'utiliser avec précaution et conformément aux spécifications.
6. Ce masseur ne doit pas être utilisé par :
  - a. Les personnes présentant une enflure, une inflammation ou une congestion sanguine dans le cou ou celles ayant subi une chirurgie du cou.
  - b. Les personnes qui ont des mouvements lents, une mauvaise santé physique ou une instabilité intellectuelle.
  - c. Les personnes ayant subi un AVC ou atteintes d'hypertension ou de maladie cardiaque.
  - d. Les personnes atteintes de maladies longues, invalides ou âgées.
  - e. Les personnes présentant des plaies ouvertes, une infection grave, une maladie de peau ou des lésions cutanées, une maladie du sang ou une tendance aux hémorragies.
  - f. Les femmes enceintes et les enfants.

7. Ne pas utiliser le masseur avec l'estomac vide ou l'estomac plein ou après avoir bu ou fait de l'exercice vigoureux.
8. Le masseur est un produit d'hygiène personnelle et ne remplace pas l'avis et le traitement d'un professionnel de la santé. En cas de doute ou si nécessaire, consulter un professionnel de la santé avant l'utilisation.
9. Arrêter immédiatement d'utiliser le masseur en cas d'inconfort.
10. Ne pas utiliser le masseur en conduisant.
11. Ne jamais utiliser s'il est très chaud ou mouillé.
12. Pour nettoyer, retirer le manchon pour le laver et essuyer l'unité principale avec de l'alcool, mais pas d'eau.
13. Retirer tout ce qui se trouve sur le cou, comme les colliers, les écharpes, etc.
14. Ne pas utiliser le masseur chez les femmes enceintes, les enfants et les femmes menstruées.

## DÉPANNAGE ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

En cas de problèmes de fonctionnement, se reporter au tableau ci-dessous. Ne pas démonter l'appareil ou essayer de le réparer soi-même.

Problème	Explications possibles	Solution possible
Impossible de mettre en marche	Batterie au lithium faible.	Charger l'unité.
Faible force ou vitesse lente de massage	Batterie au lithium faible.	Charger l'unité.

### Spécifications techniques

Alimentation		DC5V 1.0A
Environnement idéal de fonctionnement	Température	5 °C - 40 °C
	Humidité relative	<80 %
	Pression atmosphérique	860 hpa - 1060 hPa
Dimensions :		Unité principale : 255 mm (L)*265 mm (l)*90 mm (H)
Poids net		990 g

## STOCKAGE ET TRANSPORT

1. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, mettre l'appareil sous tension tous les 6 mois pour éviter que la batterie meure.
2. Assurer une bonne ventilation et tenir éloigné de la lumière directe et des flammes.



# NACKEN-MASSAGEGERÄT BEDIENUNGSANLEITUNG BREO

## LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE GUT AUF

### ANWEISUNGEN VOR INBETRIEBNAHME


Bitte aufmerksam lesen und aufbewahren

- Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen verwendet werden, sofern sie im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen worden sind oder dabei beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Ist das Stromkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden, um jegliche Gefahr zu verhindern.
- Das Gerät weist eine Fläche auf, die im Gebrauch heiß wird.
- Hitzeunempfindliche Personen müssen beim Gebrauch besondere Vorsicht walten lassen.
- Das Nacken- und Schultermassagegerät nicht über Kunststoffkleidung verwenden.
- Keinen Gegenstand und kein entzündliches Material in das Nacken- und Schultermassagegerät einführen. Anderenfalls kann es zu einem Stromschlag oder einer Funktionsstörung kommen oder es besteht Brandgefahr.
- Beim Gebrauch keinen übermäßigen Druck auf das Nacken- und Schultermassagegerät ausüben.
- Das Nacken- und Schultermassagegerät im Betrieb nicht abdecken. Anderenfalls steigt die Temperatur des Motors und es besteht die Gefahr eines Defekts bzw. Brandgefahr.
- Eine gewisse Geräuscentwicklung beim Gebrauch ist wegen der Klopfmassagefunktion normal.
- Den Gebrauch bei Unwohlsein sofort einstellen.
- Dieses Produkt ist nicht für Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung geeignet: Wenden Sie sich mit Ihren Symptomen an einen qualifizierten Gesundheitsdienstleister.
- Personen, die Medikamente einnehmen oder unter gesundheitlichen Störungen leiden, sollten vor dem Gebrauch einen Arzt fragen. Das Gerät bei Unwohlsein oder im Fall einer Schwangerschaft nicht verwenden.


Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung des Gerätes entstanden sind.

# LIEFERUMFANG

In der Packung ist Folgendes enthalten: iNeck 3 Massagegerät, Netzteil, Bedienungsanleitung, Stoffhülle.



iNeck3  
Massagegerät



Netzteil




Stoffhülle



Bedienungsanleitung

# AUFBAU DES GERÄTS



● Rückansicht

● Massageköpfe

● Vorderansicht

● LED-Anzeige (Rot/Grün)

● Modusauswahltaste

● Ein/Aus-Taste Geschwindigkeitstaste

● Silikonschieber

● USB-Ladeanschluss

# VORBEREITUNG

Vor dem Gebrauch den Zustand des Massagegeräts und des Zubehörs überprüfen.

1. Keine Beschädigung am Netzteil und Massagegerät vorhanden.
2. Den Akku vor dem Gebrauch vollständig aufladen.


## Ladevorgang

1. Ist der Ladezustand des Akkus niedrig, das USB-Kabel in den USB-Ladeanschluss im Band einstecken. Das Netzteil in die Steckdose einstecken.
2. Die Akku-Ladeanzeige blinkt ROT. Wenn der Akku vollständig geladen ist, hört sie auf zu blinken.
3. Die Aufladezeit beträgt ca. 10 Stunden.
4. Das Massagegerät während des Ladevorgangs nicht verwenden.

## Tragen

1. Das Band ein Stück weit aus dem Silikonschieber herausziehen.
2. Das Gerät um den Hals legen und an der Halswirbelsäule (hinten im Nacken) ausrichten.
3. Das Massagegerät bequem zurechtrücken und das Band mit dem Silikonschieber enger ziehen.

## Einschalten

Diese Taste drücken:  Die LED leuchtet grün und das Massagegerät beginnt sofort mit der Massage.

(Werkseitig voreingestellt: Shiatsu Modus1 für 10 Minuten, langsame Geschwindigkeit)

Ein Piepton für niedrige, zwei Pieptöne für mittlere und drei Pieptöne für hohe Geschwindigkeit. Zum Wechsel zwischen den Massagemodi dient die Modustaste. Welche Modi es gibt, ist im Abschnitt Modusauswahl erklärt.


## Ausschalten

Diese Taste gedrückt halten:  Die LED erlischt und das Massagegerät schaltet sich ab.

# BETRIEB

Modusauswahl

**Hinweis: Voreingestellt ist Shiatsu Modus1**


Diese Taste drücken:  Der Massagemodus wechselt in dieser Reihenfolge: Modus2 > Modus3 > Modus1

Die drei Modi unterscheiden sich durch die Bewegungsrichtung der Massageköpfe. Siehe nachfolgend:

**Modus1** Die Massageköpfe drehen sich beständig vor und zurück.

**Modus2** Die Massageköpfe drehen sich nicht beim Übergang von hinten nach vorne und drehen sich, wenn sie von vorne nach hinten wandern.

**Modus3** Die Massageköpfe drehen sich beim Übergang von hinten nach vorne und drehen sich nicht, wenn sie von vorne nach hinten wandern.

**Hinweis:** Durch längeres Drücken von  wird die Wanderbewegung der Massageköpfe gestoppt und eine feststehende Massage ausgewählt. Nachdem ein Piepton ertönt, die Taste weiter gedrückt halten und die gewünschte Massageposition auswählen. Dann die Taste loslassen und die Massage genießen.

### **Automatische Abschaltung**

Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Reinigung und Pflege

Zum Reinigen die Stoffhülle abnehmen und waschen.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

1. Bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und alle Hinweise zum Betrieb beachten.
2. Das Gerät ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.
3. Das Massagegerät von Feuchtigkeit, Hitze und entzündlichen Quellen fernhalten.
4. Bei langen Haaren empfehlen wir, diese vor dem Gebrauch des Massagegeräts in einen Zopf zu binden. Das verhindert, dass sich die Haare in dem Gerät verfangen.
5. Ausschließlich das mitgelieferte Netzteil verwenden. Dieses mit Umsicht und entsprechend den Spezifikationen einsetzen.
6. Das Massagegerät sollte nicht verwendet werden:
  - a. bei Schwellung, Entzündung oder Blutstauung im Nacken oder nach einer OP im Nackenbereich.
  - b. von Menschen, die nur eingeschränkt mobil, in schlechter körperlicher Verfassung oder geistig eingeschränkt sind.
  - c. nach Schlaganfall, bei Bluthochdruck oder Krankheit am Herzen.
  - d. von chronisch kranken, schwachen oder aufgrund ihres Alters gebrechlichen Menschen.
  - e. bei offenen Wunden, schweren Infektionen, Hautkrankheiten oder Hautschäden, Blutkrankheit oder Blutungsneigung.
  - f. von Schwangeren und Kindern.
7. Das Massagegerät nicht auf leeren oder vollen Magen oder nach dem Genuss von Alkohol oder intensivem Sport einsetzen.
8. Das Massagegerät ist für den privaten Hausgebrauch bestimmt und kann ärztlichen Rat und eine medizinische Behandlung nicht ersetzen. Bei Zweifeln oder im Bedarfsfall vor dem Gebrauch ärztlichen Rat einholen.
9. Den Gebrauch des Massagegeräts bei Unwohlsein sofort einstellen. 1
10. Das Massagegerät nicht beim Autofahren verwenden.
11. Das Gerät nicht verwenden, wenn es sehr warm oder feucht ist.
12. Zur Reinigung die Stoffhülle abnehmen und das Gerät mit Alkohol, aber nicht mit Wasser abwischen.
13. Beim Gebrauch nichts um den Hals tragen (Halskette, Schal usw.).
14. Das Massagegerät ist nicht für Schwangere, menstruierende Frauen und Kinder geeignet.

# FEHLERBEHEBUNG UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Treten Probleme im Betrieb auf, bitte die folgende Tabelle beachten. Das Gerät nicht zerlegen und keinen Versuch unternehmen, es selbst zu reparieren.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Gerät fährt nicht hoch	Lithiumakku ist leer.	Gerät aufladen.
Massagestärke oder Geschwindigkeit zu niedrig	Lithiumakku ist leer.	Gerät aufladen.

## Technische Spezifikationen

Spannungsversorgung		DC 5 V 1,0 A
Ideale Betriebsumgebung	Temperatur:	5 °C - 40 °C
	Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 80 %
	Luftdruck	860 hpa-1060 hpa
Maße:	Nur Gerät selbst: 255 mm (L) * 265 mm (B) * 90 mm (H)	
Nettogewicht:	990 g	

## AUFWAHRUNG UND TRANSPORTAUFWAHRUNG

1. Wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird: Das Gerät alle 6 Monate einschalten, damit der Akku funktionstüchtig bleibt.
2. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von entzündlichen Quellen fernhalten.

## NECK MASSAGER BREO

# PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE.

## WARNING


Please carefully read this manual and keep it in a safe place

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance has a heated surface.
- Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- Do not insert any object or flammable material into the neck and shoulder massager. This may result in electric shock, malfunction or risk of fire.
- Do not exert excessive pressure when using the neck and shoulder massager.
- Do not cover the neck and shoulder massager during operation. This may result in a rise in motor temperature and subsequent malfunction or fire.
- Some level of noise during usage is normal because of the tapping function.
- Stop operation immediately if you experience any discomfort.
- This product is not intended for self-diagnosis or self-treatment of conditions that should be managed by a qualified health care provider.
- People under medication or with medical conditions, please consult your doctor before use. Please do not use the product if you are not feeling well or if you are pregnant.


The producer is not responsible for damages caused by wrong use of device.

# INSIDE THE PACKAGE

The package includes: iNeck3 Massager, Power Adapter, User Manual, Fabric Sleeve.



iNeck3  
Massager



Power Adapter




Fabric Sleeve



User Manual

# FUNCTION DEPLOYMENT



# PREPARATION

Prior to use, check the condition of the massager and accessories.

1. No damage on power charger and the massager.
2. Fully charge the battery prior to use.


## Charging

1. When the power is low, insert the USB cable to the USB charging port in the strap. Connect to the adapter to the power outlet.
2. The Battery Power Indicator flashes RED then stops flashing when fully charged.
3. Charging Time is about 10 hours.
4. Please do not use the massager during charging.

## Wear

1. Pull the rope out of the Silicon Buckle.
2. Place the main unit on the cervical vertebra (back of the neck).
3. Adjust massager to the most comfortable fit and insert the rope to the Silicon Buckle.

## Power-on

Press the  button. The LED light turns green and the massager immediately starts.

(Preset default: Shiatsu Mode1 for 10 minutes, slow speed)

One beep for slow speed, two beeps for medium speed and three beeps for high speed. To switch among massage modes, press the mode button. The modes are listed in the mode section of this manual.


## Power-off

Press and hold the button . The LED light and massager turn off.

# OPERATION

Mode Selection

Note: Default Mode is Shiatsu **Mode1**

Press the  button the massage mode changes in this sequence:  
Mode2 > Mode3 > Mode1


The three modes differ in direction of strokes. See below:

**Mode1** the massage nodes keep rotating back and forth.

**Mode2** the massage nodes do not rotate during transition from the backside to the front side and rotate during transition from the front side to the backside.



**Mode 3** the massage nodes rotate during transition from the backside to the front side and do not rotate during transition from the front side to the back side.

Note : Pressing the button  continuously to stop the translation of massage nodes and select a fixed-position massage. After hearing a " beep " sound , keep pressing the button and select the position you prefer , then you release the button to enjoy the massage.

### **Automatic Shut-Off**

The unit will automatically shut o after 10 minutes.

### **Cleaning and Care**

To clean, remove the fabric sleeve and wash.

## **PRECAUTIONS**

1. Please read the manual carefully and operate accordingly.
- 2.This unit is not a toy. Keep away from children.
3. Keep the massager away from humidity, heat and anything flammable.
4. If your hair is long, we recommend that you tie it up before using the neck massager. This will prevent the hair from possibly getting caught in the machine
5. Use only the supplied power charger, use it with caution, and according to specifications.
6. This massager should not be used by:
  - a. People who suer from swelling, inflammation or blood stasis in the neck, or have undergone neck surgery.
  - b. People who suer from slow movement, bad physical condition or intellectual disability.
  - c. People who has stroke, hypertension or heart disease.
  - d. People who suers from long illness, infirmity and age.
  - e. People who has open wound, serious infection, skin disease or broken skin, blood disease or bleeding tendency.
  - f. Gravida and child.
7. Do not use the massager when you are on an empty stomach or full stomach or after drunk or after vigorous exercise.
8. The massager is a personal care product and does not substitute health care professionals' advice and treatment. In case of doubt or if necessary, please consult your health care professional prior to use.
9. Stop using the massager immediately if feeling uncomfortable.
- 10.Do not us the massager when driving.
- 11.Do not use it wherever it is high-temperature or wet.
- 12.To clean,take o the sleeve to wash and wipe the main unit with alcohol but not water.

13. Remove all neckwear, such as necklace , scarve etc.
14. Do not use the massager for pregnant women, children, menstrual women.

## TROUBLESHOOTING & TECHNICAL SPECIFICATIONS

When operational problems occur, please refer to the chart below. Do not disassemble the machine or try to repair it yourself.

Problem	Possible Reason	Possible Solution
Unable to boot	Lithium battery power is low.	Charge the unit.
Massage Strength or Speed is low	Lithium battery power is low.	Charge the unit.

### Technical specifications

Power Supply		DC5V --- 1.0A
Ideal Environment	Temperature	5℃ - 40℃
	Relative Humidity	≤80%
	Atmospheric Pressure	860hpa-1060hpa
Dimensions		Main Unit: 255mm(L)*265mm(W)*90mm(H)
Net Weight		990g

## STORAGE & TRANSPORTING

### Storage

1. If left unused for long periods of time, turn the power on every 6 months to keep the battery from dying.
2. Maintain good ventilation and keep away sunlight and flame.



### **Protégez l'environnement !**

Ne jetez pas d'articles électriques à la poubelle.  
Rapportez-les dans le centre de tri le plus proche de chez vous  
afin qu'ils soient détruits ou recyclés.

### **Umweltschutz!**

Elektrische Artikel gehören nicht in den Hausmüll.  
Bringen Sie sie zur nächsten Sammelstelle, damit sie zerstört  
oder recycelt werden.

### **Protect the environment!**

Do not throw electrical items in the bin.  
Take them to the nearest recycling centre so that they can  
be destroyed or recycled.



### **Nature & Découvertes**

Versailles Grand Parc  
1 avenue de l'Europe  
78117 Toussus-le-Noble - France  
N° Service Client: +33 (0)1 8377 0000

[www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)