



Nature & Découvertes

Versailles Grand Parc

1 avenue de l'Europe

78117 Toussus-le-Noble - France

N° Service Client +33(0)1 8377 0000

www.natureetdecouvertes.com



NATURE
DECOUVERTE

CEINTURE LOMBAIRE CHAUFFANTE

BEHEIZBARER NIERENGURT

LUMBAR HEAT BELT

Réf. 15205530



NOTICE

BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. A CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes très vulnérables, incapables de réagir en cas de surchauffe.



- Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet, veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de trois ans sauf si les

TECHNICAL INFORMATION

Model	HP-007A
Poids	0,44 kg
Rated power	100W
Rated voltage	220-240V / 50Hz
	Indoor use only
	The device is equipped with double protective insulation and corresponds to protection class II
	After its service life, please dispose of this device according to the directive on Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC (WEEE)

Technical and design changes in the course of continuous product development reserved.

INFORMATION ON COMPLIANCE WITH GUIDELINES

The manufacturer hereby declares that the device HP-007A complies with the fundamental requirements of the European Directive on Electromagnetic Compatibility (2014/30/UE) and the Low Voltage Directive (2014/35/UE).

- Do not use any strong cleaning agents or solvents.
- Please note that the cover may not be chemically cleaned, wrung out, dried in a tumble dryer or ironed.
- Please note that high stress is placed on the heating pad cover by frequent washing. The cover should be washed in a washing machine a maximum of five times during its service life. We therefore recommend that you wash the cover exclusively by hand.

3. Immediately after washing, pull the cover into its original shape and leave it to dry lying flat over a washing stand.



WARNING!

- Do not use any clothes pegs or similar to attach the heating pad cover to the washing stand. Otherwise this may damage the cover.

4. Let the cover dry completely before putting it back over the heating pad.



WARNING!

- Only reconnect the plug to the heating pad when the plug connection and the cover are both completely dry. Otherwise this may damage the heating pad.
- Never switch the heating pad on to dry it. This may cause an electric shock.

Step switch

Only clean the step switch with a dry cloth.

STORAGE AND PERIODIC INSPECTION

1. Pull the plug out of the socket.
2. Let the device cool down completely before storing it away.



WARNING!

- Store the product in a dry place.
- Avoid bending the device being bent sharply by items being placed on it during storage. technicians. Never open the device. The individual components of this device may not be disassembled, repaired or modified.
- Regularly inspect the device and power cord for possible signs of wear or damage.
- Please return the device to your point of sale in case of any wear or malfunction.
- Repairs must be performed exclusively by authorized customer service technicians. Never open the device. The individual components of this device may not be disassembled, repaired or modified.

commandes ont été préréglées par un parent ou par une personne assurant la garde ou si l'on a expliqué les instructions à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.

- **Cet appareil fonctionne sur une source d'alimentation électrique. Il convient donc de respecter les règles de sécurité s'appliquant à tout appareil électrique.**
- **Branchez l'appareil uniquement sur la tension d'alimentation indiquée.**
- **Utilisation uniquement avec le boîtier de commande fourni (modèle GL-01)**
- **Afin d'assurer le fonctionnement correct du boîtier de commande (thermostat), ne pas placer ce dernier au-dessus ou en dessous de l'appareil.**



• **Ne pas utiliser plié ou froissé.**

- **Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez toujours que tous les composants de l'appareil sont en parfait état. En cas de défaut ou de dysfonctionnement, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le.**
- **Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger comme indiqué.**
- **Ne pas faire de faux plis à l'appareil en plaçant des objets dessus lorsqu'il est rangé.**
- **Ne froissez pas l'appareil. Pour le ranger, pliez-le soigneusement.**

- **Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil dans un endroit sec.**
- **Au moment de ranger l'appareil, le laisser refroidir avant de le plier.**
- **Vérifiez régulièrement que l'appareil ne présente aucun signe d'usure ou d'endommagement. Si c'est le cas ou que l'appareil n'a pas été utilisé correctement, rappez-le à votre fournisseur avant de l'utiliser à nouveau.**
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses agents de maintenance ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.**



- **Ne pas insérer d'épingles ou d'objet pointu dans l'appareil.**

UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Nous espérons que l'appareil vous apportera pleine satisfaction.

- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage personnel. Il ne peut être utilisé à des fins commerciales, dans les hôpitaux ou les locaux médicaux.
- Si vous souffrez d'une pathologie (varices, thrombose, etc.), consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous présentez des blessures ouvertes, brûlures, hématomes, tuméfactions ou autres problèmes de ce type.
- Stoppez toute utilisation de l'appareil si les sensations sont désagréables. Les personnes sensibles à la chaleur notamment doivent utiliser cet appareil avec prudence et arrêter de l'utiliser dès qu'elles en ressentent le besoin.
- Ne jamais utiliser cet appareil sur des animaux.

4. Step switch

You can choose the following settings:

Settings	Function
0	Off
1	Light heat
2	Medium
3	High



NOTE:

You can identify the setting using the indicator light.

5. Switching off

Placez le commutateur de la télécommande sur le niveau 0 (arrêt). Déconnectez ensuite la fiche de la prise secteur.

CLEANING AND CARE



- Electric underblankets can be washed on a delicate cycle at a maximum of 40°C.
- Bleaching not allowed.
- Do not dry electric underblankets in tumble dryers.
- Do not iron electric underblankets.
- No chemical cleaning.

COMPOSITION : Outer : 100 % polyester, Lining: 100 % polyester.

Please note the care instructions on the labels.

Cover and heating pad

1. First remove the plug from the electricity supply.
2. You can wash the cover in the washing machine on a delicate cycle at 40°C.
Use a mild detergent and follow the instructions of the manufacturer on amount of detergent.



WARNING!

- Pull the plug out of the socket before each time you clean the device.
- Only clean the device when it is cool. Risk of burns!
- Do not submerge the heating pad with the step switch in water.
This could lead to an electric shock or a fire.


- If you dispose of the device at any one point in time. Please cut off the cable to make it useless.

In order to be able to utilize all the benefits of your electric warming device, please thoroughly read these instructions and observe the notes on care and safety. You will then be able to enjoy this device for a long time.

Please store these instructions for further use or in case you hand this device over to another person.

OPERATING ELEMENTS

A	Display screen
B	On / Off button



1. Electrical connection

To operate the lumbar heat belt, insert the plug into the mains power supply (insert the plug into a properly installed socket) and switch on the socket. Ensure that the device voltage (see label) and the mains voltage are the same.

2. Operation

The product should preferably be used on the following regions of the body: back.



WARNING!

Always use the heating pad in the cover. This creates a minimum distance which protects against overheating. Do not cover the step switch. This can lead to malfunctions.

3. Switching on

Move the step switch on the controller to the desired setting. The indicator light will illuminate to show that the device is in operation.



NOTE:

Unusual smells may occur during the first use. These are harmless and will cease over the course of operation.

- Utilisez cet appareil uniquement dans une pièce sèche et sur un corps sec. Ne l'utilisez jamais dans une baignoire, une douche, au-dessus d'un évier plein, dans une piscine, un sauna ou en extérieur.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil trop près d'autres sources de chaleur.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sur des objets tranchants.
- Ne tirez pas sur le cordon ou sur l'appareil pour le débrancher ou le déplacer.
- Débranchez la prise d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Si vous jetez cet appareil, coupez le cordon d'alimentation afin de le rendre inutilisable.

Afin de profiter pleinement de votre ceinture lombaire chauffante, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les instructions concernant la maintenance et la sécurité. Ainsi, votre appareil fonctionnera plus longtemps.


Conservez ce mode d'emploi au cas où vous auriez besoin de vous y référer ultérieurement, ou que vous donniez cet appareil à une autre personne.

BOÎTIER DE COMMANDE

A	Ecran d'affichage
B	Bouton marche / arrêt

1. Connexion électrique

Pour mettre en marche la ceinture chauffante, branchez la fiche de l'appareil sur la prise du secteur (Branchez la fiche uniquement dans une prise conforme) et mettez celle-ci sous tension. Assurez-vous que la tension de l'appareil (voir plaque signalétique) et la tension du réseau correspondent.



2. Utilisation

Appliquez de préférence la ceinture chauffante sur la zone suivante : le dos.



ATTENTION !

Utilisez toujours la ceinture chauffante avec sa housse. Elle assure une distance minimale pour éviter les surchauffes. Ne couvrez pas la télécommande. Cela pourrait engendrer des dysfonctionnements.

3. Mise sous tension

Placez le commutateur de la télécommande sur le réglage souhaité. La ceinture s'allume et se met à chauffer.

REMARQUE :

i Lors des premières utilisations, il est possible que des odeurs inhabituelles se dégagent. Elles sont inoffensives et se volatilisent pendant l'utilisation.

4. Commutateur de la télécommande

Vous pouvez sélectionner les réglages suivants :

Réglage	Fonction
0	Arrêt
1	Faible chaleur
2	Chaleur moyenne
3	Chaleur haute

REMARQUE :

i Vous pouvez lire le réglage dans la fenêtre de contrôle.

5. Mise hors tension

Placez le commutateur de la télécommande sur le niveau 0 (arrêt). Déconnectez ensuite la fiche de la prise secteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



- La ceinture chauffante est lavable en machine en cycle délicat 40 °C.
- Ne pas blanchir.
- Ne pas passer la ceinture chauffante au sèche-linge.
- Ne pas repasser la ceinture chauffante.
- Nettoyage à sec interdit.

COMPOSITION : Tissu : 100 % polyester, garnissage 100 % polyester

Respectez les consignes de nettoyage indiquées sur l'étiquette.

Ceinture chauffante

1. Débranchez d'abord le connecteur de la ceinture de son alimentation.
2. Vous pouvez laver la ceinture en machine en cycle délicat 40 °C. Utilisez une lessive pour linge délicat et dosez-la selon les instructions du fabricant.

- **Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused, return it to the supplier prior to any further uses.**
- **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or smiliarly qualified persons in order to avoid a hazard.**



- **Do not insert any needles or pointy objects into the device.**

UTILISATION

Thank you for choosing our product. We hope you enjoy the device.

- The device is intended exclusively for domestic use, not for commerical applications or the use in hospitals or medical offices.
- Please consult a physician prior to using the device if you suffer from an illness (e.g. varicose veins, thrombosis, etc.)
- Never use the device with open wounds, burns, hematoma, swellings, or similar conditions.
- Stop treatment if it feels uncomfortable to you. Heat-sensitive persons in particular should use the device with care and stop the treatment in a timely manner.
- Never use the heat device on animals.
- Use the device only in dry rooms and with a dry body-never in the bathtub, shower, above filled sinks in pools, saunas, or outdoors.
- Never operate the device too close to other heat sources.
- Do not pull the power cord across sharp edges.
- Do not pull on the cord or the device to disconnect the power plug or transport the device.
- Disconnect the power plug if the device is not in use.

safely.

- **This device uses supply voltage. Therefore, the same safety regulations apply as for any other electric device.**
- **Operate the device only with the stated supply voltage.**
- **Used only with detachable controller (GL-01).**
- **In order to ensure the proper functionality of the operating element (thermostat), do not place it on top of or underneath the device.**



• **Never use the heat device if it is folded wrinkled, or pushed together.**

- **Inspect that all components of the device are in a faultless condition prior to each start-up of the device. In the event of a defect or a malfunction, switch the device off immediately and disconnect the power plug from the power network.**
- **When the product is not being used, stow it away as instructed.**
- **Do not crease the product by placing objects on it during storage.**
- **Do not wrinkled the device. Fold the product carefully for storage.**
- **Store the device at a dry location if it is not in use.**
- **Let the device cool off prior to folding or rolling it.**



ATTENTION !

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil uniquement lorsqu'il est froid. Risque de brûlure !
- Ne plongez pas la ceinture chauffante dans l'eau avec la télécommande. Cela pourrait générer des chocs électriques ou provoquer un incendie.
- N'utilisez pas de détergent abrasif ou autre solvant.
- La ceinture ne doit pas être nettoyée avec des produits chimiques, essorée, séchée en machine ou repassée.
- Veuillez noter qu'il n'est pas recommandé de laver trop fréquemment la ceinture chauffante. Par conséquent, vous ne devez laver la ceinture à la machine qu'au maximum 5 fois pendant sa durée de vie. Nous vous recommandons donc de nettoyer l'appareil, dans la mesure du possible à la main.

3. Étirez la ceinture encore mouillée juste après le lavage pour qu'elle retrouve sa taille d'origine et laissez-la sécher à plat sur un séchoir.



ATTENTION !

- N'utilisez pas de pinces à linge ou autres pour accrocher la ceinture chauffante sur le séchoir. Sinon, elle pourrait être endommagée.

4. Attendez que la ceinture soit complètement sèche avant de la réutiliser.



ATTENTION !

- Ne reconnectez la télécommande à la ceinture chauffante qu'une fois que la fiche et la ceinture sont complètement sèches. Sinon, elle pourrait être endommagée.
- N'allumez jamais la ceinture chauffante pour la sécher. Sinon, vous vous exposez à un risque de choc électrique.

Télécommande

Nettoyez uniquement la télécommande à l'aide d'un chiffon sec.

STOCKAGE ET CONTRÔLE RÉGULIER

1. Déconnectez la télécommande de la prise.
2. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.



ATTENTION !

- Rangez l'appareil dans un endroit sec.
- Ne posez pas d'objets sur la ceinture chauffante lorsqu'elle est rangée pour éviter de créer des plis fortement marqués.
- Contrôlez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation pour détecter tout signe d'usure ou d'endommagement.

- En cas d'usure ou de dysfonctionnement, veuillez rapporter l'appareil au point de vente.
- Les réparations doivent être réalisées exclusivement par des techniciens accrédités du service client. N'ouvrez jamais l'appareil vous-même. Les différents composants de l'appareil ne doivent pas être démontés, réparés ou modifiés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	HP-007A
Poids	0,44 kg
Puissance nominale	100W
Tension nominale	220-240V / 50Hz
	Utilisation intérieur uniquement
	L'appareil possède une double isolation, ce qui correspond à une protection de classe 2.
	Lorsque ce produit est en fin de vie, merci de le jeter conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 2002/96/CE (DEEE).

Sous réserve de modifications techniques et de conception dans le cadre du développement continu des produits.

REMARQUE CONCERNANT LA CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES

Le fabricant déclare par la présente que l'appareil HP-007A est en conformité avec les exigences essentielles de la directive européenne concernant la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) et la directive basse tension (2014/35/UE).

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE.

SAFETY INFORMATION



- This product must not be used by persons insensitive to heat or by other vulnerable persons incapable of reacting in the event of overheating



- Children under three years of age must not use this product due to their inability to react in the event of overheating.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and person with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Please ensure that children do not use the device as a toy.
- The product must not be used by young children over three years of age unless the controls have been preset by a parent or guardian or if the instructions have been explained to the child in such a way that they can operate the controls

	Nur Innengebrauch
	Das Produkt ist doppelt isoliert, was Schutzklasse 2 entspricht.
	Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer gemäß der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie).

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

HINWEIS ZUR RICHTLINIENKONFORMITÄT

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät HP-007A in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/UE) und der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/UE) befinden.

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE GUT AUF

SICHERHEITSHINWEISE



- Dieses Produkt darf nicht von wärmeunempfindlichen oder auf andere Weise hilfsbedürftigen Personen verwendet werden, die bei einer Überhitzung nicht in der Lage sind, angemessen zu reagieren.



- Das Produkt ist nicht zur Verwendung durch Kleinkinder unter drei Jahren bestimmt, da sie bei Überhitzung ggf. nicht in der Lage sind, angemessen zu reagieren.

- Das Produkt ist für Kinder ab 8 Jahren oder für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder für Personen geeignet, denen die nötige Erfahrung oder das nötige Wissen fehlt, sofern sie von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder sofern sie vorher in die sichere Gerätebenutzung eingewiesen worden sind und sich der damit einhergehenden Gefahren bewusst sind. Das Produkt darf Kindern nicht zum Spielen überlassen werden. Die Reinigung und Wartung des Produkts darf von Kindern nicht unbeaufsichtigt durchgeführt werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht damit spielen.

- **Das Produkt ist nicht zur Verwendung durch junge Kinder, die älter als drei Jahre sind, bestimmt, es sei denn, das Produkt wurde von den Eltern oder einer Aufsichtsperson voreingestellt oder das Kind wurde in geeigneter Weise in die Verwendung eingewiesen, so dass es in der Lage ist, das Produkt sicher zu bedienen.**
- **Dieses Produkt wird an den Strom angeschlossen. Daher sind die Sicherheitsregeln zu beachten, die beim Umgang mit elektrischen Geräten gelten.**
- **Schließen Sie das Produkt ausschließlich an eine Stromquelle mit der Netzspannung an, die am Produkt angegeben ist.**
- **Verwendung nur mit dem abnehmbaren Controller (GL-01).**
- **Um eine ordnungsgemäße Funktionsweise der Bedieneinheit (Thermostat) sicherzustellen, darf diese im Betrieb nicht unter oder auf das Produkt gelegt werden.**



- **Die Heizdecke unter keinen Umständen im gefalteten oder zusammengeknüllten Zustand verwenden.**
- **Bevor Sie das Produkt einschalten, überprüfen Sie stets den einwandfreien Zustand der einzelnen Komponenten des Produkts. Im Fall einer Funktionsstörung das Produkt sofort ausschalten und von der Stromversorgung trennen.**
- **Das Produkt bei Nichtgebrauch wie angegeben verwahren.**

der Bezug beschädigt werden.

4. Lassen Sie den Bezug vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder über das Heizkissen ziehen.



WARNUNG!

- Verbinden Sie den Stecker erst wieder mit dem Heizkissen, wenn die Steckverbindung und der Bezug vollständig trocken sind. Andernfalls kann das Heizkissen beschädigt werden.
- Schalten Sie das Heizkissen keinesfalls zum Trocknen ein! Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Stufenschalter

Reinigen Sie den Stufenschalter nur mit einem trockenen Tuch.

LAGERUNG UND REGELMÄSSIGE KONTROLLE

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen.



WARNUNG!

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort.
- Es ist zu vermeiden, dass das Gerät scharf geknickt wird, indem während der Lagerung Gegenstände auf ihm abgelegt werden. verändert werden.
- Das Produkt und das Kabel regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß untersuchen.
- Bei Verschleiß oder Funktionsstörung das Produkt zum Händler bringen.
- Ausschließlich vom Kundendienst zugelassene Fachkräfte dürfen Reparaturen am Produkt vornehmen. Öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Die einzelnen Produktkomponenten dürfen nicht zerlegt, repariert oder verändert werden.

TECHNISCHE DATEN

Modell	HP-007A
Nettogewicht:	0,44 kg
Nennleistung	100W
Nennspannung	220-240V / 50Hz

5. Ausschalten

Stellen Sie den Stufenschalter auf 0 (aus). Ziehen Sie erst dann den Stecker aus der Netzsteckdose.

REINIGUNG UND WARTUNG



- Heizkissen kann im Schonwaschgang bei max. 40°C gewaschen werden.
- Bleichen nicht erlaubt.
- Heizkissen nicht im Trockner trocknen.
- Heizkissen nicht bügeln.
- Keine chemische Reinigung.

ZUSAMMENSETZUNG: Stoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester

Beachten Sie auch die Pflegehinweise auf den Etiketten!

Bezug und Heizkissen

1. Trennen Sie zunächst die Steckverbindung von der Stromzufuhr.
2. Sie können den Bezug in der Waschmaschine im Schonwaschgang bei 40 °C waschen. Benutzen Sie ein Feinwaschmittel und dosieren Sie nach Angaben des Herstellers.



WARNUNG!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nur im abgekühlten Zustand.
Verbrennungsgefahr!
- Das Heizkissen mit dem Stufenschalter nicht in Wasser tauchen! Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Verwenden Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel.
- Beachten Sie, dass der Bezug nicht chemisch gereinigt, ausgewrungen, im Trockner getrocknet oder gebügelt werden darf.
- Beachten Sie, dass der Heizkissenbezug durch häufiges Waschen beansprucht wird. Der Bezug sollte daher während seiner Lebensdauer maximal 5 Mal in einer Waschmaschine gewaschen werden. Deswegen empfehlen wir Ihnen das Gerät ausschließlich per Handwäsche zu reinigen.

3. Ziehen Sie den Bezug direkt nach dem Waschen auf das Originalmaß in Form und lassen Sie ihn flach ausgebreitet über einem Wäscheständer trocknen.



WARNUNG:

- Verwenden Sie keine Wäscheklammern oder ähnliches, um den Heizkissenbezug am Wäscheständer zu befestigen. Andernfalls kann

- **Keine Gegenstände auf das Produkt legen, wenn es verwahrt wird. Anderenfalls entstehen am Produkt Knicke.**
- **Die Produkt nicht zusammenknüllen. Die Produkt sorgfältig falten, bevor sie verstaut wird.**
- **Bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort lagern.**
- **Abwarten, bis die Decke abgekühlt ist, bevor Sie sie falten oder einrollen.**
- **Bitte überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Ist das der Fall oder wurde das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet, wenden Sie sich vor dem nächsten Gebrauch an Ihren Händler.**
- **Ist das Kabel beschädigt, muss es vom Hersteller, einem Service-Beauftragten oder einer anderen Fachkraft ausgetauscht werden, um jeglicher Gefahr vorzubeugen.**



- **Es darf kein spitzer Gegenstand in das Produkt eingeführt werden.**

VERWENDUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.


- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Es darf nicht gewerblich genutzt werden, etwa im Krankenhaus oder in medizinischen Behandlungsräumen.
- Liegt bei Ihnen eine Krankheit vor (Krampfadern, Thrombose usw.), holen Sie vor dem Gebrauch ärztlichen Rat ein.
- Verwenden Sie das Produkt keinesfalls bei offenen Wunden, Verbrennungen, Hämatomen, Prellungen oder ähnlichen Leiden.
- Beenden Sie den Gebrauch, wenn Sie sich dabei unwohl fühlen. Insbesondere wärmeempfindliche Personen müssen dieses Produkt mit Vorsicht verwenden und den Gebrauch ggf. einstellen.
- Das Produkt auf keinen Fall an Tieren verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in einem trockenen Raum und wenn Ihr Körper trocken ist. Verwenden Sie das Produkt unter keinen Umständen in einer Badewanne, unter der Dusche, über einer vollen Spüle, in einem Pool, in der Sauna oder im Freien.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe anderer Wärmequellen.
- Führen Sie das Stromkabel nicht über scharfkantige Gegenstände.
- Ziehen Sie nicht am Kabel oder am Produkt, um es von der Steckdose zu trennen oder wenn Sie es tragen.
- Stecken Sie das Produkt aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Wenn Sie das Produkt entsorgen, schneiden Sie das Stromkabel durch, damit das Produkt nicht weiter benutzbar ist.

Um Ihre Gürtel optimal nutzen zu können, lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Anweisungen zur Wartung und Sicherheit. Das erhöht die Lebensdauer Ihres Produkts.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch oder zur Weitergabe an nachfolgende Besitzer des Produkts auf.

BEDIENEINHEIT

A	Display
B	Taste EIN/AUS



1. Elektrischer Anschluss

Um die Heizdecke zu betreiben, stecken Sie den Stecker des Produkts in die Netzsteckdose (Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose) ein und schalten Sie diese ein. Vergewissern Sie sich, dass die Gerätespannung (siehe Typenschild) und Netzspannung übereinstimmen.

2. Anwendung

Wenden Sie das Produkt vorzugsweise an den folgenden Körperregionen an: Rücken



WARNUNG!

Verwenden Sie das Heizkissen immer im Bezug. Er gewährleistet einen Mindestabstand, der vor Überhitzung schützt. Decken Sie den Stufenschalter nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

3. Einschalten

Schieben Sie den Stufenschalter am Regler auf die gewünschte Einstellung. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und zeigt den Betrieb an.



HINWEIS:

Bei den ersten Anwendungen können sich ungewohnte Gerüche entwickeln. Diese sind harmlos und verflüchtigen sich im Laufe der Betriebszeit.

4. Stufenschalter

Sie können folgende Einstellungen wählen:

Einstellung	Funktion
0	Aus
1	Niedrig Wärme
2	Mittel
3	Hoch



HINWEIS:

An der Kontrollleuchte können Sie die Einstellung ablesen.