




**NATURE &  
DECOUVERTES**

# **STYLET DE MASSAGE DES YEUX**

**EYE MASSAGER  
MASAJEADOR DE OJOS  
OOGMASSAGEAPPARAAT  
MASSAJADOR DE OLHOS**

**Réf. 15218440**



Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.  
Please read this manual carefully and keep it in a safe place.  
Lea detenidamente este manual y guárdelo en un lugar seguro.  
Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.  
Leia atentamente este manual e guarde-o num local seguro.



# INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT


## MISE EN GARDE

- Retirer tout emballage de l'appareil avant de l'utiliser.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants entre 0 et 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Faites effectuer les réparations uniquement par un électricien qualifié. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Utiliser uniquement les accessoires fournis avec le produit.
- Veiller à ce que l'appareil, le câble USB n'entrent pas en contact avec l'eau.
- Veiller à ce que l'appareil, le câble USB n'entrent pas en contact avec des surfaces chaudes telles que des plaques de cuisson ou des flammes.
- Vérifier le câble USB fréquemment afin de s'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il tombe dans l'eau.
- Ne pas immerger l'appareil, le câble USB dans l'eau ou autre liquide.
- Ne pas placer cet appareil ni le ranger près d'un évier, avec de l'eau/tout autre liquide ou dans un endroit très humide.
- Ne pas utiliser de liquide, tel que de l'eau ou des solvants pour nettoyer le produit. Utiliser un chiffon sec pour nettoyer l'appareil lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
- L'appareil ne doit être alimenté qu'en très basse tension de sécurité correspondant au marquage apposé sur l'appareil.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes sensibles à la chaleur.
- Ne pas confier cet appareil aux personnes qui ne connaissent pas son mode d'utilisation ou aux enfants afin d'éviter des brûlures.
- Une utilisation continue de l'appareil peut, à long terme, endommager le produit et raccourcir sa durée de vie.
- Conserver l'appareil hors de la portée des enfants et animaux.



Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.

## REMARQUES GÉNÉRALES



- Durée de fonctionnement : 10 minutes avant arrêt automatique
- Voltage, courant : 3.7V 30mA
- Puissance : 0.8 W
- Fréquence des vibrations : 8000-12000 times/sec
- Température : 39°C-45°C
- Dimensions : 14,1 x 2,6 cm

## RÉGLAGES DE LA CHALEUR

LUMIÈRE BLEUE Chaleur faible 39°C	LUMIÈRE ROUGE Chaleur moyenne 42°C	LUMIÈRE VERTE Chaleur élevée 45°C
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## FONCTIONNEMENT

1. Chargement du stylet pour les yeux  
Branchez le câble USB à l'appareil et à une source d'alimentation.  
Lorsque la batterie est en charge, la lumière de l'embout est rouge.  
Lorsque la batterie est chargée, la lumière de l'embout passe au bleu.
2. Appliquez sur le visage votre soin ou sérum favori.
3. Appuyez longtemps sur le bouton **⏻** pour allumer l'appareil.
4. Appuyez rapidement sur le bouton **⏻** pour ajuster la température et la lumière :
  - Appuyez une fois : lumière rouge 42°C
  - Appuyez une deuxième fois : lumière verte 45°C
  - Appuyez une troisième fois : lumière bleue 39°C
5. Appuyez rapidement sur le bouton **M** pour changer l'intensité des vibrations, de faible à élevée.
6. Massez doucement l'embout de l'appareil par-dessus la crème ou le sérum pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce que le soin soit absorbé
7. Appuyez longtemps sur le bouton **⏻** pour éteindre l'appareil.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les mesures de sécurité suivantes doivent être observées lors de l'utilisation de cet appareil :

1. Évitez tout contact direct avec les yeux
2. Veillez à ce que la lumière n'éclaire pas directement vers les yeux.
3. Si vous ressentez une gêne ou une sensation anormale sur la peau, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement.
4. Ne laissez pas les personnes sensibles à la chaleur et les enfants utiliser cet appareil.
5. Ne lavez pas le produit avec de l'eau.
6. Ce produit n'est pas recommandé pour les femmes enceintes ou les personnes équipées d'un pacemaker

## ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

### Entretien :

- Éteignez l'appareil après utilisation.
- Essuyez l'embout doucement avec un chiffon propre après chaque utilisation.

### Rangement :

- Déconnectez l'appareil avant de le ranger
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

### Dépannage :

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas	Le bouton ON n'est pas enclenché.	Appuyez longtemps sur le bouton ON pour démarrer l'appareil.
	L'appareil n'a plus de batterie.	Rechargez l'appareil avec le câble USB fourni.
L'appareil s'est éteint tout seul	L'appareil possède une fonction arrêt automatique après 10 mins	Re-appuyez longtemps sur le bouton ON pour rallumer l'appareil en faisant attention de ne pas excéder 3-5 minutes d'utilisation en fonction du type de peau.
La température de l'embout est trop élevée.	Le réglage sélectionné est trop élevé pour votre peau.	Sélectionnez une température plus faible en appuyant rapidement sur le bouton ON.



# PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT IN A SAFE PLACE


## WARNING

- Remove all packaging material from the appliance before use.
- This appliance shall not be used by children of 0 to 8-year old.
- This appliance can be used by children older than 8-year old and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, but only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and maintenance must not be done by children.
- Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair the appliance yourself.
- Do not handle the appliance with wet hands.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not leave the appliance unattended when connected to the mains supply.
- Only use the attachments/accessories supplied with the product.
- Make sure that the appliance, the USB cable do not make contact with water.
- Make sure that the appliance, the USB cable do not make contact with hot surface, such as a hot hob or naked flame.
- Check the appliance's USB cable regularly to make sure it is not damaged.
- Do not use the appliance if falls into water.
- Never immerse the unit, the USB cable in water or any liquid.
- Do not place or store the unit near water, or any other liquid, or in a high humidity place.
- Do not use the liquids, such as water or flammable solvents to clean the product, please use a soft cloth to clean when product not in running.
- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- The product must not be used by people who are sensitive to heat.
- Do not hand over this unit to the people or children who are not familiar using this product to avoid any risk of scalding.
- Continuous use of the appliance may, in the long term, damage the product and shorten its life span.
- Keep the appliance out of the reach of children and animals.



The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use.

## REMARQUES GÉNÉRALES







- Operating time: 10 minutes before switching off automatically
- Voltage, current: 3.7V 30mA
- Power: 0,8 W
- Vibration frequency: 8000-12000 times/sec
- Temperature: 39°C-45°C
- Dimensions: 14,1 x 2,6 cm

## HEAT SETTINGS

BLUE LIGHT Low heat 39°C	RED LIGHT Medium heat 42°C	GREEN LIGHT High heat 45°C
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

## OPERATION

1. Charge the Eye Massager  
Connect the USB cable to the unit and to a power source.  
When the battery is charging, the light on the Jade is RED.  
When the battery is ready for use, the light on the Jade is BLUE.
2. Apply your favorite cream or serum on your face.
3. Long press on the  button to turn on the device.
4. Short press on the  button to adjust the lights and temperature modes  
1<sup>st</sup> press: red light 42°C  
2<sup>nd</sup> press: green light 45°C  
3<sup>rd</sup> press: blue light 39°C
5. Press on  to change the vibration intensity from low to high
6. Massage the head over the cream or serum gently for 3-5 minutes until fully absorbed.
7. Long press on the  button to turn off the device.



## SAFETY MEASURES

The following safety measures must be observed when using this product:

1. Avoid any direct contact with the eye.
2. Prevent the light from shining directly in the eyes.
3. If you feel pain or a strange sensation on your skin, please stop using this unit immediately.
4. DO NOT let heat-sensitive people and children use this unit.
5. DO NOT wash with water.
6. This product is not recommended to be used by a pregnant woman or a person wearing a pacemaker.

## MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

### Maintenance:

- Turn off the device after use.
- Wipe the head gently with a clean cloth after every use.

### Storage:

- Disconnect the adapter before storing.
- Store the device in a cool, dry place.

### Troubleshooting:

Problem	Possible cause	Solution
The device does not work	The power button is not on.	Turn on the power button with a long press on the power button.
	The device is out of battery	Charge the device
The device turned off	The auto shut off function of the device turns the device off after 10 mins.	Turn the device back on and be careful not to exceed 3-5 minutes of usage depending on your skin type.
The temperature is too high	The selected setting is too high for your type of skin	Choose a lower setting with a short press on the power button



# INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE


## ADVERTENCIA

- Antes de usar el aparato, quite todo el material de embalaje.
- Este aparato no deben usarlo los niños de 0 a 8 años de edad.
- Este aparato pueden utilizarlo niños a partir de 8 años de edad, así como personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, siempre y cuando estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que implica.
- Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento.
- Las reparaciones del aparato debe realizarlas únicamente un electricista cualificado. No intente nunca reparar el aparato usted mismo.
- No manipule el aparato con las manos mojadas.
- Los niños no deberán jugar con el aparato.
- No deje el aparato sin vigilancia cuando esté conectado a la red eléctrica.
- Use solo los componentes o accesorios incluidos con el producto.
- Asegúrese de que el aparato y el cable USB no entren en contacto con el agua.
- Asegúrese de que el aparato y el cable USB no entren en contacto con superficies calientes, como un fogón encendido o una llama descubierta.
- Compruebe regularmente el cable USB del aparato para asegurarse de que no esté dañado.
- No use el aparato si se ha caído al agua.
- Nunca sumerja el aparato ni el cable USB en el agua ni en ningún otro líquido.
- No coloque ni guarde el aparato cerca del agua, o de cualquier otro líquido, ni en un lugar con alta humedad.
- No limpie el producto con líquidos, como agua o disolventes inflamables. Utilice un paño suave para la limpieza cuando el producto no esté en funcionamiento.
- El aparato solo debe alimentarse a una tensión de seguridad extrabaja que corresponda a la indicada en el aparato.
- El producto no deberá ser utilizado por personas que sean sensibles al calor.
- Para evitar el riesgo de quemaduras, no entregue este aparato a personas o niños que no estén familiarizados con el uso de este producto.
- A la larga, un uso continuado del aparato podría dañar el producto y acortar su vida útil.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y los animales.



El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por ningún daño causado por un uso inadecuado.

## INFORMACIÓN GENERAL



- Tiempo de funcionamiento: 10 minutos antes de apagarse automáticamente
- Voltaje, corriente: 3,7 V, 30 mA
- Potencia: 0,8 W
- Frecuencia de vibración: 8.000-12.000 veces/seg.
- Temperatura: 39 °C - 45 °C
- Dimensiones: 14,1 x 2,6 cm

## AJUSTES DE CALOR

LUZ AZUL	LUZ ROJA	LUZ VERDE
Calor bajo 39 °C	Calor medio 42 °C	Calor alto 45 °C

## FUNCIONAMIENTO

1. Cargue el Masajeador de Ojos.  
Conecte el cable USB al aparato y a una fuente de alimentación.  
Cuando la batería se esté cargando, la luz del Jade se encenderá en ROJO.  
Cuando la batería esté lista para usar, la luz del Jade se encenderá en AZUL.
2. Aplíquese su crema o sérum favorito en el rostro.
3. Mantenga presionado el botón **⏻** para encender el aparato.
4. Pulse brevemente el botón **⏻** para ajustar los modos de luz y temperatura.  
Al presionar por primera vez: luz roja 42 °C  
Al presionar por segunda vez: luz verde 45 °C  
Al presionar por tercera vez: luz azul 39 °C
5. Pulse el botón **M** para cambiar la intensidad de vibración de baja a alta.
6. Masajee con el cabezal sobre la crema o el sérum suavemente durante 3-5 minutos hasta que se absorba por completo.
7. Mantenga presionado el botón **⏻** para apagar el aparato.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Deberá cumplir las siguientes medidas de seguridad cuando utilice este producto:

1. Evite el contacto directo con los ojos.
2. No permita que la luz apunte directamente a los ojos.
3. Si siente dolor o una sensación extraña en la piel, deje de usar este aparato inmediatamente.
- 4 NO permita que niños y personas sensibles al calor utilicen este aparato.
5. NO lo lave con agua.

## MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Mantenimiento:

- Apague el aparato después de usarlo.
- Limpie suavemente el cabezal con un paño limpio después de cada uso.

### Almacenamiento:

- Desconecte el adaptador antes de guardarlo.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

### Resolución de problemas:

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona	No se ha encendido el botón de alimentación	Encienda el botón de alimentación manteniéndolo presionado
	Se ha agotado la batería del aparato	Cargue el aparato
El aparato se apaga	La función de apagado automático del aparato hace que se apague después de 10 minutos	Vuelva a encender el aparato y tenga cuidado de no superar los 3-5 minutos de uso, dependiendo de su tipo de piel
La temperatura es demasiado alta	El ajuste seleccionado es demasiado alto para su tipo de piel	Seleccione un ajuste más bajo presionando brevemente el botón de alimentación

# BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAAR VOOR LATER GEBRUIK: LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG


## WAARSCHUWING

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat alvorens het te gebruiken.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis, uitsluitend als ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren hieromtrent hebben begrepen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Laat reparaties **alleen** uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
- Hanteer niet met het apparaat als de handen nat zijn.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is aangesloten op de stroomvoorziening.
- Gebruik **alleen** toebehoor/accessoires die met het product worden geleverd.
- Zorg ervoor dat het apparaat, de USB-kabel niet in contact komt met water.
- Zorg ervoor dat het apparaat, de USB-kabel niet in contact komt met hete oppervlakken zoals een hete kookplaat of open vuur.
- Controleer regelmatig de USB-kabel van het apparaat om te waarborgen dat hij niet is beschadigd.
- Gebruik het apparaat niet als het in water is gevallen.
- Dompel het apparaat en de USB-kabel nooit in water of een andere vloeistof.
- Plaats of berg het apparaat niet op in de buurt van water of een andere vloeistof, of in een zeer vochtige ruimte.
- Gebruik geen vloeistoffen, zoals water of brandbare oplosmiddelen om het product te reinigen. Gebruik alstublieft een zachte doek om het product te reinigen als het niet in gebruik is.
- Het apparaat mag **alleen** worden voorzien van extra lage spanning overeenkomstig de vermelding op het apparaat.
- Het product mag niet worden gebruikt door personen die hittegevoelig zijn.
- Geef dit apparaat niet aan personen of kinderen die niet vertrouwd zijn met het gebruik van dit apparaat om het risico op brandwonden te vermijden.
- Een continu gebruik van het apparaat kan, op lange termijn, schade aan het product veroorzaken en tot een kortere levensduur leiden.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en dieren.



De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd gebruik.

## ALGEMENE MEDEDELINGEN







- Gebruiksduur: 10 minuten voor automatische uitschakeling
- Spanning, stroom: 3,7V 30mA
- Vermogen: 0,8 W
- Trillingsfrequentie: 8000-12000 keer/sec
- Temperatuur: 39°C-45°C
- Afmetingen: 14,1 x 2,6cm

## WARMTE-INSTELLINGEN

BLAUW LICHT	ROOD LICHT	GROEN LICHT
Lage warmte 39°C	Middelhoge warmte 42°C	Hoge warmte 45°C

## GEBRUIK

1. Het oogmassageapparaat opladen  
Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en een voedingsbron.  
Het lampje op de jade brandt ROOD wanneer de batterij aan het opladen is.  
Het lampje op de jade wordt BLAUW wanneer de batterij volledig is opgeladen.
2. Breng uw favoriete crème of serum op uw gezicht aan.
3. Druk lang op de  knop om het apparaat in te schakelen.
4. Druk kort op de  knop om de licht- en temperatuurmodi aan te passen  
1 keer drukken: rood licht 42°C  
2 keer drukken: groen licht 45°C  
3 keer drukken: blauw licht 39°C
5. Druk op  om te trillingsintensiteit van laag naar hoog te veranderen
6. Masseer de kop voorzichtig over de crème of het serum gedurende 3-5 minuten tot volledig geabsorbeerd.
7. Druk lang op de  knop om het apparaat uit te schakelen.

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

Leef de volgende veiligheidsmaatregelen tijdens het gebruik van dit product na:

1. Vermijd direct contact met het oog.
2. Zorg dat het licht niet direct in de ogen schijnt.
3. Als u pijn of een vreemd gevoel op uw huid ervaart, stop onmiddellijk met het gebruiken van dit apparaat.
4. Personen die gevoelig voor warmte zijn en kinderen mogen dit apparaat NIET gebruiken.
5. NIET met water wassen.
6. Het gebruiken van dit product door een zwangere vrouw of een persoon met een pacemaker wordt niet aanbevolen.

## ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

### Onderhoud:

- Schakel het apparaat na gebruik uit.
- Veeg de kop na elk gebruik voorzichtig schoon met een schone doek.

### Opslag:

- Ontkoppel de adapter voordat het apparaat wordt opgeborgen.
- Berg het apparaat op in een koele en droge ruimte.

### Probleemoplossing:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	De aan/uit-knop staat niet op Aan.	Schakel het apparaat in door lang op de aan/uit-knop te drukken.
	De batterij is leeg.	Laad het apparaat op.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.	Het apparaat wordt automatisch na 10 minuten uitgeschakeld.	Schakel het apparaat opnieuw in. Gebruik het echter niet langer dan 3-5 minuten afhankelijk van uw huidtype.
De temperatuur is te hoog.	De gekozen instelling is te hoog voor uw huidtype.	Kies een lagere instelling door kort op de aan/uit-knop te drukken.



# INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE


## ADVERTENCIA

- Retire todos os materiais de empacotamento do aparelho antes da utilização.
- Este aparelho não deverá ser utilizado por crianças dos 0 aos 8 anos de idade.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos.
- A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças.
- As reparações só podem ser efetuadas por um electricista qualificado. Nunca tente reparar o aparelho sozinho.
- Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.
- As crianças não deverão brincar com o aparelho.
- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado à alimentação.
- Use apenas acessórios fornecidos com o produto.
- Certifique-se de que o aparelho e o cabo USB não entram em contacto com a água.
- Certifique-se de que o aparelho e o cabo USB não entram em contacto com superfícies quentes, como placas quentes ou chamas sem proteção.
- Verifique regularmente o cabo USB do aparelho para se certificar de que não está danificado.
- Não utilize o aparelho se cair para dentro de água.
- Nunca coloque a unidade, o cabo USB dentro de água ou qualquer outro líquido.
- Não coloque ou guarde a unidade perto de água, ou qualquer outro líquido, ou num local com muita humidade.
- Não use líquidos, como água ou solventes inflamáveis, para limpar o produto. Use um pano suave para limpar o produto quando este não estiver a funcionar.
- O aparelho só deve ser alimentado com uma tensão de segurança extra baixa correspondendo à marcação no aparelho.
- O produto não deve ser utilizado por pessoas com sensibilidade ao calor.
- Não entregue esta unidade a pessoas ou crianças que não estejam familiarizadas com a utilização deste produto para evitar qualquer risco de queimadura.
- A utilização contínua do aparelho pode, a longo prazo, danificar o produto e encurtar o seu tempo de vida.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças e dos animais.



O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano provocado pela utilização indevida.

## NOTAS GERAIS



- Tempo de funcionamento: 10 minutos antes de desligar automaticamente
- Tensão, corrente: 3,7V 30mA
- Potência: 0,8 W
- Frequência da vibração: 8000-12000 vezes/seg
- Temperatura: 39°C-45°C
- Dimensões: 14,1 x 2,6cm

## DEFINIÇÕES DO CALOR

LUZ AZUL Calor fraco 39°C	LUZ VERMELHA Calor médio 42°C	LUZ VERDE Calor forte 45°C
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

## FUNCIONAMENTO

1. Carregar o Massajador de Olhos  
Ligue o cabo USB à unidade e a uma fonte da alimentação.  
Quando a bateria estiver a carregar, a luz no Jade fica VERMELHA.  
Quando a bateria estiver pronta para utilização, a luz no Jade fica AZUL.
2. Aplique o seu creme ou sérum favorito no seu rosto.
3. Prima prolongadamente o botão para ligar o dispositivo.
4. Prima brevemente o botão para ajustar as luzes e os modos da temperatura  
Premir 1 vez: luz vermelha 42°C  
Premir 2 vezes: luz verde 45°C  
Premir 3 vezes: luz azul 39°C
5. Prima **M** para alterar a intensidade da vibração de baixa para alta
6. Passe suavemente a cabeça do massajador sobre o creme ou sérum durante 3 a 5 minutos até estar completamente absorvido.
7. Prima prolongadamente o botão para desligar o dispositivo.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA

**Quando utilizar este aparelho, deve respeitar as seguintes medidas de segurança:**

1. Evite o contacto direto com a pele.
2. Evite que a luz incida diretamente sobre os olhos.
3. Se sentir dor ou uma sensação estranha na sua pele, pare imediatamente de usar esta unidade.
4. NÃO permita que as pessoas sensíveis ao calor e as crianças utilizem esta unidade.
5. NÃO lave com água.
6. Não recomendamos a utilização deste produto por mulheres grávidas ou pessoas portadoras de um pacemaker.

## MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### Manutenção:

- Desligue o aparelho após a utilização.
- Limpe a cabeça suavemente com um pano limpo após cada utilização.

### Armazenamento:

- Desligue o adaptador antes de guardar.
- Arrume o dispositivo num local fresco e seco.

### Resolução de problemas:

Problema	Possíveis causas	Solução
O dispositivo não funciona	O botão da energia não está ligado.	Ligue o botão da energia premindo prolongadamente o botão da energia.
	O dispositivo está descarregado	Carregue o dispositivo.
O dispositivo desligou-se	A função de desligamento automático do dispositivo desliga o dispositivo após 10 minutos.	Volte a ligar o dispositivo e tenha cuidado para não exceder 3-5 minutos de utilização, dependendo do seu tipo de pele.
A temperatura é demasiado elevada	A definição selecionada é demasiado alta para o seu tipo de pele.	Escolha uma definição mais baixa premindo brevemente o botão da energia.

Nature & Découvertes  
11 rue des Etangs Gobert  
78000 Versailles (France)  
[www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)



**F** FRANCE ONLY



Conforme aux normes européennes.  
Compliant with European standards.  
Conforme con las normas europeas.  
In overeenstemming met Europese normen.  
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.  
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.  
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.  
Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid.  
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.