

TheraFace PRO

EN/DE/FR/ES

TABLE OF CONTENTS

Language

EN	2-21
DE	22-41
FR	42-61
ES	62-81

Product Overview

TheraFace PRO

An advanced solution for better facial wellness.


The TheraFace PRO is a 4-in-1 handheld device that takes facial wellness to the next level by helping to reduce tension, relax facial muscles, and achieve healthier-looking skin by gently stimulating the face. It includes microcurrent, blue, red, and red+infrared light LED, and cleansing treatments, allowing you to customize your facial therapy in one easy-to-use versatile device. Use the variety of treatment rings to help lift, tone, rejuvenate, and deep clean. The TheraFace PRO is your all-in-one solution for optimal health and wellness for the face.

Intended Use

The TheraFace PRO is intended to help reduce tension, relax facial muscles, and achieve more beautiful skin by gently stimulating the face. The variety of treatment rings are intended to help lift, tone, rejuvenate, and deep clean.

Percussive Therapy


Percussive therapy, now optimized for the face. Facial massage to reduce tension and relax facial muscles.





TheraOne™ Conductive Gel


A primer gel intended to be used with the TheraFace PRO device prior to starting the microcurrent treatment to ensure the treatment is delivered safely and effectively



Microcurrent Ring

Microcurrent firms and tightens the skin. Microcurrent improves muscle tone and contour in the face/neck


- Magnetic connection to the device and can be removed by pulling
- The Microcurrent treatment is delivered through the Microcurrent Ring



Cleansing Ring

Cleansing removes facial build up of dirt, oil, and debris

- Magnetic connection to the device and can be removed by pulling
- All cleansing is delivered through the Cleansing Ring



LED Ring: RED Light

Red Light **is intended to** reduce periorbital wrinkles (the wrinkles around the eyes)

LED Ring: Blue Light

Blue Light **is intended to** reduce mild to moderate acne


LED Ring: Red + Infrared Light

Red + Infrared Light **is intended to** reduce periorbital wrinkles (the wrinkles around the eyes) and is shown to increase the body's natural healing process


**Blue Light is not intended to treat or reduce severe acne*

LED Ring: Blue/Red/Red+IR

- Magnetic connection to the device and can be removed by pulling
- The LED treatment is delivered through the LED Ring



Example of Periorbital Wrinkles



Example of Mild Acne


Example of Moderate Acne



Example of Severe Acne*

EN Getting To Know Your TheraFace PRO Device

- A Power Button**
 - ° Powers the device ON / OFF
- B Percussive Therapy Button**
 - ° Controls the Percussive Attachment
- C Ring Button**
 - ° Controls the Attachment Ring
- D Attachment Ring**
 - ° Magnetic connection to the device and can be removed by pulling
 - ° All the Attachment Rings have only one correct position
- E Percussive Therapy Attachments**
 - ° Magnetic connection to the device and can be removed by pulling
 - ° All the Attachment Rings have only one correct position



- E Flat** - General use for the entire face, neck and chest
 - E Cone** - More precise treatment for targeted areas such as around the eyes, nasolabial lines and pressure points
 - E Micropoint** - Maximize circulation for larger areas such as the forehead, cheeks and chest
-
- Hot and Cold Rings**
(sold separately)
- ° Magnetic connection to the device and can be removed by pulling
 - ° Delivers the option of 3 Cold and 3 Hot settings

Getting Started

Powering on the TheraFace PRO device

Push and hold the ON/OFF button to power on the device and the OLED screen will turn on.

Switching Off

Push and hold the ON/OFF button again to switch the device off and the OLED screen will be off.

Automatic Shut Off

If the device is not manually powered off by pressing the Power button, the device will automatically shut off after 10 minutes of inactivity.

Basic getting started steps:

1. Start with a clean, dry face
2. Select and attach your desired attachment ring
3. Turn on the device
4. Choose your settings
5. Get started

Note: Make sure you turn off the power on the device before removing the rings.

EN Using the TheraFace PRO

Start by washing your face completely and rinse twice to remove residue. Allow skin to dry completely before starting treatment. Be sure to visit therabody.com for treatment protocols and instructional videos.

Note: The TheraFace PRO device will make a beeping sound every 15 seconds. This will help you track the time within each treatment and will also inform you if a treatment has been disconnected or is completed.

- 1 beep = timed feedback every 15 sec so you can time their protocols better
- 2 beeps = the LED, Microcurrent, Hot, or Cold treatment has been accidentally disconnected
- 3 beeps = the LED, Microcurrent, Hot, or Cold treatment is over

A. Percussive Therapy Feature

1. Select and attach the desired percussive therapy attachment
2. Once attached to the TheraFace PRO, turn ON the TheraFace PRO device by pressing the Power Button for 2 seconds.
3. Turn on the percussive feature by pressing the percussive button once.
4. To toggle between the 3 speed options (1750, 2100 and 2400 rpm), press the percussive button again.
5. To stop the percussive treatment, press the percussive button a third time.

Note:

- Can be combined with Hot and Cold Rings* - (*Hot and Cold Rings sold separately*)
- Cannot be combined with the Microcurrent attachment or with the LED ring

B. LED Treatment

1. The LED ring has 3 light therapy wavelength options: red, blue and red+infrared.
2. To start using the LED therapy mode, attach the LED ring to the TheraFace PRO device.
3. Turn ON the TheraFace PRO device by pressing the Power Button for 2 seconds.
4. Then, turn ON the LED ring by pressing the Attachment Ring button.
5. To toggle between light options (blue, red and red+infrared), press the Attachment Ring button again.
6. The TheraFace PRO LED ring has a proximity sensor system, and will only reach full light intensity (brightness) once the device is placed at the right distance from your face (0.5 inches), reducing glare in the interim. Avoid direct skin contact.
7. To turn off the LED ring, toggle to the Red+IR light mode and press the Attachment Ring Button one more time or power off the TheraFace PRO device by pressing the Power Button for 2 seconds.

Warning: Do not place the LED Ring directly on the skin. Keep the LED Ring approximately **0.5 inches** away from the skin.

C. Microcurrent Treatment

1. Remove any percussive therapy attachment before attaching the Microcurrent Ring.
2. Prior to starting the microcurrent treatment, apply the TheraOne™ Conductive Gel to your clean, dry face or treatment area to ensure the treatment is delivered correctly.
3. Attach the Microcurrent Ring to the TheraFace PRO device.
4. Once attached to the TheraFace PRO, turn ON the TheraFace PRO device by pressing the Power Button for 2 seconds.
5. Turn on the microcurrent treatment by pressing the ring button once.
6. To adjust the intensity level to your comfort, press the ring button once to toggle between the 3 intensity options.
7. To stop the microcurrent treatment, press the ring button a third time.

PRO Tip: When using the Microcurrent Ring, slowly glide the device using light to medium pressure, keeping both spheres on the face at once. A microcurrent protocol of 5-8 minutes can be completed once per 24-hour period. Be sure to visit therabody.com for treatment protocols and instructional videos.

- Note:**
- There is a preset shut off time of 8 minutes
 - Cannot be combined with the percussive therapy attachments
 - While the Microcurrent Ring will work with any conductive gel, we recommend the TheraOne™ Conductive Gel if available in your market.

Warning: When using the TheraFace PRO with the Microcurrent Ring, a microcurrent primer is required. Do NOT use the Microcurrent Ring on the midline of the neck or eye area.

D. Microcurrent Primer: TheraOne Conductive Gel

The TheraOne™ Conductive Gel is a primer intended to be used with the TheraFace PRO device prior to starting the microcurrent treatment to ensure the treatment is delivered safely and effectively.

Directions:

1. Start with a clean, dry face.
2. Apply a mask-like layer of the conductive gel to all treatment areas of the face and neck.
3. Following treatment with the microcurrent ring, rinse off and apply your favorite moisturizer.

EN Warnings: Use only as directed. Avoid eye contact. Do NOT use the on the midline of the neck. Prior to starting the microcurrent treatment, test by applying a small amount of the TheraOne Conductive Gel on a small patch of skin first. Skin may absorb gel during microcurrent session; reapply if needed to ensure even glide of device on the skin.

If you already use a toner, serum, moisturizer, and/or SPF, then apply in this order following the completion of any TheraFace PRO protocol:

1. Tone: Use one cotton pad with toner applied sweeping gently across the face, avoiding the eye area and concentrating on the nose, nasal fold, and chin
2. Serum: Apply serum
3. Moisturizer: Apply moisturizer
4. SPF: Apply SPF only in the morning or daytime hours

TheraFace PRO Device After Care & Cleaning

After Skin Treatment

Clean your face with a warm, damp washcloth.

Device Maintenance

The following maintenance instructions are important to ensure that your device continues to work as it was designed. Failure to follow these instructions may cause your device to stop working.

Care and Cleaning

Visually inspect the TheraFace PRO device and attachment rings for any obvious signs of debris build-up. Wipe your device and attachment rings down with a damp cloth or alcohol-free cleansing wipe. After cleaning, allow the device and attachment rings to dry thoroughly before storing or beginning another treatment protocol. A properly cleaned device should have no visible signs of debris or moisture.

Note: This product is not waterproof, only clean with a damp cloth or alcohol-free cleansing wipe by wiping the device and attachment rings. Do not submerge the device in water or clean it under running water (other than the Cleaning Ring). Do not allow the device to come into contact with any corrosive solutions, which would damage appearance and function. Store the device in a cool and dry place (Temperature: 0°C/32°F - 40°C/104°F Relative humidity: 10~95% RH). Do not store the device or battery where temperatures may exceed 40°C/104°F, such as in direct sunlight or in a vehicle.

Charging the TheraFace PRO

- The TheraFace PRO is USB-C enabled with the connector at the bottom of the device.
- The TheraFace PRO includes a USB-C to USB-A cable.
- You can plug the device into any standard USB adapter.
- The TheraFace PRO allows for fast-charging if charged with a USB-C adapter.

Note: Make sure the charger is from a certified manufacturer and it hasn't suffered any structural damage. The TheraFace PRO device will not work while charging.

TheraFace PRO Warnings and Guidance (Precautions and Contraindications)

Background

This device is intended to be used on the face, neck, and upper chest regions of the body. If you have any specific medical conditions or concerns, please consult your physician before using this product. There will be times when it is advisable to modify how devices are used (precautions) or times when it is not appropriate to use certain devices (contraindications). The following document highlights these for each modality or treatment attachment included with the TheraFace PRO device as of the date of printing. For up-to-date information, please visit us online.

Important Safety Information

General TheraFace PRO Use

Read the full Warnings and Guidance prior to using the TheraFace PRO.

This device is contraindicated against and should not be used by or on anyone with a history of epilepsy, seizures or cardiopathy. The TheraFace PRO is not recommended for anyone with an electronic implanted device (such as a pacemaker), cardiac arrhythmia, tumors, or acute episodes of inflammatory diseases. The device is not recommended for those who have arteriosclerosis, thromboses or implants in the body region being treated. Dental implants should be firmly anchored before using the device. Do not use the device on the eyes, eyelids, or the area immediately surrounding the eye (Periorbital area). The device should not be used if you have dark brown or black spots, such as large freckles, birthmarks, moles or warts, on the area to be treated. The device is not recommended if you have eczema, psoriasis, lesions, open wounds or active infections other than mild to moderate acne, such as cold sores, in the area to be treated. Wait for the infected area to heal before using the device. The device should not be used if you have abnormal skin conditions caused by diabetes or other systemic or metabolic diseases. It is not recommended to use this device if you have a history of herpes outbreaks in the area of treatment, unless you have consulted with your physician and have received preventive treatment before using the device. Please consult your physician prior to use if you are pregnant and/or nursing.

Please consult your physician prior to use if you are pregnant and/or nursing.

Immediately stop using the device at the first sign of discomfort.

The device is not recommended for anyone under the age of 18 without adult supervision and should be kept out of reach of children. If you have any medical concerns, are taking any medications that cause light sensitivity, or have had any facial surgery or other surgical procedures, please consult your doctor before using the device.

Microcurrent Ring Attachment

These recommendations are derived from consultation with medical experts and the published research in regards to precautions and contraindications and are as of the date of printing. For up-to-date information, please visit us online.

When using the device with the microcurrent treatment, a microcurrent conductive gel primer **is required**. Prior to starting the microcurrent treatment, test by applying a small amount of the conductive gel on a small patch of skin.

Precautions

- Recent injury, surgery, or facial treatment such as neurotoxin, dermal filler, microneedling, laser, and/or chemical peel until skin has fully healed
- Do not use during a breakout from Herpes Simplex Virus
- Do not use over facial hair; facial hair must be shaved prior to use as hair can interfere with the conductivity
- Do not use if you suffer from any heart condition
- Do not use directly over center of neck (bone), specifically avoiding the thyroid
- Do not use on breast area
- Do not use across your chest
- Do not use on groin area
- Do not use directly on the eyes, eyelids, or the area immediately surrounding the eye (Periorbital area).
- Do not apply to broken skin
- Do not use on children

Contraindications

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infections, bruises, or tumors
- Pacemaker or other implanted electronic devices
- Epilepsy
- Pregnancy
- Cancer/tumors
- Thrombosis
- Phlebitis
- Metal plates or pins in the application area
- Implanted defibrillators/ stimulators

LED Ring Attachment (Red LED, Red+IR LED, and Blue LED Therapies)

These recommendations are derived from consultation with medical experts and the published research in regards to precautions and contraindications as of the date of printing. For up-to-date information, please visit us online.

Precautions

- Recent injury, surgery, or facial treatment such as neurotoxin,

dermal filler, microneedling, laser, and/or chemical peel until skin has fully healed.

- Current breakout from Herpes Simplex Virus
- For facial hair: Use LED over facial hair, following the pattern of hair growth (typically in a downward motion)
- Do not apply directly to the eyeball/eyelid
- Do not apply to broken skin
- Do not apply retinol before use of red LED light

Contraindications

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infections, bruises, or tumors
- Pregnancy/nursing
- Abnormal sensations (ex. numbness)
- Cancer/tumors
- Epilepsy
- Cardiopathy (heart disease)
- Photo allergy or disorder (ex. Lupus, porphyria)
- Medications that cause light sensitivity
- Medications for severe acne
- Extreme sensitivity to light
- Melasma or hyperpigmentation (especially if exacerbated by mild warmth)
- Suspicious lesions or skin cancer—please visit your physician
- If taking or using any retinol or sun-sensitive medications or products or benzoyl peroxide do not use infrared light

Percussive Therapy Attachments (Flat, Cone, Micro-point)

These recommendations are derived from consultation with medical experts and the published research in regards to precautions and contraindications as of the date of printing. For up-to-date information, please visit us online.

Precautions

Due care is required in these circumstances and the use of the devices may need to be modified (such as attachment used, the force applied, the position of the body, avoidance of use in direct contact with an area, etc.). Where appropriate or if you have any concerns, seek the advice of a medical professional

- Recent injury, surgery, or facial treatment such as neurotoxin, dermal filler, microneedling, laser, and/or chemical peel until skin has fully healed.
- Current breakout from Herpes Simplex Virus
- Hypertension (controlled)
- Abnormal sensations (e.g., numbness)
- Sensitivity to pressure
- Medications that may alter sensations
- Do not apply directly to the eyeball/eyelid
- Do not apply to broken skin

Contraindications

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infections, bruises, or tumors
- Active acne breakout
- Bone fracture or myositis ossificans
- Hypertension (uncontrolled)
- Acute or severe cardiac, liver, or kidney disease
- Neurologic conditions resulting in loss or altered sensation
- Direct application to the eyes or throat
- Bleeding disorders
- Recent surgery or injury
- Connective tissue disorders
- Peripheral vascular insufficiency or disease
- Medications that thin the blood or alter sensations
- Direct pressure over surgical site or hardware
- Extreme discomfort or pain
- Pacemaker, ICD, or history of embolism

Cleansing Ring Attachment

These recommendations are derived from consultation with medical experts and the published research in regards to precautions and contraindications as of the date of printing. For up-to-date information, please visit us online.

Precautions

- Recent injury, surgery, or facial treatment such as neurotoxin, dermal filler, microneedling, laser, and/or chemical peel until skin has fully healed.
- Current breakout from Herpes Simplex Virus
- If you have facial hair, use the cleansing ring following the pattern of hair growth (typically a downward motion) and/or make small circular motions if comfortable
- Do not apply directly to the eyeball/eyelid
- Do not apply to broken skin

Contraindications

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infections, bruises, or tumors

Hot Ring Attachment

These recommendations are derived from consultation with medical experts and the published research in regards to precautions and contraindications as of the date of printing. For up-to-date information, please visit us online.

Precautions

- Recent injury, surgery, or facial treatment such as neurotoxin,

EN dermal filler, microneedling, laser, and/or chemical peel until skin has fully healed.

- Current breakout from Herpes Simplex Virus
- Do not apply directly on the eyeball/eyelid
- Do not apply to broken skin

Contraindications

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infections, bruises, or tumors

Cold Ring Attachment

These recommendations are derived from consultation with medical experts and the published research in regards to precautions and contraindications.

Precautions

- Recent injury, surgery, or facial treatment such as neurotoxin, dermal filler, microneedling, laser, and/or chemical peel until skin has fully healed.
- Current breakout from Herpes Simplex Virus
- For facial hair use Cold Ring as noted in standard protocol
- Do not apply on the eyeball/eyelid
- Do not apply to broken skin

Contraindications

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infections, bruises, or tumors
- Cold hypersensitivity/Cold urticaria
- Circulatory insufficiency

Additional Unit Warnings

When using the device, these basic precautions should always be followed:

1. **USE ONLY AS INSTRUCTED.** Use the device as described in the device User Manual only. Only use the recommended attachments, accessories, and replacement parts. Do not carry out any maintenance on your own.
2. **NOT FOR CHILDREN.** The device is not intended for use by young children or persons with reduced physical, sensory, or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge with how the device should be operated, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person. Do not allow the device to be used as a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

3. **CHARGING LOCATIONS.** The device should be charged indoors in a well ventilated, dry location. Do not charge the device outdoors, in a bathroom, or within 10 feet (3.1 meters) of a bathtub or pool. Do not use the device or charger on wet surfaces and do not expose the charger to moisture, rain, or snow. Do not use the device in the presence of explosive atmospheres (gaseous fumes, dust, or flammable materials). Sparks may be generated, possibly causing a fire.
4. **DO NOT OVERCHARGE.** Do not leave the battery in the Charger for more than 1 hour after the battery has been fully charged. The battery includes a Theragun Protection system to avoid the risk of overcharging. However, overcharging may reduce its life over time
5. **DO NOT BURN OR INCINERATE THE DEVICE OR ITS BATTERIES.** The battery may explode, causing personal injury or damage. Toxic fumes and materials are created when the battery is burned.
6. **DO NOT CRUSH, DROP, OR DAMAGE THE DEVICE BATTERIES OR CHARGER.** Do not use a charger that has received a sharp blow, been dropped, run over, or damaged in any way.
7. **BATTERY CHEMICALS CAUSE SERIOUS BURNS.** Never allow the internal battery to come into contact with the skin, eyes, or

mouth. If a damaged battery leaks chemicals, use rubber or neoprene gloves to dispose of it. If skin is exposed to battery fluids, wash with soap and water and rinse with vinegar. If eyes are exposed to battery chemicals, immediately flush with water for 20 minutes and seek medical attention. Remove and dispose of contaminated clothing.

8. **DO NOT SHORT CIRCUIT.** A battery will short circuit if a metal object makes a connection between the positive and negative contacts on the battery or the 16V connector. Do not place a battery near anything that may cause a short circuit, such as coins, keys, or nails in your pocket. A short circuited battery may cause fire and personal injury.
9. **DO NOT OPERATE UNDER BLANKET AND PILLOW OR BETWEEN COUCH CUSHIONS.** Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury.
10. **STORING THE DEVICE & BATTERY.** Store in a cool, dry place. Only charge the device when the ambient temperature is between 0°C/32°F - 40°C/104°F. Do not store the device or batteries where temperatures may exceed 40°C/104°F, such as in direct sunlight or in a vehicle.
11. **DISPOSING OF BATTERIES.** The TheraFace PRO lithium-ion batteries for the device are more environmentally friendly than some other types of batteries. Always dispose of device

- batteries according to federal, state, and local regulations. Contact a recycling agency in your area for recycling locations. Even discharged batteries contain some energy. Before disposing, use electrical tape to cover the device's 16V connector/terminals to prevent the battery from shorting, which could cause a fire or explosion.
12. **DO NOT DISASSEMBLE.** Disassembly or incorrect reassembly may result in the risk of electric shock, fire, or exposure to battery chemicals. The warranty will be void if the device, batteries, or charger are disassembled or if any parts have been removed.
 13. **SERVICE.** If the device, batteries, or charger is not working properly, has received a sharp blow, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, then do not use it. Do not attempt to repair or disassemble the device which may result in an electric shock or fire.
 14. **DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER, TUB, OR SINK.** Do not place or store the device or batteries where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. Do not reach for an appliance that has fallen into or come into contact with water. Unplug immediately.








15. **THERMAL LIMITER.** The device has an automatic reset thermal limiter that shuts off the device to prevent overheating and fire.
16. **POLARIZED PLUG.** To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the TheraGun Proper outlet. Do not change the plug in any way.
17. **DO NOT OPERATE** the device where aerosol (spray) is being used or where oxygen is being administered.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Risk

1. Use the TheraFace PRO device and attachment rings only as described within this User Manual. The risks and dangers of using the TheraFace PRO device and attachment rings in any way other than specified in the provided User Manual are unknown and may result in negative side effects.
2. This TheraFace PRO device was not tested for use over the eye socket or eyelid so the risks are unknown.

Labels

NO.	SYMBOLS	DESCRIPTION
1		CE mark
2		the Restriction of Hazardous Substances
3		“WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)”. The waste products should be handled legally.
4		Keep dry
5		FCC Federal Communications Commission
6		Please read the user manual before use
7		Type BF apply part.

Product Specifications

BASIC UNIT CHARACTERISTICS

Power Source	User supplied USB-A or USB-C adapter
--------------	--------------------------------------

Indicator Light	YES
-----------------	-----

Housing Materials	PC
-------------------	----

ADDITIONAL FEATURES

Environment for operation	Temperature: 0 ~ 40° C Relative humidity: <93% RH
---------------------------	--

Environment for storage	Temperature: -25° C ~ 50° C Relative humidity: 10~95% RH
-------------------------	---

Use atmospheric pressure	70-106Kpa
--------------------------	-----------

For Microcurrent Treatment:

Stimulated site	Face and neck
Number of modes	3
Output Intensity Level	4
Indicator Light	Yes, OLED display
Timer Range	5-8 minutes per day for 6 weeks
Housing Materials	Console: PC plastic

OUTPUT SPECIFICATION

Waveform	Pulsed Biphasic
Operating voltage	0-15.5V
Maximum power	24mW
Automatic shut-down	Yes
Maximum Output Voltage(+/- 10%)	210-280mV @500 Ohm 0.8- 1.2V @ 2k Ohm 4.75-5.2V @ 10k Ohm

Maximum Output Current	420 μ A - 560 μ A @ 500 Ohm 400 μ A - 600 μ A @ 2k Ohm 475 μ A - 520 μ A @ 10k Ohm
Pulse Width	On 60ms / Off 60ms
Frequency	8.3Hz
Net Charge	N/A - Battery operated
Maximum Current Density	1.65mA/cm ² @ 500 Ohm
Maximum Power Density	1.36125mW/cm ² @ 500 Ω

FOR LED TREATMENT

Light wavelength	IR+Red:830nm \pm 10nm/633 \pm 10 nm Blue light:415nm \pm 10nm, Red light:633nm \pm 10nm
Power of light (mW//cm ²)	IR+Red 70 \pm 5%/60 \pm 5% Red light 60 \pm 5%, Blue light 45 \pm 5%

FOR PERCUSSIVE THERAPY

Percussive	1750, 2100 and 2400 rpm
Frequency	1750rpm :29.1Hz 2100rpm:35Hz 2400rpm:40Hz

EN Safety, EMC & Bio-compatibility

1. This device is Class II equipment with type BF applied part. It complies with Medical Electrical Safety Standards (IEC 60601-1).
2. This device is also compliant with Medical EMC Standard (IEC 60601-1-2).
3. All the user directly contracting materials for the main device housing and output contacts in this device are biocompatible for its intended use. They comply with biocompatibility standards ISO 10993-5 (Cytotoxicity) and ISO 10993-10 (Irritation and Sensitization).

The TheraFace PRO has been tested and found to comply with the electromagnetic compatibility (EMC) limits for medical device to IEC 60601-1-2: 2007. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation.

CAUTION:

Do not apply the device near any devices with Electromagnetic Interference (EMI), such as cell phones, Magnetic Resonance Imaging (MRI), computerized axial tomography (CT), diathermy, Radio Frequency Identification (RFID), etc. or MR environment. EMI, RF devices or MR environment may affect the normal function of the device or would cause user injury.

FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MANUFACTURER'S DECLARATION - ELECTROMAGNETIC EMISSIONS

The TheraFace PRO is intended for use in the electromagnetic environments specified below. The customer or the user of the TheraFace PRO should ensure that it is used in such an environment.

EMISSIONS TEST	COMPLIANCE	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
RF emissions CISPR 11	Group 1	The TheraFace PRO uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	The TheraFace PRO is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage function / flicker emissions IEC 61000-3-2	Complies	

MANUFACTURER'S DECLARATION – ELECTROMAGNETIC IMMUNITY

The TheraFace PRO is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the TheraFace PRO should ensure that it is used in such an environment.

IMMUNITY TEST	IEC 60601 TEST LEVEL	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±6kV contact ±8kV air	±6kV contact ±8kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrostatic transient / burst IEC 61000-4-4	±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	±1kV differential mode ±2kV common mode	±1kV differential mode ±2kV common mode	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5% U_T (>95% dip in UT) for 5 sec	<5% U_T (>95% dip in UT) for 5 sec	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the TheraFace PRO requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the TheraFace PRO be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz magnetic field) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

NOTE U_T is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

IMMUNITY TEST	IEC 60601 TEST LEVEL	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150kHz to 80MHz	3V	<p>Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the high Station, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation application to the frequency of the transmitter.</p> <p>Recommended separation distance Where p is the maximum output power rating of the transmitter in watts(W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres(m).$d = \sqrt{\frac{p}{f}}$</p> <p>Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, should be less than the compliance level in each frequency range. b</p> <p>Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:</p>
Radiated RF	3V/m 80MHz to 2.5GHz	3V/m	<p>NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.</p> <p>NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.</p>

Field strengths from transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the TheraFace PRO is used exceeds the applicable RF compliance level above. The TheraFace PRO should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the high Station. Over the frequency range 150kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the EQUIPMENT or SYSTEM - For EQUIPMENT and SYSTEMS that are not LIFE - SUPPORTING

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the high Station

The TheraFace PRO is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the TheraFace PRO should ensure that it is used in such an environment.

Rated maximum output of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter		
	150 kHz to 80 MHz	80 MHz to 800 MHz	800 MHz to 2.5 GHz
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

LIMITED WARRANTY

For full warranty information, please visit www.therabody.com/warranty. To request a copy of the warranty by mail, you may send a request to the following address:

Therabody - Warranty
Therabody, Inc. Attn: Customer Service
6100 Wilshire Blvd. Ste 200
Los Angeles, Ca. 90048

*Please note, this is not a return address or a retail location.
No Therabody products or packages will be accepted at this location.*

Produktübersicht

TheraFace PRO

Eine fortschrittliche Lösung für ein besseres Wohlbefinden im Gesicht.


Die TheraFace PRO ist ein handliches 4-in-1-Gerät, das die Gesichtspflege auf ein neues Level hebt, indem es hilft, Spannungen zu reduzieren, die Gesichtsmuskeln zu entspannen und eine gesünder aussehende Haut durch sanfte Stimulation des Gesichts zu erreichen. Es umfasst Mikrostrom-, Blau-, Rot- und Rot+Infrarot-LED-Licht sowie Reinigungsbehandlungen, so dass Sie Ihre Gesichtstherapie in einem einfach zu bedienenden, vielseitigen Gerät individuell gestalten können. Verwenden Sie die verschiedenen Behandlungsringe für Lifting, Straffung, Regeneration und Tiefenreinigung. Die TheraFace PRO ist Ihre All-in-One-Lösung für optimale Gesundheit und Wohlbefinden für das Gesicht.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die TheraFace PRO soll helfen, Spannungen zu reduzieren, die Gesichtsmuskeln zu entspannen und eine schönere Haut durch sanfte Stimulation des Gesichts zu erzeugen. Die verschiedenen Behandlungsringe dienen dem Lifting, der Straffung, der Regeneration und der Tiefenreinigung.

Perkussive Therapie


Perkussive Therapie, jetzt optimiert für das Gesicht. Gesichtsmassage zum Abbau von Verspannungen und zur Entspannung der Gesichtsmuskeln.





TheraOne™ Conductive Gel


Ein Primer-Gel, das vor Beginn der Mikrostrombehandlung mit dem TheraFace PRO-Gerät verwendet wird, um eine sichere und effektive Behandlung zu gewährleisten



Microcurrent Ring

Mikrostrom festigt und strafft die Haut. Mikrostrom verbessert die Straffung der Muskeln und die Konturen im Gesicht/Halsbereich


- Magnetische Verbindung mit dem Gerät, kann durch Ziehen entfernt werden
- Die Mikrostrombehandlung wird durch den Micro-current-Ring durchgeführt



Cleansing Ring

Die Reinigung entfernt Schmutz, Öl und Ablagerungen aus dem Gesicht

- Magnetische Verbindung mit dem Gerät, kann durch Ziehen entfernt werden
- Die gesamte Reinigung erfolgt über den Cleansing-Ring



LED Ring: Rotes Licht

Rotes Licht **soll** periorbitale Falten (die Falten um die Augen die auch Krähenfüße/Lachfalten genannt werden) reduzieren

LED Ring: Blaues Licht

Blaues Licht **soll** leichte bis mittlere Akne reduzieren

LED Ring: Rotes + infrarotes Licht

Rotes + infrarotes Licht **soll** die periorbitalen Falten (auch Krähenfüße/Lachfalten genannt) reduzieren und fördert nachweislich den natürlichen Heilungsprozess des Körpers

**(Hinweis: Blaues Licht ist nicht zur Behandlung oder Linderung schwerer Akne geeignet)*


LED Ring: Blue/Red/Red+IR

- Magnetische Verbindung zum Gerät, kann durch Ziehen entfernt werden
- Die LED-Behandlung wird über den LED-Ring abgegeben



Lernen Sie Ihr TheraFace PRO-Gerät kennen

- A Einschalttaste**
°Schaltet das Gerät ON / OFF (Ein/Aus)
- B Taste für die Perkussive Therapie**
°Steuert den Perkussiven Aufsatz
- C Ring-Taste**
°Steuert den Ring-Aufsatz
- D Ring-Aufsatz**
°Magnetische Verbindung mit dem Gerät, kann durch Ziehen entfernt werden
°Alle Ring-Aufsätze haben nur eine richtige Position
- D Aufsätze für die perkussive Therapie**
°Magnetische Verbindung mit dem Gerät, kann durch Ziehen entfernt werden
°Alle Ring-Aufsätze haben nur eine richtige Position



- E Flat-Aufsatz** - Allgemeine Anwendung für das gesamte Gesicht, den Hals und die Brust



- E Cone -Aufsatz** - Präzisere Behandlung für bestimmte Bereiche wie Augenpartie, Nasolabialfalten und Druckstellen



- E Micro-Point-Aufsatz** - Maximierung der Durchblutung für größere Bereiche wie Stirn, Wangen und Brust



Hot and Cold Rings (separat erhältlich)

- °Magnetische Verbindung mit dem Gerät, kann durch Ziehen entfernt werden
- °Bietet die Möglichkeit von 3 Kälte- und 3 Wärmeeinstellungen

Erste Schritte

Das TheraFace PRO-Gerät Einschalten

Halten Sie die ON/OFF-Taste gedrückt, um das Gerät und den OLED-Bildschirm einzuschalten.

Ausschalten

Halten Sie die ON/OFF-Taste erneut gedrückt, um das Gerät und den OLED-Bildschirm auszuschalten.

Automatisches Ausschalten

Wenn das Gerät nicht manuell durch Drücken der ON/OFF-Taste ausgeschaltet wird, schaltet es sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Die wichtigsten ersten Schritte:

1. Beginnen Sie mit einem sauberen, trockenen Gesicht
2. Wählen Sie den gewünschten Ring-Aufsatz aus und bringen Sie ihn an.
3. Schalten Sie das Gerät ein
4. Wählen Sie Ihre Einstellungen
5. Los geht's

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ausschalten, bevor Sie die Ringe entfernen.

Verwendung der TheraFace PRO

Waschen Sie zunächst Ihr Gesicht komplett und spülen Sie es zweimal ab, um Rückstände zu entfernen. Lassen Sie die Haut vollständig trocknen, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Besuchen Sie therabody.com für Behandlungsroutinen und Anleitungsvideos.

Hinweis: Das TheraFace PRO-Gerät gibt alle 15 Sekunden einen Signalton ab. Dies hilft Ihnen, die Zeit innerhalb jeder Behandlung zu verfolgen und informiert Sie auch, wenn eine Behandlung unterbrochen oder beendet wurde.

- 1 Signalton = zeitliche Rückmeldung alle 15 Sekunden, damit Sie Ihre Routine besser einteilen können
- 2 Signaltöne = die LED-, Microcurrent-, Hot-, oder Cold-Behandlung wurde versehentlich unterbrochen
- 3 Signaltöne = die LED-, Microcurrent-, Hot-, oder Cold-Behandlung ist beendet

A. Perkussive Therapie Eigenschaften

1. Wählen Sie den gewünschten Aufsatz für die perkussive Therapie aus und bringen Sie ihn an.
2. Sobald der Aufsatz an der TheraFace PRO angebracht ist, schalten Sie das TheraFace PRO-Gerät ein, indem Sie die ON/OFF-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
3. Schalten Sie die perkussive Funktion ein, indem Sie die Perkussive-Taste einmal drücken.
4. Um zwischen den 3 Geschwindigkeitsoptionen (1750, 2100 und 2400 Umdrehungen pro Minute) umzuschalten, drücken Sie erneut die Perkussive-Taste.
5. Um die perkussive Behandlung zu beenden, drücken Sie die Taste ein drittes Mal.

Hinweis: • Kann mit Hot- & Cold-Rings kombiniert werden*. - (*Hot- & Cold-Rings sind separat erhältlich) • Kann nicht mit dem Microcurrent-Aufsatz oder dem LED-Ring kombiniert werden.

B. LED-Behandlung

1. Der LED-Ring hat 3 Lichttherapie-Wellenlängenoptionen: rot, blau und rot+Infrarot.
2. Um den LED-Therapiemodus zu nutzen, bringen Sie den LED-Ring am TheraFace PRO-Gerät an.
3. Schalten Sie das TheraFace PRO-Gerät ein (ON), indem Sie die ON/OFF-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
4. Schalten Sie dann den LED-Ring ein (ON), indem Sie die Taste für den Ring-Aufsatz drücken.
5. Um zwischen den Lichtoptionen (blau, rot und rot+Infrarot) umzuschalten, drücken Sie erneut die Taste für den Ring-Aufsatz.
6. Der TheraFace PRO LED-Ring verfügt über einen Näherungssensor und erreicht erst dann seine volle Lichtintensität (Helligkeit), wenn sich das Gerät im richtigen Abstand zu Ihrem Gesicht befindet (1,3 cm), um zwischenzeitliche Blendung zu vermeiden. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.
7. Um den LED-Ring auszuschalten, schalten Sie auf den Rot+IR-Lichtmodus um und drücken Sie die Taste für den Ring-Aufsatz ein weiteres Mal oder schalten Sie das TheraFace PRO-Gerät aus, indem Sie die ON/OFF-Taste 2 Sekunden lang drücken.

Achtung: Legen Sie den LED-Ring nicht direkt auf die Haut. Halten Sie den LED-Ring etwa 1,3 cm von der Haut entfernt.

C. Mikrostrombehandlung

1. Entfernen Sie alle Aufsätze für die perkussive Therapie, bevor Sie den \ Microcurrent-Ring anbringen.
2. Bevor Sie mit der Mikrostrombehandlung beginnen, tragen Sie das TheraOne™ Conductive Gel auf Ihr sauberes, trockenes Gesicht oder den Behandlungsbereich auf, um sicherzustellen, dass die Behandlung korrekt durchgeführt wird.
3. Stecken Sie den Microcurrent-Ring auf das TheraFace PRO-Gerät.
4. Sobald er an der TheraFace PRO angebracht ist, schalten Sie das TheraFace PRO-Gerät ein (ON), indem Sie die ON/OFF-Taste 2 Sekunden lang drücken.
5. Schalten Sie die Mikrostrombehandlung ein, indem Sie die Ring-Taste einmal drücken.
6. Drücken Sie die Ring-Taste einmal, um zwischen den 3 Intensitätsstufen zu wechseln und die Intensität an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
7. Um die Mikrostrombehandlung zu beenden, drücken Sie die Ring-Taste ein drittes Mal.

PRO-Tipp: Benutzen Sie das Gerät mit dem Microcurrent-Ring, um langsam und mit leichtem Druck über das Gesicht zu gleiten und halten Sie dabei beide Kugeln gleichzeitig auf dem Gesicht. Eine Mikrostrom-Routine von 5-8 Minuten kann einmal alle 24 Stunden durchgeführt werden. Besuchen Sie therabody.com für Behandlungsroutinen und Anleitungsvideos.

Hinweis:

- Es gibt eine voreingestellte Abschaltzeit von 8 Minuten
- Kann nicht mit den Aufsätzen für die perkussive Therapie kombiniert werden
- Der Microcurrent-Ring funktioniert zwar mit jedem leitfähigen Gel, wir empfehlen jedoch das TheraOne™ Conductive Gel, sofern es in Ihrem Land erhältlich ist.

Achtung: Wenn Sie die TheraFace PRO mit dem Microcurrent-Ring verwenden, ist ein Mikrostrom-Primer erforderlich. Verwenden Sie den Microcurrent-Ring NICHT auf der Mittellinie des Halses oder der Augenpartie.

D. Mikrostrom-Primer: TheraOne Conductive Gel

Das TheraOne™ Conductive Gel ist ein Primer, das mit dem TheraFace PRO-Gerät vor Beginn der Mikrostrombehandlung verwendet wird, um eine sichere und effektive Behandlung zu gewährleisten.

Anleitung:

1. Beginnen Sie mit einem sauberen, trockenen Gesicht.
2. Tragen Sie eine maskenartige Schicht des leitfähigen Gels auf alle zu behandelnden Bereiche von Gesicht und Hals auf.
3. Spülen Sie das Gel nach der Behandlung mit dem Microcurrent-Ring ab und tragen Sie Ihre bevorzugte Feuchtigkeitscreme auf.

Warnhinweise: Nur nach Anweisung verwenden. Vermeiden Sie Augenkontakt.

DE Verwenden Sie den Ring NICHT auf der Mittellinie des Halses. Testen Sie es vor Beginn der Mikrostrombehandlung, indem Sie zunächst eine kleine Menge des TheraOne Conductive Gel auf eine kleine Hautpartie auftragen. Die Haut kann das Gel während der Mikrostrombehandlung absorbieren; tragen Sie es bei Bedarf erneut auf, um ein gleichmäßiges Gleiten des Geräts auf der Haut zu gewährleisten.

Wenn Sie bereits ein Gesichtswasser, ein Serum, eine Feuchtigkeitscreme und/oder einen Lichtschutzfaktor verwenden, tragen Sie diese Produkte in dieser Reihenfolge auf, nachdem Sie eine TheraFace PRO-Routine durchgeführt haben:

1. Toner: Verwenden Sie ein Wattepad mit Toner und streichen Sie damit sanft über das Gesicht, vermeiden Sie dabei die Augenpartie und konzentrieren Sie sich auf Nase, Nasenfalte und Kinn.
2. Serum: Serum auftragen
3. Feuchtigkeitscreme: Feuchtigkeitscreme auftragen
4. Lichtschutzfaktor: LSF nur morgens oder tagsüber auftragen

TheraFace PRO-Gerät Pflege & Reinigung

Nach der Hautpflege-Behandlung

Reinigen Sie Ihr Gesicht mit einem warmen, feuchten Waschlappen.

Pflege des Geräts

Die folgenden Wartungsanweisungen sind wichtig, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät weiterhin so funktioniert, wie es entwickelt wurde. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass Ihr Gerät nicht mehr funktioniert.

Pflege und Reinigung

Überprüfen Sie das TheraFace PRO-Gerät und die Ring-Aufsätze visuell auf offensichtliche Anzeichen von Schmutzablagerungen. Wischen Sie Ihr Gerät und die Ring-Aufsätze mit einem feuchten Tuch oder einem alkoholfreien Reinigungstuch ab. Lassen Sie das Gerät und die Ring-Aufsätze nach der Reinigung gründlich trocknen, bevor Sie es aufbewahren oder mit einer anderen Behandlungsroutine beginnen. Ein ordnungsgemäß gereinigtes Gerät sollte keine sichtbaren Anzeichen von Verschmutzungen oder Feuchtigkeit aufweisen.

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Reinigen Sie das Gerät und die Ring-Aufsätze nur mit einem feuchten Tuch oder einem alkoholfreien Reinigungstuch. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser (außer dem Cleansing-Ring). Lassen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Lösungen in Kontakt kommen, da dies das Aussehen und die Funktion beeinträchtigen würde. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort (Temperatur: 0°C/32°F - 40°C/104°F relative Luftfeuchtigkeit: 10~95% RH). Bewahren Sie das Gerät oder den Akku nicht an Orten auf, an denen die Temperatur 40°C/104°F übersteigt, wie z. B. in direktem Sonnenlicht oder in einem Fahrzeug.

Die TheraFace PRO Aufladen

- Die TheraFace PRO ist USB-C-fähig, der Anschluss befindet sich an der Unterseite des Geräts.
- Im Lieferumfang der TheraFace PRO ist ein USB-C-auf-USB-A-Kabel enthalten.
- Sie können das Gerät an jeden Standard-USB-Adapter anschließen.
- Die TheraFace PRO kann mit einem USB-C-Adapter schnell aufgeladen werden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät von einem zertifizierten Hersteller stammt und keine strukturellen Schäden aufweist. Das TheraFace PRO-Gerät funktioniert während des Ladevorgangs nicht.

TheraFace PRO Warnhinweise und Leitlinien (Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen)

Hintergrund

Dieses Gerät ist für die Anwendung im Gesicht, am Hals und im oberen Brustbereich des Körpers vorgesehen. Wenn Sie unter bestimmten medizinischen Bedingungen oder Bedenken leiden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Es gibt Zeiten, in denen es ratsam ist, die Verwendung von Geräten zu modifizieren (Vorsichtsmaßnahmen) oder Zeiten, in denen es nicht angebracht ist, bestimmte Geräte zu verwenden (Kontraindikationen). Im folgenden Dokument werden diese für jede Modalität oder jeden Behandlungsaufsatz, der mit dem TheraFace PRO-Gerät geliefert wird, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hervorgehoben. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Allgemeine Anwendung von TheraFace PRO

Lesen Sie vor der Verwendung von TheraFace PRO die vollständigen Warnhinweise und Anleitungen. Dieses Gerät ist kontraindiziert und sollte nicht von oder bei Personen mit Epilepsie, Krampfanfällen oder Kardiomyopathie in der Vorgeschichte verwendet werden. Die TheraFace PRO wird nicht für Personen empfohlen, die ein elektronisches implantiertes Gerät (z. B. einen Herzschrittmacher), Herzrhythmusstörungen, Tumore oder akute Episoden von Entzündungskrankheiten haben. Das Gerät wird nicht empfohlen für Personen, die Arteriosklerose, Thrombosen oder Implantate in der zu behandelnden Körperregion haben. Zahnimplantate sollten vor der Verwendung des Geräts fest verankert werden. Verwenden Sie das Gerät nicht an den Augen, den Augenlidern oder dem Bereich unmittelbar um das Auge (Periorbita-Bereich). Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn Sie dunkelbraune oder schwarze Flecken, wie z. B. große Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen, an der zu behandelnden Stelle haben. Das Gerät wird nicht empfohlen, wenn Sie an der zu behandelnden Stelle Ekzeme, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder andere aktive Infektionen als leichte bis mittelschwere Akne, wie z. B. Fieberbläschen, haben. Warten Sie, bis die infizierte Stelle abgeheilt ist, bevor Sie das Gerät verwenden. Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn Sie unter anormalen Hautbedingungen leiden, die durch Diabetes oder andere systemische oder metabolische Krankheiten verursacht werden. Es wird nicht empfohlen, dieses Gerät zu verwenden, wenn in der Vergangenheit Herpesausbrüche im Behandlungsbereich aufgetreten sind, es sei denn, Sie haben Ihren Arzt konsultiert und sich vor der Verwendung des Geräts einer vorbeugenden Behandlung unterzogen. Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind und/oder stillen. **Brechen Sie die Anwendung des Geräts beim ersten Anzeichen von Unwohlsein sofort ab.** Das Gerät wird nicht für Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht von Erwachsenen empfohlen und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, Medikamente einnehmen, die Lichtempfindlichkeit verursachen, oder sich einer Gesichtsoperation oder einem anderen chirurgischen Eingriff unterzogen haben, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

Microcurrent-Ring-Aufsatz

DE Diese Empfehlungen beruhen auf der Beratung mit medizinischen ExpertInnen und der veröffentlichten Forschung in Bezug auf Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen und entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Bei der Verwendung des Geräts mit der Mikrostrombehandlung ist ein leitender Mikrostrom-Primer **erforderlich**. Testen Sie es vor Beginn der Mikrostrombehandlung, indem Sie eine kleine Menge des leitfähigen Gels auf eine kleine Hautpartie auftragen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Kürzlich erfolgte Verletzungen, Operationen oder Gesichtsbearbeitungen wie Neurotoxin, Hautfüller, Microneedling, Laser und/oder chemische Peelings, bis die Haut vollständig abgeheilt ist
- Nicht während eines Ausbruchs des Herpes Simplex Virus anwenden
- Nicht über der Gesichtsbearbeitung anwenden; die Gesichtsbearbeitung muss vor der Anwendung rasiert werden, da die Haare die Leitfähigkeit beeinträchtigen können
- Nicht verwenden, wenn Sie an einer Herzerkrankung leiden
- Nicht direkt über der Mitte des Halses (Knochen) verwenden, insbesondere nicht an der Schilddrüse
- Nicht im Brustbereich verwenden
- Nicht quer über der Brust verwenden
- Nicht in der Leistengegend anwenden

- Nicht direkt auf den Augen, den Augenlidern oder dem Bereich unmittelbar um das Auge (Periorbita-Bereich) anwenden.
- Nicht auf verletzte Haut auftragen
- Nicht bei Kindern anwenden

Kontraindikationen

In den folgenden Fällen können die möglichen Risiken den Nutzen überwiegen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Hautausschlag, offene Wunden, Blasen, örtliche Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore
- Herzschrittmacher oder andere implantierte elektronische Geräte
- Epilepsie
- Schwangerschaft
- Krebs/Tumore
- Thrombose
- Phlebitis (Venenentzündung)
- Metallplatten oder -stifte im Anwendungsbereich
- Implantierte Defibrillatoren/Stimulatoren

LED-Ring-Aufsatz (rote LED, rote+IR-LED und blaue LED-Therapien)

Diese Empfehlungen beruhen auf der Konsultation medizinischer ExpertInnen und den zum Zeitpunkt der Drucklegung veröffentlichten Forschungsergebnissen zu Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Vorsichtsmaßnahmen

- Kürzlich erfolgte Verletzungen, chirurgische Eingriffe oder Gesichtsbearbeitungen wie Neurotoxin, Hautfüller, Microneedling, Laser und/oder chemische Peelings, bis die Haut vollständig abgeheilt ist.
- Aktueller Ausbruch von Herpes Simplex Virus
- Bei Gesichtsbearbeitung: Verwenden Sie die LED über der Gesichtsbearbeitung und folgen Sie dabei dem Muster des Haarwachstums (in der Regel in einer Abwärtsbewegung).
- Nicht direkt auf den Augapfel/das Augenlid auftragen
- Nicht auf verletzte Haut auftragen
- Vor der Anwendung von rotem LED-Licht kein Retinol auftragen

Kontraindikationen:

In den folgenden Fällen können die möglichen Risiken den Nutzen überwiegen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Hautausschlag, offene Wunden, Blasen, örtliche Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore
- Schwangerschaft/Stillzeit
- Abnormale Empfindungen (z. B. Taubheitsgefühl)
- Krebs/Tumore
- Epilepsie
- Kardiomyopathie (Herzerkrankung)
- Photoallergie oder -störung (z. B. Lupus, Porphyrie)
- Medikamente, die Lichtempfindlichkeit verursachen
- Medikamente gegen schwere Akne
- Extreme Lichtempfindlichkeit
- Melasma oder Hyperpigmentierung (vor allem, wenn sie sich

- durch leichte Wärme verschlimmert)
- Verdächtige Läsionen oder Hautkrebs - bitte suchen Sie Ihren Arzt auf
- Bei Einnahme oder Verwendung von Retinol oder sonnenempfindlichen Medikamenten oder Produkten oder Benzoylperoxid kein Infrarotlicht verwenden

Aufsätze für die perkussive Therapie (Flat-, Cone-, Micro-Point-Aufsatz)

Diese Empfehlungen beruhen auf der Beratung mit medizinischen ExpertInnen und der veröffentlichten Forschung in Bezug auf Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Vorsichtsmaßnahmen:

Unter diesen Umständen ist Vorsicht geboten und die Verwendung der Geräte muss möglicherweise angepasst werden (z. B. die verwendeten Aufsätze, die angewandte Kraft, die Position des Körpers, die Vermeidung von direktem Kontakt mit einem Bereich usw.). Holen Sie gegebenenfalls oder bei Bedenken den Rat eines Arztes ein.

- Kürzlich erfolgte Verletzungen, Operationen oder Gesichtsbearbeitungen wie Neurotoxin, Hautfüller, Microneedling, Laser und/oder chemische Peelings, bis die Haut vollständig abgeheilt ist.

- Aktueller Ausbruch von Herpes Simplex Virus
- Bluthochdruck (kontrolliert)
- Abnormale Empfindungen (z. B. Taubheit)
- Druckempfindlichkeit
- Medikamente, die das Empfinden verändern können
- Nicht direkt auf den Augapfel/das Augenlid auftragen
- Nicht auf verletzte Haut auftragen

Kontraindikationen:

In den folgenden Fällen können die möglichen Risiken den Nutzen überwiegen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Hautausschlag, offene Wunden, Blasen, örtliche Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore
- Knochenbrüche oder Myositis ossificans
- Bluthochdruck (unkontrolliert)
- Akute oder schwere Herz-, Leber- oder Nierenerkrankung
- Neurologische Erkrankungen, die zum Verlust oder zur Veränderung der Empfindung führen
- Direkte Anwendung an den Augen oder im Rachen
- Blutungsstörungen
- Kürzlich durchgeführte Operationen oder Verletzungen Erkrankungen des Bindegewebes
- Periphere Gefäßinsuffizienz oder -erkrankung
- Medikamente, die das Blut verdünnen oder die Empfindungen verändern
- Direkter Druck auf die Operationsstelle oder das Gerät

- Extremes Unbehagen oder Schmerzen
- Herzschrittmacher, ICD oder Embolie in der Vorgeschichte

Cleansing-Ring-Aufsatz

Diese Empfehlungen beruhen auf der Konsultation medizinischer ExpertInnen und auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung veröffentlichten Forschungsergebnissen zu Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Kürzlich erfolgte Verletzungen, chirurgische Eingriffe oder Gesichtsbearbeitungen wie Neurotoxin, Hautfüller, Microneedling, Laser und/oder chemische Peelings, bis die Haut vollständig abgeheilt ist.
- Aktueller Ausbruch von Herpes Simplex Virus
- Wenn Sie Gesichtsbearbeitung haben, folgen Sie mit dem Cleansing-Ring dem Muster des Haarwuchses (typischerweise eine Abwärtsbewegung) und/oder machen Sie kleine kreisende Bewegungen, wenn es sich für Sie angenehm anfühlt
- Nicht direkt auf den Augapfel/das Augenlid auftragen
- Nicht auf verletzte Haut auftragen

Kontraindikationen:

In den folgenden Fällen können die möglichen Risiken den Nutzen überwiegen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Hautausschlag, offene Wunden, Blasen, örtliche Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore

Hot-Ring-Aufsatz

Diese Empfehlungen beruhen auf der Beratung mit medizinischen ExpertInnen und der veröffentlichten Forschung zu Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Kürzlich erfolgte Verletzungen, chirurgische Eingriffe oder Gesichtsbehandlungen wie Neurotoxin, Hautfüller, Microneedling, Laser und/oder chemische Peelings, bis die Haut vollständig abgeheilt ist.
- Aktueller Ausbruch von Herpes Simplex Virus
- Nicht direkt auf den Augapfel/das Augenlid auftragen
- Nicht auf verletzte Haut auftragen

Kontraindikationen:

In den folgenden Fällen können die möglichen Risiken den Nutzen überwiegen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Hautausschlag, offene Wunden, Blasen, örtliche Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore

Cold-Ring-Aufsatz

Diese Empfehlungen beruhen auf der Konsultation medizinischer ExpertInnen und der veröffentlichten Forschung in Bezug auf Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Kürzlich erfolgte Verletzungen, Operationen oder Gesichtsbehandlungen wie Neurotoxin, Hautfüller, Microneedling, Laser und/oder chemische Peelings, bis die Haut vollständig abgeheilt ist.
- Aktueller Ausbruch von Herpes Simplex Virus
- Bei Gesichtsbehaarung, den Cold-Ring wie im Standardprotokoll angegeben verwenden
- Nicht auf den Augapfel/das Augenlid auftragen
- Nicht auf verletzte Haut auftragen

Kontraindikationen:

In den folgenden Fällen können die möglichen Risiken den Nutzen überwiegen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Hautausschlag, offene Wunden, Blasen, örtliche Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore
- Kälteüberempfindlichkeit/Kälteurtikaria
- Kreislaufinsuffizienz

Zusätzliche Warnhinweise zum Gerät

Bei der Verwendung des Geräts sollten diese grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen stets beachtet werden:

1. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NUR NACH ANWEISUNG. Verwenden Sie das Gerät nur wie in den Gebrauchsanweisungen des Geräts beschrieben. Verwenden Sie nur die empfohlenen Aufsätze, Zubehörteile und Ersatzteile. Führen Sie keine eigenen Wartungsarbeiten durch.
2. NICHT FÜR KINDER GEEIGNET. Das Gerät ist nicht für

die Verwendung durch kleine Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder logischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen über die Bedienung des Geräts bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen. Erlauben Sie nicht, dass das Gerät als Spielzeug verwendet wird. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. AUFLADEORTE. Das Gerät sollte in Innenräumen an einem gut belüfteten, trockenen Ort aufgeladen werden. Laden Sie das Gerät nicht im Freien, in einem Badezimmer oder in einem Umkreis von 3,1 Metern von einer Badewanne oder einem Schwimmbecken auf. Verwenden Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht auf nassen Oberflächen und setzen Sie das Ladegerät nicht Feuchtigkeit, Regen oder Schnee aus. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Atmosphären (gasförmige Dämpfe, Staub oder brennbare Materialien). Es können Funken entstehen, die einen Brand verursachen können.
4. NICHT ÜBERLADEN. Lassen Sie den Akku nicht länger als 1 Stunde im Ladegerät, nachdem er vollständig aufgeladen wurde. Der Akku verfügt über ein System, das das Risiko einer Überladung verhindert. Eine Überladung kann jedoch die Lebensdauer des Akkus mit der Zeit verkürzen.
5. DAS GERÄT ODER SEINE AKKUS NICHT VERBRENNEN ODER EINÄSCHERN. Der Akku kann explodieren und Verletzungen oder Schäden verursachen. Bei der Verbrennung des Akkus entstehen giftige Dämpfe und Materialien.
6. DIE AKKUS DES GERÄTS ODER DAS LADEGERÄT NICHT ZERDRÜCKEN, FALLEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

Verwenden Sie kein Ladegerät, das einen heftigen Schlag erhalten hat, fallen gelassen wurde, überfahren wurde oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

7. **BATTERIECHEMIKALIEN VERURSACHEN SCHWERE VERBRENNUNGEN.** Achten Sie darauf, dass der interne Akku nicht mit der Haut, den Augen oder dem Mund in Berührung kommt. Wenn aus einer beschädigten Batterie Chemikalien austreten, verwenden Sie Gummi- oder Neoprenhandschuhe, um die Batterie zu entsorgen. Wenn die Haut mit Batterieflüssigkeiten in Berührung gekommen ist, waschen Sie sie mit Wasser und Seife und spülen Sie sie mit Essig ab. Wenn die Augen mit Batteriechemikalien in Berührung gekommen sind, spülen Sie sie sofort 20 Minuten lang mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Kontaminierte Kleidung ausziehen und entsorgen.
8. **KEINEN KURZSCHLUSS VERURSACHEN.** Ein Akku hat einen Kurzschluss, wenn ein Metallgegenstand eine Verbindung zwischen den positiven und negativen Kontakten der Batterie oder dem 16-V-Anschluss herstellt. Legen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Gegenständen, die einen Kurzschluss verursachen können, wie z. B. Münzen, Schlüssel oder Nägel in Ihrer Tasche. Ein kurzgeschlossener Akku kann zu Feuer und Verletzungen führen.
9. **NICHT UNTER DECKEN UND KISSEN ODER ZWISCHEN SOFAKISSEN BETREIBEN.** Es kann zu einer übermäßigen Erwärmung kommen, die einen Brand, einen elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen kann.
10. **LAGERUNG DES GERÄTS UND DES AKKUS.** Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort. Laden Sie das Gerät nur

auf, wenn die Umgebungstemperatur zwischen 0°C/32°F und 40°C/104°F liegt. Bewahren Sie das Gerät oder die Batterien nicht an Orten auf, an denen die Temperatur 40°C/104°F übersteigen kann, wie z.B. in direktem Sonnenlicht oder in einem Fahrzeug.

11. **ENTSORGUNG DER AKKUS.** Die TheraFace PRO Lithium-Ionen-Akkus für das Gerät sind umweltfreundlicher als einige andere Batterietypen. Entsorgen Sie die Gerätebatterien immer gemäß den bundes-, landes- und ortsüblichen Vorschriften. Wenden Sie sich an eine Recyclingstelle in Ihrer Nähe, um zu erfahren, wo Sie sie entsorgen können. Auch entladene Akkus enthalten noch etwas Energie.
12. **NICHT ZERLEGEN.** Wenn Sie das Gerät zerlegen oder unsachgemäß wieder zusammenbauen, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, eines Brands oder des Kontakts mit Batteriechemikalien. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät, die Akkus oder das Ladegerät zerlegt oder Teile entfernt wurden.
13. **SERVICE.** Wenn das Gerät, die Akkus oder das Ladegerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, einen heftigen Schlag erlitten haben, fallen gelassen oder beschädigt wurden, im Freien liegen gelassen oder ins Wasser gefallen sind, dürfen Sie es nicht verwenden. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu zerlegen, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.
14. **VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT BEIM BADEN, IN DER DUSCHE, IN DER BADEWANNE ODER IM WASCHBECKEN.** Legen Sie das Gerät oder die Batterien nicht an einem Ort ab, an dem es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann, und bewahren Sie es nicht dort auf. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen oder fallen

lassen. Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.








15. **TEMPERATURBEGRENZER.** Das Gerät verfügt über einen Temperaturbegrenzer mit automatischer Rückstellung, der das Gerät ausschaltet, um Überhitzung und Feuer zu vermeiden.
16. **POLARISIERTER STECKER.** Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, ist dieses Gerät mit einem polarisierten Stecker ausgestattet (eine Klinge ist breiter als die andere). Dieser Stecker passt nur in einer Richtung in eine gepolte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er dann immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die richtige Theragun Steckdose zu installieren. Ändern Sie den Stecker in keiner Weise.
17. **Betreiben Sie das Gerät NICHT dort, wo Aerosol (Spray) verwendet wird oder wo Sauerstoff verabreicht wird.**

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Risiko

1. Verwenden Sie das TheraFace PRO-Gerät und die Ring-Aufsätze nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Die Risiken und Gefahren einer von der Gebrauchsanweisung abweichenden Verwendung des TheraFace PRO-Geräts und der Ring-Aufsätze sind nicht bekannt und können zu negativen Nebenwirkungen führen.
2. Dieses TheraFace PRO-Gerät wurde nicht für die Verwendung über der Augenhöhle oder dem Augenlid getestet, so dass die Risiken nicht bekannt sind.

Etiketten

NR.	SYMBOLE	BESCHREIBUNG
1		CE-Zeichen
2		die Beschränkung gefährlicher Stoffe
3		„WEEE (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall)“. Die Abfallprodukte sollten nach den gesetzlichen Vorschriften gehandhabt werden.
4		Trocken halten
5		.FCC Federal Communications Commission
6		Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung.
7		Anwendungsteil vom Typ BF

Produktinformation

GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN DES GERÄTS

Stromquelle	Vom Benutzer bereitgestellter USB-A- oder USB-C-Adapter
Anzeigeleuchte	JA
Gehäusematerialien	PC

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Betriebsumgebung	Temperatur: 0 ~ 40 °C Relative Feuchtigkeit: < 93 % RH
Lagerungsumgebung	Temperatur: - 25 °C ~ 50 °C Relative Feuchtigkeit: 10 ~ 95 % RH
Atmosphärischer Druck bei Verwendung	70-106 kPa

Für Reizstrom-Behandlung:

Stimulierter Bereich	Gesicht und Nacken
Zahl der Modi	3
Ausgangsintensitätsniveau	4
Anzeigeleuchte	Ja, OLED-Display
Timer-Bereich	5-8 Minuten pro Tag für 6 Wochen
Gehäusematerialien	Konsole: PC-Plastik

AUSGANGS-BESCHREIBUNG

Wellenform	Gepulst zweiphasig
Betriebsspannung	0-15,5 V
Maximale Leistung	24 mW
Automatische Abschaltung	Ja

Maximale Ausgangsspannung (+/- 10 %)	210-280 mV @ 500 Ohm 0,8-1,2 V @ 2 kOhm 4,75-5,2 V @ 10 kOhm
---	--

Maximaler Ausgangsstrom	420 μ A-560 μ A @ 500 Ohm 400 μ A-600 μ A @ 2 kOhm 475 μ A-520 μ A @ 10 kOhm
Pulsbreite	Ein 60 ms / Aus 60 ms
Frequenz	8,3 Hz
Nettoladung	N. Z. - batteriebetrieben
Maximale Stromdichte	1,65 mA/cm ² @ 500 Ohm
Maximale Energiedichte	1,36125 mW/cm ² @ 500 Ohm

FÜR LED-BEHANDLUNG

Licht-Wellenlänge	IR+Rot: 830 nm \pm 10 nm/633 \pm 10 nm, Blaues Licht: 415 nm \pm 10 nm, Rotes Licht: 633 nm \pm 10 nm
Lichtleistung (mW/cm ²)	IR+Rot: 70 \pm 5 %/60 \pm 5 %, Rotlicht: 60 \pm 5 %, Blaues Licht: 45 \pm 5 %

FÜR PERKUSSIVE THERAPIE

Perkussionen	1.750, 2.100 und 2.400 SPM (Schläge pro Minute)
Frequenz	1.750 rpm: 29,1 Hz 2.100 rpm: 35 Hz 2.400 rpm: 40 Hz

Sicherheit, EMV und Biokompatibilität

1. Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse II mit einem Anwendungsteil vom Typ BF. Es entspricht den Sicherheitsstandards für medizinische elektrische Geräte (IEC 60601-1).
2. Dieses Gerät entspricht auch dem medizinischen EMV-Standard (IEC 60601-1-2).
3. Alle Materialien für das Gehäuse des Hauptgeräts und die Ausgangskontakte dieses Geräts, die in direkten Kontakt mit dem/r NutzerIn kommen, sind für den beabsichtigten Gebrauch biokompatibel. Sie entsprechen den Biokompatibilitätsnormen „ISO 10993-5“ (Zytotoxizität) und „ISO 10993-10“ (Irritation und Sensibilisierung).

Die TheraFace PRO wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für medizinische Geräte gemäß IEC 60601-1-2: 2007. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer typischen medizinischen Installation bieten.

ACHTUNG:

Verwenden Sie das Gerät nicht neben sonstigen Geräten, die elektromagnetische Störungen verursachen können, wie Telefonen, Kernspintomographen (MRT), Computertomographen (CT), Diathermie, Radiofrequenz-Identifikation (RFID) usw. oder Magnetresonanz-Umgebungen. Elektromagnetische Störungen, HF-Geräte bzw. Magnetresonanz-Umgebungen können die normale Funktion des Geräts beeinträchtigen oder zu Verletzungen führen.

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einer unerwünschten Auswirkung auf den Betrieb führen. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten.

Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang schädliche Interferenzen verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird dem/der BenutzerIn empfohlen, zu versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verschieben Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als der des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS – ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIONEN

Die TheraFace PRO ist für den Gebrauch in den unten angegebenen elektromagnetischen Umgebungen bestimmt. Der/die KundIn oder der/die BenutzerIn der TheraFace PRO sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

PRÜFUNG DER EMISSIONEN	COMPLIANCE	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG - ANLEITUNG
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Die TheraFace PRO verwendet HF-Energie nur für seine interne Funktion. Daher sind seine HF-Emissionen sehr niedrig und verursachen wahrscheinlich keine Störungen bei in der Nähe befindlichen elektronischen Geräten.
HF-Emissionen CISPR 11	Klasse B	Die TheraFace PRO eignet sich für den Einsatz in allen Einrichtungen, einschließlich Privatwohnungen und solchen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsstromnetz angeschlossen sind, das Wohngebäude versorgt.
Oberwellenemissionen IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spannungsschwankungen/ Flackeremissionen IEC 61000-3-2	Compliance	

ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS - ELEKTROMAGNETISCHE IMMUNITÄT

DE

Die TheraFace PRO ist für den Gebrauch in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der/die KundIn oder der/die BenutzerIn der TheraFace PRO sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

PRÜFUNG DER IMMUNITÄT	IEC 60601 TEST-LEVEL	COMPLIANCE-LEVEL	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG - ANLEITUNG
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	Die Fußböden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen sein. Wenn es Böden mit synthetischem Material sind, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Elektrostatische Störgrößen/Burst IEC 61000-4-4	± 2 kV für Stromleitungen ± 1 kV für Eingangs-/ Ausgangsleitungen	± 2 kV für Stromleitungen ± 1 kV für Eingangs-/ Ausgangsleitungen	Die Netzstromqualität sollte die einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung sein.
Überspannung IEC 61000-4-5	± 1 kV Differenzmodus ± 2 kV Gleichtakt	± 1 kV Differenzmodus ± 2 kV Gleichtakt	Die Netzstromqualität sollte die einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung sein.
Spannungsabfälle, kurze Unterbrechungen und Spannungsschwankungen an den Eingangsleitungen der Stromversorgung IEC 61000-4-11	<5% U_T (>95% Einbruch in U_T) für 5 Sek.	<5% U_T (>95% Einbruch in U_T) für 5 Sek.	Die Netzstromqualität sollte die einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung sein. Wenn der/die BenutzerIn der TheraFace PRO während Unterbrechungen der Netzstromversorgung einen fortgesetzten Betrieb benötigt, wird empfohlen, die TheraFace PRO von einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einer Batterie mit Strom zu versorgen.
Leistungsfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetfelder mit Leistungsfrequenz sollten auf einem Niveau liegen, das für einen typischen Standort in einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung charakteristisch ist.

HINWEIS: U_T ist die Netzspannung vor der Anwendung des Test-Levels.

PRÜFUNG DER IMMUNITÄT	IEC 60601 TEST-LEVEL	COMPLIANCE-LEVEL	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG - ANLEITUNG
Geleitete HF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz	3V	<p>Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher zu irgendeinem Teil der High-Station, einschließlich Kabeln, als im empfohlenen Trennabstand verwendet werden, der sich anhand der für die Frequenz des Senders anwendbaren Gleichung errechnet.</p> <p>Empfohlener Abstand zur Trennung</p> <p>Wobei p die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß dem Hersteller des Senders und d der empfohlene Trennabstand in Metern (m) ist.^b</p> <p>Die Feldstärken von festen HF-Transmittern, wie durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung bestimmt,^a sollten in jedem Frequenzbereich kleiner sein als der Compliance-Wert.^b</p> <p>In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, kann es zu Störungen kommen:</p>
Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	3V/m	<p>HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.</p> <p>HINWEIS 2: Diese Richtlinien schließen nicht alle Situationen ein. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.</p>

a Feldstärken von Sendern wie Basisstationen für Funktelefone (Mobiltelefone/schnurlose Telefone) sowie für Radiofunk, Amateurfunk, AM- und FM-Radiosender und Fernsehsender können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln, sollte eine Studie des Standorts erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Standort, an dem die TheraFace PRO verwendet wird, das oben genannte zulässige HF-Compliance-Niveau übersteigt, sollte die TheraFace PRO beobachtet werden, um einen normalen Betrieb zu bestätigen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. die Neuorientierung oder Umsetzung der High-Station.

b Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke weniger als 3 V/m sein.

Empfohlener Trennabstand zu tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und GERÄTE oder SYSTEME – für GERÄTE und SYSTEME, die nicht LEBENSERHALTEND sind

Empfohlener Trennabstand zu tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und der High-Station

Die TheraFace PRO ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung, in der die HF-Störgrößen kontrolliert sind, vorgesehen. Der Kunde oder der/die BenutzerIn der TheraFace PRO kann helfen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er den Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und der TheraFace PRO wie unten angegeben einhält, gemäß der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsausrüstung.

Bewertete maximale Ausgangsleistung des Senders W	Trennabstand je nach Frequenz des Senders (m)		
	150 kHz bis 80 MHz	80 MHz bis 800 MHz	800 MHz bis 2,5 GHz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie auf www.therabody.com/warranty. Um eine Kopie der Garantie per Post zu erhalten, senden Sie einen entsprechenden Antrag an die folgende Adresse:

Therabody - Warranty
Therabody, Inc. Attn: Customer Service
6100 Wilshire Blvd. Ste 200
Los Angeles, Ca. 90048

Hinweis: Es handelt sich hierbei weder um eine Rücksendeadresse noch um ein Geschäft. An diesem Standort werden keine Therabody-Produkte oder -Pakete angenommen.

Bei Sendern mit einer maximalen Ausgangsleistung, die oben nicht aufgeführt ist, kann der empfohlene Trennabstand „d“ in Metern (m) unter Verwendung der für die Frequenz des Senders gültigen Gleichung geschätzt werden, wobei „P“ die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Senderherstellers ist.

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennabstand für den höheren Frequenzbereich.

HINWEIS 2: Diese Richtlinien schließen nicht alle Situationen ein. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

Produktübersicht

TheraFace PRO

Une solution avancée pour un meilleur bien-être du visage.


Le TheraFace PRO est un appareil portable 4 en 1 qui fait passer le bien-être du visage au niveau supérieur, en contribuant à réduire les tensions, détendre les muscles du visage et obtenir une peau d'apparence plus saine en stimulant délicatement le visage. Il intègre des traitements de microcourant, de lumière LED bleue, rouge et rouge + infrarouge, et de nettoyage, ce qui vous permet de personnaliser votre thérapie faciale à l'aide d'un seul appareil polyvalent et facile à utiliser. Utilisez les différents anneaux de traitement pour retendre, tonifier, rajeunir et nettoyer en profondeur. Le TheraFace PRO est votre solution tout-en-un pour prendre soin de votre visage et de son bien-être.

Utilisation prévue

Le TheraFace PRO est conçu pour atténuer les tensions, détendre les muscles du visage et embellir la peau en stimulant doucement le visage. Les différents anneaux de traitement ont une action liftante, tonifiante, rajeunissante et nettoient votre peau en profondeur.

Percussive Therapy

La thérapie par percussion, désormais optimisée pour le visage.
Massage facial pour réduire les tensions et détendre les muscles du visage




FR



TheraOne™ Gel Conducteur


Un gel de base destiné à être utilisé avec le dispositif TheraFace PRO avant de commencer le traitement par microcourant pour assurer que celui-ci soit réalisé de manière sûre et efficace



Microcurrent Ring

Le microcourant raffermi et retend la peau. Le microcourant améliore le tonus musculaire et les contours du visage et du cou


- Connexion magnétique à l'appareil, démontable en tirant dessus
- Le traitement par microcourant est réalisé à l'aide du Microcurrent Ring



Cleansing Ring

Le nettoyage élimine l'accumulation de saleté, d'huile et de résidus sur le visage

- Connexion magnétique à l'appareil, démontable en tirant dessus
- Tous les nettoyages sont effectués par le biais du Cleansing Ring



LED Ring: Lumière ROUGE

La Lumière Rouge **vis** à à réduire les rides périorbitaires (les rides autour des yeux)

LED Ring: Lumière bleue

La lumière bleue **permet de** réduire l'acné légère à modérée

LED Ring: Lumière Rouge + Infrarouge

La lumière rouge + infrarouge **est conçue pour** réduire les rides périorbitaires (les rides autour des yeux) et il est démontré qu'elle augmente le processus naturel de guérison du corps

**(la lumière bleue n'est pas destinée à traiter ou à réduire l'acné sévère.)*

LED Ring: Blue/Red/Red+IR


- Connexion magnétique à l'appareil, démontable en tirant dessus
- Le traitement par LED est effectué à l'aide du LED Ring



FR

Mieux connaître votre appareil TheraFace PRO

- FR
- A** **Bouton marche/arrêt**
 - Met l'appareil en position ON/OFF
 - B** **Bouton de thérapie par percussion**
 - Contrôle l'embout de la percussion
 - C** **Embout à bouton**
 - Contrôle l'embout de fixation
 - D** **Embout de fixation**
 - Connexion magnétique à l'appareil, démontable en tirant dessus
 - Chaque embout de fixation n'a qu'une seule position correcte
 - D** **Embouts de thérapie par percussion**
 - Connexion magnétique à l'appareil, démontable en tirant dessus
 - Chaque embout de fixation n'a qu'une seule position correcte



- E** **Flat-Aufsatz** - Usage général pour l'ensemble du visage, du cou et de la poitrine



- E** **Cone -Aufsatz** - Traitement plus précis des zones ciblées telles que le contour des yeux, les rides nasogéniennes et les points de pression



- E** **Micro-Point-Aufsatz** - Maximise la circulation pour les zones plus larges telles que le front, les joues et la poitrine



Hot and Cold Rings (vendus séparément)

- Connexion magnétique à l'appareil, démontable en tirant dessus
- Permet de choisir entre 3 réglages « froid » et 3 réglages « chaud ».

Commencer

Allumer l'appareil TheraFace PRO

Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pour allumer l'appareil et l'écran OLED s'allume.

Éteindre l'appareil

Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil. L'écran OLED s'éteint.

Arrêt automatique

Si l'appareil n'est pas éteint manuellement en appuyant sur le bouton d'alimentation, il s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

Liste des étapes de base pour démarrer :

1. Lavez votre visage, puis séchez-le bien
2. Sélectionnez et fixez l'embout de fixation de votre choix
3. Allumez l'appareil
4. Choisissez vos paramètres
5. Démarrer

REMARQUE : Assurez-vous de mettre l'appareil hors tension avant de retirer les embouts.

Utiliser le TheraFace PRO

FR

Commencez par laver soigneusement votre visage et rincez-le deux fois pour éliminer tout résidu. Laissez la peau sécher complètement avant de commencer le traitement. Rendez-vous sur le site therabody.com pour consulter les protocoles de traitement et les vidéos explicatives.

Remarque : L'appareil TheraFace PRO émet un signal sonore toutes les 15 secondes. Cela vous permettra de suivre la durée de chaque traitement et vous informera également lorsqu'un traitement a été déconnecté ou est terminé.

- 1 bip = rétroaction chronométrée toutes les 15 secondes pour vous permettre de mieux chronométrer leurs protocoles.
- 2 bips = le traitement par LED, Microcurrent, Hot, ou Cold a été accidentellement déconnecté
- 3 bips = le traitement par LED, Microcurrent, Hot, ou Cold est terminé

A. Caractéristiques de la thérapie par percussion

1. Sélectionnez et fixez l'embout de thérapie par percussion souhaité
2. Après l'avoir fixé au TheraFace PRO, mettez le dispositif TheraFace PRO sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
3. Activez la fonction de percussion en appuyant une fois sur le bouton correspondant.
4. Pour basculer entre les 3 options de vitesse (1750, 2100 et 2400 tr/min), appuyez à nouveau sur le bouton de percussion.
5. Pour arrêter le traitement par percussion, appuyez une troisième fois sur le bouton correspondant.

Remarque : • Peut être combiné avec les Hot et Cold Rings*. - (*Les Hot et Cold Rings sont vendus séparément) • Non compatible avec le dispositif de Microcurrent ni avec l'embout LED.

B. Traitement LED

1. Le LED ring a 3 options de longueur d'onde de luminothérapie : rouge, bleu et rouge + infrarouge.
2. Pour commencer à utiliser le mode de thérapie par LED, fixez le LED ring à l'appareil TheraFace PRO.
3. Mettez l'appareil TheraFace PRO en position ON en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
4. Ensuite, mettez le LED ring en position ON en appuyant sur le bouton de l'embout de fixation.
5. Pour basculer entre les options de lumière (bleue, rouge et rouge + infrarouge), appuyez à nouveau sur le bouton de l'embout de fixation.
6. L'embout TheraFace PRO LED est doté d'un système de détection de proximité et n'atteint sa pleine intensité lumineuse (luminosité) que lorsque l'appareil est placé à la bonne distance de votre visage (0,5 pouce), ce qui réduit les éblouissements dans l'intervalle. Évitez le contact direct avec la peau.
7. Pour éteindre le LED ring, passez au mode de lumière Rouge + IR et appuyez une nouvelle fois sur le bouton de l'anneau lumineux ou éteignez l'appareil TheraFace PRO en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Avertissement : Ne placez pas le LED ring directement sur la peau. Maintenez le LED ring à environ 1,3 cm de la peau.

C. Traitement par microcourant

1. Retirez tout accessoire de thérapie par percussion avant de fixer le Microcurrent Ring.
2. Avant de commencer le traitement par microcourant, appliquez le gel conducteur TheraOne™ sur votre visage propre et sec ou sur la zone de traitement pour vous assurer de recevoir le traitement correctement.
3. Fixez le Microcurrent Ring à l'appareil TheraFace PRO.
4. Après l'avoir fixé au TheraFace PRO, mettez le dispositif TheraFace PRO en position ON en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
5. Activez le traitement par microcourant en appuyant une fois sur le bouton de l'embout.
6. Pour ajuster le niveau d'intensité à votre confort, appuyez une fois sur le bouton de l'embout pour basculer entre les 3 options d'intensité.
7. Pour arrêter le traitement par microcourant, appuyez une troisième fois sur le bouton de l'embout.

Conseil PRO : Lorsque vous utilisez le Microcurrent Ring, faites glisser lentement l'appareil en exerçant une pression légère à moyenne, en maintenant les deux sphères sur le visage en même temps. Un protocole de microcourant de 5 à 8 minutes peut être réalisé une fois par période de 24 heures. Rendez-vous sur le site therabody.com pour consulter les protocoles de traitement et les vidéos explicatives.

Remarque :

- Un temps d'arrêt prédéfini de 8 minutes est prévu.
- Non compatible avec les accessoires de thérapie par percussion.
- Bien que le Microcurrent Ring fonctionne avec n'importe quel gel conducteur, nous recommandons le gel conducteur TheraOne™ s'il est disponible sur votre marché.

Avertissement : Lorsque vous utilisez le TheraFace PRO avec le Microcurrent Ring, une base pour microcourant est nécessaire. N'utilisez PAS le Microcurrent Ring sur la ligne médiane du cou ou sur le contour des yeux.

D. Base pour microcourant : Gel conducteur TheraOne

Le gel conducteur TheraOne™ est une base préparatrice à utiliser avec l'appareil TheraFace PRO avant de commencer le traitement par microcourant, afin de l'appliquer de manière sûre et efficace.

Instructions:

1. Lavez votre visage, puis séchez-le bien.
2. Appliquez une couche de gel conducteur de façon à recouvrir toutes les zones du visage et du cou à traiter.
3. Après le traitement avec le Microcurrent Ring, rincez et appliquez votre crème hydratante préférée.

Précautions d'emploi : toujours suivre les instructions d'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux. N'utilisez PAS le sur la ligne médiane du cou. Avant de commencer le traitement par microcourant, faites un essai en appliquant une petite quantité de gel conducteur TheraOne sur une petite surface de peau. La peau peut absorber du gel pendant la séance de microcourant ; réappliquez-en si nécessaire pour assurer une glisse uniforme de l'appareil sur la peau.

Si vous utilisez déjà un tonique, un sérum, une crème hydratante et/ou un FPS, appliquez-les dans cet ordre après avoir suivi un protocole TheraFace PRO :

1. Tonifiez : Utilisez un coton avec le toner appliqué en balayant doucement le visage, en évitant le contour des yeux et en se concentrant sur le nez, le sillon nasal et le menton.
2. Sérum : Appliquez le sérum
3. Crème hydratante : Appliquez la crème hydratante
4. SPF : Appliquez le SPF uniquement le matin ou pendant la journée.

TheraFace PRO Nettoyage et entretien ultérieur

Après le traitement de la peau

Nettoyez votre visage avec un gant de toilette chaud et humide.

Entretien de l'appareil

Les instructions d'entretien suivantes sont importantes pour que votre appareil continue à fonctionner comme prévu. Si vous ne suivez pas ces instructions, votre appareil risque de cesser de fonctionner.

Entretien et nettoyage

Inspectez visuellement votre appareil TheraFace PRO et les embouts de fixation pour détecter tout signe évident d'accumulation de débris. Essuyez votre appareil et les embouts de fixation avec un chiffon humide ou une lingette nettoyante sans alcool. Après le nettoyage, laissez l'appareil et les embouts de fixation sécher complètement avant de les ranger ou de commencer un autre protocole de traitement. Un appareil correctement nettoyé ne doit présenter aucun signe visible de débris ou d'humidité.

Remarque : Ce produit n'est pas étanche, nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide ou une lingette nettoyante sans alcool en essuyant l'appareil et les embouts de fixation. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas sous l'eau courante (à l'exception du Cleaning Ring). Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec des solutions corrosives, qui pourraient en endommager l'aspect et le fonctionnement. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec (Température : 0 °C/32 °F - 40 °C/104 °F Humidité relative : 10~95 % RH). Ne pas ranger ou laisser le dispositif LIV dans un endroit où les températures peuvent dépasser 40 °C, comme à la lumière directe du soleil, dans un véhicule ou un bâtiment métallique en été.

Charger le TheraFace PRO

- Le TheraFace PRO est compatible avec l'USB-C, le connecteur se trouvant au bas de l'appareil.
- Le TheraFace PRO comprend un câble USB-C vers USB-A.
- Vous pouvez brancher l'appareil sur n'importe quel adaptateur USB standard.
- Le TheraFace PRO permet une recharge rapide s'il est chargé avec un adaptateur USB-C.

Remarque : Assurez-vous que le chargeur provient d'un fabricant certifié et qu'il n'a pas subi de dommages structurels. L'appareil TheraFace PRO ne fonctionnera pas pendant la charge.

TheraFace PRO Mises en garde et conseils (Précautions et contre-indications)

Informations générales

Cet appareil est conçu pour être utilisé sur le visage, le cou et la partie supérieure de la poitrine. Si vous avez des problèmes médicaux spécifiques, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Dans certains cas, il est conseillé de modifier la façon dont les appareils sont utilisés (précautions) ou de ne pas utiliser certains appareils (contre-indications). Le document suivant les met en évidence pour chaque modalité ou accessoire de traitement inclus avec l'appareil TheraFace PRO à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Informations de sécurité importantes

Utilisation générale de TheraFace PRO

Lisez l'intégralité des avertissements et conseils avant d'utiliser le TheraFace PRO.

Cet appareil est contre-indiqué et ne doit pas être utilisé par ou sur toute personne ayant des antécédents d'épilepsie, de crises d'épilepsie ou de cardiopathie. L'appareil TheraFace PRO n'est pas recommandé aux personnes porteuses d'un dispositif électronique implanté (tel qu'un stimulateur cardiaque), souffrant de troubles cardiaques, d'un dispositif électronique implanté, d'arythmie cardiaque, de tumeurs ou d'épisodes aigus de maladies inflammatoires. Le dispositif n'est pas recommandé aux personnes souffrant d'artériosclérose, de thromboses ou d'implants dans la région du corps à traiter. Les implants dentaires doivent être solidement ancrés avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas l'appareil sur les yeux, les paupières ou la zone entourant immédiatement l'œil (zone périorbitaire). L'appareil ne doit pas être utilisé si vous avez des taches brunes ou noires, telles que de grosses taches de rousseur, des taches de naissance, des grains de beauté ou des verrues, sur la zone à traiter. L'appareil n'est pas recommandé si vous avez de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives autres qu'une acné légère à modérée, comme des boutons de fièvre, dans la zone à traiter. Attendez que la zone infectée guérisse avant d'utiliser l'appareil. L'appareil ne doit pas être utilisé si vous présentez des conditions cutanées anormales dues au diabète ou à d'autres maladies systémiques ou métaboliques. Il est déconseillé d'utiliser ce dispositif si vous avez des antécédents de poussées d'herpès dans la zone à traiter, à moins que vous n'ayez consulté votre médecin et suivi un traitement préventif avant d'utiliser le dispositif. Veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser si vous êtes enceinte et/ou si vous allaitez. **Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil au premier signe d'inconfort.**

L'appareil n'est pas recommandé aux personnes âgées de moins de 18 ans sans la surveillance d'un adulte et doit être tenu hors de portée des enfants. Si vous avez des problèmes médicaux, si vous prenez des médicaments qui provoquent une sensibilité à la lumière ou si vous avez subi une opération du visage ou d'autres interventions chirurgicales, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

Fixation pour Microcourant Ring

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et de la recherche publiée en matière de précautions et de contre-indications et sont en vigueur à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Lors de l'utilisation de l'appareil avec le traitement par microcourant, une base préparatrice de gel conducteur de microcourant **est nécessaire**. Avant de commencer le traitement par microcourant, faites un essai en appliquant une petite quantité de gel conducteur sur une petite surface de peau.

Précautions

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de comblement dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à la guérison complète de la peau.
- Ne pas utiliser pendant une éruption du virus de l'herpès simplex.
- Ne pas utiliser sur les poils du visage ; les poils du visage doivent être rasés avant l'utilisation, car ils peuvent interférer avec la conductivité.
- Ne pas utiliser si vous souffrez de troubles cardiaques
- Ne pas utiliser directement sur le centre du cou (os), en évitant particulièrement la thyroïde
- Ne pas utiliser sur la zone des seins
- Ne pas utiliser sur la poitrine
- Ne pas utiliser sur l'aîne
- Ne pas utiliser directement sur les yeux, les paupières ou la zone

entourant immédiatement l'œil (zone Periorbita).

- Ne pas appliquer sur une peau lésée
- Ne pas utiliser sur les enfants

Contre-indications

Voici les circonstances dans lesquelles les risques potentiels peuvent l'emporter sur les avantages. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Stimulateur cardiaque ou autres dispositifs électroniques implantés
- Épilepsie
- Grossesse
- Cancer/tumeurs
- Thrombose
- Phlébite
- Plaques ou broches métalliques dans la zone d'application
- défibrillateurs/stimulateurs implantés

Fixation du LED Ring (thérapies LED rouge, LED rouge + IR et LED bleue)

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Précautions

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Pour la pilosité faciale : Utilisez la LED sur les poils du visage, en suivant le schéma de croissance des poils (généralement dans un mouvement descendant).
- Ne pas appliquer directement sur le globe oculaire/la paupière.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée
- Ne pas appliquer de rétinol avant l'utilisation de la lumière LED rouge

Contre-indications :

Voici les circonstances dans lesquelles les risques potentiels peuvent l'emporter sur les avantages. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Grossesse/allaitement
- Sensations anormales (ex. : engourdissement)
- Cancer/tumeurs
- Épilepsie
- Cardiopathie (maladie cardiaque)
- Allergie ou trouble photo (ex. : lupus, porphyrie)
- Les médicaments qui provoquent une sensibilité à la lumière
- Médicaments pour l'acné sévère
- Extrême sensibilité à la lumière

- Mélasma ou hyperpigmentation (surtout si elle est exacerbée par une légère chaleur)
- Lésions suspectes ou cancer de la peau : consultez votre médecin.
- Si vous prenez ou utilisez des médicaments ou des produits à base de rétinol ou sensibles au soleil ou du peroxyde de benzoyle, n'utilisez pas de lumière infrarouge.

Embouts de thérapie par percussion (Flat, Cone, Micro-point)

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Précautions :

Dans ces circonstances, une attention particulière est requise et l'utilisation des dispositifs peut devoir être modifiée (par exemple, l'attache utilisée, la force appliquée, la position du corps, l'évitement de l'utilisation en contact direct avec une zone, etc.). Le cas échéant ou si vous avez des inquiétudes, demandez l'avis d'un professionnel de la santé.

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.

- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Hypertension (contrôlée)
- Sensations anormales (par exemple, engourdissement)
- Sensibilité à la pression
- Les médicaments qui peuvent altérer les sensations
- Ne pas appliquer directement sur le globe oculaire/la paupière.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée

Contre-indications :

Voici les circonstances dans lesquelles les risques potentiels peuvent l'emporter sur les avantages. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Fracture osseuse ou myosite ossifiante
- Hypertension (non contrôlée)
- Maladie cardiaque, hépatique ou rénale aiguë ou grave
- Affections neurologiques entraînant une perte ou une altération des sensations
- Application directe sur les yeux ou la gorge
- Troubles de la coagulation
- Chirurgie ou blessure récente
- Troubles du tissu conjonctif
- Insuffisance ou maladie vasculaire périphérique
- Médicaments qui fluidifient le sang ou altèrent les sensations
- Pression directe sur le site chirurgical ou le matériel
- Gêne ou douleur extrême
- Pacemaker, ICD, ou antécédents d'embolie

Fixation du Cleansing Ring

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Précautions :

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Si vous avez des poils sur le visage, utilisez l'anneau nettoyant en suivant le schéma de pousse des poils (généralement un mouvement vers le bas) et/ou faites de petits mouvements circulaires si cela vous convient.
- Ne pas appliquer directement sur le globe oculaire/la paupière.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée

Contre-indications :

Voici les circonstances dans lesquelles les risques potentiels peuvent l'emporter sur les avantages. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.

Fixation du Hot Ring

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications.

Précautions :

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Ne pas appliquer directement sur le globe oculaire/la paupière
- Ne pas appliquer sur une peau lésée

Contre-indications :

Voici les circonstances dans lesquelles les risques potentiels peuvent l'emporter sur les avantages. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.

Fixation du Cold Ring

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications.

Précautions :

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Pour les poils du visage, utilisez l'anneau froid comme indiqué dans le protocole standard.
- Ne pas appliquer sur le globe oculaire/la paupière
- Ne pas appliquer sur une peau lésée

Contre-indications :

Voici les circonstances dans lesquelles les risques potentiels peuvent l'emporter sur les avantages. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Hypersensibilité au froid/Urticaire au froid
- Insuffisance circulatoire

Avertissements supplémentaires de l'unité

Lors de l'utilisation du dispositif LIV, il convient de prendre certaines précautions de base en tout temps, notamment :

1. UTILISER UNIQUEMENT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS. Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le manuel d'utilisation de l'appareil. Utiliser uniquement les fixations,

accessoires et pièces de rechange Therabody recommandés.

N'effectuez pas d'entretien par vous-même.

2. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS. L'appareil ne convient pas aux enfants ou aux personnes qui présentent des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne l'utilisent sous la supervision d'une personne responsable, en suivant ses instructions. Interdire aux enfants d'utiliser l'appareil comme un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. LIEUX DE CHARGEMENT APPROPRIÉS. L'appareil doit être chargé en intérieur, dans un endroit sec et aéré. Ne pas charger l'appareil à l'extérieur, dans une salle de bains ou à moins de 3,1 mètres d'une baignoire ou d'une piscine. Ne pas utiliser l'appareil ou le chargeur sur des surfaces mouillées et ne pas exposer le chargeur à l'humidité, la pluie ou la neige. Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère explosive (en présence d'émanations gazeuses, de poussière ou de substances inflammables). Une telle utilisation pourrait causer des étincelles et éventuellement un incendie.
4. NE PAS SURCHARGER. Ne pas laisser la batterie dans le chargeur pendant plus d'une heure après son chargement complet. La batterie intègre un système permettant d'éviter les risques de surcharge. Cependant, la surcharge de la batterie réduit son autonomie au fil du temps.
5. NE PAS BRÛLER OU INCINÉRER L'APPAREIL OU SES BATTERIES. La batterie peut exploser et provoquer des blessures ou des dommages. Des émanations et substances toxiques sont libérées lorsque la batterie est brûlée.
6. NE PAS ÉCRASER, FAIRE TOMBER OU ENDOMMAGER LES

BATTERIES OU LE CHARGEUR DE L'APPAREIL. Ne pas utiliser un chargeur qui a reçu un choc violent, est tombé, a été écrasé ou autrement endommagé.

7. **LES PRODUITS CHIMIQUES CONTENUS DANS LA BATTERIE PEUVENT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES.** Éviter tout contact entre les produits contenus dans la batterie et la peau, les yeux ou la bouche. En cas de fuite de produits chimiques, utiliser des gants en caoutchouc ou néoprène pour jeter la batterie endommagée. En cas de contact avec les fluides de la batterie, laver la peau avec de l'eau et du savon, puis rincer avec du vinaigre. En cas de contact avec les produits chimiques contenus dans la batterie, rincer immédiatement les yeux avec de l'eau pendant 20 minutes et consulter un médecin. Retirer et jeter tout vêtement contaminé.
8. **NE PAS COURT-CIRCUITER.** Un court-circuit de la batterie se produira en cas de contact entre un objet métallique et les bornes positives et négatives de la batterie ou le connecteur 16 V. Ne pas placer la batterie à proximité d'un quelconque objet qui pourrait causer un court-circuit comme des pièces, des clés ou des clous dans votre poche. Une batterie court-circuitée peut causer un incendie ou des blessures.
9. **NE PAS UTILISER SOUS UNE COUVERTURE ET UN OREILLER OU ENTRE LES COUSSINS DU CANAPÉ.** Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.
10. **RANGEMENT DE L'APPAREIL ET DE LA BATTERIE.** Ranger dans un endroit sec et tempéré. Charger uniquement le dispositif PRO lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C et 40 °C. Ne pas laisser l'appareil, les batteries ou le chargeur dans un

endroit où les températures dépassent 40 °C, comme à la lumière directe du soleil, dans un véhicule.

11. **JETER LES BATTERIES.** Les batteries lithium-ion du TheraFace PRO sont plus écologiques que certains autres types de batteries. Toujours jeter les batteries de l'appareil conformément aux réglementations fédérales, étatiques et locales. Contacter un organisme de recyclage dans votre région pour connaître l'emplacement des points de recyclage. Même les batteries déchargées contiennent de l'énergie.
12. **NE PAS DÉMONTER.** Le mauvais démontage ou remontage peut causer un risque de décharge électrique, d'incendie ou d'exposition à des produits chimiques. La garantie est nulle si les batteries, le chargeur ou l'appareil sont démontés ou si l'un des composants est retiré.
13. **RÉPARATIONS.** Ne pas utiliser l'appareil, les batteries ou le chargeur s'ils fonctionnent mal, s'ils ont reçu un choc violent, s'ils sont tombés par terre ou dans l'eau, ou s'ils ont été endommagés ou laissés dehors. Ne pas tenter de réparer ou de démonter l'appareil afin d'éviter tout risque de décharge électrique ou d'incendie.
14. **NE PAS UTILISER EN PRENANT UN BAIN OU SOUS LA DOUCHE, DANS UNE BAIGNOIRE OU UN ÉVIER.** Ne jamais placer ou ranger l'appareil ou les batteries à proximité d'une baignoire ou d'un évier afin d'éviter tout accident. Ne jamais placer ou faire tomber dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou qui est entré en contact avec de l'eau. Débrancher immédiatement.
15. **LIMITEUR THERMIQUE.** L'appareil dispose d'un limiteur thermique à réarmement automatique qui éteint l'appareil afin d'éviter toute surchauffe ou incendie.








16. **PRISE POLARISÉE.** Pour limiter le risque de décharge électrique, cet appareil dispose d'une prise polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette prise ne peut se brancher que d'une seule façon. Si celle-ci n'entre pas dans la prise d'alimentation, la retourner. Si elle n'entre toujours pas, contacter un électricien compétent pour installer une prise Theragun adéquate. Ne jamais modifier la prise.
17. **NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER** l'appareil dans un endroit où des aérosols (sprays) sont utilisés ou là où de l'oxygène est administré.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Risque

1. Utilisez l'appareil TheraFace PRO et les embouts de fixation uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Les risques et les dangers liés à l'utilisation de l'appareil TheraFace PRO et des embouts de fixation d'une manière autre que celle spécifiée dans le manuel d'utilisation fourni sont inconnus et peuvent entraîner des effets secondaires négatifs.
2. Cet appareil TheraFace PRO n'a pas été testé pour une utilisation sur l'orbite ou la paupière, les risques sont donc inconnus.

Étiquettes

NO.	SYMBOLES	DESCRIPTION
1		Label CE
2		la restriction des substances dangereuses
3		« DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) ». Les déchets doivent être traités légalement.
4		Garder au sec
5		.FCC Federal Communications Commission
6		Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser
7		Type BF appliquer la partie.

Caractéristiques des produits

CARACTÉRISTIQUES DE L'UNITÉ DE BASE

Source d'alimentation	Adaptateur USB-A ou USB-C fourni par l'utilisateur
Témoin lumineux	OUI
Matériaux de construction	PC

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Environnement d'exploitation	Température : 0 ~ 40 ° C Humidité relative : < 93 % HR
Environnement de stockage	Température : -25 ° C ~ 50 ° C Humidité relative : 10~95 % HR
Utiliser la pression atmosphérique	70-106Kpa

Pour le traitement par microcourant :

Site stimulé	Visage et cou
Nombre de modes	3
Niveau d'intensité de sortie	4
Témoin lumineux	Oui, écran OLED
Plage de la minuterie	5-8 minutes par jour pendant 6 semaines
Matériaux de construction	Console : PC plastique

SPÉCIFICATION DE SORTIE

Forme d'onde	Pulsé Biphase
Tension de fonctionnement	0-15.5V
Puissance maximale	24 mW
Arrêt automatique	Oui

Tension de sortie maximale (+/- 10 %)	210-280 mV @500 Ohm 0.8-1.2 V @ 2 k Ohm 4.75-5.2V @ 10k Ohm
---------------------------------------	---

Courant de sortie maximal	420 μ A - 560 μ A @ 500 Ohm 400 μ A - 600 μ A @ 2k Ohm 475 μ A - 520 μ A @ 10k Ohm
Largeur d'impulsion	Marche 60 ms / Arrêt 60ms
Fréquence	8.3 Hz
Charge nette	N/A - Fonctionne sur batterie
Densité de courant maximale	1.65 mA/cm ² @ 500 Ohm
Densité de puissance	1.36125 mW/cm ² @ 500 Ω

POUR LE TRAITEMENT PAR LED

Longueur d'onde de la lumière	IR + Rouge : 830 nm \pm 10 nm/633 \pm 10 nm, Lumière bleue : 415 nm \pm 10 nm, Lumière rouge : 633 nm \pm 10 nm
Puissance de la lumière (mW//cm ²)	IR + Rouge 70 \pm 5 %/60 \pm 5 %, Lumière rouge 60 \pm 5 %, Lumière bleue 45 \pm 5 %

TRAITEMENT PAR PERCUSSION

Par percussion	1750, 2100 et 2400 rpm
Fréquence	1750rpm : 29,1 Hz 2100rpm : 35 Hz 2400 rpm : 40 Hz

Sécurité, CEM et biocompatibilité

- FR 1. Cet appareil est un équipement de classe II avec une partie appliquée de type BF. Il est conforme aux normes de sécurité électrique médicale (IEC 60601-1).
2. Cet appareil est également conforme à la norme CEM médicale (IEC 60601-1-2).
3. Tous les matériaux directement contractés par l'utilisateur pour le boîtier principal du dispositif et les contacts de sortie de ce dispositif sont biocompatibles pour l'utilisation prévue. Ils sont conformes aux normes de biocompatibilité ISO 10993-5 (Cytotoxicité) et ISO 10993-10 (Irritation et Sensibilisation).

Le TheraFace PRO a été testé et jugé conforme aux limites de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les dispositifs médicaux selon la norme IEC 60601-1-2 : 2007. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation médicale typique.

ATTENTION:

Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'appareils générateurs d'interférences électromagnétiques (IEM), comme les téléphones cellulaires, les appareils utilisés pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomographie axiale assistée par ordinateur (CT), la diathermie, la Radio-identification (RFID), etc. ou l'environnement MR. Les appareils IEM, RF ou l'environnement RM sont susceptibles de perturber le fonctionnement de l'appareil ou de provoquer des blessures.

Déclaration de conformité FCC

L'appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son exploitation est soumise deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible, et (2) il doit accepter la réception de toute interférence, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient enlever à l'utilisateur le droit d'utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DU FABRICANT : ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

FR

L'appareil TheraFace PRO est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil TheraFace PRO devrait s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

TEST D'ÉMISSION	CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE : DIRECTIVES
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	L'appareil TheraFace PRO utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et peu susceptibles de provoquer des interférences avec les équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Classe A	
Fonction de tension/émissions de scintillement CEI 61000-3-2	Est conforme	

DÉCLARATION DU FABRICANT : IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

FR

L'appareil TheraFace PRO est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil TheraFace PRO devrait s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

TEST D'IMMUNITÉ	NIVEAU D'ESSAI CEI 60601	NIVEAU DE CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE : DIRECTIVES
Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	±6kV contact ±8kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoire électrostatique/éclatement CEI 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	±2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Surcharge CEI 61000-4-5	±1 kV mode différentiel ±2 kV mode commun	±1 kV mode différentiel ±2 kV mode commun	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Baisses de tension, brèves interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation CEI 61000-4-11	5 % UT (95 % de baisse de UT) pour 5 sec	5 % UT (95 % de baisse de UT) pour 5 sec	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type. Si l'utilisateur de l'appareil TheraFace PRO a besoin d'un fonctionnement continu pendant les coupures de l'alimentation secteur, il est recommandé d'alimenter l'appareil TheraFace PRO à l'aide d'un onduleur ou d'une batterie.
Champ magnétique de fréquence d'alimentation (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement type dans un environnement commercial ou hospitalier type.

REMARQUE UT est la tension secteur CA avant l'application du niveau de test.

TEST D'IMMUNITÉ	NIVEAU D'ESSAI CEI 60601	NIVEAU DE CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE : DIRECTIVES
RF par conduction CEI 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz	3V	<p>Les équipements de communication RF portatifs et mobiles ne doivent pas être utilisés plus près d'une partie de la Station hiigi, câbles compris, que la distance d'éloignement recommandée et calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.</p> <p>Distance d'éloignement recommandée</p> <p>Où p est la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur et d est la distance d'éloignement recommandée en mètres (m). b</p> <p>Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude électromagnétique du site (a) devraient être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquences (b).</p> <p>Des interférences peuvent se produire à proximité de l'équipement marqué du symbole suivant :</p>
RF rayonnée CEI 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	3V/m	<p>REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.</p> <p>REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. L'électromagnétisme est affecté par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.</p>

a Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires/sans-fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les radios AM et FM et les émissions TV ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour déterminer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF immobiles, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le TheraFace PRO est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus. Le TheraFace PRO doit être examiné pour vérifier son fonctionnement normal. Si un comportement anormal est observé, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement de la Station hiigi.

b Sur la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les appareils portables et mobiles

Les équipements de communication RF et l'ÉQUIPEMENT ou le SYSTÈME - Pour les ÉQUIPEMENTS et les SYSTÈMES qui ne sont pas vitaux.

FR

Distance d'éloignement recommandée entre les équipements de communication RF portables et mobiles et la Station hôte

L'appareil TheraFace PRO est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil TheraFace PRO peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portatifs et mobiles (émetteurs) et l'appareil TheraFace PRO, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale des équipements de communication.

Maximum nominal sortie de l'émetteur	Distance d'éloignement en fonction de la fréquence de l'émetteur (m)		
	150 kHz à 80 MHz	80 MHz à 800 MHz	800 MHz à 2.5 GHz
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

GARANTIE LIMITÉE

Pour voir toutes les informations relatives à la garantie, veuillez consulter la page www.therabody.com/warranty. Pour demander une copie de la garantie par courrier, vous pouvez envoyer votre demande à l'adresse suivante :

Therabody - Warranty
Therabody, Inc. Attn: Customer Service
6100 Wilshire Blvd. Ste 200
Los Angeles, Ca. 90048

Veuillez noter que cette adresse n'est ni une adresse de retour ni un point de vente. Aucun produit ou colis Therabody ne sera accepté à cette adresse.

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance d'éloignement recommandée en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur.

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance d'éloignement pour la plage de fréquence la plus élevée s'applique.

REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Descripción general del producto

TheraFace PRO

Solución avanzada para mejorar el bienestar facial.


El TheraFace PRO es un dispositivo portátil 4 en 1 que lleva la salud facial a un nivel superior ayudando a reducir la tensión, a relajar los músculos faciales y a conseguir una piel con un aspecto más saludable gracias a la suave estimulación del rostro. También incluye tratamientos con microcorriente, LED facial con luz azul, roja y roja+infrarroja y tratamientos limpiadores, lo cual te permite personalizar tu terapia facial con un solo dispositivo versátil y fácil de usar. Reafirma, tonifica, rejuvenece y limpia tu piel en profundidad con nuestra selección de anillos de tratamiento. El TheraFace PRO es tu solución todo en uno para la salud y el bienestar de tu rostro.

Uso Previsto

El TheraFace PRO está indicado para ayudar a reducir la tensión, relajar los músculos faciales y lograr una piel más bonita mediante la suave estimulación del rostro. Reafirma, tonifica, rejuvenece y limpia tu piel en profundidad con nuestra selección de anillos de tratamiento.

Terapia Percusiva

La terapia percusiva ahora optimizada para el rostro.
Masaje facial para reducir la tensión y relajar los músculos faciales.




ES



TheraOne™ Gel Conductor


Un gel de imprimación diseñado para usarse con el dispositivo TheraFace PRO antes de comenzar el tratamiento con microcorrientes para garantizar la seguridad y efectividad del tratamiento.



Microcurrent Ring

La microcorriente reafirma y tensa la piel. También mejora el tono muscular y el contorno de la cara/cuello


- Se conecta magnéticamente al dispositivo y se puede quitar tirando de él
- El tratamiento con microcorrientes se administra a través del anillo Microcurrent Ring



Cleansing Ring

El tratamiento limpiador elimina la acumulación de suciedad facial, grasa y residuos

- Se conecta magnéticamente al dispositivo y se puede quitar tirando de él
- El tratamiento limpiador se administra mediante el anillo Cleansing Ring



LED Ring: Luz Roja

La luz roja **está indicada para** reducir las arrugas periorbitales (las arrugas alrededor de los ojos)

LED Ring: Luz Azul

La luz azul **está indicada para** reducir el acné de leve a moderado

LED Ring: Luz Roja+Infrarroja

La luz roja+infrarroja está indicada para reducir las arrugas periorbitales (alrededor de los ojos) y se ha demostrado que también estimula el proceso natural de curación del cuerpo

**(La luz azul no está indicada para tratar o reducir el acné severo.)*

LED Ring: Azul/Rojo/Rojo+Infrarrojo


- Se conecta magnéticamente al dispositivo y se puede quitar tirando de él
- El tratamiento de LED facial se administra mediante el anillo LED Ring



Introducción al dispositivo TheraFace PRO

ES

- A Botón de encendido**
 - Enciende y apaga el dispositivo
- B Botón de terapia percusiva**
 - Controla el cabezal percusivo
- C Botón de anillo**
 - Controla el cabezal de tipo anillo
- D Cabezal de tipo anillo**
 - Se conecta magnéticamente al dispositivo y se puede quitar tirando de él
 - Todos los cabezales de tipo anillo tienen solo una posición correcta
- D Cabezales de terapia percusiva**
 - Se conectan magnéticamente al dispositivo y se pueden quitar tirando de ellos
 - Todos los cabezales percusivos tienen solo una posición correcta



- E Flat-** Uso general para todo el rostro, el cuello y el escote



- E Cone -** Tratamiento más localizado para zonas específicas como el contorno de los ojos, las líneas nasolabiales y los puntos de presión



- E Micropoint-** Mejora la circulación en zonas más grandes como la frente, las mejillas o el escote



Hot and Cold Rings (vendus séparément)

- Se conectan magnéticamente al dispositivo y se pueden quitar tirando de ellos
- Ofrecen 3 opciones de frío y 3 de calor

Guía de inicio rápido

Cómo encender el TheraFace PRO

Mantén pulsado el botón ON/OFF para encender el dispositivo hasta que la pantalla OLED se ilumine.

Cómo apagarlo

Mantén pulsado el botón ON/OFF para apagar el dispositivo hasta que la pantalla OLED se apague.

Apagado automático

Si el dispositivo no se apaga manualmente presionando el botón de encendido, se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

Lista de pasos básicos para empezar:

1. Lávate y sécate bien la cara
2. Escoge un cabezal de tipo anillo
3. Enciende el dispositivo
4. Escoge la configuración
5. Inicia el tratamiento

NOTA: Asegúrate de apagar el dispositivo antes de quitar los anillos.

Uso del TheraFace PRO

Empieza lavándote la cara por completo y enjuagándola dos veces para eliminar todos los residuos. Deja que la piel se seque por completo antes de empezar el tratamiento. Visita therabody.com para acceder a protocolos de tratamiento y videos instructivos.

ES

Nota: El dispositivo TheraFace PRO pitará cada 15 segundos. Esto te ayudará a controlar el tiempo de cada tratamiento y también te informará de si un tratamiento se ha desconectado o ha finalizado.

- 1 pitido = respuesta programada cada 15 segundos para que puedas controlar mejor el tiempo de los protocolos
- 2 pitidos = el tratamiento LED, Microcurrent, Hot o Cold se ha desconectado accidentalmente
- 3 pitidos = el tratamiento LED, Microcurrent, Hot o Cold ha finalizado

A. Tratamiento con terapia percusiva

1. Conecta el cabezal de terapia percusiva que desees utilizar
2. Una vez conectado, enciende el dispositivo TheraFace PRO manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
3. Activa la función percusiva pulsando el botón percusivo una sola vez.
4. Para alternar entre las 3 opciones de la velocidad (1750, 2100 y 2400 RPM), pulsa de nuevo el botón percusivo.
5. Para detener el tratamiento percusivo, pulsa el botón percusivo una vez más.

Nota: • Se puede combinar con los Hot & Cold Rings*. - (*Los Hot & Cold Rings se venden por separado) • No se puede combinar con el cabezal Microcurrent ni con el LED Ring.

B. Tratamiento con LED

1. El LED Ring tiene 3 opciones de longitud de onda con terapia de luz: roja, azul y roja+infrarroja.
2. Para empezar a usar el modo de terapia con LED, conecta el LED Ring al dispositivo TheraFace PRO.
3. Una vez conectado, enciende el dispositivo TheraFace PRO manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
4. A continuación, enciende el LED Ring pulsando el botón de cabezal de tipo anillo.
5. Para alternar entre las opciones de luz (azul, roja y roja+infrarroja), pulsa de nuevo el botón de cabezal de tipo anillo.
6. El LED Ring tiene un sensor de proximidad y solo alcanza la máxima intensidad de luz (brillo) una vez que el dispositivo está situado a la distancia correcta de la cara (1,3 cm). El resto del tiempo, el brillo se reduce. Evita el contacto directo con la piel.
7. Para apagar el LED Ring, cambia al modo de luz roja+infrarroja y pulsa una vez más el botón de cabezal de tipo anillo o apaga el dispositivo TheraFace PRO manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.

Advertencia: No apliques el LED Ring directamente sobre la piel. Mantenlo aproximadamente a 1,3 cm de la piel.

C. Tratamiento con microcorrientes

1. Retira cualquier cabezal percusivo antes de conectar el Microcurrent Ring.
2. Antes de empezar el tratamiento con microcorrientes, aplica el gel conductor TheraOne™ en la cara o la zona de tratamiento en cuestión, siempre con la piel limpia y seca, para asegurarte de que el tratamiento se administra correctamente.
3. Conecta el Microcurrent Ring al dispositivo TheraFace PRO.
4. Una vez conectado, enciende el dispositivo TheraFace PRO manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
5. Activa el tratamiento con microcorrientes pulsando una vez el botón de anillo.
6. Para ajustar el nivel de intensidad, pulsa una vez el botón de anillo y alterna entre las 3 opciones de intensidad.
7. Para detener el tratamiento con microcorrientes, pulsa el botón de anillo una vez más.

Consejo profesional : Cuando uses el Microcurrent Ring, desliza lentamente el dispositivo con una presión de ligera a moderada, manteniendo las dos esferas sobre la cara al mismo tiempo. Se puede realizar un tratamiento con microcorrientes de 5 a 8 minutos de duración una vez cada 24 horas. Visita therabody.com para acceder a protocolos de tratamiento y vídeos instructivos.

Nota :

- Hay una configuración predeterminada para que el dispositivo se apague a los 8 minutos
- El tratamiento con microcorrientes no se puede combinar con los cabezales de terapia percusiva.
- Si bien el Microcurrent Ring funciona con cualquier gel conductor, recomendamos el gel conductor de TheraOne™, siempre y cuando esté disponible en tu mercado.

Advertencia: Se necesita un imprimador para microcorrientes para utilizar el TheraFace PRO con el Microcurrent Ring. No utilices el Microcurrent Ring en la línea media del cuello o la zona de los ojos.

D. Imprimador para microcorrientes: Gel conductor TheraOne

El gel conductor TheraOne™ es un imprimador diseñado para usarse con el dispositivo TheraFace PRO antes de comenzar el tratamiento con microcorrientes para garantizar la seguridad y efectividad del tratamiento.

Instrucciones:

1. Lávate y sécate bien la cara.
2. Aplica una capa de gel conductor a modo de mascarilla en todas las zonas de tratamiento de la cara y el cuello.
3. Una vez completado el tratamiento con el Microcurrent Ring, enjuágate bien la cara y aplica tu crema hidratante habitual.

Advertencias : Utilízalo tal y como se indica en este manual. Evita el contacto con los ojos. No lo utilices en la línea media del cuello. Antes de empezar el tratamiento con microcorrientes, aplica una pequeña cantidad del gel conductor TheraOne en una pequeña zona de la piel. La piel puede absorber el gel durante la sesión con microcorrientes. Vuelve a aplicar gel, si es necesario, para garantizar un deslizamiento uniforme del dispositivo sobre la piel.

ES

Si usas tónico, sérum, crema hidratante y/o protección solar, aplícalos en este orden después de completar cualquier protocolo con TheraFace PRO:

1. Tónico: Impregna un algodón con el tónico y pásalo suavemente por la cara, evitando la zona de los ojos y centrándote especialmente en la nariz, el pliegue nasal y la barbilla.
2. Sérum: Aplica el sérum
3. Crema hidratante: Aplica la crema hidratante
4. Protector solar: Aplica el protector solar solo por la mañana o durante las horas de luz solar.

Cuidado y limpieza del dispositivo TheraFace PRO

Después del tratamiento facial

Límpiate la cara con una toallita tibia y húmeda.

Mantenimiento del dispositivo

Las siguientes instrucciones de mantenimiento son importantes para garantizar que el dispositivo funcione correctamente. Su incumplimiento puede ocasionar que el dispositivo deje de funcionar.

Cuidado y limpieza

Observa el dispositivo y los cabezales de tipo anillo en busca de signos evidentes de acumulación de residuos. Limpia el dispositivo y los cabezales de tipo anillo con un paño húmedo o una toallita higiénica sin alcohol. Después de limpiarlos, deja que tanto el dispositivo como los anillos se sequen por completo antes de guardarlos o iniciar otro tratamiento. Un dispositivo que se ha limpiado correctamente no debe presentar signos visibles de suciedad o humedad.

Nota : Este producto no es resistente al agua. Se recomienda limpiarlo frotando el dispositivo y los anillos con un paño húmedo o una toallita higiénica sin alcohol. No sumerjas el dispositivo en agua ni lo limpies bajo el grifo (salvo el Cleansing Ring). No permitas que el dispositivo entre en el contacto con ninguna solución corrosiva ya que dañaría su aspecto y funcionamiento. Guarda el dispositivo en un lugar fresco y seco (temperatura: 0°C - 40°C, humedad relativa: 10~95% Hr). No guardes el dispositivo ni la batería en un lugar donde la temperatura pueda superar los 40 °C como, por ejemplo, bajo la luz directa del sol o en un vehículo.

Carga del TheraFace PRO

- El TheraFace PRO está equipado con puerto USB C en la parte inferior del dispositivo.
- El TheraFace PRO incluye un cable USB C a USB A.
- Puedes conectar el dispositivo a cualquier adaptador USB estándar.
- El TheraFace PRO permite la carga rápida con un adaptador USB C.

Nota: Asegúrate de que el cargador proviene de un fabricante certificado y que no ha sufrido ningún daño estructural. El dispositivo TheraFace PRO no funciona mientras se está cargando.

Advertencias y orientaciones (precauciones y contraindicaciones) del TheraFace PRO

Antecedentes

Este dispositivo está diseñado para usarse en la cara, el cuello y la zona superior del pecho (escote). Si tienes alguna afección o preocupación médica específica, te recomendamos consultes con tu médico antes de usar este producto. Habrá momentos en los que sea recomendable modificar la forma de usar los dispositivos (precauciones) o momentos en los que no sea apropiado utilizar determinados dispositivos (contraindicaciones). El siguiente documento las destaca en función de la modalidad o cabezal de tratamiento incluido con el dispositivo TheraFace PRO a fecha de la impresión de este manual. Para obtener información actualizada, puedes consultar nuestra información en línea.

Información de seguridad importante

Uso general del TheraFace PRO

Lee todas las advertencias y orientaciones antes de usar el TheraFace PRO. Este dispositivo está contraindicado y no debe utilizarse por o en personas con un historial de epilepsia, convulsiones o cardiopatía. Se desaconseja el uso de TheraFace PRO en personas que tengan un dispositivo electrónico implantado (como un marcapasos) o que padezcan cardiopatía, arritmia cardíaca, tumores o episodios agudos de enfermedades inflamatorias. Se desaconseja el uso de este dispositivo en personas con arteriosclerosis, trombosis o implantes en la zona del cuerpo que se está tratando. Los implantes dentales deben estar firmemente anclados antes de utilizar el dispositivo. No utilices el dispositivo en los ojos, los párpados ni la zona que rodea inmediatamente el ojo (zona periorbital). No se debe usar el dispositivo en presencia de manchas marrones oscuras o negras, tales como pecas grandes, marcas de nacimiento, lunares o verrugas en zona que se va a tratar. Se desaconseja el uso del dispositivo si la zona a tratar tiene eccema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones activas, a excepción del acné leve o moderado como, por ejemplo, un herpes labial. Espera a que la zona infectada se cure antes de usar el dispositivo. No deberías usar el dispositivo si padeces algún trastorno de la piel causado por la diabetes u otra enfermedad sistémica o metabólica. No se recomienda utilizar el dispositivo si existen antecedentes de brotes de herpes en la zona a tratar, a menos que se haya consultado con un médico y se haya recibido un tratamiento preventivo antes de usarlo. Consulta con tu médico antes de utilizar el dispositivo si estás embarazada y/o en periodo de lactancia. **Deja de usar el dispositivo inmediatamente ante el más mínimo signo de malestar o molestias.**

El dispositivo no está recomendado para mejores de 18 años sin la supervisión de un adulto y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Si tienes algún tipo de preocupación médica, estás tomando alguna medicación que cause sensibilidad a la luz o te has sometido a alguna cirugía facial u otros procedimientos quirúrgicos, consulta con tu médico antes de empezar a usar el dispositivo.

Cabezal Microcurrent Ring

Estas recomendaciones se derivan de la consulta con expertos médicos y de la investigación publicada en lo que respecta a las precauciones y contraindicaciones vigentes en la fecha de impresión de este manual. Para obtener información actualizada, puedes consultar nuestra información en línea.

Para el tratamiento con microcorrientes **se requiere** imprimación con un gel conductor para microcorrientes. Antes de empezar el tratamiento con microcorrientes, aplica una pequeña cantidad del gel conductor en una zona pequeña de la piel.

Precauciones

- Lesión, cirugía o tratamiento facial reciente como neurotoxina, relleno dérmico, microagujas, láser o peeling químico hasta que la piel no se haya curado por completo
- No utilizar durante un brote de virus del herpes simple
- No utilizar sobre el vello facial. La zona debe estar afeitada ya que el pelo puede interferir con la conductividad
- No utilizar si se padece alguna enfermedad cardíaca
- No utilizar directamente sobre el centro del cuello (hueso) y evitar, específicamente, la tiroides
- No utilizar en la zona del pecho
- No utilizar sobre el pecho
- No utilizar en la zona de la ingle
- No utilizar directamente en los ojos, los párpados ni la zona alrededor del ojo (zona periorbital).
- No aplicar sobre piel con heridas abiertas

- No utilizar en niños

Contraindicaciones

Las siguientes son circunstancias en las que los riesgos potenciales pueden ser mayores que los beneficios. Consulta con un profesional médico antes de someterte a este tratamiento.

- Erupción cutánea, heridas abiertas, ampollas, inflamación local del tejido, infecciones, hematomas o tumores
- Marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados
- Epilepsia
- Embarazo
- Cáncer/tumores
- Trombosis
- Flebitis
- Placas o clavos metálicos en la zona de aplicación
- Desfibriladores/estimuladores implantados

Cabezal LED Ring (terapia con LED rojo, LED rojo+infrarrojo y LED azul)

Estas recomendaciones se derivan de la consulta con expertos médicos y de la investigación publicada en lo que respecta a las precauciones y contraindicaciones vigentes en la fecha de impresión de este manual. Para obtener información actualizada, puedes consultar nuestra información en línea.

Precauciones

- Lesión, cirugía o tratamiento facial reciente como neurotoxina, relleno dérmico, microagujas, láser o peeling químico hasta que

la piel no se haya curado por completo.

- Brote actual de virus del herpes simple
- Para el vello facial: Utilizar el LED sobre el vello facial siguiendo el patrón de crecimiento del vello (normalmente en movimiento descendente)
- No aplicar directamente sobre el globo ocular/párpado
- No aplicar sobre piel con heridas abiertas
- No aplicar retinol antes de un tratamiento de LED con luz roja

Contraindicaciones:

Las siguientes son circunstancias en las que los riesgos potenciales pueden ser mayores que los beneficios. Consulta con un profesional médico antes de someterte a este tratamiento.

- Erupción cutánea, heridas abiertas, ampollas, inflamación local del tejido, infecciones, hematomas o tumores
- Embarazo o lactancia
- Sensaciones anómalas (ejemplo: adormecimiento)
- Cáncer/tumores
- Epilepsia
- Cardiopatía (enfermedad del corazón)
- Fotoalergia o trastornos asociados con sensibilidad a la luz (ejemplo: lupus, porfiria, etc.)
- Medicamentos que provocan sensibilidad a la luz
- Medicamentos para el acné severo
- Sensibilidad extrema a la luz
- Melasma o hiperpigmentación (especialmente si se agrava con el calor leve)
- Lesiones sospechosas o cáncer de piel: visita a tu médico cuanto antes

- No utilizar luz infrarroja si se está tomando o usando algún medicamento o producto con retinol, sensible al sol o con peróxido de benzoilo

Cabezales de terapia percusiva (Flat, Cone y Micropoint)

Estas recomendaciones se derivan de la consulta con expertos médicos y de la investigación publicada en lo que respecta a las precauciones y contraindicaciones vigentes en la fecha de impresión de este manual. Para obtener información actualizada, puedes consultar nuestra información en línea.

Precauciones:

En estas circunstancias es necesario prestar especial atención y es posible que sea necesario modificar el uso de los dispositivos (como el cabezal utilizado, la fuerza aplicada, la posición del cuerpo, evitar el uso en contacto directo con una zona, etc.). Siempre que lo consideres oportuno o tengas dudas, pide consejo a un profesional.

- Lesión, cirugía o tratamiento facial reciente como neurotoxina, relleno dérmico, microagujas, láser o peeling químico hasta que la piel no se haya curado por completo.
- Brote actual de virus del herpes simple
- Hipertensión (controlada)
- Sensaciones anómalas (ejemplo: adormecimiento)
- Sensibilidad a la presión

- Medicamentos que pueden alterar las sensaciones
- No aplicar directamente sobre el globo ocular/párpado
- No aplicar sobre piel con heridas abiertas

Contraindicaciones:

Las siguientes son circunstancias en las que los riesgos potenciales pueden ser mayores que los beneficios. Consulta con un profesional médico antes de someterte a este tratamiento.

- Erupción cutánea, heridas abiertas, ampollas, inflamación local del tejido, infecciones, hematomas o tumores
- Fractura ósea o miositis osificante
- Hipertensión (no controlada)
- Enfermedad cardíaca, hepática o renal aguda o grave
- Afecciones neurológicas que provocan la pérdida o alteración de la sensibilidad
- Aplicación directa en los ojos o la garganta
- Trastornos hemorrágicos
- Cirugía o lesión reciente
- Trastornos del tejido conectivo
- Insuficiencia o enfermedad vascular periférica
- Medicamentos que diluyen la sangre o alteran las sensaciones
- Presión directa sobre una zona operada o con prótesis o implantes
- Malestar o dolor extremo
- Marcapasos, ICD o antecedentes de embolia

Cabezal Cleansing Ring

Estas recomendaciones se derivan de la consulta con expertos médicos y de la investigación publicada en lo que respecta a las precauciones y contraindicaciones vigentes en la fecha de impresión de este manual. Para obtener información actualizada, puedes consultar nuestra información en línea.

Precauciones:

- Lesión, cirugía o tratamiento facial reciente como neurotoxina, relleno dérmico, microagujas, láser o peeling químico hasta que la piel no se haya curado por completo.
- Brote actual de virus del herpes simple
- En presencia de vello facial, utilizar el Cleansing Ring siguiendo el patrón de crecimiento del vello (normalmente en movimiento descendente) y/o haciendo pequeños movimientos circulares, si resulta cómodo
- No aplicar directamente sobre el globo ocular/párpado
- No aplicar sobre piel con heridas abiertas

Contraindicaciones:

Las siguientes son circunstancias en las que los riesgos potenciales pueden ser mayores que los beneficios. Consulta con un profesional médico antes de someterte a este tratamiento.

- Erupción cutánea, heridas abiertas, ampollas, inflamación local del tejido, infecciones, hematomas o tumores.

Cabezal Hot Ring

Estas recomendaciones se derivan de la consulta con expertos médicos y de la investigación publicada en lo que respecta a las precauciones y contraindicaciones vigentes en la fecha de impresión de este manual. Para obtener información actualizada, puedes consultar nuestra información en línea.

Precauciones:

- Lesión, cirugía o tratamiento facial reciente como neurotoxina, relleno dérmico, microagujas, láser o peeling químico hasta que la piel no se haya curado por completo.
- Brote actual de virus del herpes simple
- No aplicar directamente sobre el globo ocular/párpado
- No aplicar sobre piel con heridas abiertas

Contraindicaciones:

Las siguientes son circunstancias en las que los riesgos potenciales pueden ser mayores que los beneficios. Consulta con un profesional médico antes de someterte a este tratamiento.

- Erupción cutánea, heridas abiertas, ampollas, inflamación local del tejido, infecciones, hematomas o tumores

Cabezal Cold Ring

Estas recomendaciones se derivan de la consulta con expertos médicos y de la investigación publicada en lo que respecta a las precauciones y las contraindicaciones existentes.

Precauciones:

- Lesión, cirugía o tratamiento facial reciente como neurotoxina, relleno dérmico, microagujas, láser o peeling químico hasta que la piel no se haya curado por completo.
- Brote actual de virus del herpes simple
- En el vello facial, utilizar el Cold Ring tal y como se indica en el protocolo estándar
- No aplicar directamente sobre el globo ocular/párpado
- No aplicar sobre piel con heridas abiertas

Contraindicaciones:

Las siguientes son circunstancias en las que los riesgos potenciales pueden ser mayores que los beneficios. Consulta con un profesional médico antes de someterte a este tratamiento.

- Erupción cutánea, heridas abiertas, ampollas, inflamación local del tejido, infecciones, hematomas o tumores
- Hipersensibilidad al frío / Urticaria por frío
- Insuficiencia circulatoria

Advertencias adicionales sobre la unidad

Al utilizar este dispositivo, deben seguirse siempre estas precauciones básicas:

1. **UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE COMO SE INDICA EN LAS INSTRUCCIONES.** Utiliza el dispositivo tal y como se describe en este manual de usuario. Utiliza únicamente

cabezales, accesorios y piezas de recambio recomendados. No lleves a cabo ningún tipo de mantenimiento por tu cuenta.

2. **NO APTO PARA NIÑOS.** El aparato no está destinado a ser utilizado por niños pequeños o por personas con capacidades físicas, sensoriales o de razonamiento reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento sobre el funcionamiento del aparato, a menos que sean supervisadas o instruidas por parte de una persona responsable. No permitas que el dispositivo se use como un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el dispositivo.
3. **LUGAR DE CARGA.** El dispositivo debe cargarse en interiores, en un lugar bien ventilado y seco. No cargues el dispositivo al aire libre, en un cuarto de baño o a menos de 3 metros de una bañera o piscina. No utilices el dispositivo ni el cargador sobre superficies mojadas, ni esponjas el cargador a la humedad, la lluvia o la nieve. No utilices el dispositivo en presencia de atmósferas explosivas (gases, polvo o materiales inflamables). Podrían generarse chispas que ocasionarían un incendio.
4. **NO SOBRECARGAR EL APARATO.** No dejes la batería en el cargador durante más de 1 hora después de que se haya cargado por completo. La batería incluye un sistema que evita el riesgo de sobrecarga. Sin embargo, las sobrecargas pueden reducir su vida útil con el tiempo.
5. **NO QUEMAR NI INCINERAR EL DISPOSITIVO O SUS BATERÍAS.** La batería puede explotar y causar lesiones o daños personales. Si la batería se quema, se crean humos y materiales tóxicos.
6. **NO APRETAR, DEJAR CAER NI GOLPEAR LAS BATERÍAS O EL CARGADOR DEL DISPOSITIVO.** No uses el cargador si

- ha recibido un fuerte golpe, se ha caído o ha sido aplastado o dañado de alguna forma.
- LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE LAS BATERÍAS PROVOCAN GRAVES QUEMADURAS.** Nunca permitas que la batería interna entre en el contacto con la piel, los ojos o la boca. Si una batería dañada pierde productos químicos, utiliza guantes de goma o neopreno para desecharla. Si la piel se expone, en algún momento, a los fluidos de la batería, lava bien la zona con agua y jabón y enjuágala con vinagre. Si los ojos se exponen, en algún momento, a los productos químicos de la batería, enjuágalos inmediatamente con agua durante 20 minutos y busca atención médica. Quitarte la ropa contaminada y deséchala.
 - NO PROVOCAR CORTOCIRCUITOS.** Una batería cortocircuitará si un objeto metálico establece una conexión entre los contactos positivo y negativo de la batería o el conector de 16V. No coloques la batería cerca de algo que pueda causar un cortocircuito, como monedas, llaves o clavos. Una batería en cortocircuito puede provocar un incendio y lesiones personales.
 - NO UTILIZAR BAJO LA MANTA Y ALMOHADA NI ENTRE LOS COJINES DEL SOFÁ.** Puede producirse un calentamiento excesivo y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
 - ALMACENAMIENTO DEL DISPOSITIVO Y LA BATERÍA.** Guárdalos siempre en un lugar fresco y seco. Carga el dispositivo únicamente cuando la temperatura ambiente esté entre 0°C y 40°C. No guardes el dispositivo o las baterías donde las temperaturas puedan superar los 40°C como, por

- ejemplo, bajo la luz directa del sol o en un vehículo.
- DESECHAR LAS BATERÍAS.** Las baterías de iones de litio del TheraFace PRO son más respetuosas con el medio ambiente que otro tipo de baterías. Desecha siempre las baterías del dispositivo de acuerdo con las normas federales, estatales y/o locales. Ponte en contacto con una agencia de reciclaje en tu zona para conocer los lugares de reciclaje más cercanos. Incluso las baterías descargadas contienen algo de energía.
 - NO DESMONTAR EL DISPOSITIVO.** El desmontaje o montaje incorrecto puede provocar riesgo de descarga eléctrica, incendio o exposición a los productos químicos de la batería. La garantía quedará anulada si el dispositivo, las baterías o el cargador se desmontan o si se extrae alguna pieza.
 - REPARACIÓN.** Si el dispositivo, las baterías o el cargador no funcionan correctamente, han recibido un golpe fuerte o se han caído, dañado, dejado a la intemperie o sumergido en el agua, no los utilices. No intentes reparar o desmontar el dispositivo ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
 - NO UTILIZAR EN LA DUCHA, BAÑERA O LAVABO.** No coloques ni guardes el dispositivo o las baterías donde puedan caerse y terminar en una bañera o lavabo. No lo metas ni lo dejes caer en agua u otro líquido. No intentes coger un aparato que se haya caído o entrado en contacto con el agua. Desenchúfalo inmediatamente.
 - LIMITADOR TÉRMICO.** El dispositivo cuenta con un limitador térmico de restablecimiento automático que apaga el dispositivo para evitar un sobrecalentamiento y posible incendio.








- ENCHUFE POLARIZADO.** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este tipo de enchufe solo puede encajar en una toma de corriente polarizada y en un solo sentido. Si notas que el enchufe no encaja en la toma, dale la vuelta. Si sigue sin encajar, contacta con un electricista para que te instale la toma de corriente adecuada para Theragun. No intentes modificar el enchufe.
- NO UTILIZAR** el dispositivo en lugares donde se usen productos de aerosol (spray) o donde se suministre oxígeno.

CONSERVA ESTAS INSTRUCCIONES

Riesgos

- Utiliza el dispositivo TheraFace PRO así como los cabezales y anillos exclusivamente como se describe en este Manual de usuario. Se desconocen los riesgos y peligros de usar el dispositivo TheraFace PRO y los cabezales y anillos de cualquier otra forma que no sea la especificada en este manual de usuario. El uso inadecuado puede provocar efectos secundarios negativos.
- El uso del TheraFace PRO sobre la cuenca del ojo o el párpado no ha sido probado por lo que se desconocen los riesgos.

Etiquetas

N.º	SÍMBOLOS	DESCRIPCIÓN
1		Marcado CE
2		Restricción de sustancias peligrosas
3		“WEEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)”. Los residuos de los productos deben tratarse de conformidad con la ley.
4		Mantener seco
5		.FCC Comisión Federal de comunicaciones
6		Lee el manual de usuario antes de usar el dispositivo
7		Pieza aplicada de tipo BF.

Características del producto

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD BÁSICA

Fuente de alimentación	Adaptador USB A o USB C suministrado por el usuario
Luz indicadora	Sí
Materiales de la carcasa	PC

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Entorno de funcionamiento	Temperatura: 0 ~ 40 °C Humedad relativa: <93 % HR
Entorno de almacenamiento	Temperatura: -25 °C ~ 50 °C Humedad relativa: 10~95 % HR
Presión atmosférica recomendada	70-106 kPa

Para tratamiento con microcorrientes:

Zona estimulada	Rostro y cuello
Número de modos	3
Nivel de intensidad de salida	4
Luz indicadora	Sí, pantalla OLED
Rango de temporización	5-8 minutos al día durante 6 semanas
Materiales de la carcasa	Consola: Plástico PC

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA

Forma de onda	Bifásica pulsada
Tensión de funcionamiento	0-15,5 V
Potencia máxima	24 MW
Apagado automático	Sí

Tensión de salida máxima (+/- 10 %)	210-280 MV @500 ohm 0,8- 1,2 V @ 2k ohm 4,75-5,2 V @ 10k ohm
-------------------------------------	--

Corriente de salida máxima	420 μ A - 560 μ A @ 500 ohm 400 μ A - 600 μ A @ 2k ohm 475 μ A - 520 μ A @ 10k ohm
Ancho de pulso	Encendido 60 ms / Apagado 60 ms
Frecuencia	8,3 Hz
Carga neta	N/A - Operado con batería
Densidad de corriente máxima	1,65 mA/cm ² @ 500 ohm
Densidad de potencia máxima	1,36125 MW/cm ² @ 500 Ω

PARA TRATAMIENTO LED

Longitud de onda de luz	Infrarroja+roja: 830 nm \pm 10 nm/633 \pm 10 nm, Luz azul: 415 nm \pm 10 nm, Luz roja: 633 nm \pm 10 nm
Potencia de la luz (MW//cm ²)	Infrarroja+roja 70 \pm 5 %/60 \pm 5 %, Luz roja 60 \pm 5 % Luz azul 45 \pm 5 %

PARA TERAPIA PERCUSIVA

Percusiva	1750, 2100 y 2400 rpm
Frecuencia	1750 rpm: 29,1 Hz 2100 rpm: 35 Hz 2400 rpm: 40 Hz

Seguridad, CEM y biocompatibilidad

ES

1. Este dispositivo es un equipo de Clase II con una pieza aplicada tipo BF y cumple con las normas de seguridad para equipos médicos eléctricos (IEC 60601-1).
2. Este dispositivo también cumple con la norma CEM para equipos médicos (IEC 60601-1-2).
3. Todos los materiales exteriores de la carcasa que tienen contacto directo con el usuario son biocompatibles y cumplen con las normas de biocompatibilidad ISO 10993-5 (Citotoxicidad) e ISO 10993-10 (irritación y sensibilización).

El TheraFace PRO ha sido probado y cumple con los límites de compatibilidad electromagnética (CEM) para dispositivos médicos según la norma IEC 60601-1-2: 2007. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación médica típica.

PRECAUCIÓN:

No apliques el dispositivo cerca de otros aparatos con interferencias electromagnéticas (EMI) como teléfonos móviles, imágenes por resonancia magnética (MRI), tomografía axial computarizada (TAC), diatermia, identificación por radiofrecuencia (RFID), etc. o en un entorno de resonancia magnética (RM). Las EMI, los dispositivos de RF o los entornos de RM pueden afectar al funcionamiento normal del dispositivo o causar lesiones al usuario.

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe producir interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda producir un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE - EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS

El dispositivo TheraFace PRO está destinado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del TheraFace PRO deberán asegurarse de que se utilice en un entorno de este tipo.

PRUEBA DE EMISIONES	CUMPLIMIENTO	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO - DIRECTRICES
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El TheraFace PRO utiliza la energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y es poco probable que causen interferencias en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	El TheraFace PRO es apto para uso en todos los establecimientos, incluidos los domésticos y los conectados directamente a la red pública de suministro de energía de baja tensión que abastece a los edificios utilizados con fines domésticos.
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión / emisiones de fluctuación y parpadeo IEC 61000-3-2	Conforme	

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE - INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El dispositivo TheraFace PRO está destinado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del TheraFace PRO deberán asegurarse de que se utilice en un entorno de este tipo.

PRUEBA DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CONFORMIDAD	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO - DIRECTRICES
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Contacto ± 6 kV Aire ± 8 kV	Contacto ± 6 kV Aire ± 8 kV	Los suelos deben ser de madera, hormigón o de baldosas de cerámica. Si los suelos están cubiertos de material sintético, la humedad relativa debe ser del 30 % como mínimo.
Transitorio / ráfagas electrostáticas IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación eléctrica ± 1 kV para líneas de salida/entrada	± 2 kV para líneas de alimentación eléctrica ± 1 kV para líneas de salida/entrada	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario.
Sobretensión IEC 61000-4-5	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo común	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo común	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de la alimentación eléctrica IEC 61000-4-11	5 % UT (caída de 95 % en UT) durante 5 s	5 % UT (caída de 95 % en UT) durante 5 s	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario. Si el usuario del TheraFace PRO requiere un funcionamiento continuo durante las interrupciones de la red eléctrica, se recomienda alimentar el dispositivo con un sistema de alimentación ininterrumpida o con una batería.
Frecuencia eléctrica (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben estar a niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario.

NOTA : UT es la tensión de la red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

PRUEBA DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CONFORMIDAD	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO - DIRECTRICES
RF conducidas IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3V	<p>Los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de cualquier parte de una hi-gi station, incluyendo los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.</p> <p>Distancia de separación recomendada</p> <p>Donde p es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).^b</p> <p>Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, determinadas por un estudio electromagnético del local, a deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada gama de frecuencias. ^b</p> <p>Pueden producirse interferencias cerca del equipo marcado con el siguiente símbolo:</p>
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3V/m	<p>NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica la gama de frecuencias más alta.</p> <p>NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética queda afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.</p>

- a Las intensidad de campo de los transmisores como, por ejemplo, las estaciones base para teléfonos de radio (celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, emisiones de radio en AM y FM y emisiones de TV no se puede predecir de forma teórica con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de radiofrecuencia fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar un estudio electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el que se utiliza el TheraFace PRO supera el nivel de conformidad de RF aplicable arriba indicado, se debe observar el dispositivo para comprobar su funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, es posible que sea necesario tomar medidas adicionales, como reorientar o reubicar la hi-gi station.
- b En la gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles y el EQUIPO O SISTEMA – Para EQUIPOS y SISTEMAS que no sean de SOPORTE VITAL

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles y la high station

El dispositivo TheraFace PRO está destinado para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlen las perturbaciones de RF radiadas. El cliente o el usuario del TheraFace PRO puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles (transmisores) y el TheraFace PRO, como se recomienda a continuación, según la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal máxima del transmisor W	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m		
	150 kHz a 80 MHz	80 MHz a 800 MHz	800 MHz to 2,5 GHz
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Para los transmisores con una potencia de salida máxima no indicada anteriormente, la distancia de separación recomendada en metros (m) puede estimarse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W), según el fabricante del transmisor.

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para la gama de frecuencias más alta.

NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética queda afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

GARANTÍA LIMITADA

Para obtener información completa sobre la garantía, visita www.therabody.com/warranty. Para solicitar una copia de la garantía por correo, puedes enviar una solicitud a la siguiente dirección:

Therabody - Warranty
Therabody, Inc. Attn: Customer Service
6100 Wilshire Blvd. Ste 200
Los Angeles, Ca. 90048

Ten en cuenta que no se trata de una dirección de devolución ni de una tienda. No se aceptarán productos ni paquetes.

DECLARATION OF CONFORMITY - (DE) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | (FR) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ | (ES) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Applicant/Importer certifies that the following designated product- (DE) Der Antragsteller/Importeur bestätigt, dass das folgend bezeichnete Produkt | (FR) Le requérant/L'importateur certifie que le produit désigné suivant | (ES) El solicitante/importador certifica que el siguiente producto designado

Product Name: Beauty Device - (DE) Produktname: Beauty-Gerät | (FR) Nom du Produit : Outil Beauté | (ES) Nombre del producto: Dispositivo de Belleza
Model No.: TheraFace PRO - (DE) Modellnr.: TheraFace PRO | (FR) Modèle n° : TheraFace PRO | (ES) Modelo n.º: TheraFace PRO

<p align="center">Is in fully conformity with the harmonized standard(s) (DE) Vollkommen mit der(den) folgenden harmonisierten Norm(en) übereinstimmt (FR) Est pleinement conforme à la ou aux normes harmonisées (ES) Cumple completamente los estándares armonizados</p> <p>-EN 55014-1:2017/A11:2020 - EN 300 328 V2.2.2:2019 -EN 55014-2:2015 -EN 60335-1:2012/A2:2019 -EN 61000-3-2:2014 -EN 60335-2-32:2003/A2:2015 -EN IEC 61000-3-2:2019 -EN 62233:2008 -EN 61000-3-3:2013/A1:2019 -EN 50564:2011 -EN 301 489-1 V2.2.3:2019 -EN 62479:2010 -EN 301 489-17 V3.2.4:2020 -EN 303 417 V1.1.1 -EN 50663:2017</p>	<p align="center">Under the Council Directive (DE) Im Rahmen der Richtlinie des Rates (FR) Conformément à la directive du Conseil (ES) Según la Directiva del Consejo</p> <p>2014/53/EU Radio Equipment Directive EC regulation 2019/1782:2019-10-25 2014/35/EU Low Voltage Directive EC Regulation 1275/2008:2008-12-17 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility EC642/2009:2009-07-22 2011/65/EU (RoHS) Directive Eu617/2013:2013-06-26 2015/863/EU (RoHS amendment) Directive EC regulation 278/2009:2009-04-06 EU 801/2013:2013-08-02</p>	<p align="center">The declaration is the sole responsibility of the applicant/importer (DE) Die Erklärung unterliegt ausschließlich der Verantwortung des Antragstellers/Importeurs (FR) La déclaration relève de la seule responsabilité du requérant/de l'importateur (IT) La dichiarazione è di esclusiva responsabilità del richiedente/importatore (ES) La declaración es responsabilidad únicamente del solicitante/importador</p>	
<p>Company Name: Therabody, Inc. (DE) Name des Unternehmens: Therabody, Inc. (FR) Nom de l'entreprise: Therabody, Inc. (ES) Nombre de la empresa: Therabody, Inc.</p>	<p>6100 Wilshire Blvd. Suite 200 Los Angeles, CA 90048-5107, USA (EN) Company address: (DE) Unternehmensadresse: (FR) Adresse de l'entreprise: (ES) Dirección de la empresa:</p>	<p align="center"><i>CJ Frederick, L.A.A.</i> <i>13 JAN 2022</i></p> <p>(EN) Signature (DE) Unterschrift (FR) Signature (ES) Firma</p>	<p>(EN) Compliance Team(Therabody, Inc.) (DE) Compliance-Team (Therabody, Inc.) (FR) Équipe de vérification de la conformité (Therabody, Inc.) (ES) Equipo de cumplimiento (Therabody, Inc.)</p>

TheraFace PRO

by **Therabody**

Born in Los Angeles, CA.
Designed for every**body**.



@Therabody