



NATURE &
DECOUVERTES

BAGUETTE LED VISAGE
LED FACIAL WAND
VARITA LED PARA EL ROSTRO
LED-APPARAAT VOOR HET GEZICHT
VARINHA FACIAL LED

Réf. 15235660

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Please carefully read this manual and keep it in a safe place.

Lea detenidamente este manual y consérvelo en un lugar seguro.

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.

Leia cuidadosamente este manual e guarde-o em local seguro.


INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et compris les risques associés.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'un réservoir rempli d'eau.
- Examiner fréquemment l'appareil en vue de détecter des signes d'usure ou de détérioration. En cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil a été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, le retourner au fournisseur avant de le mettre en marche à nouveau.
- L'utilisation de cet appareil peut provoquer une gêne ou un effet indésirable chez les personnes souffrant d'une maladie ou d'une inflammation de la peau, chez les personnes à la peau sensible et chez les personnes allergiques. Cessez de l'utiliser en cas d'inconfort.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sur les parties où la peau est lésée (telles que brûlures, cloques, lésions, incisions, plaies, maladies ou infections cutanées actives).
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par, ou sur des personnes portant des implants non compatibles avec son utilisation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou sur des personnes âgées de 14 ans et moins.
- ATTENTION : des effets indésirables peuvent se produire si les instructions ne sont pas respectées.
- L'application prolongée ou répétée sur un endroit précis peut potentiellement endommager la peau.
- Le dispositif de sécurité inhérent à l'appareil ne doit pas être court-circuité ou retiré.
- N'utilisez pas l'appareil avec des produits cosmétiques inflammables, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil sur des personnes ayant un dispositif électronique implanté (par exemple un stimulateur cardiaque).
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de la région du cœur.
- Ne traitez pas certaines parties du corps telles que les yeux et les parties génitales.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Cet appareil contient des batteries non remplaçables par l'utilisateur.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.



Lire le manuel de l'opérateur



GQ12-050200-ZG
bloc d'alimentation amovible



symbole ISO 7000-0434A
(2004-01)



N'utilisez pas cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau

L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ DANS LES CAS SUIVANTS

L'appareil ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : le non-respect de ces règles peut entraîner des accidents ou d'autres problèmes.

- Si vous souffrez d'une maladie cardiaque existante ou suspectée, ou de troubles associés.
- Enfants en bas âge ou si vous n'êtes pas en mesure d'exprimer vos intentions par vous-même.
- Si vous n'êtes pas en mesure de percevoir la température ou la stimulation.
- Si vous souffrez d'une maladie auto-immune.

Consultez un médecin avant toute utilisation dans les conditions suivantes :

- Si vous souffrez d'une maladie aiguë.
- Si vous avez une maladie infectieuse.
- Si vous avez une tumeur maligne.
- Si vous souffrez d'une maladie fébrile.
- Si vous souffrez d'hypertension artérielle ou d'une maladie du sang.
- Si vous avez de la fièvre.
- Si vous souffrez d'une déficience sensorielle due à un trouble grave de la circulation périphérique (par exemple, le diabète).
- Si vous avez une atteinte nerveuse.
- Si vous souffrez d'une maladie de la peau ou d'une dermatite atopique.
- Si vous êtes hospitalisé en ambulatoire et que vous prenez des médicaments.
- Si vous souffrez d'une affection cutanée préexistante, telle qu'une allergie ou une dermatite de contact, ou si vous avez des inquiétudes concernant votre peau lors de l'utilisation de cet appareil.

N'utilisez pas l'appareil dans les cas suivants ou sur les surfaces suivantes :

- Si votre peau est lésée, si elle présente des éruptions cutanées, une inflammation ou d'autres anomalies.
- Si vous êtes sous l'emprise de l'alcool.
- Sur la tête, dans la bouche, autour de la région pubienne ou sur les muqueuses.
- Grains de beauté en relief.
- Verrues virales.
- Zones de fractures.
- Zones d'hémorragie interne, d'œdème ou de croûtes suite à des interventions médicales d'ordre esthétique.
- Évitez d'utiliser l'appareil pendant les deux semaines qui suivent une intervention médicale d'ordre esthétique. À l'issue de cette période, consultez un médecin et n'utilisez l'appareil qu'après avis médical (par exemple, injections d'acide hyaluronique, injections de silicone, Botox, lifting par fils tenseurs, chirurgie des paupières, traitement du relâchement cutané par les ultra-sons (HIFU), etc.).
- Zones où du métal a été implanté lors d'une chirurgie (chirurgie reconstructive, chirurgie plastique, chirurgie esthétique).

La consommation d'énergie est de 0,1 W en mode arrêt. Une fois l'appareil entièrement chargé, le temps nécessaire pour atteindre le mode d'arrêt automatique est inférieur à 1 minute.


PRÉSENTATION DU PRODUIT

La baguette LED visage 7 couleurs est un produit de beauté qui permet de prendre soin de la peau grâce à diverses technologies telles que la lumière LED, les vibrations haute fréquence, la compression chaude et les micro-courants EMS.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

- Nom du produit : baguette de massage facial 7 couleurs
- Modèle produit : CCA-FM65A, 15235660
- Capacité de la batterie : 3,7 V 420 mA
- Tension d'entrée : 5 V
- Temps de charge : environ 2 heures
- Dimensions du produit : environ 149 mm x 29 mm x 25 mm
- Poids net : environ 45 g
- Puissance : environ 0,9 W
- Puissance maximale : 18 V, 23,8uA

DESCRIPTION




MODE D'EMPLOI

1. Appuyez longuement sur le bouton Marche-Arrêt pour allumer l'appareil. Le mode par défaut est vibration + compression chaude + lumière LED rouge.
2. Lors de la mise en marche de l'appareil, les modes EMS et vibration sont activés en même temps. En appuyant brièvement sur le bouton EMS/vibration, le microcourant EMS et l'intensité des vibrations passent du niveau 1 au niveau 2. Appuyer à nouveau sur le bouton pour passer au niveau 3; les niveaux 1 à 3 s'enchaînent les uns après les autres.
3. Appuyez brièvement sur le bouton Marche-Arrêt pour changer la couleur de la lumière LED. La séquence est la suivante : rouge, vert, bleu, jaune, cyan, violet, blanc, puis passage cyclique par les sept couleurs.

UTILISATION

1. Appliquez une quantité suffisante de crème ou de sérum sur la peau pour la maintenir humide.
2. Sélectionnez le mode LED et le niveau de micro courant EMS/vibrations souhaités. Pour les nouveaux utilisateurs, il est recommandé d'utiliser le mode vibration + EMS en commençant par le niveau 1.
3. Bénéfices des couleurs :
LUMIÈRE ROUGE : conseillé pour les peaux sensibles, favorise l'apaisement de la peau.
LUMIÈRE VERTE : aide à réduire les rougeurs de la peau et à unifier le teint.
LUMIÈRE BLEUE : conseillé pour les peaux sensibles, favorise l'apaisement de la peau et aide à réduire l'apparence des pores.
LUMIÈRE JAUNE : aide à réduire les rougeurs de la peau.
LUMIÈRE VIOLETTE : aide à éclaircir la peau.
LUMIÈRE CYAN : aide à améliorer l'aspect des peaux rugueuses.
LUMIÈRE BLANCHE : conseillé pour les peaux présentant des rides ou des ridules.
4. Appuyez doucement avec la tête de massage pour améliorer l'absorption de la crème ou du sérum, massez et liftez les joues, le front, le menton et d'autres zones pour améliorer l'état de votre peau. Restez sur chaque point pendant 10 secondes et répétez 2 à 3 fois.
5. Outre la peau du visage, d'autres parties du corps telles que le cou, les mains et les jambes peuvent également être massées.

Conseils :
la tête de massage peut être tournée à 180°. Pour les yeux, tournez la partie pointue de la tête vers le haut. Pour les zones plus larges telles que les joues, utilisez la partie arrondie de la tête vers le haut.



6. Après utilisation, essuyez la tête de massage avec un chiffon propre, une serviette humide ou une éponge imbibée d'alcool.

CHARGEMENT

1. Branchez le câble de chargement USB dans l'adaptateur secteur 5 V fourni.
2. Lors du chargement, le voyant rouge est allumé. Lorsque l'appareil est chargé, le voyant rouge s'éteint.
3. En cours d'utilisation, si le voyant clignote fréquemment, l'appareil doit être rechargé immédiatement, faute de quoi il cessera de fonctionner.
4. Le câble de chargement doit être conservé correctement pour éviter de l'égarer.

AVERTISSEMENT

1. Ce produit n'est pas étanche. Ne placez pas cet appareil dans ou à proximité d'une baignoire, d'un évier ou d'un lavabo afin d'éviter qu'il ne tombe et ne soit endommagé.
2. Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée au moins une fois tous les trois mois, dans le cas contraire, elle risque de s'assécher et d'être endommagée.
3. Lors de l'utilisation, la tête de massage peut être tournée, et la plage de rotation maximale est de 180°.
4. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en charge.

ATTENTION

- 1. Si vous souffrez de maladies de la peau, consultez un dermatologue avant de l'utiliser.
- 2. Pour la première utilisation, faites un essai sur le bras.
- 3. En cas d'inconfort, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un dermatologue.
- 4. Pour des raisons d'hygiène, ne prêtez pas ce produit à d'autres personnes.
- 5. Placez l'appareil hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- 6. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le produit.
- 7. Les non-professionnels ne sont pas autorisés à démonter ce produit.
- 8. Ce produit est doté d'une fonction de compression chaude à chauffage constant, à utiliser avec précaution par les personnes sensibles à la température.

COMMENT NETTOYER L'APPAREIL

- Pour maintenir le produit propre, veillez à le nettoyer après chaque utilisation.
- 1. Débranchez l'adaptateur secteur de l'appareil et de la prise murale.
 - 2. Pour nettoyer l'appareil et la tête de l'électrode, essuyez-les avec un chiffon humide et bien essoré afin d'éliminer la saleté. Ne laissez pas de traces de lotion ou de gel sur l'appareil.
 - 3. Essuyez l'ensemble de l'appareil avec un chiffon sec et rangez-le une fois qu'il est bien sec.

PROBLÈMES COURANTS ET SOLUTIONS

Ce chapitre donne un aperçu des problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de ce produit et propose des solutions. Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes que vous rencontrez avec les informations suivantes, contactez le service client de votre pays/région.

Question	Cause possible	Solution
Le produit ne peut pas être utilisé ou cesse soudainement de fonctionner.	Batterie faible.	Essayez à nouveau après une recharge complète.
	Dommages au produit.	Veillez consulter le service après-vente.
Le produit surchauffe pendant l'utilisation.	La température ambiante est peut-être trop élevée.	Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'au retour à une température normale.
Après utilisation, la zone massée est rouge.	Une légère rougeur est un phénomène normal, inoffensif pour l'organisme, et disparaît rapidement.	Cessez l'utilisation et attendez la disparition des symptômes avant d'utiliser à nouveau le produit.
Pas très satisfait du résultat.	Impossible de sentir l'action du microcourant sur la peau.	La peau est trop sèche. Il est recommandé d'utiliser des produits hydratants.

Lorsque des situations anormales se produisent ou que des défauts ne peuvent être éliminés, veuillez contacter le service après-vente le plus rapidement possible. Veuillez conserver la facture d'achat et la carte de garantie pour une utilisation ultérieure pendant la période de maintenance du produit.

ALIMENTATION EXTERNE

- Nom ou marque du fabricant, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse : Dong Guan City Gang Qi Electrnic Co, Ltd. – District, ShiYong, 532600 – Ville de Heng Li, Dong Guan, Guangdong, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
- Identifiant du modèle : GQ12-050200-ZG
- Tension d'entrée : 100-240 V
- Fréquence d'entrée CA : 50/60 Hz
- Tension de sortie : DC5,0 V
- Courant de sortie : 2 A
- Puissance de sortie : 10,0 W
- Rendement actif moyen : 80,61 %
- Consommation électrique hors charge (5 V) : 0,07 W



Équipement de classe II
Identifier les équipements répondant aux exigences de sécurité spécifiées pour les équipements de classe II selon la norme CEI 61140.
Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité à la terre n'est pas nécessaire.


PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- This appliance shall not be used by children.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Always disconnect the appliance from the supply before assembling, disassembling or cleaning.
- Inspect the appliance frequently for signs of wear or damage. If any such signs are found, if the appliance has been used abnormally or if it does not work, return it to the supplier before using it again.
- Do not use this appliance near bathtubs, showers or water-filled reservoirs.
- Use of this appliance may cause discomfort or adverse effect to, persons suffering from skin disease or inflammation of the skin, persons with sensitive skin and persons having an allergic constitution. Stop using it if any discomfort occurs;
- This appliance is not to be used on the parts where the integrity of the skin is damaged (such as burns, blisters, lesions, incision, wounds, active skin disease or infection).
- This appliance shall not be used by, or on, persons wearing implants not compatible with its use.
- This appliance shall not be used by or on persons up to and including 14 years of age.
- **WARNING:** adverse effects may occur if the instructions are not followed;
- Prolonged or repeated application on one site may potentially damage the skin;
- Do not bypass or remove the inherent safety device of the appliance.
- Do not use the appliance in conjunction with flammable based cosmetic products, unless they are recommended by the manufacturer.
- Do not use the appliance on persons with an implanted electronic device (for example a cardiac pacemaker).
- Do not use the appliance close to the region of the heart.
- Do not treat certain parts of the humanbody such as eyes and genital areas.
- This device is not intended for medical use in hospitals.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- This appliance contains batteries that are nonreplaceable.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.



Read operator's manual



GQ12-050200-ZG
detachable supply unit



symbol ISO 7000-0434A
caution (2004-01)



Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir

L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ DANS LES CAS SUIVANTS

The following individuals should not use the device: failure to comply may cause accidents or other problems.

- If you have existing or suspected heart disease, or related disorders.
- Infants or if you are unable to express your intentions on your own.
- If you are unable to sense temperature or stimulation.
- If you have an autoimmune disease.

Consult a physician prior to use under the following conditions:

- If you have an acute disease.
- If you have an infectious disease.
- If you have a malignant tumor.
- If you have a febrile disease.
- If you have high blood pressure or a blood disease.
- If you have a fever.
- If you have sensory impairment due to severe peripheral circulatory dysfunction (e.g. diabetes).
- If you have a nerve damage.
- If you have a skin disease or atopic dermatitis.
- If you are a hospital outpatient and are taking medication.
- If you have a pre-existing skin condition, such as an allergic constitution or contact dermatitis, or if you have a concern about your skin when using this device.

Do not use in the following cases or on the following areas.

- If your skin is damaged, experiencing a rash, inflammation or other abnormalities.
- If you are under the influence of alcohol
- Head, anywhere inside the mouth, around the pubic region or any mucous membrane.
- Bulging moles.
- Viral warts.
- Areas where you have broken a bone.
- Areas of internal bleeding, swelling or scabbing after cosmetic medical procedures.
- Avoid using the device for 2 weeks after cosmetic medical procedures. After this period, consult with a physician and only use the device if the physician confirms there is no problem. (e.g. Hyaluronic acid injections, silicone injections, Botox, thread lifts, double eyelid surgery, HIFU, etc.).
- Areas where metal was implanted by surgery (reconstructive surgery, plastic surgery, cosmetic surgery).

The power consumption was 0.1 W in the off mode. After the device is fully charged, the time after reaching the automatic shutdown mode is less than 1 min.


PRODUCT INTRODUCTION

7 color Facial Wand is a beauty product that makes skin care by various technological such as LED light, high-frequency vibration, hot compress and EMS micro current.

PRODUCT PARAMETERS

- Product name: 7-Color Facial Wand
- Product model: CCA-FM65A, 15235660
- Battery capacity: 3.7V 420mA
- Input voltage: 5 V
- Charging time: about 2 hours
- Product size: about 149 mm x 29 mm x 25 mm
- Net weight : about 45 g
- Power: about 0,9 W
- Maximum output: 18 V, 23,8uA

GRAPHICAL DESCRIPTION




OPERATING INSTRUCTION

1. Long press the power button to turn on the machine. The default mode is vibration + hot compress + LED red light.
2. When turning on the machine, the EMS and vibration modes are turned on at the same time. Short press the EMS/vibration button, the EMS microcurrent and vibration intensity will be switched from level 1 to level 2. Press it again to switch to level 3; 1-3 levels will be cycled.
3. Short press the power button to switch the LED light color. The switching sequence is red, green, blue, yellow, cyan, purple, white, and then cycle switch through the seven colors.

UTILISATION

1. Apply proper amount of cream or essence on the skin to keep the skin moist.
2. Select the desired LED mode and gear. For first-time users, it is recommended to use the vibration + EMS mode from the level 1.
3. Colours benefits:
RED LIGHT: recommended for sensitive skin, helps soothe the skin
GREEN LIGHT : helps reduce skin redness and even out skin tone
BLUE LIGHT: recommended for sensitive skin, helps soothe the skin and reduce the appearance of pores
YELLOW LIGHT: helps reduce skin redness
PURPLE LIGHT : helps brighten the skin
CYAN LIGHT: helps improve the appearance of rough skin
WHITE LIGHT: recommended for skin with fine lines or wrinkles.
4. Gently press the massage head to improve the absorption of cream or essence, massage and lift the cheeks, forehead, chin, and other areas to improve your skin condition. stay at each point for 10 seconds, and repeat 2-3 times.
5. Other than facial skin, other body parts such as the neck, hands and legs can also be massaged.
6. After use, wipe the massage head with a piece of clean cloth, damp towel, or alcohol sponge.

Tips: the massage head can be rotated 180°, with the pointed head upward, it is suitable for the eyes; and the round head upward, suitable for larger areas such as cheeks.



ABOUT CHARGING

1. Plug the USB charging cable into the supplied 5V power adapter for charging.
2. When charging, the red light is on. When finished charging, red light goes off.
3. When in use, if the indicator light flashes frequently, it should be charged immediately as a power shortage reminder, otherwise it will stop working.
4. The charging cable should be properly kept and not lost.

WARNING

1. This product is not waterproof. Please do not place this device in or near areas such as bathtubs, sinks, and washbasins to prevent it from falling and damaging. To keep the product clean, please be sure to clean it after each use.
2. Ensure that the battery is fully charged at least once within 3 months, otherwise there is a risk of drying up and damage to the battery.
3. When we are using it, the massage head can be rotated, and the maximum rotation range is 180°.
4. Do not use the device when charging.

1. If you have skin diseases, please consult a dermatologist before use.
2. For the first use, please try it on the arm.
3. If there is any discomfort, please stop using it immediately and consult a dermatologist.
4. For hygiene reasons, please do not share this product with others.
5. Place the device out of reach of children to prevent accidents.
6. Do not use corrosive chemicals to wipe the product.
7. Non professionals are not allowed to disassemble this product.
8. This product has a constant heating hot compress function, please use it with caution for temperature sensitive individuals.

HOW TO CLEAN

- To keep the product clean, please be sure to clean it after each use.
1. Disconnect the AC adapter from the main unit and the wall outlet.
 2. To clean the device and electrode head, wipe them with a damp and well-wrung cloth to remove any dirt. Do not leave the device with lotion or gel on it.
 3. Wipe the entire device with a dry cloth and store it after removing all moisture.

COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

This chapter provides an overview of the problems that may arise when using this product and proposes solutions. If you are unable to use the following information to solve any problems you encounter, please contact the customer service center in your country/region.

Question	Possible cause	Solution
The product cannot be used or suddenly stops working	Low battery	Try again after fully charging
	Product damage	Please consult after-sales customer service
The product overheats during use	Perhaps the ambient temperature is too high	Suggest standby and continue to use the device after the temperature returns to normal
After use, the massaged area turns red	Mild redness is a normal phenomenon that is harmless to the body and will quickly subside	Suspend use and wait for symptoms to subside before using the product again
Not very satisfied with the effect	Unable to feel the action of microcurrent on the skin	Skin is too dry, it is recommended to use with moisturizing products

When abnormal situations occur or faults cannot be eliminated, please contact the after-sales customer service in your corresponding language in a timely manner. Please keep the purchase invoice and warranty card for later use during product maintenance period.

- Manufacturer’s name or trade mark, commercial registration number and address:
Dong Guan City Gang, Qi Electrnic Co.,Ltd., District,ShiYong,532600, Heng Li Town,Dong Guan, Guangdong,PEOPLE’S, REPUBLIC OF CHINA
- Model identifier: GQ12-050200-ZG
- Input voltage: 100-240 V
- Input AC frequency: 50/60 Hz
- Output voltage: DC5,0 V
- Output current: 2 A
- Output power: 10.0 W
- Average active efficiency: 80.61%
- No-load power consumption (5V): 0.07 W



Class II equipment
To identify equipment meeting the safety requirements specified for Class II equipment according to IEC 61140.
This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required.


INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

PRECAUCIONES DE USO

- Este dispositivo no debe ser utilizado por niños.
- Los niños no deben efectuar la limpieza ni el mantenimiento del dispositivo. Este dispositivo puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin la experiencia y los conocimientos suficientes, siempre y cuando estén supervisados o se les haya proporcionado instrucciones relativas a la utilización del dispositivo con total seguridad y hayan comprendido los riesgos asociados.
- No deje a los niños jugar con el dispositivo.
- El dispositivo debe desenchufarse siempre antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- No utilice este dispositivo cerca de bañeras, duchas o recipientes llenos de agua.
- Examine con frecuencia el dispositivo para detectar signos de desgaste o deterioro. En caso de presentar tales signos, si el dispositivo se ha utilizado de forma indebida o si no funciona, devuélvalo al proveedor antes de volver a usarlo.
- El uso de este dispositivo puede provocar molestias o efectos secundarios a personas que padezcan alguna enfermedad o tengan la piel inflamada o sensible, así como a personas con alergias. Si siente molestias, deje de usarlo.
- Este dispositivo no debe utilizarse en zonas de la piel con lesiones (como quemaduras, ampollas, heridas, cortes, llagas, afecciones o infecciones cutáneas activas).
- Las personas con implantes que no sean compatibles con el uso del dispositivo no deben utilizarlo ni aplicárselo.
- Este dispositivo no es apto para menores de 14 años.
- ATENCIÓN: es posible que se experimenten efectos secundarios si no se siguen correctamente las instrucciones.
- Aplicar el dispositivo de forma prolongada o reiterada en una zona concreta puede dañar potencialmente la piel.
- No se debe cortocircuitar ni quitar el sistema de seguridad propio del dispositivo.
- No utilice el dispositivo con productos cosméticos inflamables, salvo que el fabricante lo recomiende.
- No aplique el dispositivo a personas que lleven un dispositivo electrónico implantado (por ejemplo, un marcapasos).
- No utilice el dispositivo en la zona alrededor del corazón.
- No trate ciertas partes del cuerpo como los ojos o los genitales.
- Este producto no está destinado para fines médicos en hospitales.
- El dispositivo solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.
- Este dispositivo contiene baterías que el usuario no debe sustituir.
- Para cargar la batería, utilice solo la fuente de alimentación extraíble suministrada con este dispositivo.



Lea el manual del operador



GQ12-050200-ZG
fuente de alimentación extraíble



símbolo ISO 7000-0434A
(2004-01)



No utilice este dispositivo en la bañera, en la ducha o dentro de un recipiente lleno de agua.

ADVERTENCIA

El dispositivo no debe utilizarse en los siguientes casos: incumplir estas directrices puede provocar accidentes u otros problemas.

- Si padece o sospecha que padece una enfermedad cardíaca o alguna afección asociada.
- Por parte de niños pequeños o personas que no sean capaces de expresar sus intenciones propias.
- Si no percibe bien la temperatura o la estimulación.
- Si padece una enfermedad autoinmune.

Consulte a un médico antes de usarlo en las siguientes situaciones:

- Si padece una enfermedad aguda.
- Si tiene una enfermedad infecciosa.
- Si tiene un tumor maligno.
- Si tiene una enfermedad febril.
- Si tiene la presión arterial alta o alguna enfermedad hematológica.
- Si tiene fiebre.
- Si padece un deterioro sensorial debido a un trastorno circulatorio periférico grave (como la diabetes).
- Si tiene alguna lesión nerviosa.
- Si padece alguna afección de la piel o dermatitis atópica.
- Si es paciente ambulatorio y se está tratando con medicación.
- Si padece alguna afección cutánea identificada, como alergias o dermatitis de contacto, o si le preocupa que el dispositivo pueda dañarle la piel.

No utilice el dispositivo en los siguientes casos o sobre las siguientes zonas:

- Cuando tenga lesiones en la piel, o esta presente erupciones, inflamación u otras anomalías.
- Bajo los efectos del alcohol.
- En la cabeza, en la boca, alrededor del pubis o en las membranas mucosas.
- Lunares con relieve.
- Verrugas virales.
- Zonas fracturadas.
- Zonas que presenten hemorragias internas, edema o costras tras una intervención cosmética.
- Evite utilizar el dispositivo durante las dos semanas siguientes a una intervención cosmética. Una vez que haya pasado este periodo, consulte a un médico y no utilice el dispositivo si este se lo desaconseja (p. ej., inyecciones de ácido hialurónico, inyecciones de silicona, bótox, lifting con hilos tensores, cirugía de párpados, tratamiento de la flacidez con ultrasonidos (HIFU), etc.).
- Zonas con implantes quirúrgicos de metal (cirugía reconstructiva, cirugía plástica o cirugía estética).

El consumo de energía en modo apagado es de 0,1 W. Cuando el dispositivo está completamente cargado, tarda menos de 1 minuto en pasar al modo de apagado automático.


PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

La varita LED para el rostro con 7 colores es un producto cosmético destinado al cuidado de la piel que emplea varias tecnologías, como la luz LED, la vibración de alta frecuencia, la compresión caliente y las microcorrientes EMS.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: Varita de masaje facial con 7 colores
- Modelo del producto: CCA-FM65A, 15235660
- Capacidad de la batería: 3,7 V 420 mA
- Tensión de entrada: 5 V
- Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas
- Dimensiones del producto: aproximadamente 149 x 29 x 25 mm
- Peso neto: aproximadamente 45 g
- Potencia: aproximadamente 0,9 W
- Potencia máxima: 18 V, 23,8 uA


DESCRIPCIÓN



INSTRUCCIONES

1. Mantenga presionado el botón de encendido y apagado para encender el dispositivo. El modo predeterminado es: vibración + compresión caliente + luz LED roja.
2. Al encender el dispositivo, los modos EMS y vibración se activan a la vez. Al presionar brevemente el botón EMS / vibración, la microcorriente EMS y la intensidad de la vibración pasan del nivel 1 al 2. Para subir al nivel 3, vuelva a presionar el botón; los niveles 1 a 3 se encadenan.
3. Presione brevemente el botón de encendido y apagado para cambiar el color de la luz LED. La secuencia es la siguiente: rojo, verde, azul, amarillo, cian, morado y blanco; luego, se pasa a la alternancia cíclica de los siete colores.

USO

1. Aplicar en la piel una cantidad suficiente de crema o sérum para mantenerla hidratada.
 2. Seleccionar el modo LED y el nivel de microcorriente EMS/vibración según se prefiera. En el caso de los usuarios que lo utilicen por primera vez, se recomienda empezar por el nivel 1 en el modo vibración + EMS.
 3. Beneficios de cada color:
LUZ ROJA: se recomienda para pieles sensibles; ayuda a calmar la piel.
LUZ VERDE: contribuye a mitigar el enrojecimiento y a unificar el tono de la piel.
LUZ AZUL: se recomienda para pieles sensibles; ayuda a calmar la piel y a cerrar los poros.
LUZ AMARILLA: contribuye a mitigar el enrojecimiento de la piel.
LUZ MORADA: ayuda a iluminar la piel.
LUZ CIAN: ayuda a mejorar el aspecto de la piel áspera.
LUZ BLANCA: se recomienda para pieles con arrugas o líneas de expresión.
 4. Aplique el cabezal de masaje presionando con cuidado para mejorar la absorción de la crema o el sérum, masajee y levante las mejillas, la frente, el mentón y otras zonas para realzar la piel. Mantenga la aplicación durante 10 segundos en cada punto y repita 2 o 3 veces.
 5. Aparte del rostro, también se puede masajear otras zonas del cuerpo, como el cuello, las manos o las piernas.
- Consejos:**
El cabezal de masaje se puede girar 180°. Para la zona del contorno de ojos, oriente hacia arriba la parte en punta del cabezal. Para zonas más extensas, como las mejillas, utilice la parte redondeada del cabezal orientada hacia arriba.
- 
6. Después de usarlo, limpie el cabezal de masaje con un paño limpio, una toalla húmeda o una esponja empapada en alcohol.

CARGA

1. Conecte el cable de carga USB al adaptador de corriente de 5 V suministrado.
2. Durante la carga, la luz roja permanece encendida. La luz roja se apagará cuando el dispositivo esté cargado.
3. Si, durante el uso, la luz parpadea periódicamente, el dispositivo debe cargarse inmediatamente, ya que de lo contrario dejará de funcionar.
4. El cable de carga debe almacenarse adecuadamente para no perderlo.

ADVERTENCIA

1. Este producto no es estanco. No lo introduzca o deje cerca de una bañera, lavabo o fregadero para evitar el riesgo de que caiga dentro y se dañe.
2. Asegúrese de que la batería se cargue por completo al menos una vez cada tres meses, ya que de lo contrario podría secarse y dañarse.
3. Al usarlo, el cabezal de masaje se puede girarse, con un rango de rotación máximo de 180°.
4. No utilice el dispositivo mientras se esté cargando.

ATENCIÓN

- 1. Si padece alguna afección de la piel, consulte a un dermatólogo antes de usarlo.
- 2. En el primer uso, haga una prueba en el brazo.
- 3. En caso de sentir molestias, deje de usar el dispositivo inmediatamente y consulte a un dermatólogo.
- 4. Por razones de higiene, no preste el producto a otras personas.
- 5. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- 6. No use productos químicos corrosivos para limpiar el dispositivo.
- 7. Solo puede desmontar el producto el personal profesional especializado.
- 8. Este producto consta de una función de compresión caliente con calor constante, por lo que las personas sensibles a la temperatura deben tener especial precaución al usarlo.

CÓMO LIMPIAR EL DISPOSITIVO

Para mantener el producto limpio, procure limpiarlo después de cada uso.

- 1. Desconecte el adaptador de corriente del dispositivo y de la toma de corriente.
- 2. Para limpiar el dispositivo y el cabezal del electrodo, elimine la suciedad con un paño húmedo y bien escurrido. Procure que no queden restos de loción o gel en el dispositivo.
- 3. Limpie por completo el dispositivo con un paño seco y, una vez que esté completamente seco, guárdelo.

PROBLEMAS MÁS COMUNES Y SOLUCIONES

En este capítulo se describen de forma general algunos de los problemas que pueden surgir durante el uso del producto, junto con las posibles soluciones. Si la siguiente información no le ayuda a resolver el problema que ha observado, contacte con el Servicio de Atención al Cliente de su país/región.

Pregunta	Posible causa	Solución
El producto no funciona bien o deja de funcionar de repente.	Batería baja.	Pruebe de nuevo después de cargarlo por completo.
	El producto está dañado.	Consulte al Servicio Posventa.
El producto se sobrecalienta durante el uso.	Es posible que la temperatura ambiente sea demasiado alta.	Deje de utilizar el dispositivo hasta que vuelva a alcanzar la temperatura normal.
Tras el uso, la zona masajeadora queda enrojecida.	Es normal que aparezca un leve enrojecimiento, que es inocuo para el organismo y desaparece rápidamente.	Deje de usar el dispositivo y espere hasta que desaparezcan los síntomas antes de volver a utilizarlo.
El resultado no me ha parecido del todo satisfactorio.	Es imposible notar la acción de la microcorriente en la piel.	La piel está demasiado seca. Se recomienda utilizar productos hidratantes.

Si detecta alguna anomalía o no consigue eliminar los fallos, contacte con el Servicio Posventa lo antes posible. Durante el periodo de mantenimiento del producto, conserve la factura de compra y la tarjeta de garantía para usos futuros.

ALIMENTACIÓN EXTERNA

- Nombre o marca del fabricante, número de inscripción en el Registro Mercantil y dirección Dong Guan City Gang Qi Electrnic Co, Ltd., District, ShiYong, 532600, Ciudad de Heng Li, Dong Guan, Guangdong (REPÚBLICA POPULAR DE CHINA)
- Código del modelo: GQ12-050200-ZG
- Tensión de entrada: 100-240 V
- Frecuencia de entrada CA: 50/60 Hz
- Tensión de salida: CC 5,0 V
- Corriente de salida: 2 A
- Potencia de salida: 10,0 W
- Rendimiento activo medio: 80,61%
- Consumo eléctrico sin carga: (5 V) 0,07 W



Equipo de clase II
Identificar los equipos que cumplen con los requisitos de seguridad definidos para los equipos de clase II según la norma CEI 61140.
Este símbolo indica que no se requiere una toma de tierra de seguridad.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAAR VOOR LATER GEBRUIK: LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG

VOORZORGSMAATREGELEN

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of door personen zonder ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zij de desbetreffende risico's hebben begrepen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche of tank gevuld met water.
- Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als dergelijke tekenen worden gevonden, als het apparaat abnormaal is gebruikt of als het niet werkt, stuur het dan terug naar de leverancier voordat u het weer inschakelt.
- Het gebruik van dit apparaat kan ongemak of een ongewenst effect veroorzaken bij personen die lijden aan huidziekten of -ontstekingen, personen met een gevoelige huid en personen met allergieën. Stop met het gebruik als dit oncomfortabel aanvoelt.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt op plekken waar de huid beschadigd is (zoals brandwonden, blaren, letsels, (snij)wonden, actieve huidaandoeningen of infecties).
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door of bij mensen met implantaten die niet compatibel zijn met het gebruik ervan.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door of bij personen van 14 jaar en jonger.
- LET OP: er kunnen bijwerkingen optreden als de instructies niet worden opgevolgd.
- Langdurig of herhaaldelijk aanbrengen op een bepaald gebied kan de huid beschadigen.
- De veiligheidsvoorziening die in het apparaat is ingebouwd, mag niet worden kortgesloten of verwijderd.
- Gebruik het apparaat niet met ontvlambare cosmetica, tenzij deze worden aanbevolen door de fabrikant.
- Gebruik het apparaat niet bij mensen met geïmplanteerde elektronische hulpmiddelen (bijv. een pacemaker).
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van het hart.
- Bepaalde lichaamsdelen niet behandelen, zoals de ogen of geslachtsdelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voedingseenheid.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen.
- Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de verwijderbare voedingseenheid die bij dit apparaat wordt geleverd.



Lees de gebruikershandleiding



GQ12-050200-ZG
verwijderbare voedingseenheid



symbool ISO 7000-0434A
(2004-01)



Gebruik dit apparaat niet in een bad, douche of in een reservoir gevuld met water.

WAARSCHUWING

Het apparaat mag niet worden gebruikt in de volgende situaties: het niet naleven van deze regels kan leiden tot ongelukken of andere problemen.

- Als u een bestaande of vermoedelijke hartziekte of verwante aandoening hebt.
- Door jonge kinderen, of als u niet in staat bent om uw wensen aan te geven.
- Als u niet in staat bent om temperatuur of stimulatie waar te nemen.
- Als u aan een auto-immuunziekte lijdt.

Raadpleeg bij de volgende aandoeningen een arts voor gebruik:

- Als u lijdt aan een acute aandoening.
- Als u een besmettelijke ziekte hebt.
- Als u een kwaadaardige tumor hebt.
- Als u een ziekte hebt waarbij koorts optreedt.
- Als u een hoge bloeddruk hebt of aan een bloedziekte lijdt.
- Als u koorts hebt.
- Als u een zintuiglijke beperking hebt door een ernstige perifere doorbloedingsstoornis (bijv. diabetes).
- Als u een zenuwaandoening hebt.
- Als u aan een huidziekte of atopische dermatitis lijdt.
- Als u ambulante zorg krijgt en medicijnen gebruikt.
- Als u een bestaande huidaandoening hebt, zoals een allergie of contactdermatitis, of als u zich zorgen maakt over uw huid bij het gebruik van dit apparaat.

Gebruik het apparaat niet in de volgende omstandigheden of op de volgende oppervlakken:

- Als u last hebt van huidbeschadigingen, huiduitslag, ontstekingen of andere huidafwijkingen.
- Als u onder invloed van alcohol bent.
- Op het hoofd, in de mond, rond de schaamstreek of op de slijmvliezen.
- Op de huid liggende moedervlekken.
- Virale wratten.
- Fractuurgebieden.
- Gebieden met inwendige bloedingen, oedeem of korsten na cosmetische medische ingrepen.
- Vermijd het gebruik van het apparaat gedurende twee weken na een medische ingreep van cosmetische aard. Raadpleeg na deze periode een arts en gebruik het apparaat niet zonder medisch advies (bijvoorbeeld hyaluronzuurinjecties, siliconeninjecties, botox, lifting met tensordraden, ooglidchirurgie, behandeling van verslapte huid met ultrageluid (HIFU), enz.).
- Gebieden waar metaal is geïmplanteerd tijdens een operatie (reconstructieve chirurgie, plastische chirurgie, cosmetische chirurgie).

Het stroomverbruik is 0,1 W in uitgeschakelde modus. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, duurt het minder dan 1 minuut voordat het automatisch uitschakelt.


BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Het LED-gezichtsmassageapparaat met 7 kleuren is een schoonheidsproduct dat de huid verzorgt met behulp van verschillende technologieën zoals LED-licht, hoogfrequente trillingen, warmtecompressie en EMS-microstromen.

PRODUCTPARAMETERS

- Productnaam: LED-gezichtsmassageapparaat 7 kleuren
- Productmodel: CCA-FM65A, 15235660
- Capaciteit van de batterij: 3,7 V 420 mA
- Ingangsspanning: 5 V
- Laadduur: ongeveer 2 uur
- Afmetingen product: Ca. 149 mm x 29 mm x 25 mm
- Nettogewicht: Ca. 45 g
- Vermogen: Ca. 0,9 W
- Maximaal vermogen: 18 V, 23,8 uA

BESCHRIJVING



GEBRUIKSAANWIJZING


1. Houd de Aan/Uit-knop lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen. De standaardmodus is trillen + warmtecompressie + rood LED-licht.
2. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, worden de EMS- en trilmodi tegelijkertijd geactiveerd. Door kort op de EMS-/trilknop te drukken, gaan de EMS-microstroom en de intensiteit van de trillingen van stand 1 naar stand 2. Druk nogmaals op de knop om naar stand 3 te gaan; de standen 1 tot 3 volgen elkaar op.
3. Druk kort op de Aan/Uit-knop om de kleur van het LED-licht te veranderen. De volgorde is als volgt: rood, groen, blauw, geel, cyaan, violet, wit, en dan cyclisch door de zeven kleuren.

GEBRUIK

1. Breng voldoende crème of serum aan op de huid om deze vochtig te houden.
2. Selecteer de gewenste LED-modus en EMS-microstroom/-trilstand. Voor nieuwe gebruikers raden we aan om de tril-/EMS-modus te gebruiken en te beginnen in stand 1.
3. De goede eigenschappen van kleuren:
ROOD LICHT: aanbevolen voor de gevoelige huid, helpt de huid te kalmeren.
GROEN LICHT: helpt roodheid te verminderen en de huidtint te egaliseren.
BLAUW LICHT: aanbevolen voor de gevoelige huid, kalmeert de huid en helpt poriën te verkleinen.
GEEL LICHT: helpt roodheid van de huid te verminderen.
VIOLET LICHT: helpt de huid lichter te maken.
CYAAN LICHT: helpt het aanzien van een ruwe huid te verbeteren.
WIT LICHT: aanbevolen voor de huid met rimpels of fijne lijntjes.
4. Oefen een zachte druk uit met de massagekop om de opname van de crème of het serum te verbeteren, masseer en lift de wangen, het voorhoofd, de kin en andere zones om de conditie van uw huid te verbeteren. Blijf 10 seconden op elk punt en herhaal dit 2 tot 3 keer.
5. Naast de gezichtshuid kunnen ook andere lichaamsdelen zoals de nek, handen en benen worden gemasseerd.

Tips:

de massagekop kan 180° worden gedraaid. Voor de ogen, draai het puntige deel van de massagekop naar boven. Houd voor grotere gebieden zoals de wangen het ronde deel van de kop naar boven gericht.



6. Veeg de massagekop na gebruik af met een schone doek, vochtige handdoek of sponsje gedrenkt in alcohol.

OPLADEN

1. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de meegeleverde 5V-netadapter.
2. Tijdens het opladen brandt het rode indicatielampje. Als het apparaat is opgeladen, gaat het rode indicatielampje uit.
3. Als het indicatielampje tijdens het gebruik vaak knippert, moet het apparaat onmiddellijk worden opgeladen, anders werkt het niet meer.
4. Bewaar de oplaadkabel op een veilige plaats zodat u deze niet kwijtraakt.

WAARSCHUWING

1. Dit product is niet waterdicht. Plaats dit apparaat niet in of bij een bad, wastafel of gootsteen om te voorkomen dat het valt en beschadigd raakt.
2. Zorg ervoor dat de batterij minstens om de drie maanden volledig wordt opgeladen, anders kan deze uitdrogen en beschadigd raken.
3. Tijdens het gebruik kan de massagekop worden gedraaid, met een maximaal draaibereik van 180°.
4. Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen.

1. Als u last hebt van huidaandoeningen, raadpleeg dan een dermatoloog voordat u het apparaat gaat gebruiken.
2. Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, probeer het dan uit op uw arm.
3. Als u ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een dermatoloog.
4. Leen dit product om hygiënische redenen niet uit aan anderen.
5. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.
6. Gebruik geen bijtende producten om het apparaat te reinigen.
7. Niet-professionele gebruikers mogen dit product niet demonteren.
8. Dit product heeft een functie voor warmtecompressie met constante verwarming. Personen die gevoelig zijn voor temperatuur moeten deze functie met de nodige voorzichtigheid gebruiken.

HET APPARAAT REINIGEN

- Om het product schoon te houden, moet u het na elk gebruik reinigen.
1. Haal de stekker van de netadapter uit het apparaat en uit het stopcontact.
 2. Het apparaat en de elektrodekop reinigt u door ze met een vochtige, goed uitgewrongen doek af te vegen. Laat geen sporen van lotion of gel achter op het apparaat.
 3. Veeg het hele apparaat af met een droge doek en berg het apparaat op zodra het helemaal droog is.

VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van dit product en stelt oplossingen voor. Kunt u de problemen niet oplossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met de klantenservice in uw land/regio.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het product kan niet worden gebruikt of werkt plotseling niet meer.	Batterij bijna leeg.	Probeer het opnieuw nadat de batterij volledig is opgeladen.
	Schade aan het product.	Neem contact op met onze dienst na verkoop.
Het product raakt oververhit tijdens gebruik.	De omgevingstemperatuur kan te hoog zijn.	Stop met het gebruik van het apparaat totdat de temperatuur weer normaal is.
Na gebruik is het gemasseerde gebied rood.	Lichte roodheid is een normaal verschijnsel, onschadelijk voor het lichaam en verdwijnt snel.	Stop het gebruik en wacht tot de symptomen verdwenen zijn voordat u het product weer gebruikt.
Pas très satisfait du résultat.	De werking van de microstroom is niet op de huid te voelen.	De huid is te droog. Het gebruik van vochtinbrengende producten wordt aanbevolen.

Wanneer zich abnormale situaties voordoen of fouten niet kunnen worden verholpen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de dienst na verkoop. Bewaar de aankoopfactuur en de garantiekaart voor toekomstig gebruik tijdens de onderhoudsperiode van het product.

- Naam of merk van de fabrikant, registratienummer en adres van het bedrijf : Dong Guan City Gang Qi Electronic Co., Ltd., District, ShiYong, 532600, Heng Li - stad, Dong Guan, Guangdong, VOLKSREPUBLIEK CHINA
- Modelaanduiding: GQ12-050200-ZG
- Ingangsspanning: 100-240 V
- AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz
- Uitgangsspanning: DC5,0 V
- Uitgangsstroom: 2 A
- Uitgangsvermogen: 10,0 W
- Gemiddelde actieve efficiëntie: 80,61%
- Energieverbruik in niet-belaste toestand: (5 V) 0,07 W



Apparaat van klasse II
Apparatuur identificeren die voldoet aan de veiligheidseisen voor apparatuur van klasse II volgens de norm IEC 61140.
Dit symbool geeft aan dat een veiligheidsaarding niet vereist is.


INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE

CUIDADOS DE UTILIZAÇÃO

- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças.
- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não tenham experiência nem conhecimentos suficientes, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido informadas sobre a forma segura de utilizar o aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- Não deixe as crianças brincar com o aparelho.
- Desligue sempre o aparelho da tomada antes de o montar, desmontar ou limpar.
- Não utilize este aparelho perto de uma banheira, chuveiro ou reservatório cheio de água.
- Verificar frequentemente o aparelho para detetar sinais de desgaste ou de deterioração. Se identificar estes sinais, se o aparelho tiver sido utilizado de forma incorreta ou se não funcionar, deve devolver o mesmo ao fornecedor antes de o colocar novamente em funcionamento.
- A utilização deste aparelho pode causar desconforto ou um efeito indesejável em pessoas que sofram de doenças ou de inflamações da pele, em pessoas com pele sensível e em pessoas com alergias. Deixe de utilizar o aparelho se sentir desconforto.
- Este aparelho não deve ser utilizado em áreas onde a pele tenha problemas (como queimaduras, bolhas, lesões, incisões, feridas, doenças ou infeções cutâneas ativas).
- Este aparelho não deve ser utilizado por ou em pessoas com implantes que não sejam compatíveis com a sua utilização.
- Este aparelho não deve ser utilizado por ou em pessoas com idade igual ou inferior a 14 anos.
- CUIDADO: podem ocorrer reações adversas se as instruções não forem seguidas.
- A aplicação prolongada ou repetida numa área específica pode causar danos na pele.
- O dispositivo de segurança inerente ao aparelho não deve ser colocado em curto-circuito ou retirado.
- Não utilize o aparelho com produtos cosméticos inflamáveis, exceto se forem recomendados pelo fabricante.
- Não utilize o aparelho em pessoas com um dispositivo eletrónico implantado (por exemplo, um pacemaker).
- Não utilize o aparelho perto do coração.
- Não trate de determinadas partes do corpo, como os olhos ou os órgãos genitais.
- Este aparelho não se destina ao uso médico em hospitais.
- O aparelho só deve ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida com o aparelho.
- Este aparelho contém baterias não substituíveis pelo utilizador.
- Para recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este aparelho.



Ler o manual do utilizador



GQ12-050200-ZG
unidade de alimentação amovível



ícone símbolo ISO 7000-0434A
(2004-01)



Não utilize este aparelho numa banheira, num duche ou num recipiente cheio de água

ADVERTÊNCIA

O aparelho não deve ser utilizado nos seguintes casos: o incumprimento destas regras pode dar origem a acidentes ou a outros problemas.

- Se tiver uma doença cardíaca, se suspeitar da sua existência ou de problemas associados.
- Crianças pequenas ou se não for capaz de exprimir as suas próprias intenções.
- Se não conseguir aperceber-se da temperatura ou da estimulação.
- Se tiver uma doença auto-imune.

Consulte um médico antes de utilizar nas seguintes situações:

- Se tiver uma doença aguda.
- Se tiver uma doença infecciosa.
- Se tiver um tumor maligno.
- Se tiver uma doença febril.
- Se tiver hipertensão arterial ou uma doença do sangue.
- Se tiver febre.
- Se tiver uma deficiência sensorial devido a uma problema grave de circulação periférica (por exemplo, diabetes).
- Se tiver alguma lesão neural.
- Se tiver alguma doença de pele ou dermatite atópica.
- Se estiver hospitalizado em regime ambulatorio e estiver a tomar medicamentos.
- Se tiver uma doença de pele pré-existente, tal como uma alergia ou dermatite de contacto, ou se tiver alguma preocupação com a sua pele quando utilizar este aparelho.

Não utilize o aparelho nas seguintes circunstâncias ou nas seguintes superfícies:

- Se tiver lesões na pele, se esta tiver erupções cutâneas, uma inflamação ou outros problemas.
- Se estiver sob a influência do álcool.
- Na cabeça, na boca, à volta da zona púbica ou nas membranas mucosas.
- Sinais em relevo.
- Verrugas virais.
- Zonas de fraturas.
- Áreas de hemorragia interna, edema ou crostas após intervenções médicas de natureza estética.
- Evite utilizar o aparelho durante as duas semanas seguintes a uma intervenção médica de natureza estética. Decorrido este período, consulte um médico e não utilize o aparelho sem aconselhamento médico (por exemplo, injeções de ácido hialurónico, injeções de silicone, Botox, lifting com fios tensores, cirurgia das pálpebras, tratamento da flacidez da pele com ultrassons (HIFU), etc.).
- Áreas onde foi implantado metal durante uma cirurgia (cirurgia reconstrutiva, cirurgia plástica, cirurgia estética).

O consumo de energia é de 0,1 W no modo desligado. Quando o aparelho está completamente carregado, o tempo necessário para atingir o modo de paragem automática é inferior a 1 minuto.


APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A varinha facial LED de 7 cores é um produto de beleza que permite cuidar da pele graças a várias tecnologias, tais como a luz LED, vibrações de alta frequência, compressão a quente e microcorrentes EMS.

PARÂMETROS DO PRODUTO

- Nome do produto: Varinha de massagem facial de 7 cores
- Modelo do produto: CCA-FM65A, 15235660
- Capacidade da bateria: 3,7 V 420 mA
- Tensão de entrada: 5 V
- Tempo de carga: cerca de 2 horas
- Dimensões do produto: cerca de 149 mm x 29 mm x 25 mm
- Peso líquido: cerca de 45 g
- Potência: cerca de 0,9 W
- Potência máxima: 18 V, 23,8 uA

DESCRIÇÃO



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


1. Prima sem soltar o botão Ligar/Desligar para ligar o aparelho. O modo predefinido é vibração + compressão a quente + luz LED vermelha.
2. Quando o aparelho é ligado, os modos EMS e de vibração são ativados ao mesmo tempo. Ao premir brevemente o botão EMS/vibração, a microcorrente EMS e a intensidade das vibrações passam do nível 1 para o nível 2. Premir novamente o botão para passar para o nível 3; os níveis 1 ao 3 encadeiam-se uns atrás dos outros.
3. Prima brevemente o botão Ligar/Desligar para alterar a cor da luz LED. A sequência é a seguinte: vermelho, verde, azul, amarelo, ciano, violeta, branco, depois passagem cíclica pelas sete cores.

UTILIZAÇÃO

1. Aplique uma quantidade suficiente de creme ou de sérum na pele para a manter húmida.
2. Selecione o modo LED pretendido e o nível de microcorrente EMS/vibrações pretendidas. Para os novos utilizadores, recomenda-se a utilização do modo de vibração + EMS, começando pelo nível 1.
3. Benefícios das cores:
LUZ VERMELHA: recomendada para peles sensíveis, ajuda a acalmar a pele.
LUZ VERDE: ajuda a reduzir a vermelhidão e a uniformizar o tom da pele.
LUZ AZUL: recomendada para peles sensíveis, acalma a pele e ajuda a reduzir o aparecimento de poros.
LUZ AMARELA: ajuda a reduzir a vermelhidão da pele.
LUZ VIOLETA: ajuda a iluminar a pele.
LUZ CIANA: ajuda a melhorar o aspeto da pele áspera.
LUZ BRANCA: recomendada para peles com rugas ou ridulas.
4. Prima suavemente com a cabeça de massagem para melhorar a absorção do creme ou do sérum, massage e levante as bochechas, a testa, o queixo e outras áreas para melhorar o estado da sua pele. Mantenha-se em cada ponto durante 10 segundos e repita 2 a 3 vezes.
5. Para além da pele do rosto, também podem ser massajadas outras partes do corpo, como o pescoço, as mãos e as pernas.

Conselhos:

A cabeça de massagem pode ser rodada a 180°. Para os olhos, vire a parte pontiaguda da cabeça para cima. Para áreas maiores, como as bochechas, utilize a parte arredondada da cabeça virada para cima.



6. Após a utilização, limpe a cabeça de massagem com um pano limpo, uma toalha húmida ou uma esponja embebida em álcool.

CARREGAMENTO

1. Ligue o cabo de carregamento USB ao adaptador de corrente de 5 V fornecido.
2. Durante o carregamento, a luz vermelha acende-se. Quando o dispositivo está carregado, a luz vermelha apaga-se.
3. Se a luz piscar frequentemente quando estiver a utilizar o aparelho, este deve ser recarregado de imediato, caso contrário deixará de funcionar.
4. O cabo de carregamento deve ser guardado num local seguro para evitar a sua perda.

ADVERTÊNCIA

1. Este produto não é à prova de água. Não coloque este aparelho dentro ou perto de uma banheira, de um lava-louça ou de um lavatório para evitar que caia lá dentro e se danifique.
2. Certifique-se de que a bateria é carregada na totalidade, pelo menos uma vez de três em três meses, caso contrário pode secar e ficar danificada.
3. Durante a utilização, a cabeça de massagem pode ser rodada, com uma amplitude de rotação máxima de 180°.
4. Não utilize o aparelho enquanto este estiver a carregar.

ATENÇÃO

- 1. Se sofre de doenças de pele, consulte um dermatologista antes de o utilizar.
- 2. Quando utilizar pela primeira vez, experimente no braço.
- 3. Se sentir algum desconforto, interrompa de imediato a utilização e consulte um dermatologista.
- 4. Por questões de higiene, não empreste este produto a outras pessoas.
- 5. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças para evitar acidentes.
- 6. Não utilize produtos químicos corrosivos para limpar o aparelho.
- 7. O pessoal não profissional não está autorizado a desmontar este produto.
- 8. Este produto tem uma função de compressão quente de calor constante, que deve ser utilizada com precaução por pessoas sensíveis à temperatura.

COMO LIMPAR O APARELHO

- Para manter o produto limpo, não se esqueça de o limpar após cada utilização.
- 1. Desligue o adaptador de corrente do aparelho e da tomada de parede.
 - 2. Para limpar o dispositivo e a cabeça do elétrodo, limpe-os com um pano húmido bem torcido para eliminar a sujidade. Não deixe vestígios de loção ou de gel no aparelho.
 - 3. Limpe o aparelho todo com um pano seco e guarde-o quando estiver completamente seco

PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES

Este capítulo apresenta uma visão geral dos problemas que podem surgir ao utilizar este produto e sugere soluções. Se não conseguir resolver os problemas que encontrar com as informações que se seguem, contacte o serviço de apoio ao cliente do seu país/região.

Pergunta	Causa possível	Solução
O produto não pode ser utilizado ou deixa de funcionar subitamente.	Bateria fraca.	Tente novamente após um carregamento completo.
	Danos no produto.	Consulte o nosso serviço pós-venda.
O produto sobreaquece durante a utilização.	A temperatura ambiente pode estar demasiado alta.	Pare de utilizar o aparelho até a temperatura voltar ao normal.
Após a utilização, a zona massajada fica vermelha.	Uma ligeira vermelhidão é um fenómeno normal, inofensivo para o organismo e que desaparece rapidamente.	Pare de utilizar e aguarde o desaparecimento dos sintomas antes de voltar a utilizar o produto.
Não estou muito satisfeito com o resultado	É impossível sentir a ação da microcorrente na pele.	A pele está demasiado seca. Recomenda-se a utilização de produtos hidratantes.

Se ocorrerem situações fora do normal ou se não for possível corrigir as falhas, contacte o serviço pós-venda o mais rapidamente possível. Guarde a fatura de compra e o cartão de garantia para utilização futura durante o período de manutenção do produto.

ALIMENTAÇÃO EXTERNA

- Nome ou marca do fabricante, número de registo comercial e morada Dong Guan City Gang Qi Electrnic Co, Ltd., District, ShiYong, 532600, Cidade de Heng Li, Dong Guan, Guangdong, REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
- Identificador de modelo: GQ12-050200-ZG
- Tensão de entrada: 100-240 V
- Frequência de entrada CA: 50/60 Hz
- Tensão de saída CC: 5,0 V
- Corrente de saída: 2 A
- Potência de saída: 10,0 W
- Eficiência ativa média: 80,61 %
- Consumo de energia sem carga (5 V) :0,07 W



Equipamento de classe II
Identificar os equipamentos que cumprem os requisitos de segurança especificados para os equipamentos de classe II de acordo com a norma CEI 61140.
Este símbolo indica que não é necessária uma ligação de segurança à terra.

Nature & Découvertes
11 rue des Etangs Gobert
78000 Versailles (France)
www.natureetdecouvertes.com
contactclient@nature-et-decouvertes.com



Conforme aux normes européennes.
Compliant with European standards.
Conforme con las normas europeas.
Conform de geldende Europese normen.
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.
Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid.
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.