

## **LE GUA SHA LED**

THE LED GUA SHA

EL GUA SHA LED

DE LED GUA SHA

O GUA SHA LED

**Réf. 15239210**



Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Please carefully read this manual and keep it in a safe place.

Lea detenidamente este manual y guárdelo en un lugar seguro.

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.

Leia atentamente este manual e guarde-o num local seguro.

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

## AVERTISSEMENT

- L'utilisation de ce produit est généralement déconseillée aux personnes ayant subi une chirurgie plastique du visage, aux porteurs d'implants métalliques sous-cutanés et aux femmes enceintes.
- Essuyer la tête de massage avec des mouchoirs en papier ou un chiffon après utilisation. Ne pas le laver à l'eau.
- Ne pas placer l'appareil dans la salle de bain ou dans un autre environnement humide, au risque de provoquer un court-circuit.
- NE PAS utiliser d'alcool, de benzène ou d'autres solvants pour nettoyer l'appareil, car ces substances peuvent affaiblir et/ou endommager de manière permanente les composants et les matériaux de l'appareil. Si nécessaire, n'utiliser que du savon à vaisselle doux et un chiffon humide.
- L'utilisation est interdite dans les conditions suivantes :
  - Personnes atteintes d'une tumeur maligne
  - Patients ayant tendance à saigner
  - Femmes enceintes ou ayant récemment accouché
  - Patients souffrant d'une inflammation suppurative aiguë
  - Utilisateurs de stimulateurs cardiaques
- Patients ayant un implant métallique
- Lors de l'application de l'appareil près du cœur
- Cet appareil ne doit être alimenté qu'en très basse tension de sécurité, conformément à l'indication figurant sur l'appareil.
- L'appareil possède une surface chauffante. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales atténuées ou sans expérience si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil et le mettre hors tension avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
- Cet appareil contient des batteries non remplaçables par l'utilisateur.



Lire la notice d'utilisation



**MISE EN GARDE :** ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, de douches ou de réservoirs remplis d'eau

Ce manuel d'instructions peut également être téléchargé à partir de notre site Internet : [www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)

## INFORMATIONS IMPORTANTES

- L'utilisation de cet appareil peut provoquer une gêne ou un effet indésirable chez les personnes souffrant d'une maladie ou d'une inflammation de la peau, chez les personnes à la peau sensible et chez les personnes avec un terrain allergique. Stopper l'utilisation en cas d'inconfort.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sur une peau présentant des lésions (telles que brûlures, cloques, lésions, incisions, plaies, maladies cutanées actives, y compris infections).
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par, ou sur, des personnes portant des implants non compatibles avec son utilisation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes âgées de 14 ans ou moins, ni sur celles-ci.
- **AVERTISSEMENT** : des effets indésirables peuvent se produire en cas de non-respect des instructions.
- **AVERTISSEMENT** : une application prolongée ou répétée sur une même zone peut potentiellement endommager la peau.
- **AVERTISSEMENT** : ne pas contourner ni retirer le dispositif de sécurité intégré de l'appareil.
- Ne pas utiliser sur certaines parties du corps telles que les yeux et les parties génitales.
- N'utiliser que les matériaux jetables et consommables recommandés par le fabricant.
- Désactiver l'appareil avant de placer les électrodes sur la peau ou de les retirer.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des produits cosmétiques inflammables, sauf si recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité des yeux de la personne sur laquelle l'appareil est utilisé.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des personnes portant un dispositif électronique implanté (par exemple un stimulateur cardiaque).
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de la région du cœur.
- Ce dispositif est conçu pour un usage cosmétique uniquement et pour des personnes en bonne santé. Dans le cas contraire, consulter votre médecin avant utilisation.
- **NE PAS** utiliser sur des zones enflées, infectées ou enflammées ou sur des éruptions cutanées, ni en cas de phlébite, de thrombophlébite, de rupture de capillaires, de varices, etc.
- **NE PAS** appliquer la stimulation sur la poitrine car l'introduction du courant électrique dans la poitrine peut provoquer des troubles rythmiques du cœur, ce qui pourrait être fatal.
- **NE PAS** utiliser en conduisant, en faisant fonctionner des machines ou pendant toute activité dans laquelle des contractions musculaires involontaires peuvent exposer l'utilisateur à un risque excessif de blessure.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il a été immergé dans l'eau.
- Ne jamais laisser tomber l'appareil ni introduire d'objet dans ses ouvertures.
- **NE JAMAIS** utiliser l'appareil lorsqu'il est en charge.
  - L'utilisation de commandes ou de réglages, ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peut entraîner des blessures.
  - Si l'appareil commence à surchauffer, l'éteindre immédiatement.
  - Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de suspicion de dysfonctionnement, ou en cas de choc électrique, d'incendie ou de blessure.
- Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur.
- Remarque : le démontage de l'appareil annule la garantie.
- En cas de gêne, cesser immédiatement l'utilisation.
- En cas de réaction indésirable après utilisation de l'appareil, consulter immédiatement un médecin.

- En cas de suspicion ou de diagnostic d'une maladie cardiaque, suivre les précautions recommandées par votre médecin.
- Faire preuve de prudence dans les cas suivants :
  - pour les patients présentant des problèmes cardiaques suspectés ou diagnostiqués,
  - pour les patients dont l'épilepsie est suspectée ou diagnostiquée,
  - en cas de traumatisme aigu ou de fracture avec tendance à l'hémorragie,
  - sur les zones de la peau dépourvues de sensation normale.
- Les effets à long terme de l'électrostimulation sont inconnus. La sécurité de l'utilisation de ce dispositif pendant la grossesse n'a pas été établie.
- Ne pas stocker l'appareil au soleil ou sur une surface chaude. Les températures élevées peuvent endommager l'appareil. L'appareil doit être utilisé, transporté et stocké de la manière spécifiée dans ce manuel. Le fait de ne pas utiliser et entretenir l'appareil conformément aux instructions de ce manuel annule la garantie.
- Ne pas rayer ou endommager l'appareil.
- En cas d'effets indésirables dus à l'utilisation de cet appareil, cesser immédiatement l'utilisation et consulter votre médecin.
- NE PAS immerger l'appareil dans l'eau et ne pas le mettre au lave-vaisselle.
- NE PAS ouvrir ou démonter le boîtier de l'appareil, car il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- NE PAS faire tomber ou appliquer de pression sur l'extérieur de l'appareil car cela pourrait endommager ou affaiblir la LED et d'autres composants.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont l'état physique ou mental ne permet pas une utilisation en toute sécurité.
- Ne pas placer l'appareil sur une source de chaleur (radiateur, cuisinière, feu, etc.).

## PRÉSENTATION DES FONCTIONS

Le gua sha LED pour visage et cou est un appareil portatif en vente libre conçu pour améliorer la vitalité de la peau et sublimer l'apparence du visage et du cou. Il combine 7 couleurs de lumière LED, des vibrations et un système de chaleur douce pour contribuer à l'éclat de la peau et préserver un teint d'apparence saine.

### (A) Vibration

La fonction de vibration comporte trois niveaux d'intensité, chacun correspondant à un mode de massage différent.

- Le niveau 1 correspond au mode CLEAN, qui permet d'éliminer les impuretés et de purifier la peau.
- Le niveau 2 correspond au mode EMS, pour stimuler en douceur les muscles du visage.
- Le niveau 3 correspond au mode HOT, pour favoriser une meilleure pénétration des produits de soin par une chaleur douce.

### (B) Chaleur douce

La chaleur douce favorise la pénétration des soins et rend leur application plus agréable.

### (C) Lumière LED 7 couleurs

- LUMIÈRE VERTE : favorise le processus de renouvellement naturel de la peau et aide à maintenir une apparence jeune.
- LUMIÈRE ROUGE : aide à améliorer l'apparence des rides et des ridules.
- LUMIÈRE BLEUE : contribue à apaiser l'inflammation et à calmer les peaux sensibles.
- LUMIÈRE VIOLETTE : favorise le drainage lymphatique.
- LUMIÈRE JAUNE : aide à réduire la production de mélanine.
- LUMIÈRE CYAN : contribue à détendre la peau et à atténuer l'apparence des capillaires visibles.
- LUMIÈRE BLANCHE : favorise la relaxation et stimule la régénération naturelle des cellules cutanées.

## SCHÉMA DU PRODUIT



## PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

- En cas de port de lentilles de contact, les retirer avant utilisation.
- Se laver le visage pour éliminer les impuretés telles que le maquillage et le sébum et appliquer une lotion ou un sérum sur la peau après l'avoir nettoyée.
- Ne jamais utiliser en cas d'inflammation ou d'anomalies de la peau dues à l'acné ou à des boutons.
- Ne pas utiliser de façon prolongée sur une même zone, mais le déplacer sur le visage pensant l'utilisation. En cas de chaleur excessive, cesser immédiatement l'utilisation.
- La fonction de vibration reste active lorsque l'appareil est en contact avec la peau.
- Ne pas utiliser sur des zones sensibles du corps telles que les yeux ou les parties génitales afin d'éviter tout risque de blessure ou d'accident.

## MODE D'EMPLOI

- Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
- Appuyer sur le bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement et la couleur du voyant en fonction de vos besoins. Chaque mode de massage correspond exclusivement à des fonctions lumineuses spécifiques :
  - Les lumières verte, violette et blanche ne peuvent être utilisées qu'en mode CLEAN.
  - Les lumières rouge et jaune ne peuvent être utilisées qu'en mode EMS.
  - Les lumières bleues et bleu clair ne peuvent être utilisées qu'en mode HOT.
- Placer la tête de massage contre la peau et commencer à masser de bas en haut.
- Appuyer sur le bouton de l'interrupteur pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil après l'avoir utilisé.


### Remarque :

- L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- La tête de massage doit être en contact avec la peau de l'utilisateur pour démarrer la vibration.
- L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

## CONSEILS D'UTILISATION



1. Masser du cou vers le menton.



2. Masser du menton vers les joues.



3. Effectuer un massage du front, des sourcils jusqu'à la racine des cheveux.

Il est recommandé d'utiliser chaque mode pendant environ 5 minutes, avec 2 à 3 cycles par mode. L'utilisation prolongée sur une même zone est déconseillée.

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

L'appareil est doté d'une batterie rechargeable intégrée. Le port de charge est situé à la base de l'appareil.

Procédure de chargement :

- Utiliser le câble fourni dans la boîte pour charger l'appareil.
- Connecter l'entrée USB-C à la sortie de l'adaptateur USB-A.
- Le symbole LED de la batterie clignote en rouge pendant le processus de charge.
- Une fois la batterie chargée, le voyant rouge s'éteint.
- Le temps de charge maximal est d'environ 3 heures.
- Lors du chargement, veiller à ce que l'appareil reste dans la plage de température de sécurité de la batterie (c'est-à-dire entre 0°C et 40°C).

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Après le traitement, veiller toujours à nettoyer l'appareil soigneusement. Éviter que de l'eau ou tout liquide pénètre dans l'appareil. L'idéal est d'utiliser du coton ou un chiffon sec pour le nettoyage. Avant de réutiliser l'appareil, il ne doit pas y avoir de résidus de gel, de crème cosmétique ou de sérum sur l'appareil. Enfin, toujours vérifier que la tête de l'appareil est complètement sèche. Ne jamais utiliser d'objets pointus pouvant endommager la surface de la tête de l'applicateur.

## DONNÉES TECHNIQUES

- Entrée : 5V  $\overline{\text{---}}$  1A
- Batterie rechargeable au lithium-ion
- Temps de charge maximal: environ 3 heures
- Durée maximale d'utilisation : environ 1 heure
- Sortie maximale de l'EMS (DC) : 0,7mA/24V
- Dimensions : approx. H. 12 cm x l. 4,5 cm x L. 9 cm
- Poids : 95 g
- Capacité de la batterie : 500 mAh

# PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

## WARNING

- It is generally not advisable for people who have undergone facial plastic surgery, subcutaneous metal implant and those who are pregnant to use this product.
- Wipe the massage head with tissues or cloth after use. Do not wash it with water.
- Do not place the device in the bathroom or other humid environment, as this may cause a short circuit.
- DO NOT use alcohol, benzene or other solvents to clean the unit, as these substances may weaken and/or permanently damage the components and materials of the unit. If necessary, use only mild dishwashing soap and a damp cloth.
- Usage is prohibited under the following conditions:
  - Patients with malignant tumor
  - Patients with a bleeding tendency
  - Pregnant or postpartum women
  - Patients with acute suppurative inflammation
  - Users of heart pacemakers
  - Patients with metal implant
  - When applying the device near the heart
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- This appliance shall not be used by children. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Always disconnect and turn off the appliance from the supply before assembling, disassembling or cleaning.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.



Read instruction manual



WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers or water-filled reservoirs

This instruction manual can also be downloaded from our website at: [www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)

## IMPORTANT INFORMATION

- Use of this appliance may cause discomfort or adverse effect to, persons suffering from skin disease or inflammation of the skin, persons with sensitive skin and persons having an allergic constitution. Stop using it if any discomfort occurs.
- This appliance is not to be used on the parts where the integrity of the skin is damaged (such as burns, blisters, lesions, incision, wounds, active skin disease or infection).
- This appliance shall not be used by, or on, persons wearing implants not compatible with its use.
- This appliance shall not be used by or on persons up to and including 14 years of age.
- **WARNING:** adverse effects may occur if the instructions are not followed.
- **WARNING:** prolonged or repeated application on one site may potentially damage the skin.
- **WARNING:** do not bypass or remove the inherent safety device of the appliance.
- Do not use on certain parts of the body such as eyes and the genital area.
- Only use disposable and consumable materials recommended by the manufacturer.
- Deactivate the output of the appliance before placing or removing the electrodes to or from the skin.
- Do not use the appliance in conjunction with flammable based cosmetic products, unless they are recommended by the manufacturer.
- Do not use the appliance near the eyes of the person on whom the appliance is used.
- Do not use the appliance on persons with an implanted electronic device (for example a cardiac pacemaker).
- Do not use the appliance close to the region of the heart.
- This device is designed for cosmetic use only and for individuals in good health. If this is not the case for you, please consult your doctor before use.
- **DO NOT** use over swollen, infected, or inflamed areas or skin eruptions, or in case of phlebitis, thrombophlebitis, broken capillaries, varicose veins, etc.
- **DO NOT** apply stimulation across your chest as the introduction of electrical current into the chest may cause rhythmic disturbances to your heart, which could be fatal.
- **DO NOT** use while driving, operating machinery, or during any activity in which involuntary muscle contractions may put the user at undue risk of injury.
- Never operate this device if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or submerged in water.
- Never drop or insert any object into any openings on the device.
- **DO NOT** use the device when it is charging.
- Use of controls or settings, or performing procedures other than those specified herein may result in injury.
- If the device begins to overheat, turn off immediately.
- Stop using the device immediately if you suspect it is malfunctioning, or if electric shock, fire or injury occurs.
- There are no user- serviceable parts inside the device.
- **Note:** disassembly will void the warranty.
- If using the device causes any discomfort, discontinue use immediately.
- If you suspect that you had a negative reaction from using the device, consult your doctor immediately.
- If you have suspected or diagnosed heart disease, you should follow the precautions recommended by your doctor.
- Caution should be used in the following situations:
  - for patients with suspected or diagnosed heart problems,
  - for patients with suspected or diagnosed epilepsy,
  - in cases of acute trauma or fractures with a tendency to hemorrhage,

- over areas of the skin which lack normal sensation.
- The long-term effects of electrostimulation are unknown. The safety of this device for use during pregnancy has not been established.
- Do not store the device in the sun or on a hot surface. High temperatures may be damaging. The device should be operated, transported, and stored in the manner specified in this manual. Failure to use and maintain the device in accordance with the instructions in this manual will void the warranty.
- Do not scratch or damage the device.
- You should stop using the device and should consult with your physician if you experience adverse reactions from the device.
- Do NOT immerse the device unit in water and do not put it in a dishwasher.
- DO NOT open or dismantle the housing of the unit, as there are no user serviceable parts inside.
- DO NOT drop or apply pressure to the outside of the unit since this may damage or weaken the bulb and other components.
- The appliance is not intended for use by children or persons whose physical or mental condition does not permit the safe use of the appliance.
- Do not place the device on hot heat sources (radiator, stove, fire, etc.).

## FUNCTION INTRODUCTION

The gua sha led for face and neck is an over-the-counter hand-held device designed to promote skin vitality and enhance the appearance of the face and neck. It combines 7 colors LED light, vibration and gentle heat to help enhance skin appearance and support a healthy-looking complexion.

### (A) Vibration

The vibration function has three intensity levels, each corresponding to a different massage mode.

- Level 1 corresponds to the CLEAN mode, which helps to remove impurities and purify the skin.
- Level 2 corresponds to the EMS mode, to gently stimulate the facial muscles.
- Level 3 corresponds to the HOT mode, to promote better penetration of skincare products using gentle heat.

### (B) Gentle heat

The gentle heat promotes the penetration of skincare products and makes their application more pleasant.

### (C) 7 Color LED Light

- GREEN LIGHT: supports skin's natural renewal process and helps maintain a youthful appearance.
- RED LIGHT: helps to improve the appearance of wrinkles and fine lines.
- BLUE LIGHT: helps soothe inflammation and calm sensitive skin.
- PURPLE LIGHT: helps promote lymphatic drainage.
- YELLOW LIGHT: helps reduce melanin production.
- CYAN LIGHT: helps reduce skin tension and the appearance of swollen capillaries.
- WHITE LIGHT: promotes skin relaxation and aids in the natural regeneration of skin cells.

## PRODUCT DRAWING



## PRECAUTIONS BEFORE USE

- If you wear contact lenses, remove them out before use.
- Wash your face to remove dirt such as makeup and sebum and apply lotion or serum to your skin after cleansing.
- Never use if there are any inflammation or abnormalities on your skin due to acne or pimples.
- Do not use it continuously on the same part of the skin but move it while using it. If it feels too hot, stop using it immediately.
- The vibration function remains active whenever the device is in contact with the skin.
- Do not use it on sensitive areas of the body such as the eyes or the genital area to avoid any potential injury or accidents.

## HOW TO USE

- Press the power button for 2 seconds to turn on the device.
- Press the button to select the function mode and the led color according to your needs. Each massage mode corresponds exclusively to specific color light functions:
  - Green, purple and white lights can only be used with CLEAN mode.
  - Red and yellow lights can only be used with EMS mode.
  - Blue and light blue lights can only be used with HOT mode.
- Place the massage head against your skin and start massage from bottom to top.
- Press the switch button for 2 seconds to turn off the device after using it.


### Note:

- The device can't be used during charging.
- The massage head must touch the user's skin for the vibration to start.
- The device will automatically turn off after 5 minutes.

## TIPS FOR USE



1. Massage from neck to chin.



2. Massage from chin to cheek.



3. Massage the forehead eyebrow to hairline.

It is recommended to use each mode for about 5 minutes, with 2 to 3 cycles per mode. Continuous use on the same area is not advised.

## BATTERY CHARGING

The device has a built-in rechargeable battery. The charging port is located at the bottom of device.

### Charging procedure:

- For charging, use the cable included in the box.
- Connect the USB-C inlet to the USB-A adapter output.
- The battery indicator flashes red during the charging process.
- Once the battery is charged, the red light will turn off.
- The maximum charging time is about 3 hours.
- When charging, please ensure that the appliance is placed within the safe temperature range of the battery (i.e. 0°C to 40°C).

## CLEANING AND MAINTENANCE

After treatment, always ensure the device is thoroughly cleaned. Never allow moisture to penetrate directly into the device. Ideally, use cotton or dry cloth for cleaning. Before using the device again, there should be no residue of gel, cosmetic cream, or serum on the device. Finally, always check that the device head is completely dry. Never use any sharp objects that could damage the surface of the applicator's head.

## TECHNICAL DATE

- Input: 5V  $\overline{\text{---}}$  1A
- Rechargeable lithium-ion battery
- Maximum charging time: approx. 3 hours
- Maximum operating time: approx. 1 hour
- Maximum EMS output (DC): 0.7mA/24V
- Dimensions: approx. H. 12 cm x W. 4.5 cm x L. 9 cm
- Weight: 95 g
- Battery capacity: 500 mAh

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

## ADVERTENCIA

- Se desaconseja el uso de este producto a las personas que se hayan sometido a cirugía plástica facial o a implantes metálicos subcutáneos, así como a las mujeres embarazadas.
- Limpie el cabezal de masaje con pañuelos de papel o un paño después de cada uso. No lo lave con agua.
- No coloque el aparato en el cuarto de baño u otro ambiente húmedo, ya que podría provocar un cortocircuito.
- NO utilice alcohol, benceno u otros disolventes para limpiar la unidad, ya que esas sustancias pueden deteriorar o dañar permanentemente los componentes y materiales de la unidad. Si es necesario, utilice sólo jabón lavaplatos suave y un paño húmedo.
- Se prohíbe su uso en los siguientes casos:
  - Pacientes con tumor maligno
  - Pacientes con tendencia a la hemorragia
  - Mujeres embarazadas o púérperas
  - Pacientes con inflamación supurativa aguda
- Usuarios de marcapasos cardíacos
- Pacientes con implante metálico
- Al utilizar el dispositivo cerca del corazón
- El aparato solo debe alimentarse utilizando la tensión extra baja de seguridad indicada en el mismo.
- El dispositivo tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizarlo.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños: su limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños. El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos adecuados, si están supervisadas o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los riesgos que conlleva. Este dispositivo no es un juguete.
- Desconecte y apague siempre el aparato de la red eléctrica antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- El aparato contiene baterías que no se pueden sustituir.



Leer el manual de instrucciones



ADVERTENCIA: no utilice este aparato cerca de bañeras, duchas o depósitos llenos de agua

Este manual de instrucciones también puede descargarse en nuestra página web: [www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- El uso de este aparato puede causar molestias o efectos adversos a las personas que padecen enfermedades o inflamaciones cutáneas y a las personas con piel sensible o con una constitución alérgica. Deje de utilizarlo si siente alguna molestia.
  - El aparato no se debe utilizar donde la integridad de la piel esté dañada (como quemaduras, ampollas, lesiones, incisiones, heridas, enfermedades cutáneas activas o infecciones).
  - El aparato no debe ser utilizado por o en personas que lleven implantes incompatibles con su uso.
  - Este aparato no debe ser utilizado por menores de 14 años, inclusive.
  - **ADVERTENCIA:** el incumplimiento de las instrucciones puede provocar efectos adversos.
  - **ADVERTENCIA:** la aplicación prolongada o reiterada en una misma zona puede dañar la piel.
  - **ADVERTENCIA:** no omitir ni retirar el dispositivo de seguridad inherente al aparato.
  - No utilizar en determinadas partes del cuerpo, como los ojos y la zona genital.
  - Utilizar únicamente materiales desechables y consumibles recomendados por el fabricante.
  - Desactive el dispositivo antes de colocar los electrodos sobre la piel o retirarlos.
  - No utilizar el aparato junto con productos cosméticos de base inflamable, a menos que estén recomendados por el fabricante.
  - No acercar el aparato a los ojos de la persona sobre la que se utiliza.
  - No utilizar el aparato en personas que tengan un dispositivo electrónico implantado (por ejemplo, un marcapasos cardíaco).
  - No utilizar el dispositivo cerca de la zona del corazón.
  - Este aparato está diseñado para un uso exclusivamente cosmético en personas que gocen de buena salud.
- Si no es su caso, consulte a su médico antes de utilizarlo.
- NO utilizar en zonas hinchadas, infectadas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas, por ejemplo, flebitis, tromboflebitis, capilares rotos, varices, etc.
  - NO aplicar la estimulación sobre el tórax, ya que la introducción de corriente eléctrica en esa zona puede provocar alteraciones rítmicas en el corazón, que podrían resultar mortales.
  - NO utilizar mientras se conduce o se maneja maquinaria, ni durante cualquier actividad en la que las contracciones musculares involuntarias puedan exponer al usuario a un riesgo indebido de lesiones.
  - No utilizar nunca el aparato si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha sumergido en agua.
  - NO dejar caer NUNCA el dispositivo ni insertar ningún objeto en sus aberturas.
  - NO utilizar el dispositivo cuando se esté cargando.
  - El uso de controles o ajustes, o la ejecución de procedimientos distintos a los especificados en este manual pueden provocar lesiones.
  - Si el aparato empieza a sobrecalentarse, apáguelo inmediatamente.
  - Deje de utilizar el aparato inmediatamente si sospecha un mal funcionamiento o si se produce una descarga eléctrica, un incendio o lesiones.
  - El producto no contiene piezas reparables por el usuario.
  - Nota: el desmontaje anulará la garantía.
  - Si el uso del dispositivo causa alguna molestia, interrumpa su uso inmediatamente.
  - Si sospecha que ha tenido una reacción negativa al utilizar el dispositivo, consulte a su médico inmediatamente.
  - Si sospecha o le han diagnosticado una cardiopatía, respete las precauciones recomendadas por su médico.

- Actuar con precaución en los siguientes casos:
  - pacientes con sospecha o diagnóstico de problemas cardíacos,
  - pacientes con sospecha o diagnóstico de epilepsia,
  - en casos de traumatismo agudo o fracturas con posible hemorragia
  - en zonas de la piel que carecen de la sensibilidad normal.
- Los efectos a largo plazo de la electroestimulación todavía no se conocen. Tampoco se ha establecido la seguridad de este dispositivo durante el embarazo.
- No guarde el aparato al sol o sobre una superficie caliente. Las altas temperaturas pueden ser perjudiciales. El aparato se debe utilizar, transportar y almacenar tal como se especifica en este manual. Si no se utiliza ni mantiene de acuerdo con las instrucciones de este manual, la garantía se anulará.
- No rayar ni dañar el dispositivo.
- En caso de reacciones adversas, deje de utilizar el dispositivo y consulte al médico.
- NO sumergir el aparato en agua ni colocarlo en el lavavajillas.
- NO abrir ni desmontar la carcasa de la unidad, ya que no hay piezas reparables por el usuario en su interior.
- NO dejar caer el dispositivo ni aplicar presión en el exterior de la unidad, ya que podría dañar o debilitar el cabezal y otros componentes.
- El aparato no está destinado a los niños o personas cuyo estado físico o mental no permita el uso seguro del mismo.
- No colocar el aparato sobre fuentes de calor (radiador, estufa, fuego, etc.).

## PRESENTACIÓN DE LAS FUNCIONES

El gua sha led para el rostro y el cuello es un masajeador de mano en venta libre, diseñado para dar vitalidad a la piel del rostro y el cuello y mejorar su aspecto. Combina 7 colores de luz LED, vibración y calor para que la piel luzca más bella y saludable.

### (A) Vibración

La función de vibración dispone de tres niveles de intensidad, cada uno de los cuales corresponde a un modo de masaje diferente.

- El nivel 1 corresponde al modo LIMPIEZA, que ayuda a eliminar las impurezas y purificar la piel.
- El nivel 2 corresponde al modo EMS, para estimular los músculos faciales con suavidad.
- El nivel 3 corresponde al modo CALOR, para favorecer una mejor penetración de los productos de cuidado de la piel mediante un calor suave.

### (B) Calor suave

El calor suave favorece la penetración de los tratamientos y hace que su aplicación sea más agradable.

### (C) Luz LED de 7 colores

- LUZ VERDE: favorece el proceso de renovación natural de la piel y ayuda a mantener un aspecto joven.
- LUZ ROJA: ayuda a mejorar el aspecto de las arrugas y las líneas de expresión.
- LUZ AZUL: ayuda a desinflamar y calmar la piel sensible.
- LUZ MORADA: ayuda a favorecer el drenaje linfático.
- LUZ AMARILLA: ayuda a reducir la producción de melanina.
- LUZ CIAN: ayuda a reducir la tensión cutánea y el aspecto de los capilares inflamados.
- LUZ BLANCA: favorece la relajación cutánea y ayuda a la regeneración natural de las células de la piel.

## ESQUEMA DEL PRODUCTO



## PRECAUCIONES ANTES DEL USO

- Si lleva lentes de contacto, quíteselas antes de usar el dispositivo.
- Lávese la cara para eliminar cualquier suciedad, como el maquillaje y el sebo, y, después de la limpieza, aplique loción o sérum en la piel.
- No utilizar nunca en caso de inflamación o anomalía en la piel debida a acné o granos.
- No lo use reiteradamente en la misma parte de la piel, sino desplazándose por la superficie tratada. Si el aparato está demasiado caliente, deje de usarlo inmediatamente.
- La función de vibración permanecerá activa siempre que el dispositivo esté en contacto con la piel.
- No lo utilice en zonas sensibles del cuerpo como los ojos o la zona genital para evitar posibles lesiones o accidentes.

## MODO DE USO

- Pulse el botón de encendido durante 2 segundos para encender o apagar.
- Pulse el botón para seleccionar la función y el color de la luz led según sus necesidades. Cada modo de masaje se puede utilizar en ciertas funciones específicas de luz de color:
  - Las luces verde, morada y blanca sólo pueden utilizarse con el modo LIMPIEZA.
  - Las luces roja y amarilla sólo se pueden utilizar con el modo EMS.
  - Las luces azul y azul celeste sólo pueden utilizarse con el modo CALOR.
- Coloque el cabezal de masaje contra la piel y comience a masajear de abajo hacia arriba.
- Pulse el botón interruptor durante 2 segundos para apagar el aparato después de usarlo.


### Recuerde:

- El dispositivo no se puede utilizar durante la carga.
- El cabezal de masaje debe entrar en contacto con la piel del usuario para que la vibración comience.
- El aparato se apagará automáticamente después de 5 minutos.

## CONSEJOS DE USO



1. Masajear desde el cuello hasta la barbilla.



2. Masajear de la barbilla a la mejilla.



3. Masajear la frente desde las cejas hasta el nacimiento del pelo.

Se recomienda utilizar cada modo durante unos 5 minutos, con 2 ó 3 ciclos por modo. No se aconseja el uso continuado en la misma zona.

## CARGA DE LA BATERÍA

El aparato lleva una batería recargable incorporada. El puerto de carga se encuentra en la parte inferior del dispositivo.

### Procedimiento de carga:

- Para la carga, utilice el cable incluido en la caja.
- Conecte la entrada USB-C a la salida del adaptador USB-A.
- Durante el proceso de carga, el símbolo LED de la batería parpadea en rojo.
- Una vez cargada la batería, la luz roja se apagará.
- El tiempo máximo de carga es de unas 3 horas.
- Durante la carga, asegúrese de que el aparato se encuentre en el intervalo de temperatura seguro de la batería (es decir, de 0°C a 40°C).

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Después del tratamiento, asegúrese de limpiar completamente el aparato. No permita nunca que penetre humedad directamente en él. La mejor manera de limpiar el dispositivo es con un algodón o paño seco. Antes de volver a usarlo, hay que asegurarse de que no queden restos de gel, crema cosmética o suero. Por último, compruebe siempre que el cabezal esté completamente seco. No utilice nunca objetos afilados que puedan dañar la superficie del cabezal del aplicador.

## DATOS TÉCNICOS

- Potencia de entrada: 5V  $\overline{\text{---}}$  1A
- Batería recargable de iones de litio
- Tiempo máximo de carga: aprox. 3 horas
- Tiempo máximo de funcionamiento: aprox. 1 hora
- Salida EMS máxima (CC): 0,7 mA/24 V
- Dimensiones: aprox. Alt. 12 cm x An. 4,5 cm x L. 9 cm
- Peso: 95 g
- Capacidad de la batería: 500 mAh

# BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK: AANDACHTIG LEZEN

## WAARSCHUWING

- Het wordt over het algemeen afgeraden voor mensen die plastische chirurgie in het gezicht hebben ondergaan, onderhuidse metalen implantaten hebben en zwangere vrouwen om dit product te gebruiken.
- Veeg de massagekop na gebruik af met tissues of een doek. Niet wassen met water.
- Plaats het apparaat niet in de badkamer of een andere vochtige omgeving, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.
- Gebruik GEEN alcohol, benzeen of andere oplosmiddelen om de unit schoon te maken, aangezien deze stoffen de onderdelen en materialen van de unit kunnen verzwakken en/of permanent beschadigen. Gebruik indien nodig alleen milde afwasmiddelen en een vochtige doek.
- Gebruik is verboden onder de volgende omstandigheden:
  - Patiënten met kwaadaardige tumor
  - Patiënten die makkelijk bloedingen krijgen
  - Zwangere vrouwen of vrouwen die pas bevallen zijn
  - Patiënten met acute etterende ontsteking
  - Gebruikers van cardiale pacemakers
- Patiënten met metalen implantaat
- Bij toepassing van het apparaat in de buurt van het hart
- Dit apparaat mag enkel worden gevoed met extra lage veiligheidsspanning die overeenstemt met de markering op het apparaat.
- Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn met gebruik van het apparaat.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Schakel het apparaat altijd uit en koppel het los van de voeding voordat je het monteert, demonteert of schoonmaakt.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.



Lees de gebruiksaanwijzing



**WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches of reservoirs gevuld met water

## BELANGRIJKE INFORMATIE

- Het gebruik van dit apparaat kan ongemak of een nadelig effect veroorzaken bij personen die lijden aan een huidziekte of ontsteking van de huid, personen met een gevoelige huid en personen met een allergische constitutie. Stop met het gebruik als er ongemak optreedt.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden op delen waar de integriteit van de huid beschadigd is (zoals brandwonden, blaren, laesies, incisies, wonden, actieve huidziekte of infectie).
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door of op personen die implantaten dragen die niet compatibel zijn met het gebruik.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door of op personen tot en met 14 jaar.
- **WAARSCHUWING:** er kunnen nadelige effecten optreden als de instructies niet worden opgevolgd.
- **WAARSCHUWING:** langdurig of herhaaldelijk aanbrengen op één plek kan de huid beschadigen.
- **WAARSCHUWING:** omzeil of verwijder de inherente beveiliging van het apparaat niet.
- Niet gebruiken op bepaalde delen van het lichaam, zoals de ogen en de genitaliën.
- Gebruik **alleen** wegwerp- en verbruiksmaterialen die worden aanbevolen door de fabrikant.
- Schakel het apparaat uit voordat u de elektroden op de huid aanbrengt of verwijderd.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met cosmetische producten op brandbare basis, tenzij ze worden aanbevolen door de fabrikant.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van de ogen van de persoon op wie het apparaat wordt gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet bij personen met een geïmplanteerd elektronisch apparaat (bijvoorbeeld een cardiale pacemaker).
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van het hart.
- Dit apparaat is **alleen** bedoeld voor cosmetisch gebruik en voor personen in goede gezondheid. Als dit voor jou niet het geval is, raadpleeg dan voor gebruik je arts.
- **NIET** gebruiken op gezwollen, geïnfecteerde of ontstoken plekken of huiduitslag, bijv. flebitis, tromboflebitis, kapotte haarvaten, spataderen, enz.
- Pas **GEEN** stimulatie toe op de borstkas omdat de introductie van elektrische stroom in de borstkas ritmestoornissen in je hart kan veroorzaken, wat fataal kan zijn.
- **NIET** gebruiken tijdens het autorijden, het bedienen van machines of tijdens activiteiten waarbij onwillekeurige spiersamentrekkingen de gebruiker kunnen blootstellen aan overmatig risico op letsel.
- Gebruik dit apparaat nooit als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is of als het in water is ondergedompeld.
- Laat nooit voorwerpen vallen of steek ze nooit in openingen van het apparaat.
- Gebruik het apparaat **NIET** als het wordt opgeladen.
- Het gebruik van bedieningselementen of instellingen, of het uitvoeren van procedures anders dan hierin gespecificeerd, kan leiden tot letsel.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het oververhit begint te raken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als je vermoedt dat het defect is of als er een elektrische schok, brand of letsel optreedt.
- Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- **Opmerking:** bij demontage vervalt de garantie.
- Als het gebruik van het apparaat ongemak veroorzaakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Als je vermoedt dat je een negatieve reactie hebt gehad door het gebruik van het apparaat, raadpleeg dan onmiddellijk je arts.

- Als je een hartaandoening vermoedt of hebt vastgesteld, moet je de voorzorgsmaatregelen volgen die je arts je aanraadt.
- Wees voorzichtig in de volgende situaties:
  - voor patiënten met vermoedde of gediagnosticeerde hartproblemen,
  - voor patiënten met vermoedelijke of gediagnosticeerde epilepsie,
  - bij acuut trauma of breuken met neiging tot bloeden,
  - over gebieden van de huid die geen normaal gevoel hebben.
- De langetermijneffecten van elektrostimulatie zijn onbekend. De veiligheid van dit hulpmiddel voor gebruik tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld.
- Bewaar het apparaat niet in de zon of op een heet oppervlak. Hoge temperaturen kunnen schadelijk zijn. Het apparaat moet worden gebruikt, vervoerd en opgeslagen op de manier die in deze handleiding wordt beschreven. Als het apparaat niet wordt gebruikt en onderhouden volgens de instructies in deze handleiding, vervalt de garantie.
- Maak geen krassen op het apparaat en beschadig het niet.
- Je moet stoppen met het gebruik van het apparaat en je arts raadplegen als je bijwerkingen ondervindt van het apparaat.
- Dompel het apparaat NIET onder in water en stop het niet in de vaatwasser.
- Open of demonteer de behuizing van de eenheid NIET, aangezien er zich binnenin geen onderdelen bevinden die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- NIET laten vallen of druk uitoefenen op de buitenkant van de unit omdat dit de lamp en andere onderdelen kan beschadigen of verzwakken.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen wiens lichamelijke of geestelijke toestand het niet toelaat om het apparaat veilig te gebruiken.
- Plaats het apparaat niet op hete warmtebronnen (radiator, kachel, vuur, enz.).

## FUNCTIE-INLEIDING

De gua sha led voor gezicht en hals is een vrij verkrijgbaar handapparaat dat is ontworpen om de vitaliteit van de huid te bevorderen en het uiterlijk van het gezicht en de hals te verbeteren. Het combineert 7 kleuren LED-licht, trillingen en verwarming om het uiterlijk van de huid te verbeteren en een gezond uitziende teint te ondersteunen.

### (A) Trilling

De trilfunctie heeft drie intensiteitsniveaus, die elk overeenkomen met een andere massagestand.

- Niveau 1 komt overeen met de modus CLEAN, die helpt onzuiverheden te verwijderen en de huid te zuiveren.
- Niveau 2 komt overeen met de EMS-modus, om de gezichtsspieren zachtjes te stimuleren.
- Niveau 3 komt overeen met de HOT modus, voor een betere penetratie van huidverzorgingsproducten met behulp van zachte warmte.

### (B) Zachte warmte

De zachte warmte bevordert de penetratie van de verzorgingsproducten en maakt het aanbrengen ervan aangenameer.

### (C) 7 kleuren LED-licht

- GROEN LICHT: ondersteunt het natuurlijke vernieuwingsproces van de huid en helpt een jeugdige uitstraling te behouden.
- ROOD LICHT: helpt het uiterlijk van rimpels en fijne lijntjes te verbeteren.
- BLAUW LICHT: helpt ontstekingen te verzachten en kalmeert de gevoelige huid.
- PAARS LICHT: helpt de lymfedrainage te bevorderen.
- GEEL LICHT: helpt de melanineproductie te verminderen.
- CYAAN LICHT: helpt huidspanning en de zichtbaarheid van gezwollen haarvaatjes te verminderen.
- WIT LICHT: bevordert ontspanning van de huid en helpt bij de natuurlijke regeneratie van huidcellen.

## PRODUCTTEKENING



## VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

- Als je contactlenzen draagt, verwijder deze dan voor gebruik.
- Was je gezicht om vuil zoals make-up en talg te verwijderen en breng na het reinigen lotion of serum aan op je huid.
- Nooit gebruiken als er ontstekingen of afwijkingen zijn op je huid door acne of puistjes.
- Gebruik het niet continu op hetzelfde deel van de huid, maar beweeg het tijdens het gebruik. Als het te heet aanvoelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- De trilfunctie blijft actief wanneer het apparaat in contact is met de huid.
- Gebruik het niet op gevoelige delen van het lichaam, zoals de ogen of de genitaliën, om mogelijk letsel of ongelukken te voorkomen.

## GEBRUIKSADVIES

- Druk 2 seconden op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
- Druk op de knop om de functiemodus en de ledkleur naar wenste selecteren. Elke massagestand correspondeert exclusief met specifieke kleuren lichtfuncties:
  - Groene, paarse en witte lampjes kunnen alleen worden gebruikt in de modus CLEAN.
  - Rode en gele lampjes kunnen alleen worden gebruikt in de EMS-modus.
  - Blauwe en lichtblauwe lampjes kunnen alleen worden gebruikt in de HOT modus.
- Plaats de massagekop tegen je huid en begin van onder naar boven te masseren.
- Druk de schakelknop 2 seconden in om het apparaat na gebruik uit te schakelen.


### Opmerking:

- Het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
- De massagekop moet de huid van de gebruiker raken om de vibratie te starten.
- Het apparaat schakelt automatisch uit na 5 minuten.

## TIPS VOOR GEBRUIK



1. Masseer van nek tot kin.



2. Masseer van kin tot wang.



3. Masseer het voorhoofd wenkbrauw tot haargrens.

Het wordt aanbevolen om elke modus ongeveer 5 minuten te gebruiken, met 2 tot 3 cycli per modus. Voortdurend gebruik op hetzelfde gebied wordt afgeraden.

## OPLADEN VAN DE BATTERIJ

Het apparaat heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. De oplaadpoort bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

### Oplaadprocedure:

- Gebruik voor het opladen de meegeleverde kabel.
- Sluit de USB-C ingang aan op de USB-A adapteruitgang.
- Het LED-batterijsymbool knippert rood tijdens het opladen.
- Zodra de batterij is opgeladen, gaat het rode lampje uit.
- De maximale oplaadtijd is ongeveer 3 uur.
- Zorg er tijdens het opladen voor dat het apparaat binnen het veilige temperatuurbereik van de batterij wordt geplaatst (d.w.z. 0°C tot 40°C).

## REINIGING EN ONDERHOUD

Zorg er na de behandeling altijd voor dat het apparaat grondig wordt gereinigd. Laat nooit vocht rechtstreeks in het apparaat binnendringen. Gebruik bij voorkeur een katoenen of droge doek om schoon te maken. Voordat je het apparaat weer gebruikt, mogen er geen resten van gel, cosmetische crème of serum op het apparaat achterblijven. Controleer tot slot altijd of de kop van het apparaat volledig droog is. Gebruik nooit scherpe voorwerpen die het oppervlak van de applicator-kop kunnen beschadigen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Ingang: 5V  $\overline{\text{---}}$  1A
- Oplaadbare lithium-ion batterij
- Maximale oplaadtijd: ca. 3uur
- Maximale gebruikstijd: ca. 1 uur
- Maximale EMS-uitgang (DC): 0,7mA/24V
- Afmetingen: ca. H. 12 cm x B. 4,5 cm x L. 9 cm
- Gewicht: 95 g
- Batterijcapaciteit: 500 mAh

# INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE

## ADVERTÊNCIA

- Geralmente, não é aconselhável a utilização deste produto por pessoas que tenham sido submetidas a cirurgia plástica facial, implantes metálicos subcutâneos e grávidas.
- Limpe a cabeça de massagem com lenços de papel ou um pano após a sua utilização. Não o lave com água.
- Não coloque o aparelho na casa de banho ou noutro ambiente húmido, pois tal pode provocar um curto-circuito.
- NÃO utilize álcool, benzeno ou outros solventes para limpar a unidade, uma vez que estas substâncias podem enfraquecer e/ou danificar permanentemente os componentes e materiais da unidade. Se necessário, utilizar apenas sabão neutro para lavar a loiça e um pano húmido.
- A utilização é proibida nas seguintes condições:
  - Doentes com tumor maligno
  - Doentes com tendência para hemorragias
  - Mulheres grávidas ou em pós-parto
  - Doentes com inflamação supurativa aguda
  - Utilizadores de pacemakers cardíacos
- Pacientes com implante metálico
- Ao aplicar o dispositivo perto do coração
- Este aparelho só deve ser fornecido com a tensão de segurança extra baixa correspondente à indicada no aparelho.
- O aparelho possui uma superfície de aquecimento. As pessoas insensíveis ao calor devem ter cuidado ao utilizarem o aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou capacidades mentais ou falta de experiência e conhecimentos, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Desligue sempre o aparelho da rede elétrica antes de o montar, desmontar ou limpar.
- Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas.



Leia o manual de instruções



**AVISO:** não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros ou recipientes cheios de água

Este manual de instruções também pode ser descarregado do nosso sítio Web: [www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES!

- A utilização deste aparelho pode causar desconforto ou efeitos adversos a pessoas que sofram de doenças ou inflamações da pele, a pessoas com pele sensível e a pessoas que tenham uma constituição alérgica. Interromper a utilização se ocorrer algum desconforto.
- Este aparelho não deve ser utilizado nas partes em que a integridade da pele está danificada (tais como queimaduras, bolhas, lesões, incisões, feridas, doenças ou infecções cutâneas ativas).
- Este aparelho não deve ser utilizado por, ou em, pessoas que usem implantes não compatíveis com o seu utilização.
- Este aparelho não deve ser utilizado por ou em pessoas com idade igual ou inferior aos 14 anos de idade.
- **AVISO:** podem ocorrer efeitos adversos se as instruções não forem seguidas.
- **ADVERTÊNCIA:** a aplicação prolongada ou repetida num local pode potencialmente danificar a pele.
- **ATENÇÃO:** não contornar nem remover o dispositivo de segurança inerente ao aparelho.
- Não utilizar em certas partes do corpo, como os olhos e a zona genital.
- Utilizar apenas materiais descartáveis e de consumo recomendados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho antes de colocar os eletrodos na pele ou removê-los.
- Não utilizar o aparelho em conjunto com produtos cosméticos inflamáveis, exceto se são recomendados pelo fabricante.
- Não utilizar o aparelho perto dos olhos da pessoa em quem está a ser utilizado.
- Não utilizar o aparelho em pessoas com um dispositivo eletrónico implantado (por exemplo, um pacemaker).
- Não utilizar o aparelho perto da zona do coração.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso cosmético e para indivíduos em bom estado de saúde. Se não for este o seu caso, consulte o seu médico antes de o utilizar.
- **NÃO** utilizar em zonas inchadas, infetadas ou inflamadas, ou em erupções cutâneas, por exemplo, flebite, tromboflebite, capilares partidos, varizes, etc.
- **NÃO** aplicar a estimulação no peito, uma vez que a introdução de corrente elétrica no peito pode provocar perturbações rítmicas no coração, o que pode ser fatal.
- **NÃO** utilizar durante a condução, operação de máquinas ou durante qualquer atividade em que as contrações musculares involuntárias possam colocar o utilizador em risco indevido de lesões.
- Nunca utilizar este aparelho se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou estiver danificado, ou se estiver submerso em água.
- Nunca deixar cair nem inserir objetos numa das aberturas do aparelho.
- **NÃO** utilizar o aparelho quando este estiver a carregar.
- A utilização de controlos ou definições, ou a realização de procedimentos diferentes dos aqui especificados, pode resultar em lesões.
- Se o aparelho começar a sobreaquecer, desligá-lo de imediato.
- Parar de utilizar o aparelho de imediato se se suspeitar que está a funcionar mal, ou se ocorrer um choque elétrico, incêndio ou ferimentos.
- Não há peças no interior do dispositivo que possam ser reparadas pelo utilizador.
- Nota: a desmontagem anula a garantia.
- Se a utilização do dispositivo causar algum desconforto, interromper imediatamente a utilização.
- Se suspeitar que teve uma reação negativa ao utilizar o dispositivo, consulte imediatamente o seu médico.

- Se suspeitar da existência de uma doença cardíaca ou esta tiver sido diagnosticada, deve seguir as precauções recomendadas pelo seu médico.
- Deve ter-se cuidado nas seguintes situações:
  - doentes com problemas cardíacos suspeitos ou diagnosticados,
  - pacientes com suspeita ou diagnóstico de epilepsia,
  - casos de traumatismos agudos ou fraturas com tendência para hemorragia,
  - zonas da pele que carecem de sensibilidade normal.
- Os efeitos a longo prazo da eletroestimulação são desconhecidos. A segurança deste dispositivo para utilização durante a gravidez não foi estabelecida.
- Não guardar o aparelho ao sol ou numa superfície quente. As temperaturas elevadas podem ser prejudiciais. O dispositivo deve ser operado, transportado e armazenado da forma especificada neste manual. A não utilização e manutenção do dispositivo de acordo com as instruções indicadas neste manual anularão a garantia.
- Não riscar nem danificar o aparelho.
- Deve parar de utilizar o dispositivo e consultar o seu médico se tiver reações adversas ao dispositivo.
- NÃO mergulhar o aparelho em água e não o colocar na máquina de lavar louça.
- NÃO abrir ou desmontar a caixa da unidade, uma vez que não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no seu interior.
- NÃO deixar cair nem aplicar pressão no exterior da unidade, uma vez que isso pode danificar ou enfraquecer a lâmpada e outros componentes.
- O aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas cujo estado físico ou mental não permita a utilização segura do aparelho.
- Não colocar o aparelho em cima de fontes de calor quentes (radiador, fogão, lume, etc.).

## INTRODUÇÃO À FUNÇÃO

O gua sha LED para rosto e pescoço é um dispositivo portátil de venda livre concebido para promover a vitalidade da pele e melhorar o aspeto do rosto e do pescoço. Combina luz LED de 7 cores, vibração e aquecimento para ajudar a melhorar o aspeto da pele e a manter uma tez de aspeto saudável.

### (A) Vibração

A função de vibração tem três níveis de intensidade, cada um correspondendo a um modo de massagem diferente.

- O nível 1 corresponde ao modo CLEAN, que ajuda a eliminar as impurezas e a purificar a pele.
- O nível 2 corresponde ao modo EMS, para estimular suavemente os músculos faciais.
- O nível 3 corresponde ao modo HOT, para promover uma melhor penetração dos produtos de cuidados da pele utilizando um calor suave.

### (B) Calor suave

O calor suave favorece a penetração dos cuidados e torna a sua aplicação mais agradável.

### (C) Luz LED de 7 cores

- LUZ VERDE: apoia o processo de renovação natural da pele e ajuda a manter um aspeto jovem.
- LUZ VERMELHA: ajuda a melhorar a aparência das rugas e das linhas finas.
- LUZ AZUL: ajuda a aliviar a inflamação e a acalmar a pele sensível.
- LUZ ROXA: ajuda a favorecer a drenagem linfática.
- LUZ AMARELA: ajuda a reduzir a produção de melanina.
- LUZ AZUL CLARA: ajuda a reduzir a tensão cutânea e o aparecimento de capilares dilatados.
- LUZ BRANCA: promove o relaxamento da pele e ajuda na regeneração natural das células da pele.

## DESENHO DO PRODUTO



## PRECAUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Se usar lentes de contacto, retire-as antes de utilizar o aparelho.
- Lave o rosto para remover a sujidade, como a maquilhagem e o sebo, e aplique loção ou sérum na pele após a limpeza.
- Nunca utilizar se houver inflamação ou anomalias na pele devido a acne ou borbulhas.
- Não o utilize continuamente na mesma zona da pele, vá deslocando o aparelho enquanto o utiliza. Se estiver demasiado quente, pare imediatamente de o utilizar.
- A função de vibração permanece ativa sempre que o dispositivo está em contacto com a pele.
- Não o utilizar em zonas sensíveis do corpo, como os olhos ou a zona genital, para evitar possíveis lesões ou acidentes.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Pressione o botão ligar/desligar durante 2 segundos para ligar o aparelho.
- Prima o botão para seleccionar o modo de função e a cor do LED de acordo com as suas necessidades. Cada modo de massagem corresponde exclusivamente a funções com luzes de cor específicas:
  - As luzes verde, roxa e branca só podem ser utilizadas com o modo CLEAN.
  - As luzes vermelha e amarela só podem ser utilizadas com o modo EMS.
  - As luzes azuis e azuis claras só podem ser utilizadas com o modo HOT.
- Coloque a cabeça de massagem contra a sua pele e comece a massajar de baixo para cima.
- Prima o botão do interruptor durante 2 segundos para desligar o aparelho depois de o utilizar.


### Nota:

- O dispositivo não pode ser utilizado durante o carregamento.
- A cabeça de massagem deve tocar na pele do utilizador para que a vibração comece.
- O dispositivo desliga-se automaticamente após 5 minutos.

## CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO



1. Massajar do pescoço até ao queixo.



2. Massajar do queixo até às maçãs do rosto.



3. Massajar a testa da sobrancelha até à linha do cabelo.

Recomenda-se a utilização de cada modo durante cerca de 5 minutos, com 2 a 3 ciclos por modo. Não é aconselhável a utilização contínua na mesma zona.

## CARREGAMENTO DA BATERIA

O dispositivo tem uma bateria recarregável incorporada. A porta de carregamento está localizada na parte inferior do dispositivo.

### Procedimento de carregamento:

- Para carregar, utilize o cabo incluído na embalagem.
- Ligue a entrada USB-C à saída do adaptador USB-A.
- O símbolo LED da bateria pisca a vermelho durante o processo de carregamento.
- Quando a bateria estiver carregada, a luz vermelha apaga-se.
- O tempo máximo de carregamento é de cerca de 3 horas.
- Ao carregar, certifique-se de que o aparelho é colocado no intervalo de temperatura segura da bateria (ou seja, 0°C a 40°C).

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após o tratamento, o aparelho deve ser sempre cuidadosamente limpo. Nunca permita que a humidade penetre diretamente no aparelho. O ideal é utilizar algodão ou um pano seco para a limpeza. Antes de voltar a utilizar o aparelho, não deve haver qualquer resíduo de gel, creme cosmético ou sérum no aparelho. Por fim, verifique sempre se a cabeça do aparelho está completamente seca. Nunca utilizar objetos afiados que possam danificar a superfície da cabeça do aplicador.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- |                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Entrada: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A | • Saída EMS máxima (DC): 0,7 mA / 24 V |
| • Bateria recarregável de iões de lítio  | • Dimensões:                           |
| • Tempo máximo carregamento:             | aprox. A. 12 cm x L. 4,5 cm x C. 9 cm  |
| aprox. 3 horas                           | • Peso: 95 g                           |
| • Tempo máximo de funcionamento:         | • Capacidade da bateria: 500 mAh       |
| aprox. 1 hora                            |                                        |



Nature & Découvertes  
11 rue des Etangs Gobert  
78000 Versailles (France)  
[www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)  
[contactclient@nature-et-decouvertes.com](mailto:contactclient@nature-et-decouvertes.com)



2025-10.



Conforme aux normes européennes.  
Compliant with European standards.  
Conforme con las normas europeas.  
In overeenstemming met Europese normen.  
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.  
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.  
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.  
Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid.  
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.