

LANAFORM

COMFORT

Heating Pillow


CORDLESS HEATED CUSHION



EN ENGLISH-04 CORDLESS HEATED CUSHION
FR FRANÇAIS-10 COUSSIN CHAUFFANT SANS FIL

NL NEDERLANDS-17 DRAADLOOS VERWARMD KUSSEN
DE DEUTSCH-24 KABELLOSES HEIZKISSEN



1



2



3



Contents of the packaging

Check that the outer carton of the device is intact and all items are present. Before use, ensure that the device and accessories do not show any visible signs of damage and that the entire packaging has been removed. If in doubt, do not use the device and contact your dealer or the customer services department indicated.

- 1 Heating Pillow
- 1 USB cable
- 1 instruction manual

Explanation of symbols

The following symbols are used on the instructions for use, packaging and device nameplate:

	WARNING: Warning instruction indicating a risk of injury or danger to your health
	CAUTION: Safety note indicating possible damage to the device/accessories
	NOTE: Note on important information
	Dispose of in accordance with the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) European Directive
	Read the instructions
	The device is double insulated and therefore complies with Protection Class 2
	Do not pierce with needles
	Do not use when folded or rolled up
	Not for use by young children (0-3 years)
	This product meets the requirements of the applicable European and national directives.
	Maximum washing temperature 30°C, ultra-delicate cycle
	Do not bleach
	Do not tumble dry
	Do not iron

	Do not dry clean
	Manufacturer
	Separate the product and packaging components, and dispose of in accordance with municipal requirements.
	Separate the packaging components, and dispose of in accordance with municipal requirements.
	Paper packaging is either recyclable or made from recycled materials

Important instructions. Keep for later use

 **Please read all the instructions before using your product, in particular these few fundamental safety instructions.**

 **The photographs and other product images in these instructions and on the packaging are as accurate as possible but do not claim to be a perfect reproduction of the product.**

Warning

- **Only** use this device in accordance with the instructions given in this manual.
- **Before** plugging in your device, check that your mains voltage is the same as that of the device.
- **Children** under three years of age must not use this device due to their inability to react in the event of overheating.
- The device can be used by children between 3 and 8 years of age under supervision, with the control always set to the minimum temperature value.
- This device can be used by children aged 8 years and over and by people with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, providing they are supervised or have been instructed

on the safe use of the device and understand the risks involved. Children must not be allowed to play with the device. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.

- This heating cushion is not intended to be used in a hospital. This unit is intended only for family use.
- **Never** use this device in a room in which aerosols (sprays) are used or in a room in which oxygen is administered.
- **Do not** use the heating cushion with other heating devices or to heat other things (foot warmer, hot water bottle, etc.)
- If using the electric heating cushion for several hours, it is recommended to set the switch to the lowest temperature level to avoid overheating.
- **Do not** pinch the cushion (especially on beds with variable positions or on mattresses with separate elements).
- **Do not** use the heating cushion on animals.
- **Always** unplug the device after use or before cleaning it.

- To disconnect the device, switch off the device by pressing the On/Off button, then remove the USB cable if necessary, then remove the plug from the power socket.

- Disconnect the heating cushion if it becomes abnormally hot.

- If a device falls into water unplug it immediately, before retrieving it.

- When storing your heating cushion for a long time, store it in a dry place. Carefully check the condition of your heating cushion before operating it again for the first time. If the USB cable is damaged, it must be replaced with the same type of cable which is available from the supplier or its after-sales department.

- Do not use attachments that are not recommended by LANAFORM or supplied with this unit.

- Use your heating cushion with the included USB cable or equivalent.

- Do not carry this device by its USB cable or use the cable as a handle.

- An electrical device must never be left plugged in and unattended. Unplug it whenever you are not using it.

- Do not use this device if the plug is damaged, if the device is not working properly, if it has been dropped on the floor, if it is damaged or if it has fallen into water. If one of these things happen, have the device examined and repaired by the supplier or their after-sales department.

- Do not pull, twist, or bend the cables too strongly.

- Do not scratch the heating cushion

with a sharp object. Do not attach the heating cushion using drawing pins or other metal objects.

- Do not expose your heating cushion to sunlight and do not iron it. This will prevent you from damaging the insulation on the electrical circuit.

- Do not use the heating cushion when it is wet and do not turn it on to dry.

- Take every precaution to avoid burns.

- If you are concerned about your health, consult a doctor before using this device.

- If you experience any pain while using this device, stop using it immediately and consult your doctor.

- Never use this device on any part of the body that is swollen or inflamed or if you have a rash.

- When using the heating cushion, if you notice signs of abnormal redness on the skin, or even a feeling of discomfort or pain, stop using it for at least one hour. If the phenomenon persists, postpone use of the cushion and consult your doctor immediately, as necessary.

- Electrical and magnetic fields of this electrical device may interfere with the operation of pacemakers. However, they are well below the limits: electric field strength : Max. 5,000 V/m, magnetic field strength : Max. 80 A/m, magnetic induction : 0.1 mT max. Therefore, please ask your doctor and your pacemaker manufacturer for advice before using this electric heated blanket.

- The user may experience skin burns or thermal shock when falling

asleep with the device set to a high temperature.

- **When storing the device, allow to cool before folding.**
- **Inspect the device frequently for signs of wear or damage. If signs of wear or damage are found, or if the device has been used inappropriately or is not working, return to the supplier before switching on again.**

The device's cable may cause entanglement, choking, tripping or crushing hazards if not properly arranged. The user must ensure that the protruding connections and cable are arranged in a safe manner.

Presentation

Thank you for choosing the Heating Pillow by LANAFORM. Cozy and comfortable, this 2-in-1 heating cushion will delight even the chilliest of people! Thanks to its ability to heat quickly, the Heating Pillow gives you soothing warmth in just a few minutes, covering you in comfort without parallel. Equipped with two heating intensities and a rechargeable battery, the Heating Pillow lets you relax comfortably while staying warm, whether on your sofa as a heating cushion or as a heated seat cover.

Description 1

- 01 On/Off button
- 02 USB connector
- 03 On/Off & temperature indicator LED
- 04 Temperature setting

Preparation before use 1 & 2

The LANAFORM heating cushion is intended for warming the human body. It should be

used either:

As a cushion:

In this case, make sure that the cushion is closed using the zipper on the side of the product.

As a heated seat cover:

Unfold the cushion by opening the zipper around the rim of the cushion. The heating zones are located on the outer surfaces of the pillow (where the **On/Off** button is placed). When using the pillow as a seat cover, make sure to position it so that the **On/Off** button is against the part of your body that needs to be warmed.

Charging 2

You can charge your device using the provided USB cable. Connect the USB charging cable to a suitable power adapter and the device. Then plug the power adapter into an appropriate **power outlet (2.0 A)**.

While charging, the red indicator light pulses, meaning it slowly turns on and off repeatedly. The indicator light will turn green once the device is fully charged. Be sure not to turn on the pillow when you wish to charge it, as the charging process will not be recognized if the product is on.

Safety

This heating cushion is equipped with a safety system. The electronic sensor prevents the cushion from overheating over its entire surface by automatically shutting it off in case of failure.

The heating cushion is equipped with a safety over-temperature protection and is set to run continuously for 45 minutes.

Instructions

1. To turn on the device, press the **On/Off** button for 2 seconds. The green LED light comes on.
2. The heating cushion has 2 temperature intensity levels. Select the one you want (green LED = low intensity and red LED = high intensity) by successive-ly pressing the corresponding key.
3. Once the battery is charged, the heating cushion can run for approximately 90 minutes. It is also possible to use the heating cushion with an adapter. To do this, insert the USB cable into the connector and connect the adapter to the power outlet.

Warning

If the red or green indicator light flashes more quickly, it means the battery needs to be recharged! In this case, **turn off the device** by pressing the ON/OFF button and follow the charging steps outlined above.

Note: If the device is not turned off beforehand, it will continue flashing red/green and will not charge. If you wish to use the pillow while it is plugged into the mains, and the light is flashing quickly, the battery must be charged for 15 minutes before heating can begin.

If you are using the Heating Pillow using an adapter, please note that the USB port may become very hot. Please do not touch it while using the product

Cleaning and maintenance 3

When you are not using the heating cushion and before cleaning it, follow these instructions:

- Check that the appliance is turned off.
- If necessary, disconnect the adapter and the USB cable.
- Leave the heating cushion to cool before cleaning.

The cushion cover can be removed and machine washed at 30°C on a programme for delicate textiles.

- 01 Open the 2 zippers allowing access to the heating pads.
- 02 Then remove the Velcro from the control unit.
- 03 Disconnect the connection cable between the 2 heating pads.
- 04 Then remove the 2 heating pads. You can now machine wash the cover.
- 05 Once the cover has been machine washed and air dried, insert the 2 heating pads and connect them again.
- 06 Place the control unit securely in place, making sure the USB connector is correctly positioned.
- 07 Replace the zippers. You can now use the heating cushion

The cushion can be cleaned by hand with a damp cloth or sponge and water, or possibly with a little liquid detergent for delicate fabrics.

 **Be careful not to put the heating cushion in the machine or dry clean it. It should not be twisted, dried in a machine, calendered or ironed.**

When drying the cushion, do not hang it up with clothes pegs or similar. Do not expose the heating cushion to heat sources such as the sun, a radiator, etc.

 **Do not under any circumstances switch on the heating cushion to dry it.**

Storage

If you are not using the cushion for a long time,

it is advisable to store it in its original packaging in a dry place and not to place any objects on top.

Troubleshooting

⚠ Problem	🔍 Reason	😊 Solution
The cushion does not heat up	Battery discharged	Connect the USB cable to the cushion connector and to an adapter to recharge the battery or use the cushion by connecting the USB cable directly to the power socket.

Technical data

- Product reference: LA180504
- Voltage : DC5V 2.0A
- Power: 10 W
- Dimensions: 42 x 42 x 11cm



Waste disposal advice

The packaging consists entirely of environmentally safe materials that can be deposited at your local sorting centre to be used as secondary materials. Cardboard can be placed in a paper collection container. Packaging films should be dropped off at your local sorting and recycling centre.

If you are no longer using the device, dispose of in an environmentally friendly manner and in accordance with legal guidelines.

Limited warranty

LANAFORM guarantees that this product will be free from any material and workmanship defects for a period of two years from the date it was purchased, other than as specified below.

The LANAFORM warranty does not cover damage caused by normal product wear and tear. In addition, the warranty for this LANAFORM product does not cover any damage caused as a result of misuse or improper use, accidents, attaching any unauthorised accessories, modification of the product or any other condition of any kind beyond the control of LANAFORM.

LANAFORM shall not be held liable for any type of incidental, consequential or special damage.

All implied warranties of fitness for the product are limited to a period of two years from the original date of purchase, provided that a copy of the proof of purchase can be presented.

Upon receipt, LANAFORM will repair or replace your device, as appropriate, and return it to you. A warranty claim can only be made through the LANAFORM Service Centre. Any maintenance of this product entrusted to any person other than the LANAFORM Service Centre cancels this warranty.

Contenu du packaging

Vérifiez si l'emballage carton extérieur de l'appareil est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

- 1 Heating Pillow
- 1 câble usb
- 1 manuel d'instruction

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	AVERTISSEMENT : Avertissement, risque de blessure ou danger pour votre santé
	ATTENTION : Remarque de sécurité relative à la possibilité de dommages sur l'appareil/ les accessoires
	REMARQUE : Remarque relative à des informations importantes
	Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
	Lire les consignes
	L'appareil dispose d'une double isolation de protection et est donc conforme à la classe de protection 2
	Ne pas percer avec des aiguilles
	Ne pas utiliser plié ou enroulé
	Ne doit pas être utilisé par des enfants en bas âge (0-3 ans)
	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
	Température de lavage maximale 30 °C, cycle ultra délicat

	Ne pas blanchir
	Ne pas sécher au sèche-linge
	Ne pas repasser
	Ne pas nettoyer à sec
	Fabricant
	Séparer le produit et les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.
	Séparer les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.
	Le papier de l'emballage peut être recyclé ou est composé de matériaux recyclés

Instructions importantes. À conserver pour usage ultérieur

 Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre produit, en particulier ces quelques consignes de sécurité fondamentales.

 Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.

Avertissement

- N'utilisez cet appareil que dans le cadre du mode d'emploi décrit dans ce manuel.
- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension de votre réseau corresponde à celle de l'appareil.
- Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.
- L'appareil peut être utilisé par des

enfants entre 3 et 8 ans sous surveillance, la commande étant toujours réglée sur la valeur de température minimale.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Ce coussin chauffant n'est pas prévu pour être utilisé dans le milieu hospitalier. Cet appareil est destiné exclusivement à l'usage familial.

- **N'utilisez jamais** cet appareil dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont employés ou dans une pièce où de l'oxygène est administré.
- **N'utilisez pas** le coussin chauffant avec d'autres appareils chauffants ou pour chauffer d'autres appareils (chauffe-pieds, bouillotte,...).
- **Si** vous utilisez le coussin chauffant électrique pendant plusieurs heures, il est recommandé de régler le commutateur sur le niveau de température le plus bas pour éviter la surchauffe.
- **Ne** coincez pas le coussin (surtout sur les lits à positions variables ou sur les matelas à éléments distincts).
- **N'utilisez pas** le coussin chauffant sur les animaux.
- **Débranchez** toujours l'appareil après l'avoir utilisé ou avant de le nettoyer.
- **Pour** débrancher l'appareil, éteignez-le en appuyant sur le bouton On/Off et retirez éventuellement le câble usb et ensuite la prise de courant.
- **Débranchez** le coussin chauffant si celui-ci chauffe anormalement.
- **Débranchez** immédiatement un appareil tombé dans l'eau avant de le récupérer.
- **Lorsque** vous rangez votre coussin chauffant pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sec. Vérifiez soigneusement l'état de votre coussin chauffant avant de le faire fonctionner à nouveau pour la première fois. Si le câble usb est endommagé, il doit être remplacé par un câble similaire disponible chez le fournisseur ou son service après-vente.
- **N'utilisez pas** d'accessoires qui ne soient pas recommandés par LANA-FORM ou qui ne sont pas fournis avec cet appareil.
- **Utilisez** votre coussin chauffant avec le câble usb fourni ou équivalent.
- **Ne** transportez pas cet appareil en le portant par son câble usb ou n'utilisez pas ce câble comme poignée.
- **Un** appareil électrique ne doit jamais rester branché sans surveillance. Débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.
- **N'utilisez pas** cet appareil si la prise de courant est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé sur le sol ou s'il est endommagé ou encore s'il est tombé dans l'eau. Faites alors examiner et réparer l'appareil auprès du fournisseur ou de son service après-vente.
- **Ne** pas tirer, tordre, ou plier trop fortement les câbles.
- **Ne** grattez pas le coussin chauffant avec un objet tranchant. Ne fixez pas le coussin chauffant avec des épingles ou d'autres objets en métal.
- **N'exposez pas** votre coussin chauffant au soleil et ne le repassez pas. Vous éviterez ainsi d'endommager l'isolation du circuit électrique.
- **N'utilisez pas** le coussin chauffant lorsqu'il est humide et ne l'allumez pas pour le faire sécher.
- **Prenez** toutes les mesures de précaution afin d'éviter toute brûlure.
- **Si** votre santé vous préoccupe, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil.

- Si vous ressentez une douleur quelconque durant l'utilisation de cet appareil, stoppez immédiatement l'usage de celui-ci et consultez votre médecin.
- N'utilisez jamais cet appareil sur une partie du corps qui est gonflée ou enflammée ou en cas d'éruption cutanée.
- Si, lors de l'utilisation du coussin chauffant, vous constatez des marques de rougeurs anormales sur la peau, voire une sensation de gêne ou une douleur, stoppez son utilisation pendant une heure au minimum. Si le phénomène persiste, différez l'utilisation du coussin et, au besoin, consultez rapidement votre médecin.
- Les champs électriques et magnétiques de cet appareil électrique peuvent interférer avec le fonctionnement de stimulateurs cardiaques. Cependant, ils sont bien en deçà des limites : puissance des champs électriques : 5 000 V/m max., magnétique puissance des champs : 80 A/m max., induction magnétique : 0,1 mT max. Veuillez donc consulter votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d'utiliser cette couverture chauffante électrique.
- L'utilisateur risque des brûlures cutanées ou un choc thermique s'il s'endort avec l'appareil réglé sur une température élevée.
- Au moment de ranger l'appareil, laissez-le refroidir avant de le plier.
- Examiner fréquemment l'appareil en vue de détecter des signes d'usage ou de détérioration. En cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil a été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, le retourner

au fournisseur avant de le mettre en marche à nouveau.

Le câble de l'appareil peut entraîner des risques d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou d'écrasement s'il n'est pas disposé correctement. L'utilisateur doit s'assurer que les connexions et le câble qui dépasse soient disposés de manière sûre.

Présentation

Nous vous remercions d'avoir acheté le Heating Pillow de LANAFORM. Douillet et confortable, ce coussin chauffant 2 en 1 va ravir les plus frileux ! Grâce à sa capacité à chauffer rapidement, le Heating Pillow vous offre une chaleur apaisante en quelques minutes, vous englobant dans un confort sans pareil. Muni de deux intensités de chauffage et d'une batterie rechargeable, le Heating Pillow vous permet de vous détendre confortablement tout en restant au chaud, que ce soit dans votre canapé en tant que coussin chauffant ou comme couvre-siège chauffant.

Description 1

- 01 Bouton On/Off
- 02 Connecteur usb
- 03 Voyant Led marche/arrêt & température
- 04 Réglage de la température

Préparation avant utilisation 1 et 2

Le coussin chauffant LANAFORM est destiné à réchauffer le corps humain. Il doit être utilisée soit :

Comme coussin :

Dans ce cas, assurez-vous que le coussin soit fermé grâce à la fermeture éclair située sur le côté du produit.

Comme couvre siège chauffant :
Dépliez le coussin en ouvrant la fermeture éclair sur tout le pourtour du coussin. Les zones chauffantes sont situées sur les surfaces extérieures du coussin (où est placé le bouton **On/Off**). Lorsque vous utilisez le coussin comme couvre-siège, veillez donc à placer celui-ci de manière à ce que le bouton **On/Off** soit situé contre la partie de votre corps devant être réchauffée.

Chargement 2

Vous pouvez recharger votre appareil grâce au câble USB fourni. Connectez le câble de charge USB avec un adaptateur secteur adapté et l'appareil. Branchez ensuite l'adaptateur secteur sur une **prise secteur adaptée (2.0 A)**.

Lors du chargement, le voyant lumineux rouge pulse, c'est-à-dire qu'il s'allume et s'éteint lentement et de façon répétitive.

Le voyant lumineux deviendra vert une fois l'appareil chargé. Veillez à ne pas allumer le coussin lorsque vous désirez charger ce dernier, la charge n'étant pas prise en compte si le produit est allumé.

Sécurité

Ce coussin chauffant est équipé d'un système de sécurité. Le capteur électronique empêche une surchauffe du coussin sur l'ensemble de sa surface par un arrêt automatique en cas de défaillance.

Le coussin chauffant est équipé d'une protection de sécurité contre la surchauffe et est réglé pour fonctionner en continu pendant 45 minutes.

Instructions

- 01 Pour allumer l'appareil, appuyez 2 secondes sur le bouton On/Off. Le voyant Led vert s'allume
- 02 Le coussin chauffant dispose de 2

intensités de température. Sélectionnez celle de votre choix (voyant led vert = intensité basse et voyant led rouge = intensité élevée) en appuyant successivement sur la touche correspondante.

- 03 Une fois la batterie chargée, le coussin chauffant peut fonctionner pendant environ 90 minutes. Il est également possible d'utiliser le coussin chauffant à l'aide d'un adaptateur. Pour ce faire, insérez le câble usb dans le connecteur et reliez l'adaptateur à la prise de courant.

Avertissement

Si le voyant lumineux rouge ou vert clignote de façon plus rapide, cela indique que la batterie doit être rechargée ! Dans ce cas, **éteignez l'appareil** en appuyant sur le bouton **On/Off** et suivez les étapes de chargement décrite ci-dessus.

NB : Si l'appareil n'est pas éteint au préalable, il continuera à clignoter en rouge/vert et ne chargera pas.

Si vous souhaitez utiliser le coussin en le laissant branché sur secteur, et que le voyant clignote rapidement, il est nécessaire de laisser la batterie charger pendant 15min avant de pouvoir lancer le chauffage.

Si vous utilisez le coussin chauffant à l'aide d'un adaptateur, veuillez noter que le port usb peut devenir très chaud. Veuillez ne pas le toucher durant l'usage du produit.

Nettoyage et entretien 3

Lorsque vous n'utilisez pas le coussin chauffant et avant de le nettoyer, veillez à respecter les instructions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Débranchez éventuellement l'adaptateur et la câble usb.
- Laissez refroidir le coussin chauffant avant de procéder à son nettoyage.

La housse du coussin peut être retirée et lavée en machine à 30°C avec un programme pour textiles délicats.

- 01 Ouvrez les 2 fermetures éclair permettant d'accéder aux pads chauffants.
- 02 Retirez ensuite le scratch de l'unité de contrôle.
- 03 Débranchez le câble de connexion entre les 2 pads chauffants.
- 04 Retirez ensuite les 2 pads chauffants. Vous pouvez maintenant laver la housse en machine.
- 05 Une fois la housse lavée en machine et séchée à l'air libre, insérez les 2 pads chauffants et connectez-les à nouveau.
- 06 Placez l'unité de contrôle bien en place en veillant à ce que le connecteur usb soit correctement placé.
- 07 Remplacez les fermetures éclair. Vous pouvez maintenant utiliser le coussin chauffant

Le coussin peut être nettoyé à la main à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et,

de l'eau et éventuellement, avec un peu de lessive liquide pour textiles délicats.

 **Attention il ne faut pas mettre le coussin chauffant à la machine ou au nettoyage à sec. Il ne faut ni le tordre, ni le sécher dans une machine, ni le calandrer ou encore le repasser.**

Pour le séchage du coussin, ne le suspendez pas à l'aide de pinces à linges ou autres. N'exposez pas le coussin chauffant à des sources de chaleurs telles que le soleil, un radiateur ou autre.

 **N'allumez en aucun cas le coussin chauffant pour le faire sécher.**

Stockage

Si vous n'utilisez pas le coussin pendant une longue période, il est conseillé de le ranger dans son emballage d'origine dans un endroit sec et de ne pas poser d'objet dessus.

Dépannage

 Problème	 Raison	 Solution
Le coussin ne chauffe pas	Batterie déchargée	Branchez le câble usb au connecteur du coussin ainsi qu'à un adaptateur pour recharger la batterie ou utilisez le coussin en branchant le câble usb directement à la prise de courant.

Données techniques

- Référence produit : LA180504
- Voltage : DC5V 2.0A
- Puissance : 10 W
- Dimensions : 42 x 42 x 11cm



Conseils relatifs à l'élimination des déchets

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de L'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de L'environnement et conformément aux directives légales.

Garantie limitée

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.

Inhoud van de verpakking

Controleer of de kartonnen buitenverpakking van het product intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Controleer voor gebruik of er geen zichtbare schade is aan het apparaat of de accessoires en of al het verpakkingsmateriaal is verwijderd. Gebruik het bij twijfel niet en neem contact op met de verkoper of de vermelde klantenservice.

- 1 Verwarmingskussen
- 1 USB-kabel
- 1 handleiding

Uitleg van symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat:

	WAARSCHUWING: Waarschuwing, risico op letsel of gevaar voor de gezondheid
	LET OP: Veiligheidsoptmerking over mogelijke schade aan het apparaat/de accessoires
	OPMERKING: Opmerking over belangrijke informatie
	Afvoer in overeenstemming met de Europese WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) betreffende afval van elektrische en elektronische apparaten
	Lees de instructies
	Het apparaat heeft dubbele beschermende isolatie en voldoet daarom aan beschermingsklasse 2
	Niet doorboren met naalden
	Niet opgevouwen of opgerold gebruiken
	Niet voor gebruik door jonge kinderen (0-3 jaar)
	Dit product voldoet aan de eisen van de huidige Europese en nationale richtlijnen.
	Maximale wastemperatuur 30 °C, ultrafijn programma
	Niet bleken

	Niet in de droger
	Niet strijken
	Niet chemisch reinigen
	Fabrikant
	Scheid product en verpakkingsonderdelen en voer af volgens plaatselijke voorschriften.
	Scheid verpakkingsonderdelen en voer ze af volgens plaatselijke voorschriften.
	Het papier van de verpakking kan gerecycled zijn of gemaakt van gerecycled materiaal

Belangrijke instructies. Bewaar deze voor toekomstig gebruik

 Lees alle instructies voordat u het product gaat gebruiken, in het bijzonder deze belangrijke veiligheidsinstructies.

 De foto's en andere weergaven van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo getrouw mogelijk, maar we kunnen geen perfecte gelijkenis met het product verzekeren.

Waarschuwing

- Gebruik dit apparaat alleen volgens de gebruikswijze die in deze handleiding wordt beschreven.
- Controleer of uw netspanning overeenstemt met die van het product voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken omdat ze niet kunnen reageren bij oververhitting.
- Het apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen tussen 3 en 8 jaar, waarbij de regelaar

altijd op de minimumtemperatuur moet worden ingesteld.

- Dit product mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de risico's begrijpen van het gebruik van het product. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.

- Dit verwarmingskussen is niet geschikt voor gebruik in een ziekenhuisomgeving. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik.

- Gebruik dit apparaat nooit in een ruimte waar aerosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.

- **Gebruik** het verwarmingskussen niet met andere verwarmingsapparaten of om andere apparaten op te warmen (voetenwarmer, warmwaterkruik, ...).

- **Als** u het elektrische verwarmingskussen meerdere uren gebruikt, is het aan te raden om de schakelaar op de laagste temperatuur te zetten om oververhitting te voorkomen.

- **Klem** het kussen niet vast (vooral niet op bedden met variabele posities of matrassen met losse elementen).

- **Gebruik** het verwarmingskussen niet op dieren.

- **Haal** altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik van het apparaat of voordat u het schoonmaakt.

- **Om** het apparaat los te koppelen, schakelt u het uit door op de AAN/UIT-knop te drukken en verwijderd u indien nodig de USB-kabel, gevolgd door de netstekker.

- **Haal** de stekker van het verwarmingskussen uit het stopcontact als het kussen abnormaal heet wordt.

- **Haal** de stekker van een product dat in het water is gevallen onmiddellijk uit het stopcontact voordat u het uit het water haalt.

- **Als** u het verwarmingskussen voor langere tijd opbergt, bewaar het dan op een droge plek. Controleer de staat van het verwarmingskussen zorgvuldig voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Als de USB-kabel beschadigd is, moet hij vervangen worden door een gelijksoortige kabel die verkrijgbaar is bij de leverancier of zijn dienst-na-verkoop.

- **Gebruik** geen accessoires die niet door LANAFORM zijn aanbevolen of die niet met dit apparaat zijn meegeleverd.

- **Gebruik** het verwarmingskussen met de meegeleverde USB-kabel of gelijkwaardig.

- **Verplaats** het apparaat niet door het bij de stroomkabel vast te nemen of gebruik die kabel niet als handvat.

- **Een** elektrisch apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten terwijl de stekker in het stopcontact zit. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.

- **Gebruik** het apparaat niet als de voedingsingang beschadigd is, als het niet correct werkt, als het op de grond is gevallen, beschadigd is of in water is terechtgekomen. Laat het apparaat in dergelijke gevallen nazien en repareren door de leverancier of zijn dienst-na-verkoop.

- **Trek** niet aan de kabels, verdraai ze niet en buig ze niet te veel.

- **Schraap** niet met een scherp voorwerp over het verwarmingskussen. Bevestig het verwarmingskussen niet met spelden of andere metalen voorwerpen.

- **Stel** uw verwarmingskussen niet aan de zon bloot en strijk hem niet. Zo voorkomt u beschadiging van de isolatie van het elektrische circuit.

- **Gebruik** het verwarmingskussen niet als het nat is en zet het niet aan om te drogen.

- **Neem** alle voorzorgsmaatregelen om brandwonden te voorkomen.

- **Als** u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts voordat u dit apparaat in gebruik neemt.
- **Als** u tijdens het gebruik van het apparaat ergens pijn voelt, stop dan onmiddellijk en raadpleeg uw huisarts.
- **Gebruik** het apparaat nooit op gezwollen of ontstoken lichaamsdelen of in het geval van huiduitslag.
- **Als** u een abnormale roodheid van de huid, ongemak of pijn bij het gebruik van het verwarmingskussen opmerkt, moet u het gedurende ten minste één uur niet gebruiken. Als de klachten aanhouden, gebruik het kussen dan voorlopig niet meer en raadpleeg zo nodig snel uw arts.
- **De** elektrische en magnetische velden van dit elektrische apparaat kunnen de werking van pacemakers verstoren. Ze liggen echter ver onder de limieten: kracht van elektrische velden: 5.000 V/m max, magnetische veldsterkte: 80 A/m max, magnetische inductie: 0,1 mT max. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van pacemakers voordat u dit elektrische deken gebruikt.
- **Gebruikers** riskeren brandwonden of een thermische schok als ze in slaap vallen met het apparaat ingesteld op een hoge temperatuur.
- **Als** u het apparaat opbergt, laat het dan afkoelen voordat u het opvouwt.
- **Controleer** het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als dergelijke tekenen worden vastgesteld, als het apparaat abnormaal is gebruikt of als het niet werkt, breng het dan

terug naar de leverancier voordat u het opnieuw opstart.

Als de kabel van het apparaat niet correct wordt gelegd, kan er risico zijn op verstrikking, wurging, struikelen of verplettering. **De** gebruiker moet ervoor zorgen dat de aansluitingen en de uitstekende kabel veilig worden geplaatst.

Presentatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van het verwarmingskussen van LANAFORM. Het is behaaglijk en comfortabel, dit 2-in-1 verwarmingskussen zal zelfs de koudste mensen plezierien! Dankzij het vermogen om snel op te warmen, geeft het verwarmingskussen in slechts een paar minuten een rustgevend warmte die u omhult met ongeëvenaard comfort. Dankzij de twee verwarmingsniveaus en een oplaadbare batterij kunt u met het verwarmingskussen comfortabel ontspannen en warm blijven, zowel op de bank als verwarmingskussen of als verwarmde stoelhoes.

Beschrijving 1

- 01 AAN/UIT-knop
- 02 USB-connector
- 03 Led-indicator voor aan/uit en temperatuur
- 04 Temperatuurinstelling

Vorbereiding voor gebruik 1 en 2

Het LANAFORM verwarmingskussen is ontworpen om het menselijk lichaam te verwarmen. Hij moet als volgt gebruikt worden:
 Als kussen:
 Zorg er in dit geval voor dat het kussen gesloten is met de rits aan de zijkant van het product.

Als stoelverwarming:

De verwarmingszones bevinden zich op de buitenoppervlakken van het kussen (waar de aan/uit-knop zich bevindt). Wanneer u het kussen als zitkussen gebruikt, zorg er dan voor dat u het zo plaatst dat de aan/uit-knop tegen het deel van uw lichaam komt dat verwarmd moet worden. Vouw het kussen open door de rits helemaal te openen.

Laden 2

U kunt uw apparaat opladen met de meegeleverde USB-kabel. Sluit de USB-oplaadkabel aan op een **geschikte stroomadapter (2.0 A)** en het apparaat. Steek de stroomadapter vervolgens in een geschikt stopcontact.

Tijdens het opladen pulseert het rode indicatorlampje, wat betekent dat het langzaam aan en uit knippert. Het indicatorlampje wordt groen wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Zorg ervoor dat het kussen niet aanstaat wanneer u het wilt opladen, omdat het opladen niet wordt herkend als het product aanstaat.

Beveiliging

Dit verwarmingskussen is uitgerust met een veiligheidssysteem. De elektronische sensor voorkomt dat het volledige oppervlak van het kussen oververhit raakt door automatisch uit te schakelen in geval van een storing.

Het verwarmingskussen heeft een beveiliging tegen oververhitting en is ingesteld om 45 minuten continu te werken.

Instructies

- 01 Druk 2 seconden op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen. De groene led brandt
- 02 Het verwarmingskussen heeft 2

temperatuurstanden. Selecteer de gewenste (groene led = lage intensiteit en rode led = hoge intensiteit) door achtereenvolgens op de bijbehorende knop te drukken.

- 03 Zodra de batterij is opgeladen, kan het verwarmingskussen ongeveer 90 minuten werken. Het verwarmingskussen kan ook worden gebruikt met een adapter. Steek hiervoor de USB-kabel in de connector en sluit de adapter aan op het stopcontact.

waarschuwing

Als het rode of groene indicatorlampje sneller begint te knippen, betekent dit dat de batterij opgeladen moet worden! Zet in dit **geval het apparaat uit** door de aan/uit-knop in te drukken en volg de hierboven beschreven oplaadstappen.

Opmerking: Als het apparaat niet vooraf is uitgeschakeld, blijft het rode/groene lampje knippen en wordt het niet opgeladen. Als u het kussen wilt gebruiken terwijl het op het net is aangesloten en het lampje snel knippert, moet de batterij 15 minuten opladen voordat de verwarming kan beginnen. **Als u het verwarmingskussen met een adapter gebruikt, houd er dan rekening mee dat de USB-poort erg heet kan worden. Raak het niet aan tijdens het gebruik van het product**

Reiniging en onderhoud 3

Als u het verwarmingskussen niet gebruikt en voordat u het reinigt, moet u de onderstaande instructies opvolgen:

- Verzekert u ervan dat het apparaat uitstaat.
- Koppel indien nodig de adapter en de USB-kabel los.

- Laat het kussen afkoelen voor u hem schoonmaakt.

De kussenhoes kan verwijderd worden en in de wasmachine gewassen worden op 30 °C op een programma voor delicate stoffen.

- 01 Open de 2 ritsen om bij de verwarmingskussens te komen.
- 02 Verwijder vervolgens het klittenband van de besturingseenheid.
- 03 Koppel de verbindingskabel tussen de 2 verwarmingskussens los.
- 04 Verwijder vervolgens de 2 verwarmingskussens. U kunt de hoes nu in de wasmachine wassen.
- 05 Nadat de hoes in de wasmachine is gewassen en aan de lucht is gedroogd, plaatst u de 2 verwarmingskussens en sluit u ze weer aan.
- 06 Plaats de besturingseenheid stevig op zijn plaats en zorg ervoor dat de USB-connector correct is geplaatst.
- 07 Vervang de ritsen. U kunt nu het verwarmingskussen gebruiken

Het kussen kan met de hand gereinigd worden met een vochtige doek of spons, water en, indien nodig, een beetje afwasmiddel voor delicate stoffen.



Het verwarmingskussen niet in de wasmachine wassen of chemisch reinigen. Het mag niet gedraaid, in de droger gedroogd, gestreken of gekalanderd worden.

Hang het kussen tijdens het drogen niet op met wasknijpers of iets dergelijks. Stel het verwarmingskussen niet bloot aan warmtebronnen zoals de zon, een radiator, enz.



In geen geval mag het verwarmingskussen worden aangezet om te drogen.

Opslag

Als u het kussen gedurende een lange periode niet gebruikt, is het aangeraden om hem in zijn originele verpakking op een droge plaats op te bergen en er niets op te plaatsen.

❖ Problemen oplossen

☹️ Probleem	🕒 Oorzaak	😊 Oplossing
Het kussen wordt niet warm	Ontladen batterij	Sluit de USB-kabel aan op de aansluiting op het kussen en op een adapter om de batterij op te laden, of gebruik het kussen door de USB-kabel rechtstreeks in het stopcontact te steken.

Technische gegevens

- Productnummer: LA180504
- Spanning: DC5V 2,0A
- Vermogen: 10 W
- Afmetingen: 42 x 42 x 11cm



Advies over afvalverwijdering

De verpakking is volledig gemaakt van milieuvriendelijke materialen die naar uw plaatselijk sorteercentrum kunnen worden gebracht om als secundaire materialen te worden gebruikt. Het karton mag in de papierbak. Verpakkingsfolie moet worden ingeleverd bij uw plaatselijke sorteer- en recyclingcentrum.

Wanneer u het apparaat niet meer gebruikt, dient u het op milieuvriendelijke wijze en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te verwijderen.

Beperkte garantie

LANAFORM® garandeert dat dit product op de datum van aankoop geen materiaal- of fabricagefouten bezit. Deze garantie blijft geldig gedurende een periode van twee jaar, met uitzondering van de onderstaande bepalingen.

De LANAFORM-garantie dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage van dit product. De garantie op een product van LANAFORM biedt ook geen dekking tegen schade als gevolg van misbruik, oneigenlijk of verkeerd gebruik, ongelukken, bevestiging van niet-toegestane accessoires, aan het product aangebrachte wijzigingen of andere omstandigheden, van welke aard dan ook, waarover LANAFORM geen controle heeft.

LANAFORM is niet aansprakelijk voor enige vorm van bijkomende, bijzondere of gevolgschade.

Alle impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum op vertoning van het aankoopbewijs.

Na ontvangst zal LANAFORM uw apparaat naar gelang het geval repareren of vervangen en naar u terugsturen. De garantie wordt alleen via het servicecentrum van LANAFORM uitgevoerd. Deze garantie wordt ongeldig wanneer het onderhoud van dit product aan iemand anders dan het servicecenter van LANAFORM wordt toevertrouwd.

Packungsinhalt

Überprüfen Sie, ob die äußere Kartonverpackung des Geräts intakt ist und alle Teile enthalten sind. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und Sie das gesamte Verpackungsmaterial entfernt haben. Im Zweifelsfall das Gerät nicht verwenden und Ihren Händler oder den angegebenen Kundendienst benachrichtigen.

- 1 Heating Pillow
- 1 USB-Kabel
- 1 Bedienungsanleitung

Symbolerklärung

Folgende Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Typenschild des Geräts verwendet:

	WARNUNG: Warnung, Verletzungsgefahr oder Gefährdung Ihrer Gesundheit
	ACHTUNG: Sicherheitshinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Schäden am Gerät/Zubehör führen kann, wenn sie nicht vermieden wird
	HINWEIS: Hinweis auf wichtige Informationen
	Entsorgung gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment) für Elektro- und Elektronik-Altgeräte
	Anweisungen lesen
	Das Gerät verfügt über einen doppelten Isolationsschutz und entspricht der Schutzklasse 2.
	Nicht mit Nadeln durchstechen
	Nicht gefaltet oder aufgerollt verwenden.
	Das Produkt darf nicht von Kleinkindern (0-3 Jahre) genutzt werden.
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Maximale Waschtemperatur 30 °C, Schonwaschgang

	Nicht bleichen
	Nicht im Trockner trocknen
	Nicht bügeln
	Nicht chemisch reinigen
	Hersteller
	Produkt und Verpackungsmaterial getrennt und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
	Verpackungsmaterial trennen und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
	Verpackungspapier kann recycelt werden oder besteht aus recycelten Materialien.

Wichtige Hinweise. Für den späteren Gebrauch aufbewahren

 Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Ihr Produkt verwenden, insbesondere diese wichtigen Sicherheitshinweise.

 Die Fotos und anderen Produktabbildungen in dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung sollen eine möglichst genaue Wiedergabe des Produkts sein, können jedoch nicht perfekt mit dem Produkt übereinstimmen.

Warnung

- Dieses Gerät darf nur auf die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Weise verwendet werden.
- Bevor Sie das Gerät an eine Stromquelle anschließen, überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der des Geräts übereinstimmt.
- Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie bei Überhitzung nicht angemessen reagieren können.

- Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren unter Aufsicht benutzt werden, wobei immer der unterste Temperaturwert eingestellt sein muss.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie überwacht werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts und den damit verbundenen Risiken erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

- Dieses Heizkissen ist nicht für den Einsatz in Krankenhäusern vorgesehen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch im

Haushalt des Käufers bestimmt.

- **Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Raum, in dem Sprühprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden.**
- **Verwenden Sie das Heizkissen nicht zusammen mit anderen Heizgeräten oder zum Erwärmen anderer Geräte (Fußwärmer, Wärmflasche usw.).**
- **Wenn Sie das elektrische Heizkissen über mehrere Stunden verwenden, empfiehlt es sich, den Schalter auf das niedrigste Temperaturniveau einzustellen, um eine Überhitzung zu vermeiden.**
- **Das Kissen nicht einklemmen (z.B. bei verstellbaren Betten oder auf Matratzen mit separaten Elementen).**
- **Verwenden Sie das Kissen nicht für Tiere.**
- **Das Gerät stets nach seiner Verwendung oder bevor Sie es reinigen von der Stromzufuhr trennen!**
- **Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie es durch Drücken der On/Off-Taste aus und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.**
- **Falls das Heizkissen ungewöhnlich heiß wird, ziehen Sie den Netzstecker.**
- **Trennen Sie ein ins Wasser gefallenes Gerät sofort von der Stromquelle, bevor Sie es anfassen.**
- **Wenn Sie Ihr Heizkissen über einen längeren Zeitraum aufbewahren, lagern Sie es an einem trockenen Ort. Überprüfen Sie Ihr Heizkissen gründlich, bevor Sie sie zum ersten Mal wieder in Betrieb nehmen. Falls das USB-Kabel beschädigt ist, muss es durch ein gleiches, beim Hersteller oder seinem**

Kundendienst erhältliches Kabel ersetzt werden.

- **Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von LANAFORM empfohlen wurde, bzw. das nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.**
- **Verwenden Sie Ihr Heizkissen mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder einem gleichwertigem Kabel.**
- **Tragen Sie das Gerät nicht am USB-Kabel bzw. benutzen Sie das Kabel nicht als Tragegriff.**
- **Elektrische Geräte dürfen nie unbeaufsichtigt an die Stromzufuhr angeschlossen bleiben. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht verwenden.**
- **Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen oder beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall vom Lieferanten oder dessen Kundendienst überprüfen und reparieren.**
- **Nicht zu stark an den Kabeln ziehen, diese übermäßig verdrehen oder knicken.**
- **Das Heizkissen nicht mit einem scharfkantigen Gegenstand abkratzen. Befestigen Sie das Heizkissen nicht mit Stecknadeln oder einem anderen Gegenstand aus Metall.**
- **Setzen Sie Ihr Heizkissen nicht der Sonne aus und bügeln Sie es nicht. Ansonsten könnte die Isolierung der Elektrik beschädigt werden.**
- **Das Heizkissen nicht verwenden, wenn es feucht ist und nicht anschalten,**

um es zu trocknen.

- **Treffen Sie alle entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, um Verbrennungen zu vermeiden.**

- **Wenn Sie Bedenken wegen Ihrer Gesundheit haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch dieses Geräts mit einem Arzt.**

- **Wenn während der Verwendung dieses Geräts Schmerzen auftreten, unterbrechen Sie den Gebrauch sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt.**

- **Verwenden Sie dieses Gerät nicht an geschwollenen oder entzündeten Körperstellen oder bei Hautausschlag.**

- **Wenn bei Verwendung des Heizkissens ungewöhnliche Rötungen auf der Haut oder ein unangenehmes Gefühl oder Schmerzen auftreten, unterbrechen Sie den Gebrauch für mindestens eine Stunde. Wenn solche Anzeichen anhalten, stellen Sie die Nutzung des Heizkissens ein und wenden sich bei Bedarf umgehend an Ihren Arzt.**

- **Elektrische und magnetische Felder dieses elektrischen Geräts können die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen. Deren Stärke liegt jedoch weit unter den Grenzwerten für die zulässige Intensität elektrischer Felder. Max. 5 000 V/m, Magnetstärke von Feldern: Max. 80 A/m, magnetische Induktion: 0,1 mT max. Wenden Sie sich daher an Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers, bevor Sie diese elektrische Heizdecke verwenden.**

- **Der Benutzer kann Hautverbrennungen oder einen thermischen Schock**

erleiden, wenn er mit dem auf eine hohe Temperatur eingestellten Gerät schläft.

- **Das Heizkissen immer abkühlen lassen, bevor Sie es für die Aufbewahrung falten.**

- **Das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Verschleiß untersuchen. Falls solche Anzeichen festgestellt werden, wenn das Gerät anormal betrieben wurde oder es nicht funktioniert, geben Sie es an den Hersteller zurück, bevor es erneut eingeschaltet wird.**

Wenn das Kabel des Geräts nicht korrekt angeordnet ist, besteht die Gefahr, sich zu verheddern, sich zu strangulieren, zu stolpern oder zu quetschen. Der Nutzer muss sicherstellen, dass externe elektrische Verbindungen und Kabel des Geräts sicher angeordnet sind.

Produktvorstellung

Sie haben sich für den Kauf des Heating Pillow von LANAFORM entschieden. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Dieses kuschelige, bequeme Heizkissen wird auch die kälteempfindlichsten Nutzer erfreuen! Dank seiner schnellen Heizfähigkeit, sorgt das Heating Pillow für wohlthuende Wärme in wenigen Minuten, die Sie mit unvergleichlicher Behaglichkeit umhüllt. Das Heating Pillow ist mit zwei Heizstufen und einem aufladbaren Akku ausgestattet und sorgt für eine bequeme Entspannung bei warmem Wetter, ob auf dem Sofa als Heizkissen oder als Sitzabdeckung.

Beschreibung

1. **On/Off**-Taste
2. USB-Anschluss
3. LED-Leuchte Ein/Aus & Temperatur
4. Temperatureinstellung

Vorbereitung vor der Verwendung 1 und 2

Das LANAFORM Heizkissen ist zum Erwärmen des menschlichen Körpers gedacht. Es kann folgendermaßen eingesetzt werden:

Als Kissen:

In diesem Fall stellen Sie sicher, dass das Kissen mit dem Reißverschluss an der Produktseite verschlossen ist.

Als Heizsitzabdeckung:

Klappen Sie das Kissen auf, indem Sie den Reißverschluss über den gesamten Umfang des Kissens öffnen. **Die Heizzonen befinden sich auf den äußeren Oberflächen des Kissens (wo sich der Ein/Aus-Schalter befindet). Wenn Sie das Kissen als Sitzauflage verwenden, stellen Sie sicher, dass der Ein/Aus-Schalter an dem Körperteil anliegt, das erwärmt werden soll.**

Laden 2

Sie können Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen. Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen **geeigneten Netzadapter (2.0 A)** und das Gerät an. Stecken Sie dann den Netzadapter in eine geeignete Steckdose.

Während des Ladevorgangs pulsiert die rote Kontrollleuchte, was bedeutet, dass sie langsam ein- und ausgeschaltet wird. Die Kontrollleuchte wird grün, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist. Stellen Sie sicher, dass das Kissen nicht eingeschaltet ist, wenn Sie es laden möchten, da der Ladevorgang nicht erkannt

wird, wenn das Produkt eingeschaltet ist.

Sicherheit

Dieses Heizkissen ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet. Der elektronische Sensor verhindert eine Überhitzung des Kissens auf seiner gesamten Oberfläche durch automatische Abschaltung bei einem Ausfall.

Das Heizkissen ist mit einem Sicherheits-Überhitzungsschutz ausgestattet und für einen Dauerbetrieb von 45 Minuten eingestellt.

Anleitung

- 01 Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie 2 Sekunden auf die On/Off-Taste. Grüne LED-Leuchte leuchtet auf
- 02 Das Heizkissen verfügt über 2 Temperaturstufen. Wählen Sie die gewünschte Temperaturstufe aus (grüne LED-Leuchte = niedrige Intensität und rote LED = hohe Intensität), indem Sie nacheinander die entsprechende Taste drücken.
- 03 Nach dem Aufladen des Akkus kann das Heizkissen für ca. 90 Minuten In Betrieb genommen werden. Alternativ kann das Heizkissen mit einem Adapter verwendet werden. Stecken Sie dazu das USB-Kabel in den Stecker und verbinden Sie den Adapter mit der Steckdose.

Warnung

Wenn die rote oder grüne Kontrollleuchte schneller blinkt, bedeutet dies, dass der Akku aufgeladen werden muss! **Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus,** indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken, und folgen Sie den oben beschriebenen Ladehinweisen.

Hinweis: Wenn das Gerät nicht vorher ausgeschaltet wurde, blinkt die rote/grüne Leuchte weiter und es wird nicht

geladen. Wenn Sie das Kissen verwenden möchten, während es an das Stromnetz angeschlossen ist und das Licht schnell blinkt, muss der Akku 15 Minuten lang aufgeladen werden, bevor die Erwärmung beginnen kann. **Wenn Sie das Heizkissen mit einem Adapter verwenden, beachten Sie bitte, dass der USB-Anschluss sehr heiß werden kann. Bitte berühren Sie es nicht, während Sie das Produkt verwenden**

Reinigung und Pflege

Wenn Sie das Heizkissen längere Zeit nicht verwenden und vor dem Reinigen, beachten Sie folgende Anweisungen:

- Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie ggf. den Adapter und das USB-Kabel.
- Das Heizkissen vor der Reinigung abkühlen lassen.

Der Kissenbezug kann entfernt und mit einem feinen Textilprogramm bei 30 °C in der Maschine gewaschen werden.

- 01** Öffnen Sie die 2 Reißverschlüsse für den Zugang zu den Heizpads.
- 02** Entfernen Sie anschließend den Scratch vom Steuergerät.
- 03** Trennen Sie das Verbindungskabel zwischen den 2 Heizpads.
- 04** Entfernen Sie anschließend die 2 Heizpads. Nun können Sie den Bezug in der Maschine waschen.
- 05** Sobald der Bezug in der Maschine gewaschen und an der Luft getrocknet ist, legen Sie die 2 Heizpads ein und schließen sie wieder an.
- 06** Platzieren Sie das Steuergerät richtig und achten Sie darauf, dass der USB-Anschluss korrekt platziert ist.

- 07** Setzen Sie die Reißverschlüsse wieder ein. Jetzt können Sie das Heizkissen verwenden

Das Kissen kann mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und ggf. mit etwas Wasser und flüssigem Reinigungsmittel für empfindliche Textilien gereinigt werden.

 **Achtung: Das Heizkissen darf nicht in die Maschine gelegt oder zur chemischen Reinigung gebracht werden. Es darf weder geknickt oder in einer Maschine getrocknet noch kalendriert oder geglättet werden.**

Wenn Sie das Kissen zum Trocknen aufhängen, befestigen Sie es nicht mit Wäscheklammern oder ähnlichem. Das Heizkissen keinen Wärmequellen, wie z. B. der Sonne, einem Heizkörper oder Ähnlichem aussetzen.

 **Schalten Sie auf keinen Fall das Heizkissen ein, um es zu trocknen.**

Lagerung

Wenn das Heizkissen über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollte es in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, ohne Gegenstände auf das Kissen zu legen.

✖ Störungsbehebung

⚠ Problem	🔍 Ursache	😊 Lösung
Das Kissen heizt nicht	Akku entladen	Stecken Sie das USB-Kabel an den Stecker des Kissens sowie an einen Adapter zum Aufladen des Akkus an oder verwenden Sie das Kissen, indem Sie das USB-Kabel direkt an die Steckdose anschließen.

Technische Daten

- Produktreferenz: LA180504
- Spannung: DC5V 2.0A
- Leistung: 10 W
- Maße: 42 x 42 x 11 cm



Hinweise zur Entsorgung von Abfällen

Die Verpackung besteht vollständig aus umweltfreundlichen Materialien, die bei der Sortierstelle Ihrer Gemeinde für die Verwendung als Sekundärmaterial abgegeben werden können. Der Karton kann in einem Behälter für Papiersammlung entsorgt werden. Verpackungsfolien müssen in der Sortier- und Recyclingzentrale Ihrer Gemeinde abgegeben werden.

Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es umweltfreundlich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

Beschränkte Garantie

LANAFORM garantiert während zwei Jahren ab dem Kaufdatum, dass das Gerät frei ist von Material- und Fabrikationsfehlern. Dabei gelten folgende Ausnahmen.

Die LANAFORM Garantie deckt keine Schäden ab, die durch den normalen Verschleiß dieses Produkts entstehen. Außerdem gilt die Garantie für dieses Produkt LANAFORM nicht für Schäden, die durch Missbrauch oder unsachgemäßen Gebrauch eine schlechte Anwendung, Unfall, die Befestigung von unzulässigen Zubehörteilen, Änderungen des Produkts oder andere Bedingungen entstanden sind, die außerhalb der Kontrolle von LANAFORM stehen.

LANAFORM haftet nicht für jegliche Art von Neben-, Folge- oder Sonderschäden.

Alle stillschweigenden Gewährleistungen für die Produkttauglichkeit beschränken sich auf einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum, vorausgesetzt, dass eine Kopie des Kaufbelegs vorgelegt werden kann.

Auf Garantie eingeschickte Geräte werden von LANAFORM nach eigenem Ermessen entweder repariert oder ausgetauscht und an Sie zurückgesendet. Die Garantieleistung erfolgt ausschließlich über das LANAFORM Service Center. Bei Wartungstätigkeiten für dieses Produkt, die nicht vom LANAFORM Service Center übernommen werden, erlischt diese Garantie.

Note:



LANAFORM

HEATING PILLOW

LA180504 / LOT 001

MANUFACTURER & IMPORTER

LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS

RUE DE LA LÉGENDE, 55
4141 LOUVEIGNÉ, BELGIUM

+32 4 360 92 91

INFO@LANAFORM.COM

WWW.LANAFORM.COM