


LANAFORM


HEALTH

WF-100


ORAL IRRIGATOR









1



2



3**4****5****6****7****8**

Presentation

Thank you for choosing the LANAFORM oral irrigator.

Thanks to its 4 cleaning modes, the **WF-100** not only cleans the spaces between your teeth by gently dislodging food residues, but also by removing dental plaque and bacteria. In addition, the oral irrigator allows you to gently massage the gums while relieving bleeding.

 Please read all instructions before using your product, particularly the basic safety requirements.

 The photographs and other product images in these instructions and on the packaging are as accurate as possible but do not claim to be a perfect reproduction of the product.

- 01 Unpacking
- 02 Package contents
- 03 Symbols
- 04 Safety precautions
- 05 Product description
- 06 Instructions for use
- 07 Cleaning and maintenance
- 08 Changing the tip
- 09 Technical specifications
- 10 Troubleshooting
- 11 Warranty
- 12 Disposal of waste

1. Unpacking

Please open the package carefully before use. Check if all accessories are available and if any components have been damaged during transport. Follow the installation and operating instructions in these instructions for use. In the event of any damage or malfunction, please contact the reseller or LANAFORM directly. In the event of a complaint, you will need to have the device model, serial number, date of purchase, your contact details and your address.

2. Package contents

- 1 oral irrigator
- 4 tips
- 1 USB charging cable
- User manual

3. Symbols

The following marks and symbols may appear in the instructions for use.

Symbol	Description
	This symbol warns you of the risk of injury or health hazards
	Prohibited action.
	Fire hazard
	Note
	Consult instructions for use.
	CE sign This product meets the requirements of the applicable European and national directives
	Electrical waste must be sent to a dedicated collection point for recycling.
	Use only indoors

4. Safety precautions

Read the following precautions carefully before using the oral irrigator.

Caution

- **Before starting to use the device,** read the safety instructions carefully. Failure to follow the following instructions may result in physical injury or material damage. Keep this user manual and make it available to all other users. If you pass on the device to anyone else, give them these instructions for use as well.
- **Do not direct the water jet towards the back of the tongue, the inside of the ear, nostrils or other delicate areas.**
- **This device is capable of producing pressures that could cause serious injury in these areas.**
- **This device is for personal use only and is not intended for commercial use.**
- **This device is not intended to be used by people, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or people with lack of experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of the device by a person responsible for their safety. Children should be supervised**

to make sure they do not play with the device.

- **Oral irrigators can be used under supervision by children at least 8 years of age.**
- **The device is designed only for the use described in these instructions for use. Use the device only as directed. The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by inappropriate or improper use.**
- **Use only the tips and accessories recommended by LANAFORM.**
- **Do not drop or insert any objects into the holes of the device.**
- **Do not use or operate the product outside, in a place where aerosol cans are used or in a place where oxygen is administered.**
- **Do not use iodine, saline solution (salt solution), essential oils, mouthwash or any other chemical solution in this product's tank. The use of these products may reduce the performance of the device and shorten its service life.**

- **Remove any oral jewellery items before using this product.**
- **Please ensure that the appearance of the product is not damaged and that the start light is normal before using this product.**
- **People with periodontal disease, who have undergone dental treatment, or who are concerned about symptoms inside their mouth should consult a healthcare professional before use.**
- **If, during use or after using the device, you notice any injury to your gums, teeth or mouth, stop using the device and consult your healthcare professional.**
- **Do NOT use the device if you have an injury to your mouth, gums or teeth.**
- **Oral irrigators should be used with cold or tepid water (40°C maximum).**
- **Use the device only for oral hygiene. This could cause an accident or injury if the water jet is directed towards the eyes, nose or throat.**
- **Do not share the tip with your family or others. This may cause infection or inflammation.**
- **Do not dry the main unit with**

a hairdryer or a fan heater. This may cause malfunction or deformation of the parts.

- **Do not wipe with diluents, benzene, alcohol etc. This could cause malfunction, cracking or discolouration of the parts.**
- **Store the device in a location with a low humidity level after use. Leaving the device in a bathroom may cause malfunction.**

Electrical shock

- **As with any electrical device, the oral irrigator should be used with care and caution to avoid any electric shock.**
- **Make sure to use a charger with a DC 5V 1A output that complies with national standards when charging this product and properly connect the charger plug to the power outlet to avoid any malfunction or fire caused by heat.**
- **Only plug the adapter into the socket when the device is turned off.**
- **Never use the device if it or its accessories are visibly damaged.**
- **Do not use the device if it has fallen into water.**

- **Do not use the device during a storm.**
- **If the device is faulty or breaks down, switch it off immediately. Disconnect the plug from the socket.**
- **Do not pull on the power cable or on the device to disconnect the mains adapter from the socket.**
- **Never hold or carry the device by its power cable.**
- **Do not pinch the cable.**
- **Do not use the oral irrigator without first installing the tip.**
- **Since this product has an integrated rechargeable battery, do not place the product in a fire and avoid using it in a high temperature and overheated environment, as a malfunction or fire caused by heat may occur.**
- **Keep the mains adapter away from hot surfaces.**
- **Make sure that the power cable and mains adapter plug do not come into contact with water, steam or other liquids.**
- **Disconnect the power plug from the domestic socket when not in use for an extended**

period of time. Otherwise, this could cause an electric shock or fire due to electrical leakage resulting from a deterioration in insulation.

- **Never pick up a device that has fallen into water. Immediately disconnect the mains power adapter from the socket.**
- **Unplug the device before filling the tank.**

Repair

The device must not be opened.

Only a specialist can repair electrical appliances. Improper repair may result in a significant hazard to the user. For any repairs, contact customer services or an authorised dealer. Do not attempt to service the oral irrigator unless you are a qualified professional. Only qualified maintenance professionals are authorised to carry out internal maintenance if necessary.

Fire hazard

Any improper use or use that does not comply with the instructions for use results in a fire hazard!

Do not use the device in a

covered area, under a blanket or cushions, for example.

Do not use the device near flammable materials.

Make sure that the air vents are not covered.

Never disconnect the device when switched on. Always turn it off first.

Do not expose the device to high temperatures or an excessively humid environment.

5. Product description

- 1 Tip
- 2 On/Off switch
- 3 Mode selection button
- 4 Battery / Operating mode indicator LED
- 5 Main unit
- 6 Water tank
- 7 Tip fixation/release switch
- 8 USB cable connector
- 9 High mode
- 10 Medium mode
- 11 Soft mode

6. Instructions for use

Charging

- 1 Please charge the product before using it for the first time. Make

sure to use the charger according to point 4. If you use it abroad, first check whether the country's voltage and charger are suitable for this product.

- 2 Switch off the product first when charging. Connect the charger to the USB cable that is included. Insert the charger into the mains socket and connect the product to the USB charging cable.
- 3 The battery indicator shows the charging status. Once charging is complete, the indicator will remain static. Press and hold the mode selection button to display the battery status. At this point, disconnect the product from the USB cable and disconnect the charger from the power supply. It's quite normal for the product and charger to be slightly warm.
- 4 Four hours are more or less needed to fully charge the product using the charger that meets the requirements.

The time may vary depending on the specific circumstances.

- 5 If the battery indicator flashes while the device is in use, it tells the user to charge the device. When the battery is empty, the indicator will flash 4 times and then automatically turn off.
- 6 The product cannot be used while it is being charged.
- 7 To extend the battery life, charge the device immediately when the battery level is low.

Warning

Do not insert or remove the power cord with wet hands (this may cause electric shock and short circuit).

Do not use it in places where water is accessible, such as in a bath or in a humid place, to avoid malfunction or short circuit.

You must use the charger that meets the charging requirements.

You should not be too close to the product during charging; when you leave for a

long period, you must stop charging the device.

Please immediately turn off power when faults occur during charging. If the USB cable is damaged or the plug is loose, please stop charging immediately.

Please use and store the USB cable correctly. Do not fold, stretch, twist, press or wrap around the charger.

How to use

Firmly attach the tip to the instrument using the fixation switch.  2

Before filling the tank, please make sure that the device is switched off. Open the water tank by turning the main unit counter-clockwise, keep the tank upright and fill the tank with water ensuring that the temperature of the tank does not exceed 40°C.  3

Screw the water tank back onto the main unit in the clockwise direction and make sure it is securely locked.

To turn on the device, hold the on/off switch for 1 second to turn on the device.

Choose one of the cleaning

modes by successively pressing the mode selection button.

There are 4 cleaning modes:

- "Soft" mode

This mode is intended for new users and people with sensitive teeth. To apply this mode, select the bottom light on your device.

- "Medium" mode

This mode is intended for daily cleaning of dental residues, suitable for most users. Apply this mode by selecting the light in the middle of your device.

- "High" mode

The powerful pressure in this mode is intended to clean up more stubborn dental residues and dental plaque. Select the upper light on your device to apply this mode.

- "Pulse" mode

Alternating the pressure of the sprayed water, this mode provides a gentle massage of the gums while removing dental residues. To select this mode, press the mode switch several times until all

lights turn on alternately.

Once your treatment has been carried out, press the on/off button 2 times to switch off the device. For safety reasons, the device has an automatic shutdown after 2 minutes. If you want to use it again, check the water level of the tank and fill it if necessary before pressing the on/off switch.

Directions for use: 4

For best results, start with the molars and move the device forward in the mouth to finish with the incisors. During cleaning, position the tip at a 90° angle to the gum and move it along the gingival line. Stay between each tooth for a short time. Close your lips slightly to prevent water from splashing out, but leave enough space for the water to flow freely from your mouth to the sink.

Interdental cleaning:



direct the water jet to the space between the teeth. This action allows you to

thoroughly clean the interdental space that is inaccessible with a toothbrush.

Cleaning the periodontal pockets:

 **6** direct the water jet into the space between the teeth and the gum and slowly move the water jet along the gum. Use soft mode if your gums are sensitive.

Gum care:

 **7** stimulate your gums with the massage provided by the water jet. Use soft mode if your gums are sensitive.

For each of these steps, carefully pass the water jet over the front and back of the teeth and behind the molars. This will ensure optimal cleaning.  **4**

Device memory: The device will remember the last mode used for your dental treatment. This mode will be activated directly the next time you use it.

After each use, open and empty the tank. Replace it and drain the remaining water by turning on the device until the oral irrigator

no longer projects water at all. Then switch it off (as indicated above in the instructions for use).

Note

Place the tip in your mouth and gently close your mouth before pressing the on/off switch.

For use, place your face above a sink and, with the device upright and tip installed, lift your elbow.

Pressing the mode selection button during use will change the mode.

Turn the tip to adjust the direction of the water flow.

The first time you use it, start with "soft" mode. The water pressure can be gradually increased so that the oral cavity adapts. You may also notice a little discomfort in your gums during the first few uses. This is normal and should stop after 1-2 weeks. However, if this persists or if you experience abnormal pain, stop using the oral irrigator immediately and consult a healthcare professional.

After use, press the on/off

switch to turn the device off.

Note

- EN**
- 1 The device might not operate at an ambient temperature of around 5°C or less.
 - 2 Do not push the cannula tip too hard against the teeth or gums.
 - 3 Since the plaque adheres to the surface of the teeth cannot be removed only with water, brushing is always necessary. It is recommended to clean the inside of your mouth with water after brushing your teeth.
 - 4 Do not run the main unit on empty except to empty the remaining water after use. Using the main device without water may cause a malfunction.
 - 5 If the tip of the cannula is deformed, replace it with a new one recommended by LANAFORM.  8

7. Cleaning and maintenance

Cleaning the main unit:

Only clean the device with clean

water or a neutral detergent. Do not use corrosive or abrasive detergents. Do not use water above 50°C on any part of the device as this could cause damage or loss of performance.

Do not immerse the main unit in water. If necessary, clean the surface with a soft cloth and non-corrosive detergent.

Tank cleaning:

Detach the tank from the main unit, as explained in point 6.

Rinse the tank with lukewarm water. Do not clean the reservoir with detergent of any kind.

Replace the tank after cleaning.

Limescale cleaning:

Depending on the mineral content of the water used, a limescale deposit may appear on the device. This may reduce the performance of the device.

Point the tip towards the sink, turn on the device and leave it on until there is no water in the tank. Replace the tank with clean hot water (maximum 40°C) and repeat the above-mentioned tank cleaning steps. This cleaning process should be repeated every 1-3 months in order to maintain product performance.

8. Changing the tip

The tip is a consumable.
The tip should be replaced

approximately every 6 months
for hygiene reasons, even if its
shape remains unchanged. 

EN

9. Technical specifications

Product Name	WF-100
Product reference	LA140304
Dimensions	22.4 x 7 x 7.9 cm
Weight	+/- 285 gr
Battery specification	2000 mAh
Charging time	+/- 4 hrs
Power consumption excluding charge	Maximum 5W
Charger requirement	5V, 1A
Standby current	Less than 20uA

10. Troubleshooting

 Problem	 Cause	 Solution
There is a leak between the tip and the main unit	The tip holder seal is damaged or the tip has not been correctly installed	Contact the seller for repair or reinstall the tip correctly.

 Problem	 Cause	 Solution
There is a leak from the water injector	The seal is damaged or there are impurities in the injector	Contact the seller for repair
There is a leak in the water tank	Unit closure system is not watertight	Replace seal or contact seller for repair
Water pressure is insufficient	The device is not charged enough	Try again after the device is fully charged
The device does not start	The device is not charged enough	Try again after full charge of the device or contact the seller for repair
The device does not spray water	The device is used for the first time or has not been used for a certain period of time	Add enough water to the tip installation hole and try again after reinstalling the tip

11. Limited warranty

LANAFORM guarantees this product against any material or manufacturing defect for a period of two years from the date of purchase, except in the circumstances described below.

The LANAFORM guarantee does not cover damage caused as a result of normal wear to this product. In addition, the guarantee covering this LANAFORM product does not cover damage caused by abusive or inappropriate or incorrect use, accidents, the use of unauthorized accessories, changes made to the product or any other circumstance, of

whatever sort, that is outside LANAFORM's control.

LANAFORM may not be held liable for any type of circumstantial, indirect or specific damage.

All implicit guarantees relating to the suitability of the product are limited to a period of two years from the initial date of purchase as long as a copy of the proof of purchase can be supplied.

On receipt, LANAFORM will repair or replace your appliance at its discretion and will return it to you. The guarantee is only valid through LANAFORM's Service Centre. Any attempt to maintain this product by a person other than LANAFORM's Service Centre will render this guarantee void.



12. Disposal of waste

The packaging consists entirely of environmentally safe materials that can be deposited at your local sorting centre to be used as secondary materials. Cardboard can be placed in a paper collection container. Packaging films should be dropped off at your local sorting and recycling centre.

If you are no longer using the device, dispose of it in an environmentally friendly manner and in accordance with legal guidelines.

Présentation

Merci d'avoir choisi l'hydropulseur de LANAFORM.

Grâce à ses 4 modes de nettoyage, le **WF-100** permet non seulement de nettoyer les espaces interdentaires en délogant en douceur les résidus alimentaires mais également de retirer la plaque dentaire et les bactéries. En outre, l'hydropulseur vous permet de masser en douceur les gencives tout en soulageant les saignements.

 **Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre produit, en particulier les consignes de sécurité de base.**

 **Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.**

Table des matières

FR

- 01 Déballage
- 02 Contenu de l'emballage
- 03 Symboles
- 04 Précautions de sécurité
- 05 Description du produit
- 06 Instructions d'utilisation
- 07 Nettoyage et entretien
- 08 Changement de la canule
- 09 Caractéristiques techniques
- 10 Résolution des problèmes
- 11 Garantie
- 12 Élimination des déchets

1. Déballage

 Veuillez ouvrir l'emballage avec précaution avant usage. Vérifiez si tous les accessoires sont disponibles et si des composants ont été endommagés pendant le transport. Suivez les instructions d'installation et d'utilisation de ce mode d'emploi. En cas de dommages ou de dysfonctionnement, veuillez contacter le revendeur ou LANAFORM directement. En cas de réclamation, vous devrez vous munir du modèle de l'appareil, du numéro de série, de la date d'achat, de vos coordonnées et de votre adresse.

2. Contenu de l'emballage

- 1 hydropulseur
- 4 canules
- 1 câble de charge USB
- Manuel d'utilisation

3. Symboles

Les marques et symboles suivants peuvent apparaître dans le mode d'emploi.

Symbole	Description
	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé
	Action interdite
	Risque d'incendie
	Remarque
	Consulter le mode d'emploi
	Signe CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur
 	Les déchets électriques doivent être envoyés dans un point de collecte spécialisé pour y être recyclés

Symbole	Description
	Utiliser uniquement en intérieur

4. Précautions de sécurité

Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'utiliser l'hydropulseur.

Attention

Avant de commencer à utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité avec attention. Le non-respect des instructions suivantes est susceptible d'entraîner des dommages corporels ou matériels. Conservez ce mode d'emploi et tenez-le à la disposition de tous les autres utilisateurs. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un, remettez-lui également ce mode d'emploi.

Ne dirigez pas le jet d'eau vers l'envers de la langue, l'intérieur de l'oreille, les narines ou d'autres zones délicates.

Cet appareil est capable de produire des pressions qui pourraient provoquer des lésions graves dans ces zones.

Cet appareil est réservé à un usage personnel et n'est pas

prévu pour une utilisation commerciale.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les hydropulseurs peuvent être utilisés sous surveillance par des enfants d'au moins 8 ans.

L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. N'utilisez

l'appareil que conformément aux instructions. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.

Utilisez seulement les canules et les accessoires recommandés par LANAFORM.

Ne laissez pas tomber ou n'insérez pas d'objet dans les orifices de l'appareil.

N'utilisez pas ou ne faites pas fonctionner le produit à l'extérieur, en un endroit où on utilise un flacon d'aérosol ou en un endroit où on administre de l'oxygène.

N'utilisez pas d'iode, de solution saline (solution salée), d'huiles essentielles, de bain de bouche ou tout autre solution chimique dans le réservoir de ce produit. L'utilisation de ces produits peut réduire les performances de l'appareil et raccourcir sa durée de vie.

Retirez tout article de joaillerie buccale avant une utilisation de ce produit.

Veuillez-vous assurer que l'apparence du produit n'est pas endommagée et que le voyant de démarrage est normal avant d'utiliser ce produit.

Les personnes souffrant d'une maladie parodontale, qui ont suivi un traitement dentaire ou qui s'inquiètent de symptômes à l'intérieur de leur bouche doivent consulter un professionnel de la santé avant utilisation.

Si, lors de l'utilisation ou après avoir utilisé l'appareil, vous constatez une blessure au niveau de vos gencives, de vos dents ou de votre bouche, n'utilisez plus l'appareil et consultez votre professionnel de la santé.

N'utilisez PAS l'appareil en cas de blessure au niveau de la bouche, de vos gencives ou de vos dents.

Les hydropulseurs doivent être utilisés avec de l'eau froide ou tiède (maximum 40°C).

N'utilisez l'appareil que pour l'hygiène bucco-dentaire. Ceci pourrait causer un accident ou des blessures si le jet d'eau est dirigé vers les yeux, le nez ou la gorge.

Ne partagez pas la canule avec votre famille ou d'autres personnes. Ceci risque de provoquer une infection ou une inflammation.

Ne séchez pas l'appareil principal avec un sèche-cheveux ou un radiateur soufflant. Ceci risque de

causer un dysfonctionnement ou une déformation des pièces.

N'essuyez pas avec des diluants, du benzène, de l'alcool etc. Ceci pourrait causer un dysfonctionnement, des craquelures ou une décoloration des pièces.

Rangez l'appareil dans un emplacement avec un faible taux d'humidité après utilisation. Laisser l'appareil dans une salle de bain risque de causer des dysfonctionnements.

Choc électrique

Comme tout appareil électrique, l'hydropulseur doit être utilisé avec précaution et prudence afin d'éviter tout choc électrique.

Veillez à utiliser un chargeur avec une sortie DC 5V 1A conforme aux normes nationales applicables lors du chargement de ce produit et connectez correctement la fiche du chargeur à la prise de courant pour éviter tout dysfonctionnement ou incendie causé par la chaleur.

Ne branchez l'adaptateur dans la prise que lorsque l'appareil est éteint.

N'utilisez jamais l'appareil si ce dernier ou ses accessoires sont visiblement endommagés.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

N'utilisez pas l'appareil pendant un orage.

En cas de défaut ou de panne, arrêtez immédiatement l'appareil. Déconnectez la fiche de la prise.

Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ni sur l'appareil pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise.

Ne tenez ou ne portez jamais l'appareil par le câble d'alimentation.

Ne coincez pas le câble.

N'utilisez pas l'hydropulseur sans avoir préalablement installé la canule.

Étant donné que ce produit a une batterie rechargeable intégrée, ne placez pas le produit dans un feu et évitez de l'utiliser dans un environnement à haute température et surchauffé, car un dysfonctionnement ou un incendie causé par la chaleur peut survenir.

Gardez l'adaptateur secteur à l'écart des surfaces chaudes.

Assurez-vous que le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur ne soient pas en contact

avec de l'eau, de la vapeur ou d'autres liquides.

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise domestique lorsqu'elle n'est pas utilisée pour une période prolongée. Sinon, ceci pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique résultant d'une détérioration de l'isolement.

Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau. Déconnectez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise.

Débranchez l'appareil avant de remplir le réservoir.

Réparation

L'appareil ne doit pas être ouvert.

Seul un spécialiste peut réparer des appareils électriques. Toute réparation inappropriée peut engendrer un danger important pour l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous au service-client ou à un revendeur agréé. N'essayez pas d'entretenir l'hydropulseur à moins que vous ne soyez un professionnel qualifié. Seuls les professionnels qualifiés en maintenance sont autorisés à effectuer la maintenance intérieure si nécessaire.

Risque d'incendie

Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation entraîne un risque d'incendie !

N'utilisez pas l'appareil dans un endroit couvert, sous une couverture ou des coussins par exemple.

N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables.

Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas couvertes.

Ne débranchez jamais l'appareil allumé. Arrêtez-le toujours au préalable.

N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou un environnement excessivement humide.

5. Description du produit

- 1 Canule
- 2 Interrupteur Marche/ Arrêt
- 3 Bouton sélection Mode
- 4 Voyant Led indicateur de batterie / Mode d'utilisation
- 5 Unité principale
- 6 Réservoir d'eau
- 7 Interrupteur fixation/ libération canule
- 8 Connecteur Câble USB
- 9 Mode High
- 10 Mode Medium
- 11 Mode Soft

6. Instructions d'utilisation

Chargement

- 1 Veuillez charger le produit avant de l'utiliser pour la première fois. Assurez-vous d'utiliser le chargeur conformément au point 4. Si vous l'utilisez à l'étranger, veuillez d'abord vérifier si la tension et le chargeur du pays conviennent à ce produit.
- 2 Éteignez d'abord le produit lors de la charge. Connectez le

chargeur avec le câble USB inclus. Insérez le chargeur dans la prise secteur et connectez le produit au câble de chargement USB.

- 3 L'indicateur de batterie montre l'état de chargement. Une fois la charge terminée, l'indicateur restera statique. Appuyez et maintenez le bouton de sélection de mode afin d'afficher l'état de la batterie. À ce stade, débranchez le produit du câble USB et débranchez le chargeur de la prise de courant. C'est un phénomène normal si le produit et le chargeur sont un peu chauds.
- 4 Quatre heures sont plus ou moins nécessaires pour charger complètement le produit en utilisant le chargeur répondant aux exigences. Le temps peut varier en fonction de circonstances spécifiques.
- 5 Si l'indicateur de batterie clignote durant l'utilisation de l'appareil, cela indique à l'utilisateur de charger l'appareil. Lorsque la batterie sera vide, l'indicateur

émettra 4 clignotements puis s'éteindra automatiquement.

- 6** Le produit ne peut être utilisé lorsqu'il est en cours de chargement.
- 7** Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, chargez l'appareil immédiatement lorsque le niveau de batterie est bas.

Avertissement

N'insérez pas et ne retirez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées (cela peut provoquer un choc électrique et un court-circuit).

Ne l'utilisez pas dans des endroits où l'eau est accessible, comme dans un bain ou dans un endroit humide, afin d'éviter un dysfonctionnement ou un court-circuit.

Vous devez utiliser le chargeur qui répond aux exigences de charge.

Vous ne devez pas être trop près du produit pendant le chargement ; lorsque vous partez pour une longue période, vous devez arrêter de charger.

Veuillez immédiatement couper l'alimentation lorsque des anomalies se produisent pendant la charge. Si le câble USB est endommagé ou si la fiche est desserrée, veuillez arrêter la charge immédiatement.

Veuillez utiliser et conserver le câble USB correctement. Ne le pliez pas, ne l'étirez pas, ne le tordez pas, n'appuyez pas et ne l'enroulez pas autour du chargeur.

Mode d'utilisation

Fixez solidement la canule sur l'appareil à l'aide de l'interrupteur de fixation.  **2**

Avant de remplir le réservoir, veuillez à ce que l'appareil soit éteint. Ouvrez le réservoir d'eau en tournant l'unité principale dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, maintenez le réservoir à la verticale et remplissez-le d'eau en veillant à ce que la température de celle-ci ne dépasse pas les 40°C.



Revissez le réservoir d'eau à l'unité principale dans le sens horloger et veuillez à ce qu'il soit bien verrouillé.

Pour allumer l'appareil, maintenez l'interrupteur marche/arrêt 1 seconde pour allumer celui-ci.

Choisissez un des modes de nettoyage en appuyant successivement sur le bouton de sélection de mode. Il existe 4 modes de nettoyage :

- Mode « Soft »

Ce mode est destiné aux nouveaux utilisateurs et personnes ayant les dents sensibles. Pour appliquer ce mode, sélectionnez le voyant inférieur de votre appareil.

- Mode « Medium »

Ce mode est destiné au nettoyage quotidien des résidus dentaires, convient à la plupart des utilisateurs. Appliquez ce mode en sélectionnant le voyant du milieu de votre appareil.

- Mode « High »

La pression puissante de ce mode est destinée au nettoyage des résidus dentaires plus tenaces et la plaque dentaire. Sélectionnez le voyant supérieur de votre appareil pour appliquer ce mode.

- Mode « Pulse »

En alternant la pression de l'eau projetée, ce mode procure un massage doux des gencives, tout en enlevant les résidus dentaires. Pour sélectionner ce mode, appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur de mode jusqu'à ce que tous les voyants s'allument alternativement.

Une fois votre soin réalisé, appuyez 2 fois sur le bouton arche/arrêt afin d'éteindre l'appareil. Pour des raisons de sécurité, l'appareil dispose d'un arrêt automatique après 2 minutes. Si vous souhaitez l'utiliser à nouveau, vérifiez le niveau d'eau du réservoir et remplissez celui-ci si besoin avant d'appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt.

Conseils d'utilisation 4

Pour de meilleurs résultats, commencez par les molaires et déplacez l'appareil en marche vers l'avant de la bouche pour terminer par les incisives. Pendant le nettoyage, positionnez la canule avec un angle de 90° par rapport à la gencive et déplacez-la le long

de la ligne gingivale. Restez entre chaque dent pendant une courte période. Fermez légèrement les lèvres pour éviter que l'eau ne gicle, mais laissez suffisamment d'espace pour que l'eau coule librement de votre bouche à l'évier.

Nettoyage interdentaire :



dirigez le jet d'eau sur l'espace entre les dents. Cette action permet de nettoyer en profondeur l'espace interdentaire inaccessible avec une brosse à dents.

Nettoyage des poches paradontales :



dirigez le jet d'eau dans l'espace entre les dents et la gencive et déplacez lentement le jet d'eau le long de cette dernière. Utilisez le mode soft si vos gencives sont sensibles.

Soins des gencives :



stimulez vos gencives grâce au massage procuré par le jet d'eau. Utilisez le mode soft si vos gencives sont sensibles.

Pour chacune de ces étapes, passez bien le jet d'eau sur le devant et l'arrière des dents

ainsi que derrière les molaires. Ceci vous assurera un nettoyage optimal. 

Mémoire de l'appareil :

l'appareil mémorise le dernier mode utilisé pour votre soin dentaire. Ce mode sera directement activé lors de la prochaine utilisation.

Après chaque utilisation, ouvrez et videz le réservoir. Remplacez celui-ci et drainez l'eau résiduelle en allumant l'appareil jusqu'à ce que l'hydropulseur ne projette plus du tout d'eau. Eteignez-le ensuite (comme indiqué plus haut dans la notice).

Remarque

Placez la canule dans votre bouche et fermez doucement votre bouche avant d'appuyer sur l'interrupteur marche / arrêt.

Pour l'utilisation, placez votre visage au-dessus d'un lavabo et, avec l'appareil vertical et la canule installée, levez le coude.

Appuyer sur le bouton de sélection de mode durant l'utilisation changera le mode.

Tournez la canule pour

ajuster la direction du flux d'eau.

Lors de la première utilisation, commencez par le mode « soft ». La pression de l'eau peut être augmentée graduellement afin que la cavité buccale s'adapte. Vous pourrez également percevoir de petites gênes au niveau des gencives pendant les premières utilisations. C'est normal et cela devrait cesser après 1 à 2 semaines. Néanmoins, si cela persiste ou si vous ressentez une douleur anormale, stoppez immédiatement l'utilisation de l'hydropulseur et consultez un professionnel de la santé.

Après utilisation, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour placer l'appareil hors tension.

Remarque

- 1 L'appareil risque de ne pas fonctionner à une température ambiante d'environ 5 °C ou moins.
- 2 Ne pressez pas trop fortement la pointe de la canule contre les dents ou les gencives.
- 3 La plaque adhérent à la surface des dents ne

pouvant pas être retirée uniquement avec de l'eau, le brossage reste toujours nécessaire. Il est recommandé de nettoyer l'intérieur de votre bouche avec de l'eau après vous être brossé les dents.

- 4 Ne faites pas fonctionner l'appareil principal à vide sinon pour vider le reste d'eau après utilisation. Utilisez l'appareil principal sans eau risque de causer un dysfonctionnement.
- 5 Si la pointe de la canule est déformée, remplacez-la par une canule neuve recommandée par LANAFORM 

7. Nettoyage et entretien

Nettoyage de l'unité principale :

Nettoyez trrosif ou abrasif. N'utilisez pas d'eau à plus de 50°C, sur aucune partie de l'appareil, cela pourrait causer des dégâts ou une perte de performance.

Ne plongez pas l'unité principale dans l'eau. Si nécessaire,

nettoyez la surface avec un chiffon doux et du détergent non corrosif.

Nettoyage du réservoir:

Détachez le réservoir de l'unité principale, comme expliqué au point 6.

Rincez le réservoir avec de l'eau tempérée. Ne nettoyez pas le réservoir avec du détergent de quelque sorte que ce soit.

Remplacez le réservoir une fois celui-ci nettoyé.

Nettoyage du calcaire:

En fonction de la teneur en minéraux de l'eau utilisée, un dépôt de calcaire peut apparaître sur l'appareil. Ce dépôt peut réduire la performance de l'appareil.

Pointez la canule vers l'évier,

allumez l'appareil et laissez-le allumé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le réservoir. Remplacez le réservoir avec de l'eau chaude propre (maximum 40°C) et répétez les étapes de nettoyage du réservoir mentionnées ci-dessus. Ce processus de nettoyage devrait être répété tous les 1 à 3 mois afin de maintenir la performance du produit.

8.Changement de la canule

La canule est un consommable. La canule doit être remplacée environ tous les 6 mois pour des raisons d'hygiène, même si sa forme reste inchangée. Faites l'opération inverse du dessin pour la retirer. 

9.Caractéristiques techniques

Nom Produit	WF-100
Référence du produit	LA140304
Dimensions	22,4 x 7 x 7,9 cm
Poids	+/- 285 gr
Spécification de la batterie	2000 mAh

Temps de chargement	+/- 4 h
Consommation électrique hors charge	Maximum 5W
Exigence du chargeur	5V, 1A
Courant de veille	Moins de 20uA

10. Résolution des problèmes

 Problème	 Cause	 Solution
Il y a une fuite entre la canule et l'unité principale	Le joint du porte canule est endommagé ou la canule n'a pas été installée correctement	Contactez le vendeur pour réparation ou réinstallez correctement la canule.
Il y a une fuite au niveau de l'injecteur d'eau	Le joint est endommagé ou il y a des impuretés dans l'injecteur	Contactez le vendeur pour réparation
Il y a une fuite dans le réservoir d'eau	Le système de fermeture de l'unité n'est pas étanche	Remplacez le joint ou contactez le vendeur pour réparation
La pression de l'eau est insuffisante	L'appareil n'est pas assez chargé	Essayez à nouveau après charge complète de l'appareil

☹ Problème	❓ Cause	😊 Solution
L'appareil ne démarre pas	L'appareil n'est pas assez chargé	Essayez à nouveau après charge complète de l'appareil ou contactez le vendeur pour réparation
L'appareil ne projette pas d'eau	L'appareil est utilisé pour la première fois ou n'a pas été utilisé pendant une certaine période de temps	Ajoutez une quantité suffisante d'eau dans le trou d'installation de la canule et essayez à nouveau après avoir réinstallé la canule

11. Garantie limitée

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont

limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.

FR



12. Élimination des déchets

■ L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales.

Presentatie

Bedankt dat u heeft gekozen voor de monddouche van LANAFORM.

Dankzij de 4 reinigingsmodi maakt de **WF-100** het niet alleen mogelijk om de ruimte tussen de tanden te reinigen door voedselresten zachtjes te verwijderen maar ook om korte metten te maken met tandplak en bacteriën. Bovendien kunt u met de monddouche het tandvlees zachtjes masseren en bloedend tandvlees verminderen.



Lees alle instructies voordat u uw product gebruikt, in het bijzonder de basisveiligheidsinstructies.



De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk maar we kunnen geen perfecte gelijkenis met het product garanderen.

Inhoudsopgave

- 01 Uitpakken
- 02 Inhoud verpakking
- 03 Symbolen
- 04 Veiligheidsvoorschriften
- 05 Productbeschrijving
- 06 Gebruiksaanwijzing
- 07 Reiniging en onderhoud
- 08 De canule verwisselen
- 09 Technische kenmerken
- 10 Problemen oplossen
- 11 Garantie
- 12 Afvalverwerking

NL

1. Uitpakken

 Open voor gebruik voorzichtig de verpakking. Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en of er onderdelen beschadigd zijn tijdens het transport. Volg de installatie- en gebruiksinstructies in deze handleiding. Neem contact op met de verkoper of rechtstreeks met LANAFORM indien het apparaat beschadigd is of niet goed werkt. Bij een klacht moet u het model van het apparaat, het serienummer, de aankoopdatum, uw contactgegevens en uw adres vermelden.

Inhoud verpakking

- 1 monddouchthe
- 4 canules
- 1 USB-oplaadkabel
- Gebruikershandleiding

3. Symbolen

De volgende merken en symbolen kunnen voorkomen in de gebruiksaanwijzing.

Symbol	Beschrijving
	Dit symbool waarschuwt u voor risico's op letsel of gevaar voor uw gezondheid
	Verboden handeling.
	Brandgevaar
	Opmerking
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de huidige Europese en nationale richtlijnen
	Elektrisch afval moet voor recycling naar een gespecialiseerd inzamelpunt worden gebracht
	Alleen voor gebruik binnenshuis

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u de monddouche gebruikt.

Waarschuwing

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Wanneer u zich niet houdt aan de volgende instructies kan dit leiden tot lichamelijke of materiële schade. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat hij beschikbaar is voor alle andere gebruikers. Indien u het apparaat doorgeeft aan iemand, geef hem of haar dan ook deze gebruiksaanwijzing.

Richt de waterstraal niet op de achterkant van de tong, de binnenkant van het oor, de neusgaten of andere gevoelige plekken.

Dit apparaat kan druk uitoefenen, wat in deze zones ernstig letsel kan veroorzaken.

Dit apparaat is voorbehouden voor persoonlijk gebruik en is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, waaronder kinderen, met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij iemand

die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht houdt of van tevoren instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.

Monddouches kunnen onder toezicht worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar.

Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor het in deze handleiding beschreven gebruik. Gebruik het apparaat alleen volgens de instructies. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of gebruik anders dan vermeld staat in de gebruiksaanwijzing.

Gebruik alleen de canules en accessoires die door LANAFORM worden aanbevolen.

Laat geen voorwerpen in de openingen van het apparaat vallen en steek er geen voorwerpen in.

Gebruik het product niet buiten, op een plaats waar een spuitbus wordt gebruikt of op een plaats waar zuurstof wordt toegediend, of zet het niet aan op die plaatsen.

Gebruik geen jodium, zoutoplossing, essentiële oliën, mondspoeling of andere chemische oplossingen in het reservoir van dit product. Het gebruik van deze producten kan de prestaties van het apparaat verminderen en de levensduur verkorten.

Verwijder alle mondpiercings voordat u dit product gebruikt.

Controleer of het product er niet beschadigd uitziet en of de startindicator normaal brandt voordat u dit product gebruikt.

Mensen die last hebben van parodontitis, die een tandheelkundige behandeling hebben ondergaan of die zich zorgen maken over symptomen in hun mond, moeten voor gebruik een arts raadplegen.

Als u tijdens of na gebruik letsel opmerkt aan uw tandvlees, tanden of mond, stop dan met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts.

Gebruik het apparaat NIET in geval van letsel in de mond of van tandvlees of tanden.

De monddouches moeten met koud of lauw water (maximaal 40°C) worden gebruikt.

Gebruik het apparaat alleen voor mondhygiëne. Als de waterstraal op de ogen, neus of keel wordt gericht, kan dit ongelukken of letsel veroorzaken.

Deel de canule niet met uw gezin of andere mensen. Dit kan een infectie of ontsteking veroorzaken.

Droog het hoofdapparaat niet met een haardroger of een ventilatorkachel. Hierdoor kunnen onderdelen defect raken of vervormd raken.

Niet afnemen met oplosmiddelen, benzeen, alcohol enz. Hierdoor kunnen onderdelen defect raken, barsten of verkleuren.

Bewaar het apparaat na gebruik op een plek met een lage luchtvochtigheid. Als u het apparaat in een badkamer laat staan, kan het defect raken.

Elektrische schok

Zoals elk elektrisch apparaat moet de monddouche voorzichtig worden gebruikt om elektrische schokken te voorkomen.

Gebruik voor het opladen van dit product een oplader met een DC 5V 1A uitgang die voldoet aan de geldende nationale

normen en sluit de stekker van de oplader correct aan op het stopcontact om storingen of brand door hitte te voorkomen.

Steek de adapter alleen in het stopcontact als het apparaat aanstaat.

Gebruik het apparaat nooit als het apparaat zelf of de accessoires zichtbaar beschadigd zijn.

Gebruik het apparaat niet als het in het water is gevallen.

Gebruik het apparaat niet tijdens onweer.

In geval van een storing of defect moet u het apparaat onmiddellijk uitzetten. Haal de stekker uit het stopcontact.

Trek niet aan het netsnoer of het apparaat om de stekker uit het stopcontact te halen.

Houd het apparaat nooit vast en draag het niet aan het netsnoer.

Klem de kabel niet vast.

Gebruik de monddouche niet zonder eerst de canule te plaatsen.

Aangezien dit product een ingebouwde oplaadbare batterij heeft, mag u het product niet in vuur plaatsen en mag u het niet gebruiken in een

omgeving met een hoge temperatuur of oververhitting, aangezien er storing of brand door hitte kan optreden.

Houd de voedingsadapter uit de buurt van hete oppervlakken.

Verzekert u ervan dat het netsnoer en de adapter niet in aanraking komen met water, stoom of andere vloeistoffen.

Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische schokken of brand als gevolg van elektrische lekkage door aantasting van de isolatie.

Raap nooit een apparaat op dat in het water is gevallen. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Haal de stekker uit het stopcontact vóór u het reservoir vult.

Reparatie

Het apparaat mag niet geopend worden.

Alleen een specialist mag elektrische apparaten repareren. Elke onjuiste reparatie kan leiden tot ernstig gevaar voor de gebruiker. Neem voor reparaties

contact op met de klantenservice of een erkende dealer. Probeer geen onderhoud uit te voeren aan de monddouche, tenzij u een gekwalificeerd professional bent. Alleen gekwalificeerde onderhoudsprofessionals zijn bevoegd om indien nodig onderhoud aan de binnenkant uit te voeren.

Brandgevaar

Onjuist gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing kan brand veroorzaken!

Gebruik het apparaat niet op een bedekte plek, bijvoorbeeld onder een deken of kussens.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare materialen.

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt zijn.

Trek nooit de stekker uit het apparaat als het aan staat. Zet het altijd eerst uit.

Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of een omgeving met overmatige vochtigheid.

5. Productbeschrijving

- 1 Canule
- 2 Aan/uit-schakelaar
- 3 Modusselectieknop
- 4 Ledlampje batterij-indicator / Bedrijfsmodus
- 5 Hoofdtoestel
- 6 Waterreservoir
- 7 Schakelaar voor het bevestigen/verwijderen van canules
- 8 Aansluiting USB-kabel
- 9 Modus High
- 10 Modus Medium
- 11 Modus Soft

6. Gebruiksaanwijzing

Opladen

- 1 Laad het product op voor het eerste gebruik. Zorg ervoor dat u de oplader gebruikt zoals beschreven in punt 4. Indien u het gebruikt in het buitenland, gelieve eerst te verifiëren of de spanning en de oplader van het land geschikt zijn voor dit product.
- 2 Zet het product eerst uit voordat u het oplaadt. Sluit de oplader aan met de bijgeleverde

- USB-kabel. Steek de oplader in het stopcontact en sluit het product aan op de USB-oplaadkabel.
- 3 De batterij-indicator geeft de oplaadstatus aan. Zodra het opladen is voltooid, blijft de indicator statisch. Houd de moduskeuzeknop ingedrukt om de batterijstatus weer te geven. Op dat moment maakt u het product los van de USB-kabel en haalt u de oplader uit het stopcontact. Het is normaal als het product en de oplader een beetje warm zijn.
 - 4 Het duurt ongeveer vier uur om het product volledig op te laden met de oplader die aan de vereisten voldoet. De tijd kan variëren volgens specifieke omstandigheden.
 - 5 Als de batterij-indicator knippert terwijl het apparaat in gebruik is, betekent dit dat de gebruiker het apparaat moet opladen. Als de batterij leeg is, knippert de indicator 4 keer en gaat dan automatisch uit.
 - 6 Het product kan niet worden gebruikt terwijl het wordt opgeladen.
 - 7 Om de levensduur van de batterij te verlengen, laadt u het apparaat onmiddellijk op als de batterij bijna leeg is.

Waarschuwing

Plaats of verwijder het net snoer niet met natte handen (dit kan een elektrische schok of kortsluiting veroorzaken).

Gebruik het niet waar water bij kan komen, zoals in een bad of op een vochtige plaats, om defecten of kortsluiting te voorkomen.

U moet de oplader gebruiken die voldoet aan de oplaadvereisten.

U mag niet te dicht bij het product komen tijdens het opladen; wanneer u voor langere tijd weggaat, moet u het opladen stopzetten.

Schakel de stroom onmiddellijk uit als er zich tijdens het opladen afwijkende situaties voordoen. Als de USB-kabel beschadigd is of de stekker

loszit, stop dan onmiddellijk met opladen.

Gebruik en bewaar de USB-kabel op de juiste manier. Buig, rek of verdraai de kabel niet, druk er niet op of wikkel hem niet rond de oplader.

Gebruikswijze

Bevestig de canule stevig op het apparaat met de bevestigingsschakelaar.  2

Zorg dat het apparaat uitsstaat voordat u het reservoir vult. Open het waterreservoir door de hoofdtoestel tegen de klok in te draaien, houd het reservoir verticaal en vul het met water waarvan de temperatuur niet hoger is dan 40°C.



Schroef het waterreservoir weer aan de hoofdtoestel door het met de klok mee te draaien en controleer of het goed vastzit.

Houd de aan/uit-schakelaar 1 seconde ingedrukt om het apparaat aan te zetten.

Kies een van de reinigingsmodi door op de moduskeuzeknop te drukken tot de

gewenste modus verschijnt.

Er zijn 4 reinigingsmodi:

- Modus 'Soft'

Deze modus is bedoeld voor nieuwe gebruikers en mensen met gevoelige tanden. Om deze modus toe te passen, selecteert u het onderste lampje op uw apparaat.

- Modus 'Medium'

Deze modus is bedoeld voor de dagelijkse reiniging van voedselresten tussen de tanden en is geschikt voor de meeste gebruikers. Pas deze modus toe door het lampje op het midden van uw apparaat te selecteren.

- Modus 'High'

De krachtige druk van deze modus is bedoeld om de meer hardnekkige voedselresten tussen de tanden en tandplak te reinigen. Selecteer het bovenste lampje op uw apparaat om deze modus toe te passen.

- Modus 'Pulse'

Door de druk van de waterstraal af te wisselen, zorgt deze modus voor een zachte massage van het tandvlees, terwijl voedselresten tussen de tanden worden

verwijderd. Om deze modus te selecteren, drukt u meerdere malen op de modusschakelaar totdat alle lampjes afwisselend oplichten.

Als u klaar bent met uw mondverzorging, drukt u 2 keer op de boog-/stopknop om het apparaat uit te zetten. Om veiligheidsredenen gaat het apparaat na 2 minuten automatisch uit. Als u het apparaat weer wilt gebruiken, controleer dan het waterniveau in het reservoir en vul het zo nodig bij voordat u op de aan/uit-schakelaar drukt.

Gebruiksaanwijzing



Voor het beste resultaat begint u met de kiezen en beweegt u het apparaat zonder het uit te zetten naar de voorkant van de mond om te eindigen met de snijtanden. Plaats de canule tijdens het reinigen in een hoek van 90° ten opzichte van het tandvlees en beweeg de canule langs de tandvleeslijn. Blijf kort tussen elke tand. Sluit uw lippen een beetje om te voorkomen dat het water

eruit spuit, maar laat genoeg ruimte over zodat het water vrij van uw mond naar de gootsteen kan stromen. (Insert photo 3)

Interdentale reiniging:



richt de waterstraal op de ruimte tussen de tanden. Zo kunt u de interdentale ruimte die met een tandenborstel ontoegankelijk is, grondig reinigen. (Insert photo 4)

Parodontale pockets reinigen :



richt de waterstraal op de ruimte tussen de tanden en het tandvlees en beweeg de waterstraal langzaam langs het tandvlees. Gebruik de modus Soft als uw tandvlees gevoelig is. (Insert photo 5)

Tandvleesverzorging:



stimuleer uw tandvlees dankzij de massage van de waterstraal. Gebruik de modus Soft als uw tandvlees gevoelig is. (Insert photo 6)

Ga voor elk van deze stappen met de waterstraal over de voor- en achterkant

van de tanden en achter de kiezen. Dit zorgt voor een optimale reiniging.  4

Apparaatgeheugen: het apparaat onthoudt de laatst gebruikte modus voor uw mondverzorging. Deze modus wordt direct geactiveerd bij het volgende gebruik.

Open en leeg het reservoir na elk gebruik. Plaats het terug en laat resterend water weglopen door het apparaat aan te zetten totdat er geen water meer uit de monddouche spuit. Zet hem vervolgens uit (zoals eerder in de handleiding beschreven).

Opmerking

Plaats de canule in uw mond en sluit uw mond voorzichtig voordat u op de aan/uit-schakelaar drukt.

Plaats om het apparaat te gebruiken uw gezicht boven een wasbak en til, met het apparaat verticaal en de canule geïnstalleerd, uw elleboog op.

Als u tijdens gebruik op deoduskeuzeknop drukt, verandert de modus.

Draai de canule om de richting van de waterstroom aan te passen.

Begin bij het eerste gebruik met de modus 'Soft'. De waterdruk kan geleidelijk worden verhoogd zodat de mondholte eraan kan wennen. Het kan ook zijn dat u de eerste paar keer wat last heeft van uw tandvlees. Dit is normaal en zou na 1 tot 2 weken voorbij moeten zijn. Als dit echter aanhoudt of als u abnormale pijn ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de monddouche en raadpleeg een gezondheidsprofessional.

Druk na gebruik op de aan/uit-schakelaar om het apparaat uit te zetten.

Opmerking

- 1 Het risico bestaat dat het apparaat niet werkt bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 5°C of minder.
- 2 Druk de punt van de canule niet te hard tegen de tanden of het tandvlees.
- 3 Tandplak dat zich vasthecht aan het tandoppervlak kan niet

alleen met water worden verwijderd, dus poetsen blijft altijd nodig. We raden u aan om de binnenkant van uw mond te reinigen met water na het tandenpoetsen.

- 4 Laat het hoofdapparaat niet werken zonder water, tenzij het is om resterend water na gebruik te verwijderen. Als u het apparaat zonder water gebruikt, kan het defect raken.
- 5 Als de punt van de canule vervormd is, vervang deze dan door een nieuwe canule die wordt aanbevolen door LANAFORM. 8

7. Reiniging en onderhoud

Reiniging van het hoofdtoestel:

Reinig het apparaat alleen met schoon water of een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik op geen enkel onderdeel van het apparaat water van meer dan 50°C, aangezien dit schade kan veroorzaken of de prestaties kan

verminderen.

Dompel het hoofdtoestel niet onder in water. Reinig het oppervlak indien nodig met een zachte doek en een niet-bijtend schoonmaakmiddel. .

Reiniging van het reservoir:

Maak het reservoir los van het hoofdtoestel, zoals uitgelegd in punt 6.

Spoel het reservoir af met lauw water. Reinig het reservoir niet met een reinigingsmiddel.

Plaats het reservoir terug nadat het is gereinigd.

Reiniging van kalkaanslag:

Afhankelijk van het mineraalgehalte van het gebruikte water kan er kalkaanslag op het apparaat ontstaan. Deze aanslag kan de prestaties van het apparaat verminderen.

Richt de canule op de gootsteen, zet het apparaat aan en laat het aanstaan tot er geen water meer in het reservoir zit. Zet het reservoir er weer in met schoon warm water (maximaal 40°C) en herhaal de bovenstaande stappen voor het reinigen van het reservoir. Dit reinigingsproces moet

om de 1 tot 3 maanden herhaald
worden om de prestaties van het

product te behouden.

8. Vervanging van de canule

De canule is een verbruiksartikel. De canule moet om hygiënische redenen ongeveer elke 6 maanden worden vervangen, zelfs als de vorm onveranderd blijft.



9. Technische kenmerken

Productnaam	WF-100
Productreferentie	LA140304
Afmetingen	22,4 x 7 x 7,9 cm
Gewicht	+/- 285 g
Batterijspecificatie	2000 mAh
Oplaadtijd	+/- 4 uur
Stroomverbruik, opladen niet meegerekend	Maximaal 5 W
Vereisten van de oplader	5V, 1A

10. Problemen oplossen

 Probleem	 Oorzaak	 Oplossing
Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er zit een lek tussen de canule en het hoofdtoestel	De afdichting op de canulehouder is beschadigd of de canule is niet goed geplaatst	Neem contact op met de verkoper voor reparatie of plaats de canule opnieuw op de juiste manier.
Er zit een lek ter hoogte van de waterinjector	De afdichting is beschadigd of er zit vuil in de injector	Neem contact op met de verkoper voor reparatie
Er zit een lek in het waterreservoir	Het sluitsysteem van het toestel is niet waterdicht	Vervang de afdichting of neem contact op met de verkoper voor reparatie
De waterdruk is onvoldoende	Het apparaat is niet voldoende opgeladen	Probeer het opnieuw nadat het apparaat volledig is opgeladen

 Probleem	 Oorzaak	 Oplossing
Het apparaat start niet	Het apparaat is niet voldoende opgeladen	Probeer het opnieuw nadat het apparaat volledig is opgeladen of neem contact op met de verkoper voor reparatie
Het apparaat spuit geen water	Het apparaat wordt voor het eerst gebruikt of is een bepaalde tijd niet gebruikt	Voeg een voldoende hoeveelheid water toe in het installatiegat van de canule en probeer het opnieuw nadat u de canule opnieuw hebt geplaatst

11. Beperkte garantie

LANAFORMgarandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

LANAFORMdekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product.

Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

gevolgsschade, niet-rechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopbewijs voorgelegd kan worden.

Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie.

NL



12. Afvalverwerking

De verpakking is volledig gemaakt van milieuvriendelijke materialen die naar uw plaatselijk sorteercentrum kunnen worden gebracht om als secundaire materialen te worden gebruikt. Het karton mag in de papierbak. Verpakkingsfolie moet worden ingeleverd bij uw plaatselijke sorteer- en recyclingcentrum.

Wanneer u het apparaat niet meer gebruikt, dient u het op milieuvriendelijke wijze en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften af te voeren.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ústní sprchu LANAFORM WF-100.

Díky 4 čistícím režimům čistí nejen mezery mezi zuby jemným uvolňováním zbytků jídla, ale také odstraňuje zubní plak a bakterie. Ústní sprcha vám navíc umožňuje jemně masírovat dásně a zároveň zmírňovat jejich krvácení.

 **Před použitím výrobku si prosím přečtěte všechny pokyny, zejména základní bezpečnostní požadavky.**

 **Fotografie a další obrázky produktů v tomto návodu a na obalu jsou co nejpřesnější, ale netvrdí, že se jedná o dokonalou reprodukci produktu.**

- 01 Rozbalování
- 02 Obsah balení
- 03 Symboly
- 04 Bezpečnostní opatření
- 05 Popis produktu
- 06 Návod k použití
- 07 Čištění a údržba
- 08 Výměna trysky
- 09 Technické specifikace
- 10 1Odstraňování problémů
- 11 1Záruka
- 12 1Likvidace odpadu

Rozbalování

Před použitím pečlivě otevřete obal. Zkontrolujte, zda je k dispozici veškeré příslušenství a zda nedošlo k poškození některých součástí během přepravy. Řiďte se pokyny k instalaci a obsluze uvedenými v tomto návodu k použití. V případě jakéhokoli poškození nebo poruchy se obraťte na prodejce nebo přímo na společnost LANAFORM. V případě reklamace budete potřebovat model zařízení, sériové číslo, datum nákupu, své kontaktní údaje a adresu.

Obsah balení

- 1× ústní sprcha
- 4× tryska a 4 barevné těsnění
- 1× nabíjecí USB kabel
- uživatelská příručka

Symbols

V návodu k použití se mohou objevit následující značky a symboly.

Symbol	Popis
	Tento symbol vás varuje před rizikem zranění nebo ohrožením zdraví
	Zakázaná akce.
	Nebezpečí požáru
	Poznámka
	Nahlédněte do návodu k použití.
	Značka CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Elektroodpad musí být odeslán na určené sběrné místo k recyklaci.
	Používejte pouze v interiéru

Bezpečnostní opatření

Před použitím ústní sprchy si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní opatření.

- **Před zahájením používání zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.** Nedodržení následujících pokynů může vést k úrazu nebo věcným škodám. Uchovejte si tuto uživatelskou příručku a zpřístupněte ji všem ostatním uživatelům. Pokud zařízení předáte někomu jinému, předejte jí i tento návod k použití.

- **Nesměřujte proud vody směrem k zadní části jazyka, vnitřní straně ucha, nosním dírkám ani jiným citlivým oblastem.**

- **Toto zařízení je schopné vytvářet tlak, který by mohl v těchto oblastech způsobit vážná zranění.**

- **Toto zařízení je určeno pouze pro osobní použití a není určeno pro komerční využití.**

- **Toto zařízení není určeno k používání osobami, včetně dětí, se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly s používáním zařízení instruovány osobou odpovědnou za jejich**

bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

- **Ústní sprchu mohou používat děti starší 8 let pod dohledem.**

- **Zařízení je určeno pouze pro použití popsané v tomto návodu k použití. Používejte zařízení pouze podle pokynů. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.**

- **Používejte pouze trysky a příslušenství doporučené společností LANAFORM.**

- **Nevhazujte ani nekládejte žádné předměty do otvorů zařízení.**

- **Nepoužívejte ani neobsluhujte výrobek venku, v místě, kde se používají aerosolové plechovky, nebo v místě, kde se podává kyslík.**

- **Nepoužívejte v nádržce tohoto produktu jód, fyziologický roztok, esenciální oleje, ústní vodu ani žádné jiné chemické roztoky. Použití těchto produktů může snížit výkon zařízení a zkrátit jeho životnost.**

- **Před použitím tohoto produktu vyjměte veškeré šperky z úst.**
- **Před použitím se ujistěte, že vzhled výrobku není poškozený a že kontrolka svítí normálně.**
- **Pokud trpíte onemocněním parodontu, jste po zubním zákroku nebo pociťujete neobvyklé příznaky v ústech, doporučujeme se před použitím poradit se svým zubním lékařem či jiným zdravotnickým odborníkem.**
- **Pokud si během používání nebo po použití zařízení všimnete jakéhokoli poranění dásní, zubů nebo úst, přestaňte zařízení používat a poraďte se se svým lékařem.**
- **Nepoužívejte zařízení, pokud máte poranění úst, dásní nebo zubů.**
- **Ústní sprcha by měla být používána se studenou nebo vlažnou vodou (maximálně 40 °C).**
- **Používejte zařízení pouze k ústní hygieně. Pokud by proud vody směřoval do očí, nosu nebo krku, mohlo by dojít k nehodě nebo zranění.**
- **Nesdílejte trysku s rodinou ani s jinými lidmi. Může to způsobit infekci nebo zánět.**
- **Nesušte hlavní jednotku fémem ani horkovzdušnou troubou. Mohlo by dojít k poruše nebo deformaci součástí.**
- **Neotírejte ředidly, benzínem, alkoholem atd. Mohlo by to způsobit poruchu, prasknutí nebo změnu barvy součástí.**
- **Po použití zařízení skladujte na místě s nízkou vlhkostí. Ponechání zařízení v koupelně může způsobit jeho poruchu.**

Úraz elektrickým proudem

- **Nepoužívejte v nádržce tohoto produktu jód, fyziologický roztok, esenciální oleje, ústní vodu ani žádné jiné chemické roztoky. Použití těchto produktů může snížit výkon zařízení a zkrátit jeho životnost.**
- **Před použitím tohoto produktu vyjměte veškeré šperky z úst.**
- **Před použitím se ujistěte, že vzhled výrobku není poškozený a že kontrolka svítí normálně.**
- **Pokud trpíte onemocněním parodontu, jste po zubním zákroku nebo pociťujete neobvyklé příznaky v ústech, doporučujeme se před použitím poradit se svým zubním lékařem či jiným**

zdravotnickým odborníkem.

- Pokud si během používání nebo po použití zařízení všimnete jakéhokoli poranění dásní, zubů nebo úst, přestaňte zařízení používat a poraďte se se svým lékařem.

- Nepoužívejte zařízení, pokud máte poranění úst, dásní nebo zubů.

- Ústní sprcha by měla být používána se studenou nebo vlažnou vodou (maximálně 40 °C).

- Používejte zařízení pouze k ústní hygieně. Pokud by proud vody směřoval do očí, nosu nebo krku, mohlo by dojít k nehodě nebo zranění.

- Nesdílejte trysku s rodinou ani s jinými lidmi. Může to způsobit infekci nebo zánět.

- Nesušte hlavní jednotku fénem ani horkovzdušnou troubou. Mohlo by dojít k poruše nebo deformaci součástí.

- Neotírejte ředidly, benzínem, alkoholem atd. Mohlo by to způsobit poruchu, prasknutí nebo změnu barvy součástí.

- Po použití zařízení skladujte na místě s nízkou vlhkostí. Ponechání zařízení v koupelně

může způsobit jeho poruchu.

Oprava

- Zařízení nesmí být otevřeno.

- Elektrické spotřebiče smí opravovat pouze odborník. Nesprávná oprava může představovat pro uživatele značné nebezpečí. V případě jakýchkoli oprav se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce. Nepokoušejte se o servis ústní sprchy, pokud nejste kvalifikovaný odborník. V případě potřeby jsou k provádění vnitřní údržby oprávněni pouze kvalifikovaní odborníci na údržbu.

Nebezpečí požáru

- Jakékoli nesprávné použití nebo použití, které není v souladu s návodem k použití, představuje nebezpečí požáru!

- Nepoužívejte zařízení v zakrytém prostoru, například pod dekou nebo polštáři.

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.

- Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté.

- Nikdy neodpojujte zařízení,

když je zapnuté. Vždy ho nejdříve vypněte.

- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám ani nadměrně vlhkému prostředí.

Popis produktu

- 1 Tryska
- 2 Vypínač
- 3 Tlačítko pro výběr režimu
- 4 LED indikátor baterie / provozního režimu
- 5 Hlavní jednotka
- 6 Vodní nádrž
- 7 Spínač fixace/ uvolnění trysky
- 8 Konektor USB kabelu
- 9 Intenzivní režim
- 10 1Střední režim
- 11 1Jemný režim

Návod k použití

Nabíjení

- 1 Před prvním použitím výrobek nabijte. Ujistěte se, že používáte nabíječku dle bodu 4. Pokud jej používáte v zahraničí, nejprve zkontrolujte, zda je napětí a nabíječka ve vaší zemi vhodná pro tento výrobek.
- 2 Před nabíjením nejprve vypněte výrobek. Připojte nabíječku k dodanému

USB kabelu. Zapojte nabíječku do síťové zásuvky a připojte výrobek k nabíjecímu USB kabelu.

- 3 Indikátor baterie zobrazuje stav nabíjení. Po dokončení nabíjení zůstane indikátor svítit. Stiskněte a podržte tlačítko pro výběr režimu pro zobrazení stavu baterie. V tomto okamžiku odpojte výrobek od kabelu USB a odpojte nabíječku od zdroje napájení. Je zcela normální, že se výrobek a nabíječka mírně zahřívají.
- 4 K úplnému nabití produktu pomocí nabíječky, která splňuje požadavky, je zapotřebí přibližně čtyři hodiny. Doba se může lišit v závislosti na konkrétních okolnostech.
- 5 Pokud indikátor baterie bliká během používání ústní sprchy, informuje uživatele o nutnosti nabití zařízení. Když je baterie vybitá, indikátor 4krát blikne a poté se automaticky vypne.
- 6 Produkt nelze používat během nabíjení.
- 7 Chcete-li prodloužit životnost baterie,

nabijte zařízení ihned,
když je úroveň nabití
baterie nízká.

Varování

Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokrými rukama (mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a zkratu).

Nepoužívejte jej na místech s přístupem k vodě, například ve vaně nebo na vlhkém místě, abyste předešli poruše nebo zkratu.

Používejte nabíječku, která splňuje požadavky na nabíjení.

Během nabíjení byste se neměli nacházet příliš blízko u produktu; pokud jej na delší dobu opustíte, musíte zařízení přestat nabíjet.

Pokud se během nabíjení vyskytne závada, okamžitě vypněte napájení. Pokud je USB kabel poškozený nebo je zástrčka uvolněná, okamžitě zastavte nabíjení.

Používejte a skladujte prosím USB kabel správně. Neohýbejte, nenatahujte, nekruťte, nestlačujte ani neomotávejte kolem nabíječky.

Jak používat

Pevně připevněte trysku k přístroji pomocí fixačního spínače 

Před naplněním nádržky se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Otevřete nádržku na vodu otočením hlavní jednotky proti směru hodinových ručiček, držte nádržku ve svislé poloze a naplňte ji vodou. Ujistěte se, že teplota nádržky nepřekročí 40 °C. 

Zašroubujte nádržku na vodu zpět na hlavní jednotku ve směru hodinových ručiček a ujistěte se, že je bezpečně zajištěna

Chcete-li zařízení zapnout, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 1 sekundy.

Vyberte jeden z režimů čištění postupným stisknutím tlačítka pro výběr režimu.

K dispozici jsou 4 režimy čištění:

- "Jemný" režim

Tento režim je určen pro nové uživatele a osoby s citlivými zuby. Chcete-li tento režim aktivovat, vyberte na zařízení spodní světlo.

- „Střední“ režim

Tento režim je určen pro každodenní čištění zubních zbytků a je vhodný pro většinu uživatelů. Aktivujte jej výběrem světla uprostřed zařízení.

- „Intenzivní“ režim

Silný tlak v tomto režimu je určen k odstranění odolnějších zubních zbytků a zubního plaku. Pro aktivaci tohoto režimu vyberte na zařízení horní světlo

- „Pulzní“ režim

Střídáním tlaku rozstřikované vody tento režim poskytuje jemnou masáž dásní a zároveň odstraňuje zubní zbytky. Chcete-li tento režim zvolit, několikrát stiskněte přepínač režimů, dokud se střídavě nerozsvítí všechna světla

Po dokončení ošetření stiskněte dvakrát tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste přístroj vypnuli. Z bezpečnostních důvodů se přístroj po 2 minutách automaticky vypne. Pokud jej chcete znovu použít, zkontrolujte hladinu vody v nádržce a v případě potřeby ji doplňte před stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.

Pravidla použití: 4

Pro dosažení nejlepších výsledků začněte čištění u stoliček a posouvejte zařízení dopředu v ústech, abyste skončili u řezáků. Během čištění umístěte trysku v úhlu 90° k dásni a pohybujte s ním podél linie dásní. Mezi jednotlivými zuby se na chvíli zdržte. Lehce zavřete rty, aby voda nevystříkla, ale nechte dostatek prostoru, aby voda mohla volně stékat z úst do dřezu.

Čištění mezizubních prostor:

 5 Namiřte proud vody do prostoru mezi zuby. Tento postup vám umožní důkladně vyčistit mezizubní prostor, který je nepřístupný zubním kartáčkem.

Čištění parodontálních kapes:

 6 Namiřte proud vody do prostoru mezi zuby a dásní a pomalu pohybujte proudem vody podél dásně. Pokud máte citlivé dásně, použijte jemný režim.

Péče o dásně:

 **7** Stimulujte dásně masáží vodního paprsku. Pokud máte citlivé dásně, použijte jemný režim.

V každém z těchto kroků opatrně přejíždějte proudem vody přes přední a zadní stranu zubů a za stoličky. Tím zajistíte optimální čištění.  **4**

Paměť zařízení: Zařízení si pamatuje poslední režim použitý pro vaše zubní ošetření. Tento režim bude aktivován při příštím použití.

Po každém použití otevřete a vyprázdněte nádržku. Vraťte ji zpět a vypusťte zbývající vodu tak, že přístroj zapnete, dokud z ústní sprchy nepřestane vytékat voda. Poté zařízení vypněte (jak je uvedeno výše v návodu k použití).

Poznámka

Vložte si trysku do úst a jemně zavřete ústa, než stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí.

Pro použití si dejte obličej nad umyvadlo a s přístrojem ve svislé poloze a nainstalovanou tryskou zvedněte loket.

Stisknutím tlačítka pro výběr režimu během používání se

režim změní.

Otáčením trysky upravte směr proudění vody.

Při prvním použití začněte s „jemným“ režimem. Tlak vody lze postupně zvyšovat, aby se ústní dutina přizpůsobila. Během prvních několika použití můžete také pociťovat mírné nepohodlí v dásních. To je normální a mělo by to po 1-2 týdnech odeznít. Pokud však přetrvává nebo pokud pociťujete neobvyklou bolest, okamžitě přestaňte ústní sprchu používat a poraďte se se zdravotníkem.

Po použití stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste zařízení vypnuli.

Poznámka

- 1 Zařízení nemusí fungovat při okolní teplotě okolo 5 °C nebo nižší.
- 2 Netlačte trysku příliš silně na zuby nebo dásně.
- 3 Protože plak ulpívající na povrchu zubů nelze odstranit pouze vodou, je čištění zubů kartáčkem vždy nutné. Po vyčištění zubů se

doporučuje vyčistit si vnitřek úst vodou.

- 4** Nespouštějte hlavní jednotku na prázdnou nádržku, s výjimkou vylití zbývajících vody po použití. Používání hlavní jednotky bez vody může způsobit poruchu.
- 5** Pokud je tryska deformovaná, vyměňte ji za novou doporučenou společností LANAFORM. 

Čištění a údržba

Čištění hlavní jednotky:

Zařízení čistěte pouze čistou vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem. Nepoužívejte korozivní ani abrazivní čisticí prostředky. Na žádnou část zařízení nepoužívejte vodu s teplotou vyšší než 50 °C, mohlo by dojít k jeho poškození nebo ztrátě výkonu.

Neponořujte hlavní jednotku do vody. V případě potřeby očistěte povrch měkkým hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem.

Čištění nádrže:

Odpojte nádrž od hlavní jednotky, jak je vysvětleno v bodě 6.

Opláchněte nádržku vlažnou vodou. Nečistěte nádržku žádným

čisticím prostředkem.

vraťte nádržku zpět.

Čištění vodního kamene:

V závislosti na obsahu minerálů v použité vodě se na zařízení může objevit vodní kámen. To může snížit výkon zařízení.

Namiřte trysku směrem k dřezu, zapněte zařízení a nechte ho zapnuté, dokud v nádržce nezůstane žádná voda. Doplňte nádržku čistou horkou vodou (maximálně 40 °C) a opakujte výše uvedené kroky čištění nádržky. Tento proces čištění by se měl opakovat každé 1–3 měsíce, aby se zachoval výkon výrobku.

Výměna trysky

Tryska je spotřební materiál. Z hygienických důvodů by se měla měnit přibližně každých 6 měsíců, i když její tvar zůstane nezměněn. 

Název produktu	WF-100
Referenční číslo produktu	LA140304
Rozměry	22,4 × 7 × 7,9 cm
Hmotnost	+/- 285 g
Specifikace baterie	2000 mAh
Doba nabíjení	+/- 4 hodiny
Spotřeba energie bez nabíjení	Maximálně 5 W
Požadavek na nabíječku	5 V, 1 A
Pohotovostní proud	Méně než 20 µA

1 Odstraňování problémů

 Problém	 Příčina	 Řešení
Mezi tryskou a hlavní jednotkou je netěsnost	Těsnění držáku trysky je poškozené nebo tryska nebyla správně nainstalována	Pro opravu nebo správnou instalaci trysky kontaktujte prodejce.
Ze vstřikovače uniká voda	Těsnění je poškozené nebo jsou ve vstřikovači nečistoty	Pro opravu kontaktujte prodejce

 Problém	 Příčina	 Řešení
V nádrži na vodu je únik	Systém uzavírání jednotky není vodotěsný	Vyměňte těsnění nebo kontaktujte prodejce ohledně opravy
Tlak vody je nedostatečný	Zařízení není dostatečně nabitě	Zkuste to znovu po úplném nabití zařízení
Zařízení se nespustí	Zařízení není dostatečně nabitě	Zkuste to znovu po úplném nabití zařízení nebo kontaktujte prodejce s žádostí o opravu.
Zařízení nestříká vodu	Zařízení se používá poprvé nebo nebylo používáno po určitou dobu	Do otvoru pro instalaci trysky nalijte dostatek vody a po opětovné instalaci trysky to zkuste znovu.

Omezená záruka

Společnost LANAFORM se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM vliv.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplncích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM, ruší platnost záruky.



Likvidace odpadu

Obal se skládá výhradně z ekologicky šetrných materiálů, které lze odevzdat ve vašem místním třídícím středisku a použít jako druhotné suroviny. Karton lze vložit do nádoby na sběr papíru. Balicí fólie by měly být odevzdány ve vašem místním třídícím a recyklačním středisku.

Pokud již zařízení nepoužíváte, zlikvidujte jej způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se zákonnými předpisy.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali ústnu sprchu LANAFORM WF-100.

Vďaka 4 čistiacim režimom čistí nielen medzery medzi zubami jemným uvoľňovaním zvyškov jedla, ale tiež odstraňuje zubný povlak a baktérie. Ústna sprcha vám navyše umožňuje jemne masírovať ďasná a zároveň zmierňuje krvácanie.



Pred použitím výrobku si prosím prečítajte všetky pokyny, najmä základné bezpečnostné požiadavky.



Fotografie a ďalšie obrázky produktov v tomto návode a na obale sú čo najpresnejšie, ale netvrdia, že sa jedná o dokonalú reprodukciu produktu

- 01 Rozbaľovanie
- 02 Obsah balenia
- 03 Symboly
- 04 Bezpečnostné opatrenia
- 05 Popis produktu
- 06 Návod na použitie
- 07 Čistenie a údržba
- 08 Výmena trysky
- 09 Technické špecifikácie
- 10 1Odstraňovanie problémov
- 11 1Záruka
- 12 1Likvidácia odpadu

Rozbaľovanie

 Pred použitím starostlivo otvorte obal. Skontrolujte, či je k dispozícii všetko príslušenstvo a či nedošlo k poškodeniu niektorých súčastí počas prepravy. Riadť sa pokynmi na inštaláciu a obsluhu uvedenými v tomto návode na použitie. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo poruchy sa obráťte na predajcu alebo priamo na spoločnosť LANAFORM. V prípade reklamácie budete potrebovať model zariadenia, sériové číslo, dátum nákupu, svoje kontaktné údaje a adresu.

Obsah balenia

- 1× ústna sprcha
- 4× tryska a 4 farebné testenia
- 1× nabíjací USB kábel
- užívateľská príručka

Symbols

V návode na použitie sa môžu objaviť nasledujúce značky a symboly.

SK

Symbol	Popis
	Tento symbol vás varuje pred rizikom zranenia alebo ohrozením zdravia
	Zakázaná akcia.
	Nebezpečenstvo požiaru
	Poznámka
	Nahliadnite do návodu na použitie.
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.
 	Elektroodpad musí byť odoslaný na určené zberné miesto na recykláciu.

Symbol	Popis
	Používajte iba v interiéri

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím ústnej sprchy si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Pozor

Pred začatím používania zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny. Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže viesť k úrazu alebo vecným škodám. Uschovajte si túto používateľskú príručku a sprístupnite ju všetkým ostatným používateľom. Pokiaľ zariadenie odovzdáte niekomu inému, odovzdajte jej aj tento návod na použitie.

Nesmerujte prúd vody smerom k zadnej časti jazyka, vnútornej strane ucha, nosným dierkam ani iným citlivým oblastiam.

Toto zariadenie je schopné vytvárať tlak, ktorý by mohol v týchto oblastiach spôsobiť vážne zranenia.

Toto zariadenie je určené iba na osobné použitie a nie je určené na komerčné využitie.

Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami, vrátane detí, so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo pokiaľ im neboli s používaním zariadenia inštruované osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nehrajú.

Ústnu sprchu môžu používať deti staršie ako 8 rokov pod dohľadom.

Zariadenie je určené iba na použitie popísané v tomto návode na použitie. Používajte zariadenie iba podľa pokynov. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym použitím.

Používajte iba trysky a

príslušenstvo odporúčané spoločnosťou LANAFORM.

Nevhadzujte ani nevkladajte žiadne predmety do otvorov zariadenia.

Nepoužívajte ani neobsluhujte výrobok vonku, v mieste, kde sa používajú aerosólové plechovky, alebo v mieste, kde sa podáva kyslík.

Nepoužívajte v nádržke tohto produktu jód, fyziologický roztok, esenciálne oleje, ústnu vodu ani žiadne iné chemické roztoky. Použitie týchto produktov môže znížiť výkon zariadenia a skrátiť jeho životnosť.

Pred použitím tohto produktu vyberte všetky šperky z úst.

Pred použitím sa uistite, že vzhľad výrobku nie je poškodený a že kontrolka svieti normálne.

Pokiaľ trpíte ochorením parodontu, ste po zubnom zákroku alebo pociťujete neobvyklé príznaky v ústach, odporúčame sa pred použitím poradiť so svojím zubným lekárom či iným zdravotníckym odborníkom.

Ak si počas používania alebo po použití zariadenia všimnete akékoľvek poranenie ďasien, zubov alebo úst, prestaňte zariadenie

používať a poraďte sa so svojím lekárom.

Nepoužívajte zariadenie, ak máte poranenia úst, ďasien alebo zubov.

Ústna sprcha by mala byť používaná so studenou alebo vlažnou vodou (maximálne 40 °C).

Používajte zariadenie iba na ústnu hygienu. Ak by prúd vody smeroval do očí, nosa alebo krku, mohlo by dôjsť k nehode alebo zraneniu.

Nezdieľajte trysku s rodinou ani s inými ľuďmi. Môže to spôsobiť infekciu alebo zápal.

Nesušte hlavnú jednotku fénom ani teplovzdušnou rúrou. Mohlo by dôjsť k poruche alebo deformácii súčastí.

Neotierajte riedidlami, benzínom, alkoholom atď. Mohlo by to spôsobiť poruchu, prasknutie alebo zmenu farby súčastí.

Po použití zariadenie skladujte na mieste s nízkou vlhkosťou. Ponechanie zariadenia v kúpeľni môže spôsobiť jeho poruchu.

Úraz elektrickým prúdom

Rovnako ako u akéhokoľvek

elektrického zariadenia by mala byť aj ústna sprcha používaná opatrne, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Pri nabíjaní tohto produktu používajte nabíjačku s výstupným napätím DC 5V 1A , ktorá spĺňa národné normy, a správne zapojte zástrčku nabíjačky do zásuvky, aby ste predišli poruche alebo požiaru spôsobenému teplom.

Adaptér zapájajte do zásuvky iba vtedy, keď je zariadenie vypnuté.

Nikdy nepoužívajte zariadenie, pokiaľ je zariadenie alebo jeho príslušenstvo viditeľne poškodené.

Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ spadlo do vody.

Nepoužívajte zariadenie počas búrky.

Ak je zariadenie chybné alebo sa pokazí, okamžite ho vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Neťahajte za napájací kábel ani za zariadenie, aby ste odpojili sieťový adaptér zo zásuvky.

Nikdy nedržte ani nenoste zariadenie za napájací kábel.

Neškripte kábel.

Nepoužívajte ústnu sprchu

bez predchádzajúcej inštalácie koncovky.

Pretože tento produkt má integrovanú dobíjaciu batériu, nevhadzujte ho do ohňa a nepoužívajte ho vo vysokoteplotnom a prehriatom prostredí, mohlo by dôjsť k poruche alebo požiaru spôsobenému teplom.

Uchovávajte sieťový adaptér mimo horúcich povrchov.

Uistite sa, že napájací kábel a zástrčka sieťového adaptéra neprídu do kontaktu s vodou, parou alebo inými kvapalinami.

Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od zásuvky. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku úniku prúdu v dôsledku zhoršenia izolácie.

Nikdy nedvíhajte zariadenie, ktoré spadlo do vody. Okamžite odpojte sieťový adaptér zo zásuvky.

Pred naplnením nádrže odpojte zariadenie zo zásuvky.

Oprava

Zariadenie nesmie byť otvorené.

Elektrické spotrebiče smie opravovať iba odborník. Nesprávna oprava môže predstavovať pre

používateľov značné nebezpečenstvo. V prípade akýchkoľvek opráv sa obráťte na zákaznícky servis alebo autorizovaného predajcu. Nepokúšajte sa o servis ústnej sprchy, pokiaľ nie ste kvalifikovaný odborník. V prípade potreby sú na vykonávanie vnútornej údržby oprávnení iba kvalifikovaní odborníci na údržbu.

Nebezpečenstvo požiaru

Akékoľvek nesprávne použitie alebo použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie, predstavuje nebezpečenstvo požiaru!

Nepoužívajte zariadenie v zakrytom priestore, napríklad pod dekou alebo vankúšmi.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov.

Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté.

Nikdy neodpájajte zariadenie, keď je zapnuté. Vždy ho najskôr vypnite.

Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám ani nadmerne vlhkému prostrediu.

Popis produktu

1 Tryska

- 2 Vypínač
- 3 Tlačidlo pre výber režimu
- 4 LED indikátor batérie / prevádzkového režimu
- 5 Hlavná jednotka
- 6 Vodná nádrž
- 7 Spínač fixácie/ uvoľnenia trysky
- 8 Konektor USB kábla
- 9 Intenzívny režim
- 10 1Stredný režim
- 11 1Jemný režim

Návod na použitie

Nabíjanie

- 1 Pred prvým použitím výrobok nabite. Uistite sa, že používate nabíjačku podľa bodu 4. Ak ho používate v zahraničí, najprv skontrolujte, či je napätie a nabíjačka vo vašej krajine vhodná pre tento výrobok.
- 2 Pred nabíjaním najskôr vypnite výrobok. Pripojte nabíjačku k dodanému USB káblu. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky a pripojte výrobok k nabíjacímu USB káblu.
- 3 Indikátor batérie zobrazuje stav nabíjania. Po dokončení nabíjania zostane indikátor svietiť. Stlačte a podržte tlačidlo pre výber

režimu pre zobrazenie stavu batérie. V tomto momente odpojte výrobok od kábla USB a odpojte nabíjačku od zdroja napájania. Je úplne normálne, že sa výrobok a nabíjačka mierne zahrievajú.

- 4 Na úplné nabitie produktu pomocou nabíjačky, ktorá spĺňa požiadavky, je potrebné približne štyri hodiny. Doba sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych okolností.
- 5 Ak indikátor batérie bliká počas používania ústnej sprchy, informuje užívateľa o nutnosti nabitia zariadenia. Keď je batéria vybitá, indikátor 4krát blikne a potom sa automaticky vypne.
- 6 Produkt nie je možné používať počas nabíjania.
- 7 Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nabite zariadenie ihneď, keď je úroveň nabitia batérie nízka.

Varovanie

Nezapájajte ani neodpájajte napájací kábel mokrými rukami (mohlo by dôjsť k

úrazu elektrickým prúdom a skratu).

Nepoužívajte ho na miestach s prístupom k vode, napríklad vo vani alebo na vlhkom mieste, aby ste predišli poruche alebo skratu.

Používajte nabíjačku, ktorá spĺňa požiadavky na nabíjanie.

Počas nabíjania by ste sa nemali nachádzať príliš blízko pri produkte; ak ho na dlhší čas opustíte, musíte zariadenie prestať nabíjať.

Ak sa počas nabíjania vyskytne porucha, okamžite vypnite napájanie. Ak je USB kábel poškodený alebo je zástrčka uvoľnená, okamžite zastavte nabíjanie.

Používajte a skladujte prosím USB kábel správne. Neohýbajte, nenaťahujte, nekrúťte, nestláčajte ani neomotávajte okolo nabíjačky.

Ako používať

Pevne pripevnite trysku k prístroju pomocou fixačného spínača. 

Pred naplnením nádržky sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Otvorte nádržku na vodu otočením hlavnej

jednotky proti smeru hodinových ručičiek, držte nádržku vo zvislej polohe a naplňte ju vodou. Uistite sa, že teplota nádržky neprekročí

40 °C. 

Zaskrutkujte nádržku na vodu späť na hlavnú jednotku v smere hodinových ručičiek a uistite sa, že je bezpečne zaistená.

Ak chcete zariadenie zapnúť, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 1 sekundy.

Vyberte jeden z režimov čistenia postupným stlačením tlačidla pre výber režimu.

K dispozícii sú 4 režimy čistenia:

- "Jemný" režim

Tento režim je určený pre nových používateľov a osoby s citlivými zubami. Ak chcete tento režim aktivovať, vyberte na zariadení spodné svetlo.

- „Stredný“ režim

Tento režim je určený na každodenné čistenie zubných zvyškov a je vhodný pre väčšinu užívateľov. Aktivujte ho výberom svetla uprostred zariadenia.

- „Intenzívny“ režim

Silný tlak v tomto režime je určený na odstránenie odolnejších zubných zvyškov a zubného povlaku. Pre aktiváciu tohto režimu vyberte na zariadení horné svetlo

- „Pulzný“ režim

Striedaním tlaku rozstrekovanej vody tento režim poskytuje jemnú masáž ďasien a zároveň odstraňuje zubné zvyšky. Ak chcete tento režim zvoliť, niekoľkokrát stlačte prepínač režimov, kým sa striedavo nerozsvietia všetky svetlá.

Po dokončení ošetrenia stlačte dvakrát tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste prístroj vyppli. Z bezpečnostných dôvodov sa prístroj po 2 minútach automaticky vypne. Pokiaľ ho chcete znovu použiť, skontrolujte hladinu vody v nádržke av prípade potreby ju doplňte pred stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia

Pravidlá použitia

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov začnite čistenie pri stoličkách a posúvajte zariadenie dopredu v ústach, aby ste skončili pri rezákoch.

Počas čistenia umiestnite trysku v uhle 90° k ďasnu a pohybujte s ním pozdĺž línie ďasien. Medzi jednotlivými zubami sa na chvíľu zdržte. Ľahko zatvorte pery, aby voda nevystrekla, ale nechajte dostatok priestoru, aby voda mohla voľne stekať z úst do drezu.

Čistenie medzizubných priestorov:



Namierte prúd vody do priestoru medzi zubami. Tento postup vám umožní dôkladne vyčistiť medzizubný priestor, ktorý je neprístupný zubnou kefkou.

Čistenie parodontálnych vreciek:



Stimulujte ďasná masážou vodného lúča. Ak máte citlivé ďasná, použite jemný režim.

Starostlivosť o ďasná :



stimulujte ďasná masážou vodného lúča. Ak máte citlivé ďasná, použite jemný režim. 

V každom z týchto krokov opatrne prechádzajte prúdom vody cez prednú a zadnú stranu zubov a za stoličky. Tým zaistíte optimálne

čistenie

Pamäť zariadenia:

VZariadenie si pamätá posledný režim použitý pre vaše zubné ošetrovanie. Tento režim bude aktivovaný pri ďalšom použití.

Po každom použití otvorte a vyprázdňte nádržku. Vráťte ju späť a vypustite zostávajúcu vodu tak, že prístroj zapnete, kým z ústnej sprchy neprestane vytekať voda. Potom zariadenie vypnite (ako je uvedené vyššie v návode na použitie).

⚠ Poznámka

Vložte si trysku do úst a jemne zatvorte ústa, než stlačíte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

Na použitie si dajte tvár nad umývadlo a prístrojom vo zvislej polohe a nainštalovanú trysku zdvihnite lakeť.

Stlačením tlačidla pre výber režimu počas používania sa režim zmení.

Otáčaním trysky upravte smer prúdenia vody.

Pri prvom použití začnite s „jemným“ režimom. Tlak vody je možné postupne zvyšovať, aby sa ústna dutina prispôsobila. Počas prvých

niekoľkých použití môžete tiež pociťovať mierne nepohodlie v ďasnách. To je normálne a malo by to po 1-2 týždňoch odznieť. Ak však pretrváva alebo ak pociťujete neobvyklú bolesť, okamžite prestaňte ústnu sprchu používať a poraďte sa so zdravotníkom.

Po použití stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste zariadenie vypili.

Poznámka

- 1 Zariadenie nemusí fungovať pri okolitej teplote okolo 5 °C alebo nižšej.
- 2 Netlačte trysku príliš silno na zuby alebo ďasná.
- 3 Pretože plak priľnavý na povrchu zubov nemožno odstrániť iba vodou, je čistenie zubov kefkou vždy nutné. Po vyčistení zubov sa odporúča vyčistiť si vnútro úst vodou.
- 4 Nespúšťajte hlavnú jednotku na prázdnu nádržku, s výnimkou vyliatia zostávajúcej vody po použití. Používanie hlavnej jednotky bez vody môže spôsobiť poruchu.
- 5 Pokiaľ je tryska deformovaná, vymeňte

ju za novou odporúčanou spoločnosťou

LANAFORM 

7.Čistenie a údržba

Čistenie hlavnej jednotky:

Zariadenie čistite iba čistou vodou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Na žiadnu časť zariadenia nepoužívajte vodu s teplotou vyššou ako 50 °C, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu alebo strate výkonu.

Neponárajte hlavnú jednotku do vody. V prípade potreby očistite povrch mäkkou handričkou a neagresívnym čistiacim prostriedkom.

Čistenie nádrže:

Odpojte nádrž od hlavnej jednotky, ako je vysvetlené v bode 6.

Opláchnite nádržku vlažnou vodou. Nečistite nádržku žiadnym čistiacim prostriedkom.

vráťte nádržku späť.

Čistenie vodného kameňa:

V závislosti od obsahu minerálov v použitej vode sa na zariadení

môže objaviť vodný kameň. To môže znížiť výkon zariadenia.

Namierte trysku smerom k drezu, zapnite zariadenie a nechajte ho zapnuté, kým v nádržke nezostane žiadna voda. Doplníte nádržku čistou horúcou vodou (maximálne 40 °C) a opakujte vyššie uvedené kroky čistenia nádržky. Tento proces čistenia by sa mal opakovať každé 1-3

mesiace, aby sa zachoval výkon výrobku.

Výmena trysky

Tryska je spotrebný materiál. Z hygienických dôvodov by sa mala meniť približne každých 6 mesiacov, aj keď jej tvar zostane nezmenený.  2

SK

9.Caractéristiques techniques

Tryska je spotrebný materiál. Z hygienických dôvodov by sa mala meniť približne každých 6 mesiacov, aj keď jej tvar zostane nezmenený.	WF-100
Référence du produit	LA140304
Dimensions	22,4 × 7 × 7,9 cm
Poids	+/- 285 g
Spécification de la batterie	2000 mAh
Temps de chargement	+/- 4 hodiny
Consommation électrique hors charge	Maximálne 5 W
Exigence du chargeur	5 V, 1 A
Courant de veille	Menej ako 20 µA

 Problém	 Príčina	 Riešenie
Medzi tryskou a hlavnou jednotkou je netesnosť	Tesnenie držiaka trysky je poškodené alebo tryska nebola správne nainštalovaná	Tesnenie držiaka trysky je poškodené alebo tryska nebola správne nainštalovaná
Zo vstrekovávača uniká voda	Tesnenie je poškodené alebo sú vo vstrekovávači nečistoty	Tesnenie je poškodené alebo sú vo vstrekovávači nečistoty
V nádrži na vodu je únik	Systém uzatvárania jednotky nie je vodotesný	Systém uzatvárania jednotky nie je vodotesný
Tlak vody je nedostatočný	Zariadenie nie je dostatočne nabité	Zariadenie nie je dostatočne nabité
Zariadenie sa nespustí	Zariadenie nie je dostatočne nabité	Zariadenie nie je dostatočne nabité
Zariadenie nestrieka vodu	Zariadenie sa používa prvýkrát alebo nebolo používané po určitú dobu	Zariadenie sa používa prvýkrát alebo nebolo používané po určitú dobu

11. Obmedzená záruka

Spoločnosť LANAFORM sa zaručuje, že tento výrobok je bez akejkoľvek chyby materiálu či spracovania, a to od dátumu predaja po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Záruka spoločnosti LANAFORM sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným používaním tohto výrobku. Okrem iného sa záruka v rámci tohto výroku spoločnosti LANAFORM nevzťahuje na škody spôsobené chybným alebo nevhodným používaním či akýmkoľvek chybným užívaním, nehodou, pripojením nedovolených doplnkov, zmenou realizovanou na výrobku či iným zásahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spoločnosť LANAFORM vplyv.

SK

Spoločnosť LANAFORM nebude zodpovedná za žiadny druh poškodenia príslušenstva (následný alebo špeciálny).

Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od prvej kúpi pod podmienkou, že pri reklamácií je treba predložiť doklad o kúpe tohto tovaru.

Po prijatí prístroja ho spoločnosť LANAFORM opraví alebo vymení v závislosti od prípadu a následne vám ho vráti. Záručný servis poskytuje iba servisné stredisko spoločnosti LANAFORM. V prípade, že akúkoľvek údržbu tohto prístroja zveríte inej osobe ako servisnému stredisku spoločnosti LANAFORM, táto záruka stráca platnosť.



Likvidácia odpadu

Obal sa skladá výhradne z ekologicky šetrných materiálov, ktoré je možné odovzdať vo vašom miestnom triediacom stredisku a použiť ako druhotné suroviny. Kartón je možné vložiť do nádoby na zber papiera. Baliace fólie by mali byť odovzdané vo vašom miestnom triediacom a recyklačnom stredisku.

Pokiaľ už zariadenie nepoužívate, zlikvidujte ho spôsobom šetrným k životnému prostrediu av súlade so zákonnými predpismi.

Note:

Note:

LANAFORM

WF-100

LA140304 / LOT 004

MANUFACTURER & IMPORTER

LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS

RUE DE LA LÉGENDE, 55

4141 LOUVEIGNÉ, BELGIUM

+32 4 360 92 91

INFO@LANAFORM.COM

WWW.LANAFORM.COM