

Un outil étonnant doté d'un design ergonomique créé pour fournir un massage à 360 degrés ciblant toutes les zones du visage.

**Les caractéristiques de notre 3D appareil anti-rides :**

- Resserrement et raffermissement de la peau
- Lifting du visage
- Relaxe les muscles tendus
- Léger et confortable
- Très simple à utiliser
- Excellent rapport qualité/prix

Sa technologie avancée de modelage peut sculpter et relever les zones telles que le visage, les clavicules et les omoplates.

C'est un outil étonnant lorsqu'il s'agit de détendre les muscles, de soulager les tensions et de retendre la peau. Pour des résultats plus rapides, vous pouvez utiliser le rouleau facial quotidiennement

Dans la tradition japonaise, cependant, la beauté est un signe de santé, comprise comme une harmonie entre les zones physique, mentale et spirituelle. Le but du massage est d'aider à maintenir cette harmonie et à préserver la beauté naturelle.

**Les techniques de massage destiné au visage et votre corp - un effet anti-vieillessement et un effet lifté :**

- Appliquez une bonne quantité de crème hydratante ou d'huile pour la peau comme l'huile d'amande ou d'olive sur la peau du visage, des bras, des cuisses, de la ligne d'attente, etc.
- Prenez le rouleau de massage.
- Tenez-le vers le haut.
- Chaque fois, roulez-le vers le haut.
- Cependant, lorsque vous l'utilisez sur les bras et les cuisses, vous pouvez rouler d'avant en arrière.
- Idéal pour masser les mains.
- La forme ergonomique et profilée offre un massage plus agréable.
- Si vous conservez votre rouleau au réfrigérateur, il rafraîchira votre peau à son contact.

**Le massage à 360 degrés procure différents bienfaits sur tout le corps:**

- Booste la circulation sanguine ce qui peut contribuer à rendre votre peau plus lumineuse.
- Tonifie la peau du visage
- Stimule la régénération de la peau
- Lutte contre les rides et le relâchement cutané
- Détend les muscles
- Soulage les tensions

**Le massage à 360 degrés procure différents bienfaits sur tout le corps:**

- Booste la circulation sanguine ce qui peut contribuer à rendre votre peau plus lumineuse.
- Tonifie la peau du visage.
- Redessine la ligne de l'ovale du visage.
- Réduit les ridules, les rides et les cernes.

**À quelle fréquence devez-vous utiliser notre Appareil Anti-Rides Visage 3D?**

- Constatez des effets positifs en effectuant un massage quotidien de 10 minutes avec votre huile ou votre sérum préféré, ou en utilisant un dispositif de masque en feuille, ce qui augmente l'absorption des ingrédients bénéfiques.
- Grâce à la structure étanche de l'appareil de massage, effectuez un massage pendant un bain relaxant.
- Utilisez-le sans danger tous les jours. Certaines études indiquent que vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous le utilisez à long terme.
- Même si vous n'avez que quelques minutes, vous pouvez quand même profiter de certains des avantages de la déstressation et de l'élimination potentielle de la poussière.

#### **Comment nettoyer votre rouleau facial?**

- Essuyez tout excès d'huile ou de produit avec un gant de toilette doux et propre. C'est une bonne idée de l'essuyer après chaque utilisation.
- Utilisez un nettoyant doux pour le visage ou un savon pour tuer les bactéries. Veillez à bien rincer à l'eau à température ambiante.
- Évitez de mettre de l'eau très chaude sur votre rouleau facial ou de le tremper dans l'eau.
- Posez le rouleau horizontalement sur un chiffon propre pour le faire sécher.

#### **3D Massage roller : informations techniques**

Dimensions : 15,2x5,8x1,6 cm

Poids : 77 g

Fréquence de vibration : 6000/min

Composition : alliage d'aluminium, alliage de zinc

Couleur : rose

Température de fonctionnement : 0-40°C

Pile : 1xAA n'est pas fournie avec le produit

L'appareil de massage 3D Qmed a été développé dans le but de combiner les meilleures pratiques du traitement traditionnel utilisant la thérapie par le toucher, l'ingénierie moderne et l'art de créer de beaux objets. L'histoire du massage du visage remonte à l'Antiquité, lorsque la cosmétologie - l'art de l'embellissement - occupait une place importante dans la médecine, généralement réservée aux familles royales régnantes ou aux citoyens les plus riches. La reine Cléopâtre, célèbre pour sa beauté, était massée et ointe d'huiles tous les jours. Dans la tradition japonaise, la beauté est un signe d'état de santé, interprété comme une harmonie entre les zones physique, mentale et spirituelle. Le but du massage est de favoriser cette harmonie et de maintenir la beauté naturelle. La coupe en diamant des têtes et leur disposition en forme de V selon un angle de 70°, permet d'adapter parfaitement le produit à la ligne du corps et de réaliser un massage comparable à un traitement thermal. Le masseur 3D Face est recommandé pour remodeler le visage, affiner les pommettes, réduire les gonflements et les cernes sous les yeux, améliorer l'ovale du visage, raffermir la peau du cou et du décolleté. Les effets positifs sont visibles avec un massage quotidien de 10 minutes en appliquant l'huile ou le sérum préféré, ainsi qu'en utilisant l'appareil sur le masque en feuille augmentant l'absorption des ingrédients bénéfiques. La construction étanche du produit permet le massage pendant le bain relaxant.

**Important !** Bien que le métal n'ait pas de propriétés favorisant la croissance bactérienne, pensez à masser avec un appareil propre et à le désinfecter après chaque utilisation. Ne pas appliquer trop de pression, des mouvements doux sont suffisants. Le fait d'appuyer le masseur sur le corps n'augmente pas les résultats. Effectuez le massage du centre du visage vers l'extérieur, en répétant chaque mouvement plusieurs fois. N'utilisez pas le produit si vous avez des problèmes de peau, une discontinuité de l'épiderme ou une allergie au métal.

**Exemple de direction de massage :**

Le masseur peut être utilisé à des fins professionnelles ou pour un usage personnel à domicile. L'appareil ne génère pas de bruit gênant, ce qui est particulièrement important si l'objectif est la relaxation.

**ATTENTION :** Lors de l'utilisation de l'appareil, respectez toujours les précautions de base conformément aux informations incluses ci-dessous et concernant les mesures de sécurité. Lisez attentivement l'ensemble des instructions avant de l'utiliser. Une utilisation correcte de cet appareil est recommandée pour obtenir les meilleurs

résultats. Une utilisation incorrecte de cet appareil pourrait entraîner des blessures ou des complications de santé. Conservez ce manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans notification préalable.

**Avertissements :**

1. Évitez de tomber. Un choc peut endommager le produit.
2. N'utilisez pas l'appareil d'une manière non conforme aux instructions.
3. Vérifiez soigneusement votre appareil avant chaque utilisation.
4. N'apportez aucune modification privée à l'équipement.
5. Après avoir utilisé et nettoyé le masseur, essuyer la surface avec un chiffon doux. S'assurer que le produit est sec avant de le remettre dans son emballage. N'utilisez pas de solvants, de nettoyeurs pour toilettes, de brosses pointues et d'objets durs, ni de nettoyeurs caustiques. N'essayez pas de nettoyer les surfaces internes. Le démontage de l'appareil pour nettoyer les mécanismes internes pourrait entraîner une défaillance de l'appareil.
6. Le stockage de l'appareil de massage dans des endroits à très forte humidité (bains, blanchisseries, etc.) ou à l'air libre ainsi que le manque d'hygiène entraînent une perte rapide des paramètres de fonctionnement et de l'esthétique du produit.
7. Il est inacceptable d'utiliser l'appareil de massage après avoir découvert des dommages visibles ou détectables qui pourraient causer un accident.
8. Ne laissez pas les enfants ou les personnes qui ne sont pas capables de manipuler l'équipement utiliser le produit.
9. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que le

**Entretien :**

1. Vérifiez s'il y a des dommages ou de l'usure par inspection visuelle.
2. Veillez à retirer la fiche du secteur de la prise électrique avant de nettoyer le masseur.
3. Essuyer la surface de l'appareil avec une serviette légèrement humide et la sécher avec un chiffon doux. S'assurer que le masseur est sec avant de le remettre dans son emballage. N'utilisez pas de solvants, de nettoyeurs pour toilettes, de brosses pointues et d'objets durs, ni de nettoyeurs caustiques. N'essayez pas de nettoyer les surfaces internes. Le démontage de l'appareil pour nettoyer les mécanismes internes pourrait entraîner une défaillance de l'appareil.
4. Lors d'un stockage ou d'un voyage de longue durée, séparez l'appareil de la batterie et placez-la dans l'étui d'origine de l'appareil.
5. Il est extrêmement important de garder tous les composants de l'appareil de massage propres pour maintenir les paramètres du produit.
6. Le stockage de l'appareil de massage dans des endroits à très forte humidité (bains, blanchisseries, etc.) ou à l'air libre ainsi que le manque d'hygiène entraînent une perte rapide des paramètres de fonctionnement et de l'esthétique du produit.
7. Il est inacceptable d'utiliser le masseur après avoir découvert des dommages visibles ou détectables ou lorsque l'usure de certaines pièces peut provoquer un accident. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié et, pendant la période de

massage. Cela pourrait entraîner un accident ou une blessure.  
10. Veuillez garder le produit hors de portée des enfants.

garantie, uniquement par le service du fabricant.  
8. La température de stockage du masseur doit être supérieure à 0°C et l'humidité relative  $\leq 60\%$ .


**Avis de non-responsabilité :**

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser cet équipement. Utilisez cet équipement correctement, conformément aux instructions. MDH Sp. z o. o. ne sera pas responsable des dommages ou pertes subis par le client en raison d'une utilisation incorrecte de cet équipement comme expliqué.



Le produit est conforme aux exigences des normes relatives aux appareils électriques et électroniques. Il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur est responsable de remettre l'appareil à la fin de sa vie utile aux points de collecte appropriés, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur en matière d'élimination des déchets.

**Spécifications du produit :**

 Le produit est conforme aux normes :  
EN 55014-1 : 2017+A11 : 2020  
EN 55014-2 : 2015

**Fabricant :** Inphysio.fr

21-23 Rue Aristide Briand  
92170 Vanves, France