

## Coussin de Soutien Lombaire à Mémoire de Forme doux

- Soutient parfaitement vos vertèbres lombaires
- Évite les douleurs dorsales
- Convient pour tout type de siège dont les sièges de voiture
- Idéal au travail, en voyage ou à la maison
- Densité : Medium - 55kg / m<sup>3</sup>
- Taille : 35 x 31 x 12 cm

Il assure un maintien optimal et élimine les douleurs lombaires causées par une posture assise prolongée.

Ce coussin est recommandé à toutes les personnes passant beaucoup de temps en position assise. Le support lombaire assure un maintien optimal de la colonne vertébrale dans une position anatomique, ce qui contribue à éliminer les douleurs lombaires survenant lors d'une posture assise prolongée. Il peut être utilisé dans la voiture, à domicile, au travail.

Coussin de Soutien Lombaire à Mémoire de Forme doux - la solution parfaite pour un confort apaisant et un soulagement thérapeutique de la colonne vertébrale.

### Produit recommandé pour :

- Les douleurs légères au niveau de la région lombaire-sacrée dues à une mauvaise posture de la silhouette en position assise
- Diminuer la tension dorsale en position assise
- Il contribue à corriger votre posture, grâce à sa capacité de soutien optimal le long des arcs naturels de votre dos.

### Notre coussin lombaire favorise :

- le rétablissement de la lordose cervicale
- le rétablissement de la cyphose dorsale
- le rétablissement de la lordose lombaire

### Quelles sont les particularités et les caractéristiques du soutien lombaire demi-lune ?

- Soutient le dos
- Favorise une assise droite
- Facile à fixer au siège grâce à sa sangle élastique
- Idéal en cas de position assise prolongée
- S'adapte à votre morphologie
- Densité : Medium - 55kg / m<sup>3</sup>

Ce produit labélisé STANDARD 100 by OEKO-TEX® suit un processus de fabrication certifié et contrôlé, respectueux de votre peau

**ATTENTION** : En raison du conditionnement lors du transport, une "odeur d'usine" peut être ressentie une fois l'oreiller retiré de son emballage. Pour supprimer cette dernière, il suffit d'aérer l'oreiller avant la première utilisation.

#### ENTRETIEN :

La mousse à mémoire de forme n'est pas lavable.

La taie extérieure est amovible et peut être lavée à une température maximale de 30 °C.



Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

#### Informations techniques :

Dimensions : 35 x 31 x 12 cm

Densité : 55kg/m<sup>3</sup>

Composition :

Coussin : mousse viscoélastique 100% polyuréthane

Taie extérieure : amovible, 75% coton, 25% polyester

Taie intérieure : fixe, 100% polyester

#### Fabricant :



21-23 Rue Aristide Briand  
92170 Vanves, France