

## Traversin – mini coussin ergonomique

Ce coussin réalisé à partir d'une mousse à mémoire est de forme cylindrique. Il est utilisé pour soulager la pression au niveau de la colonne cervicale et de la région lombaire. Idéal pour voyager afin de soutenir la tête. En assurant une bonne posture, il élimine la tension musculaire au niveau du cou et prévient ainsi les maux de tête.

Grâce à sa forme, il peut être utilisé pour la rééducation des membres inférieurs et le traitement des maladies de la colonne vertébrale au niveau des lombaires.

C'est la solution parfaite pour un confort apaisant et un soulagement thérapeutique de la colonne vertébrale.

### Produit recommandé pour:

- Les douleurs légères et les tensions musculaires au niveau de la région cervicale dues à une mauvaise posture de la silhouette en position assise

### Quelles sont les particularités et les caractéristiques de notre Mini Traversin :

- Idéal en voyage, au travail ou à la maison
- Ce coussin soulage la fatigue, détend les muscles, maintient la nuque confortablement pendant la conduite.
- Excellent pour améliorer votre posture de conduite, très confortable autant pour le conducteur que pour le passager.

### Les bienfaits d'un coussin pour la nuque

- Aide à maintenir le cou dans une courbe naturelle
- Amortit la pression des jambes et des genoux
- Peut être utilisé pendant la grossesse
- Utilisation polyvalente
  
- Ce produit labélisé STANDARD 100 by OEKO-TEX® suit un processus de fabrication certifié et contrôlé, respectueux de votre peau
- Le STANDARD 100 by OEKO-TEX® est le premier label répondant aux besoins des consommateurs en matière d'écologie humaine. Il garantit l'absence de substances nocives ou pouvant présenter un risque pour la santé dans la composition des produits certifiés.

### ATTENTION

En raison du conditionnement lors du transport, une "odeur d'usine" peut être ressentie une fois l'oreiller retiré de son emballage. Pour supprimer cette dernière, il suffit d'aérer l'oreiller avant la première utilisation

**ENTRETIEN :**

La mousse à mémoire de forme n'est pas lavable.

La taie extérieure est amovible et peut être lavée à une température maximale de 30 °C.



Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

**Informations techniques :**

Dimensions : 27 x 12 cm

Densité : 55kg/m<sup>3</sup>

Composition :

Coussin : mousse viscoélastique 100% polyuréthane

Taie extérieure : amovible, 75% coton, 25% polyester

Taie intérieure : fixe, 100% polyester

**Fabricant :**

 Inphysio.fr

21-23 Rue Aristide Briand  
92170 Vanves, France