

Oreiller Ergonomique Anti-Rides Ergo avec 100% soie

- Nouvelle forme unique
- Pour un soutien parfait du cou
- Soulage les douleurs cervicales
- Aide à prévenir les rides du sommeil
- Housse double face rafraîchissante/réchauffante
- Technologie HyperPure
- Taille : M - 65x51x11 cm

Cet Oreiller Ergonomique à Mémoire de Forme, avec sa nouvelle forme innovante, vous permettra de dormir confortablement et sainement sur le côté et sur le dos. Il a été conçu par des professionnels pour garantir un sommeil régénérateur et sain. Sa grande surface de couchage offre un grand confort pour ceux qui dorment sur le dos et sur le côté et ceux qui se tournent souvent d'un côté à l'autre. La mousse de densité moyenne et les Zones de Soulagement de Pression Faciale sont conçues à la fois pour l'anti-rides de sommeil et comme solution parfaite pour un confort apaisant et un soulagement thérapeutique de la colonne cervicale.

Produit recommandé pour :

- Apaiser les douleurs au niveau cervical de la colonne.
- Contribuer à la rééducation en cas de troubles vertébraux et musculaires cervicaux.
- Prévenir les tensions musculaires et la discopathie cervicale grâce à l'inclinaison appropriée de l'oreiller.
- La prévention des problèmes d'insomnie, de ronflements et de tension nerveuse.
- Rétablir la position correcte de la colonne vertébrale face au syndrome du cou texto.

La conception ergonomique de notre oreiller anatomique

- Offre un soutien optimal pour la tête.
- Aide à maintenir le cou dans une courbe naturelle.
- Allège la pression exercée sur les disques cervicaux.
- Maintient les voies respiratoires alignées et sans restriction pour atténuer le ronflement.

Quelles sont les particularités de l'oreiller anti-rides de sommeil ?

- Peau plus jeune et fraîche. Aide à prévenir les rides du sommeil.
- Réduit les gonflements en empêchant la rétention d'eau.
- Le tissu Ice avec des caractéristiques rafraîchissantes offre un environnement adapté à la peau.

Zone de Soulagement de Pression Faciale

Les zones d'oreilles des deux côtés de la surface supérieure de l'oreiller préviennent la pression sur les oreilles et les rides du visage, offrant un confort maximal lorsque vous vous allongez sur le côté.

Zone de Soutien de la Tête

La zone de tête au centre de l'oreiller soutient doucement votre tête, soulageant la tension du cou et vous aidant à dormir dans une position neutre de la colonne vertébrale.

Technologie HyperPure

Cet oreiller respirant utilise une technologie spéciale dans la mousse à mémoire de forme pour dissiper en douceur la chaleur et inhaler de l'air frais. La technologie de traitement de la mousse HyperPure d'Inphysio maximise la chaleur et la circulation de l'air en insérant des centaines de colonnes d'air pour compenser la faible perméabilité à l'air de la mousse à mémoire de forme.

Livré avec deux taies d'oreiller

La housse en FROID/CHAUD est déjà installée sur l'oreiller. La housse en soie est dans un emballage séparé. Les housses sont conçues pour être utilisées en alternance. Il est interdit de mettre deux housses en même temps. Retirez la housse FROID/CHAUD si vous souhaitez utiliser la housse en soie.

Taie Côtés FROID/CHAUD - Des tissus fonctionnels différents sont utilisés pour la housse de l'oreiller, donc l'oreiller peut être utilisé sur deux faces selon la saison ou la préférence. Le côté supérieur est doté d'un tissu de refroidissement fonctionnel pour vous aider à dormir confortablement et au frais lorsque celui-ci touche votre peau, tandis que le côté inférieur conserve la chaleur corporelle. Le côté de l'oreiller est en tissu 3D pour évacuer l'air de l'intérieur de l'oreiller.

TAIE D'OREILLER 100 % SOIE DE MURIER 22 MM - Une taie d'oreiller 100 % soie de mûrier 22 mm aide à réduire l'irritation de la peau, à prévenir les éruptions cutanées et à protéger et entretenir vos cheveux pendant la nuit. Les fibres naturellement douces de la soie sont l'accessoire de soin parfait pour votre routine de beauté nocturne.

Extra large (65 cm) et confortable

Le passage de la « Zone de Soutien de la Tête » à la « Zone de Soulagement de Pression Faciale » est doux et fluide, minimisant l'impact lors du changement de posture de sommeil.

Ce produit labélisé STANDARD 100 by OEKO-TEX® suit un processus de fabrication certifié et contrôlé, respectueux de votre peau

Le STANDARD 100 by OEKO-TEX® est le premier label répondant aux besoins des consommateurs en matière d'écologie humaine. Il garantit l'absence de substances nocives ou pouvant présenter un risque pour la santé dans la composition des produits certifiés.

ATTENTION : En raison du conditionnement lors du transport, une "odeur d'usine" peut être ressentie une fois l'oreiller retiré de son emballage. Pour supprimer cette dernière, il suffit d'aérer l'oreiller avant la première utilisation.

ENTRETIEN :

La mousse à mémoire de forme n'est pas lavable.

La taie extérieure est amovible et peut être lavée à une température maximale de 30 °C.



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Informations techniques :

Oreiller : mousse viscoélastique 100% polyuréthane
Taie d'oreiller:
Taie extérieure : blanc/gris, amovible, côté supérieur en tissu glacé : 50% nylon + 50% polyester, côté intermédiaire : maille respirante ; côté inférieur en jacquard tricoté : 100%
Taie extérieure : 100% soie
Intérieure : fixe 100% polyester
Dimensions: 65x41x11 cm

Densité: Medium – 50 kg / m³
Couleur : blanc/gris, blanc

Fabricant :

 Inphysio.fr

21-23 Rue Aristide Briand
92170 Vanves, France